


## Einspielanleitung ALBIS Version 10.00.072

	<p>Die Installation dieses Updates setzt mindestens die erfolgreiche Installation der Version 10.00.048 voraus. Überprüfen Sie dies über das Menü? und den Unterpunkt Über...</p> <p>Bereits seit mehreren Jahren ist seitens der Firma Microsoft der Support verschiedener Betriebssysteme eingestellt. Aus diesem Grund stellen wir mit dem ALBIS Update zum 1. Quartal 2011 ebenfalls den Support für die Betriebssysteme WIN 95 / WIN 98 / WIN NT ein. Sollten Sie eines dieser Betriebssysteme verwenden, empfehlen wir Ihnen frühzeitig, Kontakt mit Ihrem zuständigen ALBIS Vertriebs- und Servicepartner aufzunehmen. Ein Starten von ALBIS bei den Betriebssystemen WIN 95 / WIN 98 / WIN NT können wir ab dem 01.01.2011 nicht mehr gewährleisten.</p>	<input type="radio"/>
+	Führen Sie vor dem Einspielen des Updates unbedingt eine Datensicherung durch, die Sie über einen längeren Zeitraum aufbewahren.	<input type="radio"/>
+	<p>Bevor Sie das Update einspielen, beenden Sie bitte ALBIS und das ifap praxisCENTER an allen Arbeitsplätzen, da während des Updates an keinem Arbeitsplatz ALBIS und ifap praxisCENTER gestartet sein darf. Das ifap praxisCENTER beenden Sie, indem Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol  in der Taskleiste klicken. Wählen Sie im Kontextmenü den Befehl Beenden. Nähere Informationen diesbezüglich finden Sie in der elektronischen Programmdokumentation von ALBIS.</p>	<input type="radio"/>
+	<p>Nach dem Einlegen der Update CD in das CD-ROM-Laufwerk Ihres Rechners gelangen Sie in den Startbildschirm der CD. Zu der weiteren Installation folgen Sie bitte den Anweisungen auf Ihrem Bildschirm. Sollte der automatische Startbildschirm der CD nicht erscheinen, können Sie die CD auch manuell starten. Wählen Sie hierzu bitte Start Ausführen und geben Sie im Feld Öffnen folgenden Pfad ein:</p> <p style="text-align: center;"><b>x:\install.exe</b></p> <p>(x:\ ist dabei durch den Laufwerksbuchstaben Ihres CD-ROM-Laufwerks zu ersetzen)</p>	<input type="radio"/>
+	<p style="text-align: center;"><b>!!! WICHTIGER HINWEIS !!!</b></p> <p>Unter Verwendung der Betriebssysteme <i>MS Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP Professional</i> oder <i>Windows 2003 Server</i>, ist es zwingend erforderlich, dass Sie sich vor dem ersten ALBIS-Start mit der Mindestberechtigung Hauptbenutzer an dem Betriebssystem anmelden. Bitte beachten Sie diese Notwendigkeit an allen Arbeitsplätzen! Sollten Sie Fragen haben oder Unterstützung wünschen, wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen ALBIS Vertriebs- und Servicepartner.</p>	<input type="radio"/>
+	<p>Bei dem ersten <b>Programmstart</b> nach der Installation werden die Datenbanken neu aufgebaut (konvertiert). <b><u>Bitte starten Sie ALBIS währenddessen an keinem anderen Arbeitsplatz!</u></b></p>	<input type="radio"/>
+	<p>Nach den Datenbankkonvertierungen wird automatisch die Installation der VB Runtime (Visual Basic Laufzeitkomponenten für ALBIS) und die Aktualisierung weiterer lokaler Komponenten gestartet. Bitte warten Sie, bis die Installation beendet ist und beginnen anschließend mit dem nächsten Schritt.</p>	<input type="radio"/>
+	Die Updateinstallation ist abgeschlossen wenn der Dialog ALBIS - Login erscheint.	<input type="radio"/>
+	<p>Bitte beachten Sie die <b>Hinweise zur Aktualisierung</b> der Gebührenordnungen. Für den Fall, dass aktuelle Daten der GO-Ä, UV-GOÄ oder des EBM vorliegen, erscheinen entsprechende Benachrichtigungen. Die Daten werden <u>nicht</u> automatisch mit dem Einspielen des Updates aktualisiert!</p>	<input type="radio"/>
+	<b>Informieren Sie Ihre Mitarbeiter rechtzeitig über die Änderungen!</b>	<input type="radio"/>