


Einspielanleitung ALBIS Version 10.10

	Die Installation dieses Updates setzt mindestens die erfolgreiche Installation der Version 10.00.048 voraus. Überprüfen Sie dies über das Menü ? Über . . .	○
!	Bereits seit mehreren Jahren ist seitens der Firma Microsoft der Support verschiedener Betriebssysteme eingestellt. Daher stellen wir mit diesem ALBIS Update den Support für WIN 95 / WIN 98 / WIN NT ein. Ein Starten von ALBIS unter diesen Betriebssystemen können wir nach Einspielen des Updates nicht gewährleisten. Sollten Sie eines dieser Betriebssysteme verwenden, empfehlen wir Ihnen frühzeitig, Kontakt mit Ihrem zuständigen ALBIS Vertriebs- und Servicepartner aufzunehmen.	!
!	Bitte berücksichtigen Sie, dass der Einspielvorgang und die damit in Zusammenhang stehenden Konvertierungen und Aktualisierungen je nach Datenumfang und Rechnerkapazität einige Zeit in Anspruch nehmen können. Wir empfehlen Ihnen daher, das Update nur außerhalb bzw. am Ende der Sprechzeiten einzuspielen.	!
+	Führen Sie vor dem Einspielen des Updates unbedingt eine Datensicherung durch, die Sie über einen längeren Zeitraum aufbewahren.	○
+	Bevor Sie das Update einspielen, beenden Sie bitte ALBIS und das ifap praxisCENTER an allen Arbeitsplätzen, da während des Updates an keinem Arbeitsplatz ALBIS und ifap praxisCENTER gestartet sein darf. Das ifap praxisCENTER beenden Sie, indem Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol  in der Taskleiste klicken. Wählen Sie im Kontextmenü den Befehl Beenden. Nähere Informationen diesbezüglich finden Sie in der elektronischen Programmdokumentation von ALBIS.	○
+	Nach dem Einlegen der DVD gelangen Sie in den Startbildschirm. Folgen Sie bitte den Bildschirm-Anweisungen. Sollte der Startbildschirm nicht erscheinen, wählen Sie hierzu bitte Start Ausführen und geben Sie im Feld Öffnen folgenden Pfad ein: x:\install.exe (x:\ ist dabei durch den Laufwerksbuchstaben Ihres DVD-ROM-Laufwerks zu ersetzen)	○
+	Vor dem ersten ALBIS-Start ist es erforderlich, dass Sie sich mit der Mindestberechtigung Hauptbenutzer an dem Betriebssystem anmelden. Bitte beachten Sie diese Notwendigkeit an allen Arbeitsplätzen!	○
+	Beim ersten Programmstart nach der Installation werden die Datenbanken neu aufgebaut (konvertiert). <u>Bitte starten Sie ALBIS währenddessen an keinem anderen Arbeitsplatz!</u> Die Updateinstallation ist abgeschlossen wenn der Dialog ALBIS – Login erscheint.	○
+	Bitte beachten Sie die Hinweise zur Aktualisierung der Gebührenordnungen. Für den Fall, dass aktuelle Daten der GO-Ä, UV-GOÄ oder des EBM vorliegen, erscheinen entsprechende Benachrichtigungen. Die Daten werden <u>nicht</u> automatisch mit dem Einspielen des Updates aktualisiert!	○
+	Informieren Sie Ihre Mitarbeiter rechtzeitig über die Änderungen!	○

Bei Rückfragenn steht Ihnen Ihr zuständiger ALBIS Vertriebs- und Servicepartner gerne zur Verfügung.