



## Einspielanleitung ALBIS Version 10.20

	<p>Die Installation dieses Updates setzt mindestens die erfolgreiche Installation der Version 10.10.047 voraus. Überprüfen Sie dies über das Menü? und den Unterpunkt Über...</p> <p><b>Bereits seit mehreren Jahren ist seitens der Firma Microsoft der Support verschiedener Betriebssysteme eingestellt. Ende des Jahres 2011 wird ALBIS daher zusätzlich den Support für Windows 2000 einstellen.</b></p> <p>Sollten Sie das Betriebssystem Windows 2000 verwenden, empfehlen wir Ihnen frühzeitig, Kontakt mit Ihrem zuständigen ALBIS Vertriebs- und Servicepartner aufzunehmen.</p>	○
!	<p><b>Bitte berücksichtigen Sie, dass der Einspielvorgang und die damit in Zusammenhang stehenden Konvertierungen und Aktualisierungen je nach Datenumfang und Rechnerkapazität einige Zeit in Anspruch nehmen können. Wir empfehlen Ihnen daher, das Update nur außerhalb bzw. am Ende der Sprechzeiten einzuspielen.</b></p>	!
+	<p>Führen Sie vor dem Einspielen des Updates unbedingt eine Datensicherung durch, die Sie über einen längeren Zeitraum aufbewahren.</p>	○
+	<p>Bevor Sie das Update einspielen, beenden Sie bitte ALBIS, das ifap praxisCENTER und den Vita-X Client an allen Arbeitsplätzen, da während des Updates an keinem Arbeitsplatz ALBIS, das ifap praxisCENTER und der Vita-X Client gestartet sein darf.</p> <p>Das ifap praxisCENTER beenden Sie, indem Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol  in der Taskleiste klicken. Wählen Sie im Kontextmenü den Befehl Beenden. Den Vita-X Client beenden Sie, indem Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol  in der Taskleiste klicken. Wählen Sie im Kontextmenü den Befehl Beenden. Nähere Informationen diesbezüglich finden Sie in der elektronischen Programmdokumentation von ALBIS.</p>	○
+	<p>Nach dem Einlegen der Update DVD in das DVD-Laufwerk Ihres Rechners gelangen Sie in den Startbildschirm der DVD. Zu der weiteren Installation folgen Sie bitte den Anweisungen auf Ihrem Bildschirm. Sollte der automatische Startbildschirm der DVD nicht erscheinen, können Sie die DVD auch manuell starten. Wählen Sie hierzu bitte Start Ausführen und geben Sie im Feld Öffnen folgenden Pfad ein:</p> <p style="text-align: center;"><b>x:\install.exe</b></p> <p>(x:\ ist dabei durch den Laufwerksbuchstaben Ihres DVD-Laufwerks zu ersetzen)</p>	○
+	<p style="text-align: center;"><b>!!! WICHTIGER HINWEIS !!!</b></p> <p>Es ist zwingend erforderlich, dass Sie sich vor dem ersten ALBIS-Start mit der Mindestberechtigung Hauptbenutzer an Ihrem Betriebssystem anmelden. Bitte beachten Sie diese Notwendigkeit an allen Arbeitsplätzen! Sollten Sie Fragen haben oder Unterstützung wünschen, wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen ALBIS Vertriebs- und Servicepartner.</p>	○
+	<p>Bei dem ersten <b>Programmstart</b> nach der Installation werden die Datenbanken neu aufgebaut (konvertiert). <b><u>Bitte starten Sie ALBIS währenddessen an keinem anderen Arbeitsplatz!</u></b></p>	○
+	<p>Nach den Datenbankkonvertierungen wird automatisch die Installation der VB Runtime (Visual Basic Laufzeitkomponenten für ALBIS) und die Aktualisierung weiterer lokaler Komponenten gestartet. Bitte warten Sie, bis die Installation beendet ist und beginnen anschließend mit dem nächsten Schritt.</p>	○
+	<p>Die Updateinstallation ist abgeschlossen wenn der Dialog ALBIS - Login erscheint.</p>	○
+	<p>Bitte beachten Sie die <b>Hinweise zur Aktualisierung</b> der Gebührenordnungen. Für den Fall, dass aktuelle Daten der GO-Ä, UV-GOÄ oder des EBM vorliegen, erscheinen entsprechende Benachrichtigungen. Die Daten werden <u>nicht</u> automatisch mit dem Einspielen des Updates aktualisiert!</p>	○
+	<p style="text-align: center;"><b>Informieren Sie Ihre Mitarbeiter rechtzeitig über die Änderungen!</b></p>	○