

Einspielanleitung ifap praxisCENTER

!	<p>Bitte beachten Sie, dass das ifap praxisCENTER Windows 2000 oder höher als Betriebssystem voraussetzt! Sollten Sie jedoch ein älteres Betriebssystem verwenden, kontaktieren Sie bitte <u>vor</u> der Installation Ihren zuständigen ALBIS Vertriebs- und Servicepartner.</p>	!
!	<p>Bitte berücksichtigen Sie, dass der Einspielvorgang und die damit in Zusammenhang stehenden Konvertierungen und Aktualisierungen je nach Datenumfang und Rechnerkapazität einige Zeit in Anspruch nehmen können.</p> <p>Wir empfehlen Ihnen daher, die Installation nur außerhalb bzw. am Ende der Sprechzeiten durchzuführen.</p>	!
+	<p>Führen Sie vor der Installation unbedingt eine Datensicherung durch, die Sie über einen längeren Zeitraum aufbewahren.</p>	○
+	<p>Bevor Sie die Installation durchführen, beenden Sie bitte ALBIS an allen Arbeitsplätzen, da während der Installation an keinem Arbeitsplatz ALBIS gestartet sein darf.</p>	○
+	<p style="text-align: center;">!!! WICHTIGER HINWEIS !!!</p> <p>Unter Verwendung der Betriebssysteme <i>Windows 2000</i>, <i>Windows XP Professional</i> oder <i>Windows 2003 Server</i>, ist es zwingend erforderlich, dass Sie sich vor der Installation des ifap praxisCENTERS mit der Mindestberechtigung Hauptbenutzer am Betriebssystem anmelden. Sollten Sie Fragen haben oder Unterstützung wünschen, wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen ALBIS Vertriebs- und Servicepartner.</p> <p>Um die Installation zu starten, betätigen Sie bitte in dem Startbildschirm der DVD den Druckknopf ifap praxisCENTER</p>	○
+	<p>Bitte beachten Sie zur Installation des ifap praxisCENTERS die Installationsanleitung für ifap praxisCENTER.</p>	○
!	<p>Die Installation des ifap praxisCENTERS ist abgeschlossen wenn die automatische Indexerzeugung durchgeführt ist und Sie das Setup mit Fertig stellen verlassen haben.</p>	!
!	<p style="text-align: center;">Die Nutzung des ifap praxisCENTERS ist erst mit der erfolgreichen Installation der ALBIS Version 10.20 möglich!</p> <p>Nach erfolgreicher Installation des ifap praxisCENTERS starten Sie bitte das separat beigefügte ALBIS Update in der Version 10.30.</p>	!
+	<p>Die Arbeitsplatzinstallation des ifap praxisCENTERS erfolgt automatisch nach dem ersten Starten von ALBIS. Beachten Sie hierzu bitte die beigefügte Installationsanleitung.</p>	○