

Update-Dokumentation



**Bitte unbedingt
lesen!**

ALBIS 
Die Arztsoftware.

Enthaltene Programmänderungen ALBIS Version 10.40

Inhaltsverzeichnis

1	KBV-Änderungen	4
1.1	Neue Stammdaten der KBV	4
1.2	Früherkennungs-Koloskopie	4
1.3	Hautkrebs-Screening.....	4
1.4	Postleitzahl des Wohnsitzes des Patienten	4
1.5	Sachkosten	4
1.6	Einlesen einer eGK der Generation 0 ab dem Quartal 2/2012 nicht mehr möglich.....	6
1.7	PseudoLANR darf nicht mehr verwendet werden	6
1.8	Empfängnisregelung/Sterilisation/Schwangerschaftsabbruch.....	6
1.9	Vorschlag der Kasse nach KV Sitz.....	7
2	Aktualisierter EBM Stamm mit Stand 08.11.2011 für Quartal 1 / 2012 – vorläufige Version	8
2.1	Neuer Datenstand des EBM Stammes	8
2.2	Aktualisierung EBM 2009.....	8
2.3	Aktualisierung Benutzerziffern	8
2.4	Aktueller OPS Stamm	8
2.5	Aktualisierung EBM und OPS	9
3	Anwenderwünsche.....	9
3.1	Statistik – Kooperationszuschlag	9
3.2	Formular F1010 Handchirurgischer Bericht - Papier- bzw. BFB Formularanbindung.....	11
3.3	Vereinfachte Wirkstoffsuche	11
3.4	Behandlungsliste Privat um das Feld Letzter Behandlungstag erweitert	12
4	Karteikarte, Patientenstammdaten, Patientenfenster, Schein	13
4.1	Eingabe von Sonderzeichen in der Karteikarte.....	13
4.2	Scheine.....	13
4.3	Nachrichtensystem	13

4.4	Löschen der Personalien eines Patienten	13
4.5	Scheinrückseite – Übernahme der Dauerdiagnosen	13
4.6	Karteikarte – Eingabe von Leistungszusätzen	13
4.7	Auswahl Versichertendaten des Patienten	14
5	Formulare.....	15
5.1	Ärztlicher Befundbericht zum Rehabilitationsantrag der Rentenversicherung.....	15
5.2	Formular T-Rezept – neue Version	15
5.3	Formular Muster 56 (Antrag auf Kostenübernahme Rehabilitationssport/Funktionstraining)	16
5.4	Formular Muster 10 (Überweisungsschein für Laboratoriumsuntersuchungen als Auftragsleistung)	16
5.4.1	Neues Papier – und Blankoformular	16
5.4.2	Erweiterung der Funktionstasten F11 + F12	17
5.5	Formtexte F2400 bis F2414	17
6	DALE-UV.....	17
6.1	Sammelversand	17
6.2	Länderkennzeichen	18
7	Privatliquidation.....	19
7.1	Listen Druckausgabe in Datei.....	19
7.2	Privatrechnungen drucken	19
7.3	Steigerungsfaktor.....	20
7.4	Reiter Bankverbindung	20
7.5	Berechnung des Röntgenzuschlags.....	20
7.6	Diagnosen bei Rechnungen über mediserv	20
8	Verschiedenes	20
8.1	Bankdatenprüfung - Aktualisierte Daten	20
8.2	Falscher Parameter	20
8.3	Eingabe der Anrede und des Geschlechts eines Patienten	21
8.4	Geburtstagsliste	21
8.5	Röntgenbuch – Setzen des Schwangerschafts-Status	21
8.6	Online Terminbuchung – Anzeige der verfügbaren Termine	21
8.7	Anlegen eines Erfasserkürzels in einer NBSNR	22
8.8	Wissenschaftlicher Hinweis	22
9	EinweisungsCenter	25
9.1	Erweiterung der Rubrik Fachabteilung	25

9.2	Portalkonfiguration.....	26
10	CGM-Life	29
11	Externe Programme	29
11.1	Verax-Liste - neue Daten	29
11.2	PraxisManager.....	29
11.3	telemed.net - neue Version 2.20.221	29
11.4	Impf-doc - neues Update 1.26.0.....	29
11.5	ELAT – neue Version 12.1.....	30
12	ifap Arzneimitteldatenbank.....	30
12.1	Medikamentendatenbank (ifap Arzneimitteldatenbank) - neuer Datenstand.....	30
12.2	ifap praxisCENTER	30
12.3	Neue ARV Daten	31
12.4	Hilfreiche Präparate-Informationen.....	31
12.4.1	Patienteninformationen: Deutsch, Türkisch, Russisch.....	31
12.4.2	Doku Assist	32

1 KBV-Änderungen

1.1 Neue Stammdaten der KBV

Folgende aktualisierte Stammdaten sowie das XPM KVDT-Prüfmodul der KBV stehen Ihnen mit dem ALBIS Update 10.40 für das Quartal 1/2012 zur Verfügung:

- SDAV (Arztstammdatei) für das Quartal 1/2012
- SDKV (KV Spezifika für die GKV-Abrechnung) für das Quartal 1/2012
- PLZ Stammdatei für das Quartal 1/2012
- SDKT für das Quartal 1/2012
- ICD-Stammdatei für das Jahr 2012
- Kryptomodul für das Quartal 1/2012
- Prüfmodul für Q1/2012

1.2 Früherkennungs-Koloskopie

Mit diesem Update erhalten Sie die aktuellen Änderungen der KBV für die elektronische Abrechnung der Früherkennungs-Koloskopie Dokumentationen für das Quartal 1/2012.

1.3 Hautkrebs-Screening


Mit diesem Update erhalten Sie die aktuellen Änderungen der KBV für die elektronische Abrechnung der Hautkrebs-Screening Dokumentationen für das Quartal 1/2012.

1.4 Postleitzahl des Wohnsitzes des Patienten


Nach Anforderung der KBV haben wir das Feld PLZ (Postleitzahl) in den Patientenstammdaten von 5 Stellen auf 7 Stellen erweitert. Grund hierfür ist, dass Kassen-Versicherte, welche Ihren Wohnsitz im Ausland haben eine 7 Stellige PLZ haben.

1.5 Sachkosten

Beim Erfassen der Sachkosten einer GNR (Gebührennummer) haben Sie die Möglichkeit zu einem Preis mehrere Bezeichnungen zu erfassen. Hierzu öffnen Sie bitte wie gewohnt den Dialog GNR-Zusätze und wählen den Punkt Sachkosten aus.



Bei Klick auf den Druckknopf  öffnet sich ein weiterer Dialog, in dem Sie weitere Bezeichnungen erfassen können.




In der Karteikarte des Patienten werden alle erfassten Bezeichnungen aufgeführt.

09.12.2011	Iko	89111(sach:Impfung;Spritze;Kanüle;Tupfer:10,00)
------------	-----	---

1.6 Einlesen einer eGK der Generation 0 ab dem Quartal 2/2012 nicht mehr möglich

Wird ab dem Quartal 1/2012 eine elektronische Gesundheitskarte (kurz eGK) der Generation 0 in ALBIS eingelesen, so erscheint eine Hinweismeldung, die auf deren baldige Gültigkeitsbeschränkung im Quartal 2/2012 hinweist.



Der Einlesevorgang wird jedoch anschließend fortgesetzt, so dass Sie die Karte für das Quartal 1/2012 regulär verwenden können. Versuchen Sie eine eGK der Generation 0 im Quartal 2/2012 einzulesen, so erscheint eine Hinweismeldung, dass dies nicht möglich ist und der Einlesevorgang wird abgebrochen.



1.7 PseudoLANR darf nicht mehr verwendet werden

Die PseudoLANR 888888800 galt bislang als Ersatzwert für Ärzte deren Zulassung zum 01.07.2008 ausgelaufen ist und keine LANR mehr zugewiesen wurde. Dieser Ersatzwert/PseudoLANR 888888800 darf ab dem 01.01.2012 nicht mehr verwendet werden.

1.8 Empfängnisregelung/Sterilisation/Schwangerschaftsabbruch

Entsprechend dem neuen Formular Laborüberweisung können Sie ab dem 01.01.2012 bei dem Anlegen eines Überweisungsscheins Laboruntersuchung die Kennzeichnung Empfängnisregelung/Sterilisation/Schwangerschaftsabbruch erfassen.

Kurativ Präventiv ESS belegärztliche Behandlung

Beachte Sie bitte, dass Sie beim Anlegen eines Überweisungsscheins die „neuen“ Felder Auftrag/Diagnose/Befund verwenden.

Auftrag:	<input type="text"/>
Diagnose:	<input type="text"/>
Befund:	<input type="text"/>

1.9 Vorschlag der Kasse nach KV Sitz

Bei der Kassensuche im Ersatzverfahren haben Sie ab sofort die Möglichkeit, einen Kassenfilter zu setzen. Betätigen Sie bei der manuellen Eingabe der Versichertendaten in dem Feld der Krankenkassen die Funktionstaste F3, gelangen Sie in die Kassensuche. Setzen Sie bitte im Anschluss den Haken bei Praxis-Sitz-Filter.

The screenshot shows the 'Offizieller Kostenträgerstamm (ADT 01/99/KVDT)' window. On the left, under 'Sortiert nach', the 'Suchname' radio button is selected. The 'Praxis-Sitz Filter' checkbox is checked, with 'OKV: 46' displayed below it. The search results list includes 'BARMER GEK' at the top. On the right, the 'Daten' section shows 'VKNR: 40601', 'gültig von: 1/1995', 'KT-Gruppe: 11', and 'Suchname: BARMER GEK'. The 'Kassename' field at the bottom right also contains 'BARMER GEK'. At the bottom of the window, there are several function buttons: 'Ok', 'Neu', 'Löschen', 'Suchen...', 'Ortsuche...', 'Kopieren', 'Übernehmen', 'Weitersuchen', 'Adresse', 'Ändern', 'Rückgängig', and 'Drucken'.

Nach Setzen des Hakens werden Ihnen lediglich die Krankenkassen aus dem Praxissitz angezeigt. Der ermittelte Praxis-Sitz wird ebenfalls angezeigt, Bsp.: OKV : 46.

2 Aktualisierter EBM Stamm mit Stand 08.11.2011 für Quartal 1 / 2012 – vorläufige Version

2.1 Neuer Datenstand des EBM Stammes

Mit dieser Version von ALBIS steht Ihnen nach der Durchführung des Aktualisierungslaufs der neue EBM Stamm in seiner vorläufigen Version mit Stand vom 08.11.2011 zur Verfügung.

2.2 Aktualisierung EBM 2009

Um Ihren EBM 2009 Stamm zu aktualisieren, gehen Sie bitte in ALBIS über den Menüpunkt Stammdaten EBM EBM 2000plus/2009 Aktualisieren. Mit Betätigen des Druckknopfes OK und weiterem Befolgen der Bildschirmanweisungen wird Ihr EBM-Stamm automatisch aktualisiert.

Wichtiger Hinweis:

! Bitte beachten Sie, dass die Aktualisierung einige Zeit in Anspruch nehmen kann !

Wir empfehlen Ihnen, die Aktualisierung möglichst am Ende der Sprechstunde und an Ihrem Hauptrechner durchzuführen!

2.3 Aktualisierung Benutzerziffern

Beachten Sie bitte, dass Benutzerziffern Vorrang vor KBV Ziffern haben und neue EBM Ziffern eventuell nicht angezeigt werden, weil nicht begrenzte Benutzerziffern ihren Vorrang geltend machen. Bitte aktualisieren Sie daher wenn nötig auch Ihre Benutzerziffern, da diese nicht automatisch durch die EBM 2009 Aktualisierung aktualisiert werden.

Vor dem Aktualisierungslauf schließen Sie bitte alle geöffneten Patienten und Listen. Anschließend gehen Sie über den Menüpunkt Stammdaten EBM EBM 2000plus/2009 Benutzerziffern aktualisieren.

2.4 Aktueller OPS Stamm

Aktuell steht uns seitens der KBV leider noch kein aktualisierter OPS Stamm zur Verfügung.

2.5 Aktualisierung EBM und OPS

Sobald die von der KBV angekündigten endgültigen EBM- und OPS-Stämme zur Verfügung stehen, werden wir diese zeitnah online auf der ALBIS Onlineupdateseite voraussichtlich im Supportbereich zur Verfügung stellen.

3 Anwenderwünsche

3.1 Statistik – Kooperationszuschlag

Über den Menüpunkt Statistik Leistungsstatistik Kooperationszuschlag ... steht Ihnen die neue Statistik Kooperationszuschlag zur Verfügung. Mit dieser Statistik werden Ihnen die gemeinschaftlich betreuten Patienten ausgewertet.

Über den Menüpunkt Statistik Leistungsstatistik Kooperationszuschlag ... erhalten Sie folgenden Dialog:



The screenshot shows a dialog box titled "Kooperationszuschlag". It features a dropdown menu for "BSNR:" with the selected value "B189999900 Dr. med. Jochen ALBIS". Below this is a section labeled "Ausgabe" which contains a dropdown menu for "Quartal:" with the selected value "4/11". At the bottom of the dialog are two buttons: "OK" and "Abbrechen".

Bitte wählen Sie in dem Dialog Kooperationszuschlag Ihre auszuwertende BSNR aus und in dem Bereich **Ausgabe** das auszuwertende Quartal. Über den Druckknopf OK erhalten Sie Ihre statistische Auswertung:

Kooperationszuschlag, BSNR: 18999900

Berechnung BSNR

Anzahl Scheine:

Behandlungsfälle:

Arztfälle:

Kooperationsgrad:

Kooperationszuschlag:

Berechnung des Kooperationszuschlag

Kooperationsgrad	RLV-Zuschlag
< 10 %	0 %
10 -< 15 %	10 %
15 -< 20 %	15 %
20 -< 25 %	20 %
25 -< 30 %	25 %
30 -< 35 %	30 %
35 -< 40 %	35 %
> 40 %	40 %

Anzahl der behandelnden Ärzte pro Patient	Anzahl Patienten
Von 1 Person behandelt	1

Über den Druckknopf **Drucken** haben Sie die Möglichkeit Ihre Statistik zu drucken.

Über den Druckknopf **Patientenliste** und anschließendem Klick auf den Druckknopf **OK** steht Ihnen die Patientenliste zur Verfügung.

Patientenliste zum Kooperationszuschlag, BSNR: 18999900

7-stellige LANR	Erfasser	Arztfälle	Anzahl behandelter Patienten	
1212121	Orhto	1	1	
<hr/>				
Patient	1212121	1234567	9999999	Summe
ALBIS, Jochen (1)	X			1

3.2 Formular F1010 Handchirurgischer Bericht - Papier- bzw. BFB Formularanbindung

Ab sofort steht Ihnen das Formular F 1010 Handchirurgischer Bericht in einer neuen Version zur Verfügung. Diese neue Version können Sie ebenfalls als Blankoformulardruck verwenden und ausdrucken.

Um das Formular zukünftig als Blankoformular zu drucken, setzen Sie bitte den Schalter Blankoformularbedruckung unter Optionen Formulare Formularname. Alle Funktionen auf dem Formular funktionieren anschließend wie gewohnt, beim Betätigen des Druckknopfes Drucken wird jedoch ein Blankoformular gedruckt.

Hinweis:

Zur Nutzung des Programmteils benötigen Sie eine ALBIS Freischaltung. **Bitte beachten Sie, dass Ihnen unter Umständen durch die Freischaltung Kosten entstehen können.** Die Freischaltung und Informationen zu den Kosten erhalten Sie bei Ihrem zuständigen ALBIS Vertriebs- und Servicepartner unter der Ihnen bekannten Hotlinenummer.

3.3 Vereinfachte Wirkstoffsuche

Ab sofort haben Sie die Möglichkeit in ALBIS die vereinfachte Wirkstoffsuche zu aktivieren. Markieren Sie hierzu unter Optionen Patientenfenster auf dem Register Verordnungen im Bereich **Optionen Medikamente/Rezept** den Schalter Vereinfachte Wirkstoffsuche.

Dies bewirkt, dass wenn Sie z.B. auf dem Rezept einen Wirkstoff eingeben, der auch exakt so existiert, Sie keine Auswahl von weiteren Wirkstoffen erhalten.

Beispiel:

Suchen Sie ohne gesetzten Schalter nach dem Wirkstoff Omeprazol, so erscheint folgender Auswahldialog:



Suchen Sie hingegen mit aktivierter, vereinfachter Wirkstoffsuche nach dem Wirkstoff Omeprazol, so öffnet sich direkt die ifap Arzneimitteldatenbank, da ALBIS erkennt, dass es sich genau um den Wirkstoff Omeprazol handelt und auch nur nach diesem gesucht wird. Das Ergebnis ist genau das Gleiche, wie wenn Sie ohne gesetzten Schalter den Wirkstoff Omeprazol auswählen und danach suchen.

Geben Sie allerdings nur die Anfangsbuchstaben des Wirkstoffs ein, wie z.B. Omepra so erscheint zur Vereinfachung eine Auswahl der Stammstoffe (ohne Derivate):



Auch hier ist das Ergebnis genau das Gleiche, wie wenn Sie ohne gesetzten Schalter den Wirkstoff Omeprazol auswählen und danach suchen.

3.4 Behandlungsliste Privat um das Feld Letzter Behandlungstag erweitert

Mit der ALBIS Version 10.40 haben wir die Behandlungsliste (Menü Privat Listen Behandlungsliste...) um das Feld Letzter Behandlungstag ergänzt. Dort wird Scheinbezogen angezeigt wann der Patient zuletzt in Behandlung war. Das Datum wird nur dann aktualisiert, wenn auf dem entsprechenden Schein eine Leistung und/oder Diagnose erfasst wird. Alle anderen Änderungen am Schein (z.B. Rechnungsart ändern) haben keinen Einfluss auf die Aktualisierung dieses Datums.

Behandlungsliste (Betrag: 826.47 EUR, ges. 12)								
Rechnr.	Empfänger	Patient (Nr)	Betrag EUR	Er...	A...	Status	Arzt	Letzter Behandlungstag
	Janssen, Dirk	Janssen, Prof. Dr. Cläre (14)	170.66			BE	JA	06.12.2011
	Janssen, Dirk	Janssen, Prof. Dr. Cläre (14)	170.66			BE	JA	06.12.2011

4 Karteikarte, Patientenstammdaten, Patientenfenster, Schein

4.1 Eingabe von Sonderzeichen in der Karteikarte

Ab sofort werden in der Karteikarte, unter dem Kürzel bef, alle Zeichen und Sonderzeichen dargestellt.

4.2 Scheine

Ihre Scheine (Abrechnungsscheine, Überweisungsscheine, Belegarztscheine, Notfall-/Vertretungsscheine, Privatrechnung, Kostenplan oder BG) werden Ihnen ab sofort wieder korrekt in der Symbolleiste angezeigt. Unter gewissen Umständen konnte es bei der Anzeige der Scheinsymbole zu einer unvollständigen Anzeige kommen.

4.3 Nachrichtensystem

Wurde in dem Dialog unter Optionen Nachrichten / Kommunikation unter dem Reiter Allgemeines im Bereich Popup der Schalter nie aktiviert, und an den entsprechenden Arbeitsplatz eine Nachricht gesendet (über Patient Nachrichten Nachrichten versenden), kam ALBIS an diesem Arbeitsplatz in den Vordergrund. Dieses Verhalten wurde mit der aktuellen Quartals Version 10.40 behoben, so das ALBIS bei der o.g. Einstellung nicht mehr in den Vordergrund kommt.

4.4 Löschen der Personalien eines Patienten

Felder in den Personalien eines Patienten können wieder korrekt geleert werden.

4.5 Scheinrückseite – Übernahme der Dauerdiagnosen


Die Übernahme der Dauerdiagnosen auf der Scheinrückseite bei Privatpatienten haben wir angepasst. Die Abfrage auf Diagnosensicherheit erfolgt wieder korrekt in Abhängigkeit der Einstellungen unter Optionen Diagnosen ICD Pflicht Privat.

4.6 Karteikarte – Eingabe von Leistungszusätzen


Bei Eingabe der Zusätze Freier Begründungstext sowie OP-Schlüssel wird der Bindestrich ab sofort wieder korrekt in der Karteikarte angezeigt.

4.7 Auswahl Versichertendaten des Patienten

Es kann vorkommen, dass zu einem Patienten verschiedene Versichertendaten in einem Quartal gültig sind. Um die jeweils benötigte Bedruckung eines Formularkopfes komfortabler zu gestalten, bieten wir Ihnen die Möglichkeit eine Versicherungsauswahl beim Aufruf eines Kassenformulars zu aktivieren. Diese aktivieren Sie unter Optionen Patientenfenster auf dem Reiter Drucken.



Bei dem Aufruf eines Kassenformulars bei einem Patienten, welcher in einem Quartal mehrere Versicherungsdaten hat, erscheint dann der folgende Auswahldialog:



Sie haben in dem Dialog `Auswahl Versichertendaten` die Möglichkeit, die entsprechende Kasse auszuwählen. Im Anschluss wird die ausgewählte Kasse auf das Formular gedruckt.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass Ihnen die o.g. Funktion lediglich für Kassen-Formulare zur Verfügung steht.

5 Formulare

5.1 Ärztlicher Befundbericht zum Rehabilitationsantrag der Rentenversicherung

In dieser neuen ALBIS Version haben wir für Sie die komplette Formularansicht des Rentenversicherungsformulars `Ärztlicher Befundbericht zum Rehabilitationsantrag der Rentenversicherung` überarbeitet um gezielteres Ausfüllen des Formulars zu gewährleisten.

5.2 Formular T-Rezept – neue Version

Mit diesem Update von ALBIS steht Ihnen eine neue Version des T-Rezeptes automatisch nach Einspielen des ALBIS Updates 10.40 zur Verfügung.

5.3 Formular Muster 56 (Antrag auf Kostenübernahme Rehabilitationssport/Funktionstraining)

Wir haben mit diesem Update Rechtschreibfehler in der Formularansicht korrigiert und für Sie die Formularansicht des Formular Musters 56 Antrag auf Kostenübernahme-, dem Original angepasst.

5.4 Formular Muster 10 (Überweisungsschein für Laboratoriumsuntersuchungen als Auftragsleistung)

5.4.1 Neues Papier – und Blankoformular

Nach Anforderung der KBV wird verpflichtend zum **01.01.2012** ein neues Papier- und Blankoformular Muster 10 (Überweisungsschein für Laboratoriumsuntersuchungen als Auftragsleistung) eingeführt. Bitte beachten Sie, dass dieses neue Formular Muster 10 (Überweisungsschein für Laboratoriumsuntersuchungen als Auftragsleistung) ab dem **01.01.2012** ausschließlich zu verwenden ist.

Bitte prüfen Sie vor dem 01.01.2012 die Schalterstellung unter Optionen Formulare Überweisung Labor. Wenn der Haken bei Neues Formular gesetzt ist, wird Ihnen ab dem 01.01.2012 die neue Formularversion angezeigt.



Sollten Sie dennoch nach dem 01.01.2012 die „alte“ Version des Formulars benötigen, gehen Sie bitte über das Menü Optionen Formulare, wählen das Formular Überweisung Labor aus und betätigen den Druckknopf Ändern. Um das „alte“ Formular zu verwenden entfernen Sie bitte den Haken bei Neues Formular. Über die Druckknöpfe Übernehmen und OK werden Ihre Einstellungen gespeichert.

Wichtiger Hinweis für Blankoformularbedruckung (BFB):

Bitte beachten Sie, dass Ihnen **ab dem 01.01.2012** ausschließlich das neue Blankoformular (BFB) Formular Muster 10 (Überweisungsschein für Laboratoriums-untersuchungen als Auftragsleitung) zur Verfügung steht.

5.4.2 Erweiterung der Funktionstasten F11 + F12

In dem Feld Diagnose/Verdachtsdiagnose in dem Formular Muster 10 Überweisung Labor, können die Funktionen F11 + F12 ab sofort genutzt werden. Gleichzeitig haben wir die Anzeige der zur Verfügung stehenden Funktionstasten in der Statuszeile angepasst.


5.5 Formtexte F2400 bis F2414

Die DGUV (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung) schreibt vor, dass die Formtexte F2400 bis F2414 nicht mehr elektronisch angeboten werden dürfen. Möchten Sie diese Formulare nutzen, fordern Sie diese bitte bei den Landesverbänden oder Unfallkassen an.

6 DALE-UV

6.1 Sammelversand

Mit diesem Update ist es möglich DALE-UV Geschäftsvorfälle, welche in einer Nebenbetriebsstätte erfasst worden sind, im Sammelversand stapelweise zu verschicken. Dafür haben wir den Dialog Auswahl (Neben-)Betriebsstätte dahingehend erweitert, dass auch in ALBIS eingerichtete Nebenbetriebsstätten selektiert werden können.



Der Versand der Geschäftsvorfälle erfolgt analog zum Versand derer, die in einer Hauptbetriebsstätte erstellt worden sind.

6.2 Länderkennzeichen


Mit diesem Update wird Ihnen eine Aktualisierung der Länderkennzeichen speziell für DALE-UV bereitgestellt. Folgende Änderungen ergeben sich aus der Aktualisierung:

- | | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| - Kanalinseln | → war bisher „GBZ“ und ist nun „unb“ |
| - Gibraltar | → war bisher „GBM“ und ist nun „GBZ“ |
| - Insel Man | → war bisher „unb“ und ist nun „GBM“ |
| - Kosovo | → war bisher „unb“ und ist nun „KOS“ |
| - Montenegro | → war bisher „unb“ und ist nun „MNE“ |
| - Niederländ. Antillen | → war bisher „unb“ und ist nun „NA“ |
| - Serbien | → war bisher „unb“ und ist nun „SRB“ |
| - Serbien u. Montenegro | → war bisher „SRB“ und ist nun „unb“ |
| - Martinique | → war bisher „NA“ und ist nun „unb“ |

7 Privatliquidation

7.1 Listen Druckausgabe in Datei

Mit der neuen Version von ALBIS haben wir die Privatlisten überarbeitet, so dass Ihnen diese beim Drucken (bei Ausgabe in Datei) wieder wie gewohnt zur Verfügung stehen.



7.2 Privatrechnungen drucken

In dem Dialog `Privatrechnung drucken` (erreichbar über den Menüpunkt `Privat Drucken...`) haben wir den Druckmodus `Einzeldruck` und `Markierte` überarbeitet. Die Schalter `Leistungen bis` und `Testdruck` schließen sich in beiden Druckmodi wechselseitig aus. D.h. wird der Schalter `Testdruck` aktiviert, wird automatisch der Schalter `Leistung bis` deaktiviert und umgekehrt. Es ist somit nicht mehr möglich beide Schalter gleichzeitig zu aktivieren. Grund für diese Änderung war, dass wenn man bei einem Testdruck `Leistung bis` verwendet hatte, die Rechnung (Privatschein) getrennt wurde.

7.3 Steigerungsfaktor

Eine manuelle Steigerung der Leistungsziffern bei der Rechnungsart Basis- und Standardtarif (über F3 Faktor bei Privaten) steht Ihnen ab sofort zur Verfügung.

7.4 Reiter Bankverbindung

Auf dem Dialog Optionen Privatliquidation unter dem Reiter Bankverbindung (Menü Option Privatliquidation) haben wir eine Rechtschreibkorrektur (Standardbankverbindung festlegen) vorgenommen.

7.5 Berechnung des Röntgenzuschlags

Die Zuschlagsziffern haben wir mit dem ALBIS Update in der Version 10.40 überarbeitet. Bei Abrechnen einer Leistungsziffer mit dem Röntgenzuschlag werden Ihnen alle Zuschlagsziffern korrekt abgerechnet und auf der Rechnung angezeigt, selbst dann, wenn Sie die Grundziffer nicht in der selben Zeile wie die Zuschlagsziffer erfasst haben, sondern in der darüber liegenden Zeile.

7.6 Diagnosen bei Rechnungen über mediserv

Beim Wiederaufruf einer zuvor mit mediserv übermittelten Privatrechnung werden ab sofort die Diagnosen mit Datum wieder korrekt angezeigt.

8 Verschiedenes

8.1 Bankdatenprüfung - Aktualisierte Daten

Mit der aktuellen Version von ALBIS haben wir neue Daten für die Prüfung von Bankdaten ausgeliefert.

Betätigen Sie in den Patientenstammdaten den Druckknopf Bankverbindung und tragen in dem Dialog Bankverbindung des Patienten Bankdaten ein, so werden diese mit den aktuellen Daten auf Gültigkeit geprüft. Sollten die eingegebenen Bankdaten nicht korrekt sein, so erhalten Sie eine Meldung hierüber.

8.2 Falscher Parameter

An verschiedenen Stellen im Programm konnte es zu der Fehlermeldung „Falscher Parameter“ oder „Falsches Argument“ kommen. Die Meldung erscheint nach Installation der ALBIS Version 10.40 bei den nachfolgenden Anwendungsfällen nicht mehr:

- Erstellung einer neuen AU (Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung)
- Übernahme von Verordnungen auf ein Privatrezept
- Auswahl von Vorquartalscheinen
- Textbausteine in dem Patientenfenster Cave
- Aufruf des Formular Muster 6 (Überweisungsschein)
- Privatstatistik

8.3 Eingabe der Anrede und des Geschlechts eines Patienten

Bei Eingabe der Anrede in den Patientenstammdaten wird bei Betätigen der Funktionstaste **Tabulator** ab sofort wieder das zugehörige Geschlecht automatisch angepasst.

8.4 Geburtstagsliste

Mit der neuen Version von ALBIS steht Ihnen die Auswertung der Geburtstagsliste zur Verfügung. Aufrufen können Sie die Geburtstagsliste über den Menüpunkt **Patient Listen Geburtstagsliste**. Unter gewissen Umständen konnte die Liste nicht korrekt ausgewertet werden.

8.5 Röntgenbuch – Setzen des Schwangerschafts-Status

Ist in den Stammdaten eines Patienten das Geschlecht „unbekannt“ erfasst, konnte in dem Röntgenbuch der Status der Schwangerschaft nicht gesetzt werden und somit kam eine Hinweismeldung „Bitte ergänzen Sie die Eingabe!“. Ab sofort wird bei dem Geschlecht unbekannt der Schwangerschaftsstatus auf **ungewiss** gesetzt.

8.6 Online Terminbuchung – Anzeige der verfügbaren Termine


Bei der Prüfung nach Verfügbarkeit der Termine in dem entsprechenden Kalender konnte dieser unter gewissen Umständen nicht korrekt angezeigt werden. Nach Installation des Updates in der Version 10.40 werden Ihnen die Termine wieder korrekt angezeigt.

8.7 Anlegen eines Erfasserkürzels in einer NBSNR

Mit der neuen Version von ALBIS wird Ihnen in der Karteikarte und auf der Scheinrückseite das gleiche Arzt-Kürzel, welches Sie ggf. in der NBSNR und BSNR gleich gewählt haben, mit unterschiedlicher Groß-/Kleinschreibung korrekt angezeigt.

8.8 Wissenschaftlicher Hinweis

Bei Verordnung verschiedener Diagnosen erhalten Sie eine Hinweismeldung:



Über diese Hinweismeldung haben Sie die Möglichkeit über den ersten Link (Studie zum Thema öffnen (Englisch)) eine Studie zu dem Thema zu öffnen (diese ist in Englisch dargestellt). Durch Klick auf den zweiten Link (Zusammenfassung dieser Studie öffnen (Deutschsprachig)) erhalten Sie eine Zusammenfassung der Studie (diese wird in Deutsch angezeigt). Über den dritten Link (Patienten-Fragebogen öffnen) erhalten Sie einen Patienten-Fragebogen.

Patient: ALBIS, Jochen

Wie oft fühlten Sie sich im Verlauf der letzten 2 Wochen durch die folgenden Beschwerden beeinträchtigt?


Beschwerden	Überhaupt nicht	Einige Tage	An mehr als die Hälfte der Tage	Beinahe jeden Tag
1 Nervosität, Ängstlichkeit oder Anspannung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 Nicht in der Lage sein, Sorgen zu stoppen oder zu kontrollieren	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 Übermäßige Sorgen bezüglich verschiedener Angelegenheiten	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 Schwierigkeiten zu entspannen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 Rastlosigkeit, sodass das Stillsitzen schwerfällt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 Schnelle Verärgerung oder Gereiztheit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 Gefühl der Angst, so als würde etwas Schreckliches passieren	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Gesamtpunktwert: 0

GAD-7-Punktwert	Ausmaß der Angst
0-4	minimal
5-9	gering
10-14	mäßig
15-21	hoch

Durch Anklicken der einzelnen Kästchen setzen Sie Ihre Bewertung. Die Gesamtpunkte werden dadurch addiert und zeigen Ihnen die Auswertung an. Über den Druckknopf **F41.1 als Diagnose eintragen**, haben Sie die Möglichkeit die Diagnose F41.1 direkt in die Karteikarte des Patienten zu übermitteln. Über den Druckknopf **Facharztüberweisung** wird direkt aus dem Fragebogen heraus eine Überweisung erstellt. Über den Druckknopf **Fragebogen als PDF öffnen** öffnet sich der Fragebogen als PDF-Dokument. Selbstverständlich kann dieser nach Bedarf auch ausgedruckt werden. Über den Druckknopf **Schließen** schließt sich der Fragebogen.


Bei Anklicken des Punktes **Diese Meldung bitte nicht mehr anzeigen**, erscheint diese Hinweismeldung nicht mehr:



Wenn Sie später diese Hinweismeldung wieder erhalten möchten, gehen Sie bitte über die Symbolleiste in ALBIS über das Symbol  (Falls das Symbol nicht vorhanden ist, kann dieses über den Menüpunkt Ansicht Funktionsleiste und Anhängen des Punktes CGM-Assist eingeblendet werden), es erscheint folgendes Menü:



Bitte gehen Sie auf **Einstellungen**. Sie gelangen in den nachfolgenden Dialog:



Durch Setzen des Hakens bei *generalisierte Angststörungen (GAD)* wird Ihnen die Hinweismeldung bei Eintrag verschiedener Diagnosen wieder angezeigt.

9 EinweisungsCenter

9.1 Erweiterung der Rubrik Fachabteilung

In dem EinweisungsCenter können bei der Vorbefundübermittlung auch die Fachabteilungen des gewählten Krankenhauses als spezielle Empfänger innerhalb des Hospitals ausgewählt werden. Hierzu haben wir im ersten Schritt der Vorbefundübermittlung die Liste mit den medizinischen Informationen um eine weitere Rubrik erweitert.

EinweisungsCenter - Vorbefundübermittlung (Schritt 1 von 2)

Vorbefundübermittlung - Weserstrandklinik (Höxter)

Wählen Sie in diesem Schritt die relevanten medizinischen Befunde für die Vorbefundübermittlung aus. In der Grundeinstellung werden Ihnen alle Karteierteneinträge der letzten 3 Monate angezeigt. Sie können diesen Zeitraum jederzeit Ihren persönlichen Wünschen nach anpassen.
Hinweis: Sie erhalten vor dem Versand noch eine Zusammenfassung Ihrer Auswahl.

Auswahl medizinischer Informationen

- An Fachabteilung
 - FA Frauenheilkunde und Geburtshilfe
 - FA Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde
 - FA Innere Medizin
 - FA Allgemeine Chirurgie
 - FA Orthopädie und Unfallchirurgie
- Dauerdiagnose
 - Cholera durch Vibrio cholerae O:1, Biovar eltor, G. {A00.1G}
 - Subarachnoidalblutung, von der Arteria cerebri media ausgehend, Z.n. {I60.1Z}
- Dauermedikamente
 - Sed ut perspiciatis, unde omnis iste natus error sit voluptatem accusa
 - Viagra 25mg Filmtabletten Axicorp Pharm 4ST FTA
 - Isdn AL 20 Retard Aliud Pharma 50ST REK N2
- Krankengeschichte-Cave
 - Sed ut perspiciatis, unde omnis iste natus error sit voluptatem accusa
 - Krankengeschichte-Allergien
 - Krankengeschichte-Anamnese
 - Krankengeschichte-Dauertherapie
 - Krankengeschichte-Operationen
 - Krankengeschichte-Unfälle
 - Diagnosen
 - Allergien

Übernehmen & Weiter Ältere Einträge Abbrechen


Optionen

12 Wochen rückwirkend Einträge anzeigen

Wird an dieser Stelle eine Fachabteilung selektiert, so werden die zusammengestellten Informationen zielgerichtet an die entsprechende Station übertragen.

9.2 Portalkonfiguration

Wenn auf der Krankenseinweisung ein Hospital gewählt wird, welches noch nicht in der Portalkonfiguration eingerichtet ist, wird automatisch ein Vorgang zur Registrierung gestartet. Zuerst wird darauf hingewiesen, dass das Krankenhaus noch nicht eingerichtet ist.



Im Anschluss öffnet sich der CGM-Assist Browser und es wird das Anmelde Formular angezeigt.

CGM ASSIST ALBIS

ISPRO GmbH - Hauskontakt

Gerne kontaktieren wir stellvertretend für Sie Ihr gewähltes Krankenhaus und setzen Verbindung.

Was sind Serviceportale?

Datentransfer in Ihr Arztinformationssystem

Wo gibt es Serviceportale?

Ist mein Krankenhaus auch dabei?

Ich wünsche mir Service von folgendem Krankenhaus


Krankenhaus	Jesaja Hospital
PLZ	99999
Ort	Jesajahausen
Praxis *	Praxis ALBIS
Name *	Jochen ALBIS
E-Mail *	albeuromed1@telemed.de
Anschrift *	Maria Trost 25, 45525 Koblenz

Anmerkungen: Ich möchte die eServices der Einrichtung nutzen! Bitte senden Sie mir meine Teilnahmeinformationen.

Absenden Löschen

Hinweis: Die mit * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder

Das Formular wird automatisch mit den benötigten Informationen aus ALBIS heraus vorbelegt. Um die Registrierung auszuführen, Betätigen Sie bitte den Druckknopf Absenden.



Abschließend wird eine Information angezeigt, dass die Registrierung durchgeführt wurde.

10 CGM-Life

Die CGM-Life Anbindung, ehemals vita-X, wurde überarbeitet und bietet nun folgende neue Funktionen:

- Die Dauerdiagnosen werden analog zu den Dauermedikamenten zum entsprechenden Behandlungstag an die CGM-Life Akte übertragen.
- Wenn ein Patient über die CGM-Life Karte in ALBIS neu angelegt wird, dann wird automatisch der richtige Arzt bei der internen Zuordnung des Patienten hinterlegt.
- Die Blutdruckwerte werden nun Behandlungstagbezogen aus den Biometriedaten des Patienten an die CGM-Life Akte übertragen.

11 Externe Programme

11.1 Verax-Liste - neue Daten

Mit Einspielen dieses ALBIS Updates werden die neuen Verax-Daten automatisch für Sie aktualisiert.

11.2 PraxisManager

Mit der ALBIS Version 10.40 ist es wieder wie gewohnt möglich auch, aus der Praxistimer-Wartezimmeranzeige in ALBIS Patienten über die Funktionstasten `Strg+f` sowie über `F12` zu öffnen.

11.3 telemed.net - neue Version 2.20.221

Mit dieser Version von ALBIS steht Ihnen automatisch eine neue Version von telemed.net (**2.20.221**) zur Verfügung. Nach der Installation des ALBIS-Updates und dem ersten Starten von ALBIS haben Sie die Möglichkeit, telemed.net auf die neue Version zu aktualisieren. Folgen Sie hierzu bitte den Bildschirmanweisungen.

11.4 Impf-doc - neues Update 1.26.0

Mit der neuen ALBIS Version 10.40 steht Ihnen automatisch das Update für die neue **Impf-doc** Version 1.26.0 zur Verfügung. Detailinformationen zur Installation entnehmen Sie bitte der **Impf-doc** Installationsanleitung. Diese finden Sie in ALBIS über den Menüpunkt ? Infoseiten Update-Info ALBIS Version 10.40.

11.5 ELAT – neue Version 12.1

Mit Einspielen dieses ALBIS Updates werden die neuen ELAT-Daten automatisch für Sie aktualisiert.

12 ifap Arzneimitteldatenbank

12.1 Medikamentendatenbank (ifap Arzneimitteldatenbank) - neuer Datenstand

Mit dem ALBIS Update in der Version 10.40 stehen Ihnen die aktuellen Medikamentendaten der Firma ifap Service-Institut für Ärzte und Apotheker GmbH in der neusten Version **20111201** mit dem Stand vom **01.12.2011** zur Verfügung.

12.2 ifap praxisCENTER

Mit dieser Version von ALBIS haben Sie die Möglichkeit Ihr ifap praxisCENTER direkt von der ALBIS-Update-DVD über das Startmenü zu starten.



Hierzu wählen Sie bitte den Druckknopf *ifap praxisCENTER* in dem Startbildschirm der DVD, Sie erhalten folgenden Dialog:



Über den Druckknopf **Ja**, wird das ifap praxisCENTER installiert.
Über den Druckknopf **Nein** wird der Dialog geschlossen.

Die ifap praxisCENTER Dokumentationen finden Sie in dem Startmenü der DVD über den Druckknopf **Dokumentation**.

Hinweis: ALBIS-Onlinekunden haben die Möglichkeit, das ifap praxisCENTER über die Onlineupdatefunktion des ifap praxisCENTERS zu aktualisieren.

12.3 Neue ARV Daten

Die Daten von den KV Gebieten 02 (KV Hamburg) + 17 (KV Niedersachsen) + 38 (KV Nordrhein) + 52 (KV Baden-Württemberg) + 93 (KV Thüringen) sind nur bis zum 31.12.2011 gültig und werden ab dem **01.01.2012** nicht mehr angezeigt.

12.4 Hilfreiche Präparate-Informationen

Mit diesem Update stellen wir Ihnen wieder wichtige, patientennahe Präparat-Informationen zur Verfügung. Damit Sie diese umfassend nutzen können, finden Sie im Folgenden Erläuterungen, wie Sie unsere Zusatzfunktionen in Ihrem täglichen Arbeitsablauf unterstützen:

12.4.1 Patienteninformationen: Deutsch, Türkisch, Russisch



Nicht nur die Diagnose, auch die gewählte Therapie ist oft erklärungsbedürftig. **Schriftliche Patienteninformationen** stellen sicher, dass Ihre Patienten die gegebenen Informationen zu Hause nochmals in Ruhe nachlesen können. Wir haben reagiert: bei ausgewählten Präparaten erhalten Sie zum Zeitpunkt der Medikamentenauswahl aus der **Datenbank** die Information, dass zu diesem Präparat **Patienteninformationen** verfügbar sind. Da Ärzte international heilen, weisen **Landesflaggen** darauf hin, in welchen Sprachen die Patienteninformationen verfügbar sind. Diese können Sie direkt im Patientengespräch aufrufen, ausdrucken und aushändigen.

Für folgende Präparate haben wir in diesem Quartal Patienteninformationen hinterlegt:

Hersteller	Präparat	PZN
Abbott Arzneimittel GmbH	Kreon	1224776 / 4437981 / 1224753
Astellas Pharma GmbH	Formotop	5129885 / 6913925 / 3730590
Bayer Vital GmbH	Aspirin Protect	4943661 / 6706149 / 5387268
Chiesi GmbH	Foster	0568172 / 6729452
Dr. R. Pflieger GmbH	Spasmex 15	6165475 / 3758335
Dr. R. Pflieger GmbH	Spasmex 30TC	0759877 / 0880099
Dr. R. Pflieger GmbH	Spasmex 5	6165469 / 3758312
Grünenthal GmbH	Norspan	0683588 / 0683625 / 0684352
Grünenthal GmbH	Palexia	6808915 / 6808950 / 6809352
Grünenthal GmbH	Transec PRO	4187426 / 4187432 / 2515903
Lundbeck GmbH	Sycrest	7728236 / 7728207 / 7728153
Nycomed Deutschland GmbH	Daxas	6563655 / 6563661
Nycomed Deutschland GmbH	ZacPac	1264706
Orion Pharma GmbH	Stalveo	4866920 / 2208785 / 9339065
WEPA Apothekenbedarf GmbH & Co KG	Mosquito	9197197 / 9229023

Im Schnitt kommt jeder elfte Patient nicht aus einem deutschsprachigen Land. Da kann die Verständigung zur Herausforderung werden: Mit englisch oder mit Händen und Füßen überbrückt man die erste Kluft. Doch was, wenn es wirklich ums Detail geht, wenn nicht nur einzelne Informationen, sondern ganze Zusammenhänge wichtig sind? Die Patienteninfo hilft Ihnen bei der Verständigung!

12.4.2 Doku Assist

Auch im neuen Update haben wir für Sie wieder den DokuAssist integriert. Der DokuAssist ist ein Dokumentationservice für bestimmte Präparate, der es Ihnen ermöglicht, die geforderte Verordnungsdokumentation in der Patientenkartekarte schnell und komfortabel zu bewältigen. Bei Aufruf gekennzeichneter Präparate weist der **Button „Doku Assist“** den Weg zu hinterlegten **Verordnungsbegründungen**. Einzelne Begründungen können ausgewählt und direkt in die Kartekarte des Patienten und auf das Rezept übernommen werden.

Für folgende Präparate haben wir in diesem Quartal Verordnungsbegründungen hinterlegt:

Hersteller	Präparat	PZN
Abbott Arzneimittel GmbH	Kreon	1224753 / 1224782 / 6686783
Abbott Arzneimittel GmbH	Omacor	3249148 / 3249208
Bayer Vital GmbH	Contour	6690974
Bayer Vital GmbH	Leganto	8873503 / 8873609 / 8874307
Berlin-Chemie AG	Adenuric	5455113 / 5455142 / 5455159
Berlin-Chemie AG	Velmetia	0089891 / 0089916 / 0089945
Berlin-Chemie AG	Xelevia	4260531 / 4260525
Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG	Pradaxa	3420754 / 6561892 / 6561952
EISAI GmbH	Aricept	8490512 / 8490535 / 4934254
Grünenthal GmbH	Norspan	0684352 / 0683588 / 0683625
Grünenthal GmbH	Palexia	6808915 / 6808950 / 6809352
Grünenthal GmbH	Transtec PRO	4386315 / 4187432 / 4336808
Janssen-Cilag GmbH	Jurnista	4608402 / 4580193 / 1909132
Lundbeck GmbH	Azilect	3887274 / 3887251
Lundbeck GmbH	Ebixa	1700024 / 1699976 / 7693638
Lundbeck GmbH	Sycrest	7728153 / 7728236 / 7728242
Mundipharma GmbH	Palladon	8859868 / 8859851 / 8859874
Mundipharma GmbH	Targin	0294415 / 0294444 / 3450117
Pfizer Pharma GmbH	Lyrica	3389085 / 3389300 / 6121130
Pfizer Pharma GmbH	Xalacom – Xalatan	2140107 / 3420010 / 3420004
SERVIER Deutschland GmbH	Protelos	3702895 / 3702903
UCB GmbH	Neupro	5381610 / 5381662 / 5381596

Bei Aufruf gekennzeichneter Präparate (bzw. der PZN) weist der Druckknopf DokuAssist in der Medikamentendatenbank den Weg zu hinterlegten Verordnungsbegründungen.

ifap Arzneimitteldatenbank - Medikamentenpreise Stand 01.12.2011

Suchname: 3249148 Suche nach: Pharmazentralnummer Wirkstf.-Filter ifap praxisC Druck

Medikament: Omacor Abbott Arzneimittel 28ST KAP N1

Präparatengruppe: Omacor | Abbott Arzneimittel Handelsname und Darreichungsform: Omacor KAP Packung: N1: 28 ST Kapseln, N3: 100 ST Kapseln

Anzeige/Werbung: Omacor | Abbott Arzneimittel DokuAssist Med.-Wiss... * STAR

Wirkstoffe: ATC: C10AX06... Anbieter...: Abbott Arzneimittel GmbH *Star: *840/*Abbott

Angaben pro 1,0 St:
 - (W) Omega-3-Säureethylester 90 (1,0 g)
 - (E) Icosapent ethyl (460,0 mg)
 - (E) Doconexent ethyl (380,0 mg)
 - (T) 3-sn-Phosphatidylcholin (Sojabohne)
 - (T) DL-alpha-Tocopherol

Hinweis:
 Die angezeigten Preise entsprechen den nicht-rabattierten Listenpreisen ifap Arzneimitteldatenbank (Stand: 01.12.2011)!

Preis: 38,26 EUR €-Historie... PZN: 3249148
 Festbetrag: 0,00 EUR *Star: *53689
 Zuzahlung: 5,00 EUR Mehrzahlung: 0,00 EUR

rabattiert: Arzneimittel:
 Negativliste: Medizinprod.:
 Betäubungsmittel: Verbandmittel:
 Apothekenpflichtig: Impfstoff: (Re-) Import:
 Verschreibungspflichtig: Lifestyle:
 außer Vertrieb: Teststreifen: Information...

Online-Update ARV Liste... €! Vergleichen... Ähnliche... €! Preisvergleich

Exakte Infos zu Apothekenverkaufspreisen und Festbeträgen erhalten Sie zeitnah per Online-Update! Für Informationen klicken Sie bitte auf "Online-Update".

Anzeige: Preisgünstigere Alternative(hier klicken für Pflichttext)

Qualität zu günstigen Preisen! Importarzneimittel von kohlpharma MTK PHARMA

Verantwortlich für den Inhalt dieser Information sind die werbenden Firmen

Per Mausclick können einzelne Begründungen ausgewählt und direkt in die Karteikarte des Patienten und auf das Rezept übernommen werden. Ihr Vorteil: regressfreie Verordnung innovativer Präparate!

DokuAssist Begründungen

Begründung

- Adjuv. Behandl. Sek.prophylaxe nach Herzinfarkt I21.-/22.-/25.2-
- Endogene Hypertriglycerid. E78.1/78.2/78.4 (mit vaskul. Erkrank.)
- Endogene Hypertriglycerid. E78.1/78.2/78.4 (hohes KHK-Risiko)

Beschreibung

Patientenaufklärungsbogen

- Verordnungsdokumentation Omacor.pdf
- Patient wurde über mögliche Therapierisiken aufgeklärt
- Begründung auf das Rezept drucken

Alles Drucken OK Abbrechen

Über Anklicken der Pdf-Dateien haben Sie die Möglichkeiten, weitere Informationen für den Patienten aufzurufen. Über das Druck-Symbol werden die Informationen ausgedruckt.

Setzen Sie bei Patient wurde über mögliche Therapierisiken aufgeklärt den Haken, wird Ihnen der Status in Ihrer Karteikarte angezeigt, Sie erhalten folgenden Karteikarteneintrag:

Omacor Abbott Arzneimittel 28ST KAP N1 [Z: Omacor Abbott Arzneimittel 28ST KAP N1;][Therapierisikoaufklärung: Ja]

Die Begründungen werden in das Rezept in den Bereich **Zusätze** ^{Zusätze} zus übernommen. Im Bereich **Zusatztext** finden Sie den Drucktext, im Bereich **Kommentar** den Karteikartentext.

Den Ausdruck der ausgewählten Begründungstexte können Sie über den Schalter Begründungen auf Rezept drucken steuern. Diesen finden Sie im Menü Optionen Patientenfenster im Register Drucken. Sofern Sie den Ausdruck rezeptbezogen unterbinden möchten, entfernen Sie einfach den Text im Feld Zusatztext.

Eine Auswertung der eingetragenen Begründungen erhalten Sie über das Tagesprotokoll mit Filterfunktion. Legen Sie sich bitte zunächst im Menü Stammdaten Karteikarte Karteikartenfilter einen Filter über alle med-Karteikartenkürzel an.

Beispiel:

(med* im Filter selektiert alle Medikamentenzeilen (z. B. medrp für Kassenrezepte.)

Vor Erstellung des Tagesprotokolls setzen Sie, nachdem Sie Zeitraum und Arztwahl bestimmt haben, bitte den Schalter Medikamente ohne Kommentar nicht anzeigen. Die Einstellungen mit entsprechenden Einträgen und Karteikarteneinträge Lang werden automatisch vorgenommen. Nach Bestätigung mit OK erhalten Sie eine Auflistung aller Patienten, deren med-Zeilen mit Begründungen (Feld Kommentar) versehen sind.

Tagesprotokoll

Zeitraum
 von: 15.12.2010 bis: 15.12.2010
 Uhrzeit:
 von: 00:00 bis: 23:59

Kürzel
 Alle Filter: Med. begr. Med. begr.
 Medikamente ohne Kommentar nicht anzeigen
 nur abgerechnete Leistungen

Patienten
 Alle im Tagesprotokoll
 Mit entsprechenden Einträgen
 Aktiver Patient
 Selektierte Liste
 Aktuell: Keine Liste im Hintergrund!

Versicherung
 alle Ik:
 Kasse
 Privat
 für Direktabrechnung eingeschrieben:
 Hausarztzentrierte Versorgung AOK BW

Ärzte
 Alle
 Auswahl:
 API Dr. med. Jochen ALBIS
 URO Dr. med. Rhenus
 Ortho Dr. med. Mosela
 KIND Dr. med. Sigrun Krüger
 NEURO asdf
 GYN asdfa
 HNO sadf

Ausgabe
 Karteikarteneinträge: Kurz Lang
 Dauerdiagnosen
 inkl. AKR-Status: anamnestisch
 Behandlung
 Dauermedikamente
 IK, Vers.-Nr. Cave
 Hinweis bei fehlender Diagnose
 Sortierung nach Namen
 Diagnosen mit Scheinbezug
 Uhrzeit

OK Abbruch Standard