



Arztinformationssystem

Versorgungssteuerung AOK Sachsen-Anhalt

Neuerungen

(Auszug aus der Gesamtdokumentation)

Stand Juni 2012

Inhaltsverzeichnis

1 Heilmittel	3
1.1 Formular 13a	3
1.2 Patientenverordnungshistorie	9
1.3 Gesamtverordnungshistorie.....	10

1 Heilmittel

In Bezug auf Heilmittel gibt es folgende Anpassungen:

1.1 Formular 13a

Öffnen Sie bei einem HzV Patienten das Muster 13a, so sieht dies wie folgt aus:

Muster 13.1 (10.2008), Heilmittelverordnung für <Sachsen-Anhalt, AOK> ausstellen

0 Neu/Leer 1 neu

Krankenkasse bzw. Kartenträger	
AOK Sachsen-Anhalt	85101
Name, Vorname des Versicherten	
Sachsen-Anhalt	geb. am
Frau AOK	04.05.1981
Maria Trost 23	WK gültig bis
D-56070 Koblenz	12/12
Kassen-Nr.	Versicherten-Nr. Status
1097008	123456789100 1000 1
Betriebsstätten-Nr.	Arzt-Nr. Datum
888888888	888888888 <input checked="" type="checkbox"/> 28.03.2012

Heilmittelverordnung 13

Maßnahmen der
Physikalischen Therapie/
Podologischen Therapie

Physikalische Therapie
 Podologische Therapie

Gebühr-
pfl. Gebühr
frei Unfall/
Unfall
folgen BVG Arbeitsunfall EWR/CH

Verordnung nach Maßgabe des Kataloges (Regelfall)

Erst-
verordnung Folge-
verordnung Gruppen-
therapie **Behandlungsbeginn spätest. am:**
[]

Verordnung außerhalb d. Regelfalles

Hausbesuch

Ja Nein **Therapiebericht**
 Ja Nein

Verordnungs- Pat.: 119.73 € RG-Vgl.: 0.00% 1288.06 € Anzahl Kleine
menge Heilmittel nach Maßgabe des Kataloges pro Wo. Liste

**Indikations-
schlüssel** **Diagnose mit Leitsymptomatik, ggf. wesentliche Befunde**

[] []

Ggf. Spezifizierung der Therapieziele

[]


Medizinische Begründung bei Verordnungen außerhalb des Regelfalles (ggf. Beiblatt)

[]

ALBIS - Versorgungssteuerung AOK Sachsen-Anhalt

Nach Vorgaben der AOK Sachsen-Anhalt ist dieses Formular im Rahmen der Versorgungssteuerung speziell zu befüllen:

Klicken Sie in das Feld Indikationsschlüssel und rufen Sie über die Tastenkombination F3 den Heilmittelkatalog auf:



The screenshot shows a software window titled 'Verordnung' with a blue border. It contains several sections:

- Verordnung:** Three radio buttons: 'Erstverordnung' (selected), 'Folgeverordnung', and 'Außerhalb der Regelverordnung'. Below them is a text area labeled 'Medizinische Begründung bei Verordnung außerhalb des Regelfalles'.
- Hausbesuch:** Two radio buttons: 'Ja' and 'nein' (selected).
- Therapiebericht:** Two radio buttons: 'Ja' and 'Nein' (selected).
- Behandlungsbeginn:** A date field containing '28.03.2012'.
- Buttons:** '<< Zurück', 'Weiter >>', 'Übernehmen', and 'Abbrechen'.


Markieren Sie die von Ihnen gewünschten Einstellungen.

Hinweis:

ALBIS - Versorgungssteuerung AOK Sachsen-Anhalt

Haben Sie die Felder im Formular selbst schon ausgefüllt, so werden diese selbstverständlich übernommen.

Betätigen Sie den Druckknopf Weiter, um in den folgenden Dialog zu gelangen:



Indikationsschlüssel

- Wirbelsäulenerkrankungen
- Erkrankungen Extremitäten und Becken
- Erkrankungen Stütz- und Bewegungsorgane (Kind)
- chronifiziertes Schmerzsyndrom
- ZNS-Erkrankungen
- periphere Nervenläsionen
- Störungen der Atmung
- Arterielle Gefäßerkrankungen
- Lymphabflussstörungen
- Störung der Dickdarmfunktion
- Störungen der Ausscheidung
- Schwindel
- periphere trophische Störungen
- Prostatitis, Adnexitis

Diagnose

Leitsymptomatik

Spezifizierung der Therapieziele

<< Zurück Weiter >> Übernehmen Abbrechen

Geben Sie in dem Feld Indikationsschlüssel einen Indikationsschlüssel ein, oder Suchen Sie sich einen entsprechenden Indikationsschlüssel heraus:

Indikationsschlüssel

- [-] Wirbelsäulenerkrankungen
 - ... WS1a
 - ... WS1b
 - ... WS1c
 - ... WS1d
 - ... WS1e
 - ... WS2a
 - ... WS2b
 - ... WS2c
 - ... WS2d
 - ... WS2e
 - ... WS2f
 - ... WS2g
- ⊕ Erkrankungen Extremitäten und Becken
- ⊕ Erkrankungen Stütz- und Bewegungsorgane (Kind)
- ⊕ chronifiziertes Schmerzsyndrom
- ⊕ ZNS-Erkrankungen
- ⊕ periphere Nervenläsionen
- ⊕ Störungen der Atmung
- ⊕ Arterielle Gefäßerkrankungen
- ⊕ Lymphabflussstörungen
- ⊕ Störung der Dickdarmfunktion
- ⊕ Störungen der Ausscheidung
- ⊕ Schwindel
- ⊕ periphere trophische Störungen
- ⊕ Prostatitis, Adnexitis

Diagnose

Leitsymptomatik ▼

Spezifizierung der Therapieziele ▼

Sofern Sie in ALBIS noch keine Diagnose eingetragen haben, tragen Sie diese bitte in das Feld Diagnose ein. Die übrigen Werte werden automatisch aus dem Indikationsschlüssel übernommen. Über den Druckknopf Weiter gelangen Sie in folgenden Dialog:

Vorrangiges/optionales Heilmittel oder standardisierte Heilmittelkombination(genau 1 auswählbar)

	Menge	Anzahl/Woche	Bezeichnung	Preis	Gruppe
<input type="checkbox"/>	1	1	Krankengymnastik Gruppe 2-5 Personen 20-30 Min.(A), Vorrangig	4,46	ja
<input type="checkbox"/>	1	1	Krankengymnastik im Bad 2-5 Pers. 20-30 Min.(A), Vorrangig	9,49	ja
<input checked="" type="checkbox"/>	6	2	Krankengymnastik 15-25 Min.(A), Vorrangig	11,28	nein
<input type="checkbox"/>	1	1	Manuelle Therapie 15-25 Min.(A), Vorrangig	12,19	nein
<input type="checkbox"/>	1	1	Krankengymnastik im Bad 20-30 Min.(A), Vorrangig	13,41	nein

Ergänzendes Heilmittel

	Menge	Anzahl/Woche	Bezeichnung	Preis	Gruppe
<input type="checkbox"/>	1	1	Waermetherapie mittels Strahler 10-20 Min.(C), Ergaenzend	2,53	nein
<input type="checkbox"/>	1	1	Traktionsbehandlung mit Geraet 10-20 Min.(C), Ergaenzend	3,19	nein
<input type="checkbox"/>	1	1	Ultraschall-Waermetherapie 10-15 Min.(C), Ergaenzend	4,14	nein
<input type="checkbox"/>	1	1	Kaeltetherapie 5-10 Min.(C), Ergaenzend	5,36	nein
<input type="checkbox"/>	1	1	Waermetherapie: Heiße Rolle 10-25 Min.(C), Ergaenzend	5,63	nein
<input type="checkbox"/>	1	1	Warpackung mit Naturfango/Naturmoor 20-30 Min.(C), Ergaenzend	6,8	nein
<input checked="" type="checkbox"/>	6	2	Warpackung mit Parafango 20-30 Min.(C), Ergaenzend	6,8	nein

<< Zurück Weiter >> Übernehmen Abbrechen

Geben Sie hier die entsprechenden Daten an ein und betätigen Sie den Druckknopf Übernehmen. Sie kehren auf das Formular Heilmittelverordnung zurück:

Muster 13.1 (10.2008), Heilmittelverordnung für <Sachsen-Anhalt, AOK> ausstellen

0 Neu/Leer 1 neu

Krankenkasse bzw. Kartenträger		
AOK Sachsen-Anhalt	85101	
Name, Vorname der Versicherten		
Sachsen-Anhalt	geb. am	
Frau AOK	04.05.1981	
Maria Trost 23	VK gültig bis	
D-56070 Koblenz	12/12	
Kassen-Nr.	Versicherten-Nr.	Statur
1097008	123456789100	1000 1
Betriebsstätten-Nr.	Arzt-Nr.	Datum
8888888888	8888888888	<input checked="" type="checkbox"/> 28.03.2012

Heilmittelverordnung 13

Maßnahmen der
Physikalischen Therapie/
Podologischen Therapie

Physikalische Therapie
 Podologische Therapie

Gebühr-pfl. Gebühr frei Unfall/Unfall folgen BVG Arbeitsunfall EWR/CH

Verordnung nach Maßgabe des Kataloges (Regelfall)

Erstverordnung Folgeverordnung Gruppentherapie

Verordnung außerhalb d. Regelfalles

Behandlungsbeginn spätestens am:

Hausbesuch Ja Nein

Therapiebericht Ja Nein

Verordnungs- Pat.: 11.25 € RG-Vgl.: 0.00% 1179.58 €

Verordnungs- menge	Heilmittel nach Maßgabe des Kataloges	Anzahl pro Wo.	kleine Liste
6	Krankengymnastik 15-25 Min.	2	
6	Wampackung mit Parafango 20-30 Min.	2	

Indikations-
schlüssel **WS1a** Diagnose mit Leitsymptomatik, ggf. wesentliche Befunde

Kreuzschmerz (M54.5);
Funktionsstörungen /Schmerzen durch Gelenkfunktionsstörung, Gelenkblockierung (auch ISG oder Kopf-gelenke)

Ggf. Spezifizierung der Therapieziele

Erlernen eines Eigenübungsprogrammes

Medizinische Begründung bei Verordnungen außerhalb des Regelfalles (ggf. Beiblatt)

Alle von Ihnen getätigten Angaben werden entsprechend auf das Formular übernommen. Gehen Sie von jetzt an, wieder in gewohnter Art und Weise vor und Drucken, Speichern oder Spoolen Sie das Formular.

1.2 Patientenverordnungshistorie

Ab sofort haben Sie die Möglichkeit für HzV Patienten eine sogenannte Patientenverordnungshistorie der Heilmittel zu erstellen. Gehen Sie hierzu bitte wie folgt vor:

Öffnen Sie einen Patienten, für den Sie die Patientenverordnungshistorie der Heilmittel erstellen möchten. Öffnen Sie über den Menüpunkt Statistik Medikamenten- und Verordnungsstatistik den Med.- und Verordnungsstatistik Dialog.

Wählen Sie im Bereich **Verträge** den entsprechenden HzV Vertrag aus. Markieren Sie im Bereich **Ausgabe** Heilmittel und wählen Sie die entsprechende BSNR:

Med.- und Verordnungsstatistik pro Patient

Zeit:

Quartal: 2/12 bis 30.06.2012

Zeitraum: 01.01.2012 bis 28.03.2012

Tage einzeln

Tag: 28.03.2012

Vergleich mit Vorjahreszeitraum

Verträge

HZV

- Hausarztzentrierte Versc
- Hausarztzentrierte Versc
- AOK Sachsen-Anhalt**
- AOK Sachsen-Anhalt K.
- AOK Sachsen-Anhalt N
- AOK Sachsen-Anhalt O
- IKK Sachsen-Anhalt
- AOK BW Pflege

Patienten:

Alle

Selektierter Patient

Ausgabe

Alle

OTC-Statistik

Heilmittelstatistik

Arztwahl:

BSNR/KV-Nr:

B: 51444444	KV-Nr: 0
B: 032345678	KV-Nr: 0
B: 888888888	KV-Nr: 0
B: 521111100	KV-Nr: 0
B: 202222222	KV-Nr: 0

einzelner Arzt: RH Dr. med. Rhenus

OK Abbruch Optionen...

Bestätigen Sie diesen Dialog mit OK und erstellen Sie die Heilmittelstatistik:

ALBIS - Versorgungssteuerung AOK Sachsen-Anhalt

1. Liste der Verordnungen

Sortiert nach Name

Krankenkasse: RVO/EK

Medikament	Rabatt kategorie	Preis in €	RVO				Summe	EK				Summe
			M/F	R	Ges			M/F	R	Ges		
Inhalationstherapie	Keine	4.35	1	0	1	4.35	0	0	0	0	0.00	
Krankengymnastik 15-25 Min.	Keine	11.28	6	0	6	67.68	0	0	0	0	0.00	
Wärmpackung mit Parafango 20-30 Min.	Keine	6.80	6	0	6	40.80	0	0	0	0	0.00	
Wärmetherapie (Heiße Rolle)	Keine	6.90	1	0	1	6.90	0	0	0	0	0.00	
Summe			14	0	14	119.73	0	0	0	0	0.00	

Markieren Sie ein Heilmittel und betätigen Sie die Funktionstaste F3. Es öffnet sich ein Fenster mit weiteren Details zu dem Verordneten Heilmittel:

Zeitraum vom 01.01.2012 bis 28.03.2012
 Ärzte: AOKSA; Praktischer Arzt-Hausarzt

Name: Sachsen-Anhalt, Frau AOK
 Pat.-Nr.: 241
 Geb.Datum: 04.05.1981

Datum	Diagnose	Indikationsschl.	Heilmittel	Menge	Gesamtkosten
28.03.2012	Kreuzschmerz (M54.5);	WS1a	Wärmpackung mit Parafango 2...	6	40.80
			Krankengymnastik 15-25 Min.	6	67.68
				Summe	108.48
Datum	Diagnose	Indikationsschl.	Heilmittel	Menge	Gesamtkosten
28.03.2012	Atemgymnastik - kurzzeitig, Husten	AT1c	Wärmetherapie (Heiße Rolle)	1	6.90
			Inhalationstherapie	1	4.35
				Summe	11.25

1.3 Gesamtverordnungshistorie

Ab sofort haben Sie die Möglichkeit für HzV Patienten eine sogenannte Patientenverordnungshistorie der Heilmittel zu erstellen. Gehen Sie hierzu bitte wie folgt vor:

Öffnen Sie über den Menüpunkt Statistik Medikamenten- und Verordnungsstatistik den Med.- und Verordnungstatistik Dialog.

Wählen Sie im Bereich **Verträge** den entsprechenden HzV Vertrag aus. Markieren Sie im Bereich **Ausgabe** Heilmittel und wählen Sie die entsprechende BSNR:

Med.- und Verordnungsstatistik pro Patient

Zeit:
 Quartal: 2/12 bis 30.06.2012
 Zeitraum: 01.01.2012 bis 28.03.2012
 Tage einzeln
 Tag: 28.03.2012
 Vergleich mit Vorjahreszeitraum

Verträge
 HZV
 Hausarztzentrierte Vers...
 Hausarztzentrierte Vers...
AOK Sachsen-Anhalt
 AOK Sachsen-Anhalt K...
 AOK Sachsen-Anhalt N...
 AOK Sachsen-Anhalt O...
 IKK Sachsen-Anhalt...
 AOK BW Pflege

Patienten:
 Alle
 Selektierter Patient

Ausgabe
 Alle
 OTC-Statistik
 Heilmittelstatistik

Arztwahl:
 BSNR/KV-Nr:

B: 51444444	KV-Nr: 0
B: 032345678	KV-Nr: 0
B: 888888888	KV-Nr: 0
B: 521111100	KV-Nr: 0
B: 202222222	KV-Nr: 0

 einzelner Arzt: RH Dr. med. Rhenus

OK Abbruch Optionen...

Bestätigen Sie diesen Dialog mit OK und erstellen Sie die Heilmittelstatistik. Entsprechend Ihrer Einstellungen sehen Sie hier alle Heilmittelverordnungen und die Höhe des Gesamtvolumens der bisher ausgestellten Heilmittelverordnungen.

Auf dem o.a. Dialog haben Sie ebenfalls die Möglichkeit, über Setzen des Schalters Vergleich mit Vorjahreszeitraum, die Heilmittelstatistik für einen bestimmten Zeitraum zu erstellen, inkl. dem Vergleich zum gleichen Vorjahreszeitraum.