



---

Arztinformationssystem

# **Hausarztzentrierte Versorgung AOK Hessen**

**(Auszug aus der Gesamtdokumentation)**

Stand März 2013


## Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>ALBIS Version und „HÄVG-Prüfmodul“</b> .....	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>ALBIS Version und „telemed.net“</b> .....	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>ALBIS Version und ifap praxisCENTER 3</b> .....	<b>4</b>
<b>4</b>	<b>Leistungskatalog aktualisieren</b> .....	<b>4</b>
<b>5</b>	<b>Verordnungen</b> .....	<b>5</b>
5.1	Verordnen mit dem ifap praxisCENTER 3 .....	5
5.1.1	<i>Einstellungen</i> .....	5
5.1.1.1	<i>Einstellungen in ALBIS</i> .....	5
5.1.1.2	<i>Einstellungen im ifap praxisCENTER</i> .....	5
5.1.2	<i>Arzneimittlempfehlung</i> .....	5
5.2	Anzeige der Arzneimittel mit der Rabattkategorie Grün und Blau in der ifap Arzneimitteldatenbank .....	6
<b>6</b>	<b>Muster 10 &amp; Muster 10a</b> .....	<b>8</b>
<b>7</b>	<b>Kennzeichnung von PIM Präparaten</b> .....	<b>8</b>
<b>8</b>	<b>Mengensteuerung für Hochverordnung</b> .....	<b>9</b>
<b>9</b>	<b>HIB-Diagnosen</b> .....	<b>11</b>
9.1	Darstellung von HIB-relevanten Diagnosen .....	11
9.2	Hinweis beim dokumentieren von HIB-relevanten Diagnosen .....	16

## 1 ALBIS Version und „HÄVG-Prüfmodul“

Das neue HÄVG Prüfmodul wird, wenn Sie Ihr ALBIS nach Einspielen des Updates auf dem Server starten und keine HzV Box verwenden, automatisch auf dem Server installiert.


War die Installation erfolgreich, so erscheint folgender Hinweis:



Erscheint eine Fehlermeldung, so wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen ALBIS Vertriebs- und Servicepartner.

Die Installation des HÄVG Prüfmoduls ist zwingend notwendig, da ohne diese Installation diversen HzV Funktionalitäten nicht sichergestellt werden können, wie z.B. die Arzneimittelempfehlungen:

Verordnen (mit ifap praxisCENTER)



Ebenfalls funktioniert in diesem Fall die Abrechnung nicht.

### Wichtiger Hinweis:

Für die Verwendung der HzV Funktionalitäten in Verbindung mit dem neuen HÄVG Prüfmodul empfehlen wir eine HzV Box zu verwenden.

Es wird dringend empfohlen, dass die HzV Box vom ALBIS Vertriebs- und ServicePartner installiert wird.


## 2 ALBIS Version und „telemed.net“

Bitte beachten Sie, dass mit der dieser ALBIS Version die entsprechende telemed.net Version installiert wird. Sie erhalten hierzu vor dem ersten ALBIS Start einen Hinweis des telemed.net Installationsbildschirms. Bitte folgen Sie den entsprechenden Installationshinweisen und installieren die aktuellste Version von telemed.net.

## 3 ALBIS Version und ifap praxisCENTER 3

Damit z.B. die Arzneimittelempfehlungen funktionieren ist es zwingend notwendig, dass das ifap praxisCENTER 3 installiert ist. Dies wird automatisch mit dem ALBIS Update installiert.

Ist das nicht der Fall, so erscheint beim Verordnen mit dem ifap praxisCENTER 3 folgende Hinweismeldung:



Bitte installieren Sie in diesem Fall die aktuellste Version des ifap praxisCENTERS 3.

## 4 Leistungskatalog aktualisieren

Damit Ihnen die aktuellen Ziffern des Leistungskatalogs des Vertrags zur Hausarztzentrierten Versorgung zur Verfügung steht, ist es notwendig, den Leistungskatalog zu aktualisieren.

Um den Leistungskatalog zu aktualisieren, gehen Sie bitte in ALBIS über den Menüpunkt Stammdaten Direktabrechnung Hausarztzentrierte Versorgung Aktualisieren. Mit Betätigen des Druckknopfes Ja und weiterem Befolgen der Bildschirmanweisungen wird Ihr Leistungskatalog des Vertrages zur Hausarztzentrierten Versorgung automatisch aktualisiert.

*Wichtiger Hinweis:*

**!** *Bitte beachten Sie, dass die Aktualisierung einige Zeit in Anspruch nehmen kann!*  
*Wir empfehlen Ihnen, die Aktualisierung möglichst am Ende der Sprechstunde und an Ihrem Hauptrechner durchzuführen!*

Bitte führen Sie anschließend eine Scheindatenaktualisierung durch. Gehen Sie hierzu in ALBIS über den Menüpunkt Direktabrechnung Hausarztzentrierte Versorgung Scheindaten aktualisieren. Wählen Sie im folgenden Dialog das Quartal, für welches Sie die Scheindaten aktualisieren möchten und bestätigen Sie den Dialog mit OK.

## 5 Verordnungen

### 5.1 Verordnen mit dem ifap praxisCENTER 3

#### 5.1.1 Einstellungen

Damit das Verordnen im Rahmen der Hausarztzentrierten Versorgung reibungslos verläuft empfehlen wir Ihnen bestimmte Einstellungen, die wir Ihnen im Folgenden erläutern.

##### 5.1.1.1 Einstellungen in ALBIS

Bitte überprüfen Sie in ALBIS unter Optionen Patientenfenster auf dem Register Verordnungen, dass im Bereich HZV die Häkchen bei allen drei Einstellungen (Aut-Idem, Rabattfilter aktivieren und HzV/FaV Komfortfunktion) gesetzt sind.

##### 5.1.1.2 Einstellungen im ifap praxisCENTER

Wechseln Sie in das ifap praxisCENTER und öffnen Sie über das Menü Extras Optionen den Optionen Dialog. Wechseln Sie auf das Register i: bonus und kontrollieren Sie, ob der Haken bei dem Schalter Rechercheergebnis: nicht rabattierte Arzneimittel automatisch berücksichtigen, sofern keine rabattierten Arzneimittel vorliegen im Bereich HzV gesetzt ist.

Bitte kontrollieren Sie, dass der Haken bei Verordnungsalternativen automatisch anzeigen nicht gesetzt ist

#### 5.1.2 Arzneimittelempfehlung

Die Verordnung bestimmter Präparate soll im Rahmen des Vertrages zur Hausarztzentrierten Versorgung vermieden werden.



Die Informationen, welches Präparat Sie verordnen möchten, werden an das sogenannte „HÄVG Prüfmodul“ übermittelt. Dieses „HÄVG Prüfmodul“ prüft, ob zu diesem Präparat Arzneimittelempfehlungen vorliegen. In der Zeit der Kommunikation mit dem „HÄVG Prüfmodul“ erscheint folgende Hinweismeldung:

***... warte auf HZV BaWü Kern! (LiefereSubstitutionen)***




Zu jedem Präparat bekommen Sie im ifap praxisCENTER 3, in der kleinen Liste Medikamente, in den Alten Medikamenten und in den Dauermedikamenten angezeigt, welcher Rabattkategorie (Farbe) das Präparat angehört.

Verordnen Sie ein Präparat, welches laut Vertragspartner substituiert werden sollte, so erscheint automatisch vor der Übernahme auf das Rezept in ALBIS der i:iV Dialog mit den entsprechenden Arzneimittelempfehlungen:

Ursprüngliches Arzneimittel					Ersetzt durch
Arzneimittel	Wirkstoff	ATC	AVP	Anbieter	Arzneimittel
XERISTAR 30 mg magensaftresistente Kapseln	Duloxetin	N06AX21	54,67 €	Pharma Gerke GmbH	



Arzneimittel	Menge	PZN	Wirkstoff	Wirkstärke	ATC	AVP	Zuzahl.	Anbieter
VENLAFAXIN 1A Pharma 37,5 mg Tabletten	50 St	852157	Venlafaxin	37,5 mg	N06AX16	rabattiert	frei	1 A Pharma GmbH
VENLAFAXIN Actavis 37,5 mg Filmtabletten	50 St	1672569	Venlafaxin	37,5 mg	N06AX16	rabattiert	frei	Actavis Deutschland GmbH
VENLAFAXIN AL 37,5 mg Retardkapseln	50 St	6802433	Venlafaxin	37,5 mg	N06AX16	rabattiert	frei	ALIUD Pharma GmbH
VENLAFAXIN beta retard 37,5 mg Hartkapseln	50 St	1617441	Venlafaxin	37,5 mg	N06AX16	rabattiert	frei	betapharm Arzneimittel GmbH
VENLAFAXIN Heumann 37,5 mg Hartkapseln retard	50 St	9007860	Venlafaxin	37,5 mg	N06AX16	rabattiert	frei	HEUMANN PHARMA GmbH
VENLAFAXIN Teva 37,5 mg Tabletten	50 St	6344410	Venlafaxin	37,5 mg	N06AX16	rabattiert	frei	Teva GmbH
VENLAFAXIN 1A Pharma 75 mg Tabletten	50 St	5392022	Venlafaxin	75 mg	N06AX16	rabattiert	frei	1 A Pharma GmbH
VENLAFAXIN AL 75 mg Retardtabletten	50 St	6705090	Venlafaxin	75 mg	N06AX16	rabattiert	frei	ALIUD Pharma GmbH
VENLAFAXIN beta retard 75 mg Hartkapseln	50 St	21031	Venlafaxin	75 mg	N06AX16	rabattiert	frei	betapharm Arzneimittel GmbH
VENLAFAXIN Heumann 75 mg Hartkapseln retard	50 St	1918243	Venlafaxin	75 mg	N06AX16	rabattiert	frei	HEUMANN PHARMA GmbH
VENLAFAXIN AL 150 mg Retardtabletten	50 St	6705173	Venlafaxin	150 mg	N06AX16	rabattiert	frei	ALIUD Pharma GmbH
VENLAFAXIN beta retard 150 mg Hartkapseln	50 St	21077	Venlafaxin	150 mg	N06AX16	rabattiert	frei	betapharm Arzneimittel GmbH
VENLAFAXIN Heumann 150 mg Hartkapseln retard	50 St	2030761	Venlafaxin	150 mg	N06AX16	rabattiert	frei	HEUMANN PHARMA GmbH
VENLAFAXIN AbZ 225 mg Retardtabletten	50 St	1716108	Venlafaxin	225 mg	N06AX16	rabattiert	frei	AbZ-Pharma GmbH
XERISTAR 30 mg magensaftresistente Kapseln	28 St	7288412	Duloxetin	30 mg	N06AX21	54,67 €	k.A.	Pharma Gerke GmbH

**Anzahl Arzneimittel: 15**

Im unteren Bereich haben Sie jetzt die Möglichkeit eine Arzneimittelempfehlung zu markieren und über den Druckknopf Ersetzen für das Ersetzen vorzubereiten. Um das ursprüngliche Präparat mit der Arzneimittelempfehlung zu ersetzen, betätigen Sie bitte den Druckknopf Rezept.

## 5.2 Anzeige der Arzneimittel mit der Rabattkategorie Grün und Blau in der ifap Arzneimitteldatenbank

Ab dieser Version haben Sie in der ifap Arzneimitteldatenbank die Möglichkeit, das Suchergebnis der Arzneimittel so zu filtern, dass Ihnen nur noch Arzneimittel der Rabattkategorien Grün und Blau angezeigt werden.

Befinden Sie sich in der ifap Arzneimitteldatenbank, so können sie bei Patienten, die in den Vertrag zur Hausarztzentrierten Versorgung eingeschrieben sind, diese Filterung temporär über das Setzen des Schalters Rabattfilter aktiv (s. rote Markierung) einschalten:

**ifap Arzneimitteldatenbank - Medikamentenpreise Stand 15.03.2010**

Suchname: 342462    Suche nach: Pharmazentralnummer    Wirkstf.-Filter    Druck

**Medikament:** Metformin Axcount 500mg 120ST FTA N2

Präparatengruppe: Metformin | Axcount Generika    Handelsname und Darreichungsform: Metformin Axcount 500mg FTA, Metformin Axcount 850mg FTA, Metformin Axcount 1000mg FTA    Packung: N2: 120 ST Filmtabletten

Rabattfilter aktiv

Wirkstoffe: ATC: A10BA02...    Hersteller: Axcount Generika AG    \*Star: \*228/\*Axcount

Angaben pro 1,0 St:  
 - (W) Metformin hydrochlorid (500,0 mg)  
 - (E) Metformin (389,9 mg)  
 - (T) Carboxymethylstärke, Natriumsalz  
 - (T) Hypromellose  
 - (T) Macrogol 6000

Preis: (-) 13,02 EUR    €-Historie...    PZN: 342462  
 Festbetrag: 16,30 EUR    \*Star: \*46880  
 Zuzahlung: R 5,00 EUR    Mehrzahlung: R 0,00 EUR

rabattiert:     Arzneimittel:   
 Negativliste:     Medizinprod.:   
 Betäubungsmittel:     Verbandmittel:   
 Apothekenpflichtig:     Impfstoff:     (Re-) Import:   
 Verschreibungspflichtig:     Lifestyle:   
 außer Vertrieb:     Teststreifen:

Hinweis: Die angezeigten Preise entsprechen den nicht-rabattierten Listenpreisen ifap Arzneimitteldatenbank (Stand: 15.03.2010)

Liste...    Vergleichen...    Ähnliche...    Preisvergleich...

Möchten Sie, dass die Suchergebnisse immer direkt ausschließlich Präparate der Rabattkategorien Grün und Blau enthalten, dann können Sie dies über den Menüpunkt Optionen Patientenfenster, auf dem Register Verordnungen aktivieren.

Setzen Sie bitte hierzu im Bereich **HZV** den Schalter Rabattfilter aktivieren:

**Patientenfenster**

Anzeige    Aufteilung    Drucken    Chipkarte    Größe    Zuordnungen

Nach Öffnen    Stammdatenanzeige    Verordnungen

Hinweise Arzneimittelvereinbarungen anzeigen in

	AMDB u. kleine Liste	alten Verordnungen	Dauermed.	Verordnungs-center
immer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
bei Alternativen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
nie	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Optionen Medikamente/Rezept

- Existenzprüfung Altverordnungen
- Existenzprüfung Dauermedikamente
- Hinweis bei Verordnung von QTC-Präparaten
- Altverordnungen beschleunigen (keine Kennzeichnung der Zuzahlungsbefreiungsgrenze)

HZV

- Aut-Idem
- Rabattfilter aktivieren

OK    Abbrechen    Hilfe

Ab sofort werden Ihnen in der ifap Arzneimitteldatenbank bei Patienten, die in den Vertrag zu Hausarztzentrierter Versorgung eingeschrieben sind, nur noch Präparate der Rabattkategorien Grün und Blau angezeigt.


## 6 Muster 10 & Muster 10a

Nach Vorgabe der HÄVG erscheint sowohl auf dem Muster 10, als auch auf dem Muster 10a folgender Hinweis:

Laborleistungen des EBM-Kapitels 32.2 (GOP 32000 bis 32032 und 40100) sowie die Laborleistungen auf Grundlage der GOP 01708 sind für HzV-Versicherte analog zu Privatpatienten zu verrechnen. Das Muster 10 oder 10A darf bei Abrechnung dieser Ziffern folglich nicht für HzV-Versicherte verwendet werden. Diese Laborziffern sind in den HzV-Pauschalen (vgl. Ziffernkranz) enthalten und dürfen durch die Laborarztpraxis bzw. die Laborgemeinschaft nicht über die KV abgerechnet werden.

## 7 Kennzeichnung von PIM Präparaten

Befindet sich ein Präparat, welches Sie suchen, in der Priscus-Liste, so ist dies in der ifap Arzneimitteldatenbank ab sofort mit einem P gekennzeichnet (s. rote Markierung):



Kleine Liste Medikamente Medicamentendatenstand: 01.03.2013

Suchen alle Med.anzeigen Schnellortierung: Schnellfilter: ohne Wirkstoffdetails anzeigen

Anzeige: Alle BTM Heilm. Hilfsm. Impf. Spr.bed.

Auswahl	A..	Packungsbezeichnung	R..	V..	aV	Rabatt	H	Zusa...	Wirkstoff	Wirkstärke	pro
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Clomipramin SANDOZ 75mg RET N1 20 St	GKV		ja	KA		Clomp...	Clomipramin hy...	75,0000 mg	1 St

Clomipramin SANDOZ 75mg RET N1 20 St

Kosteninformationen: AVP: (-) 17,15 €; Preisänderung: +0,01 €; Festbetrag: 20,84 €; Zuzahlung: R 0,00 €; Mehrzahlung: R 0,00 €; Gesamtzuzahlung: R 0,00 €; Erst. Betrag: 0,00 €; rabattiert:  **P**    Alternativen


Verordnungsrelevante Eigenschaften: außer Vertrieb: (Re-) Import: ; Apothekepflichtig: ; Verschreibungspflichtig: ; Betäubungsmittel: ; Teratogen: ; OTX: ; Arzneimittel: ; Medizinprodukt: ; AutIdem:

Identifikation / Gruppierung: PZN: 01261197; ATC: N06AA04...; \*Star: \*23420; \*Star: \*476/\*Sandoz

Bitte beachten Sie, dass der Rezepttext nicht verändert werden soll und nur Zusätze gemäß des Anforderungskatalog AVWG nach §73 Abs. 8 SGB V erlaubt sind!




Klicken Sie auf das P, so erscheint folgender Hinweis:




## 8 Mengensteuerung für Hochverordnung

Verordnen Sie ein Arzneimittel, dessen PZN in der Liste der AOK Hessen „Mengensteuerung für Hochverordnung“ enthalten ist, wird geprüft ob bereits eine Verordnung aus dem gleichen ATC mit einem Datum (Reichweite) > Systemdatum + 20 Tage vorliegt.


Nach Eingabe der PZN wird geprüft ob bereits eine Verordnung vorliegt:



Nach der Prüfung erscheint diese Hinweismeldung:




Nach Eingabe der Einnahmeverordnung sowie Betätigung des Button Drucken/Spoolen/Speichern wird dieser Hinweis angezeigt:



Bestätigen Sie den Button OK, so wird das Rezept gedruckt/gespoolt/gespeichert.

Erstellen Sie erneut ein Rezept bei diesem Patienten mit dem gleichen ATC, erhalten Sie diese Hinweismeldung:



Werden mehrere Präparate auf dem Rezept ausgestellt, werden alle Präparate bezgl. der Einnahmeverordnung geprüft.

## 9 HIB-Diagnosen

### 9.1 Darstellung von HIB-relevanten Diagnosen

Ab sofort haben Sie die Möglichkeit, sich in ALBIS HIB Diagnosen (hausärztliche intensiv Betreuung) anzeigen zu lassen. Über folgende Dialoge ist dies entsprechend möglich:

1. ICD Stamm
2. Diagnosencenter
3. ICD Thesaurus Suche

#### 1. ICD Stamm:

Wenn ein AOK Hessen Patient im Hintergrund geöffnet ist, wird automatisch der Schalter HzV-Hausarzt aktiviert (Abbildung 1). Es wird Ihnen nun einer Übersicht der HIB Diagnosen angezeigt.




Abbildung 1

Innerhalb dieses Dialoges können Sie jetzt über eine ICD oder Text nach passenden Diagnosen suchen (Funktionalität identisch mit der bekannten ICD 10 suche). Die HIB Diagnosen werden je nach Bewertung farblich markiert. Um dieses zu veranschaulichen, folgendes Beispiel (Abbildung 2):

### ALBIS - Hausarztzentrierte Versorgung AOK Hessen




Abbildung 2

Diagnose Q24.2 besitzt z.B. einen HIB-Wert von 3

Diagnose I46.0 besitzt z.B. einen HIB-Wert von 2

Diagnose B24 besitzt z.B. einen HIB-Wert von 1

Wenn Sie die gewünschte Diagnose selektieren (blau hinterlegt), wird zusätzlich der HIB-Wert im rechten Informationsfenster angezeigt (Abbildung 3).




Abbildung 3

Zusätzlich finden Sie die HIB Diagnosen auch in dem gesamten ICD Stamm wieder. Dazu klicken Sie auf den Schalter Alle Diagnosen im Fenster ICD Filter (Abbildung 3) und Ihnen wird der gesamte ICD Stamm + farblich gekennzeichnete HIB Diagnosen angezeigt (Abbildung 4).




Abbildung 4

## 2. Diagnosencenter:

Die Funktionsweise (also die Darstellung der HIB Diagnosen) ist im Diagnosencenter identisch mit der Beschreibung unter Punkt 1 ICD Stamm, mit dem einzigen Unterschied dass der Dialog anders aufgebaut ist (Abbildung 5, rot gekennzeichnet sind die HIB Diagnosen und der entsprechende HIB-Wert).

ALBIS - Hausarztzentrierte Versorgung AOK Hessen

Diagnosencenter (alt, gültig bis 31.12.2012)

ICD-Filter  
 Alle Diagnosen  Hausarzt  HzV-Hausarzt  Suchen

HZV-Stamm

- Ent1
- Gastro3
- Haema1
- Haema2
- Harn1
  - S1 Nephritis und Nierenfunktionsstörung
  - S2 Nierenversagen
    - N18.1 Chronische Nierenkrankheit, Stadium 1
    - N18.2 Chronische Nierenkrankheit, Stadium 2
    - N18.3 Chronische Nierenkrankheit, Stadium 3
    - N18.9 Chronische Nierenkrankheit, nicht näher bezeichnet
    - N19 Nicht näher bezeichnete Niereninsuffizienz
    - Q61.1 Polyzystische Niere, autosomal-rezessiv
  - S3 Fortgeschrittene chronische Niereninsuffizienz
- Harn2
- Haut1
- Kreis1
- Haut2
- Haut3

Informationen

ICD:  Alter min.:  <

Notation:   seltene Krankheit

Geschlecht:   Schlüssel-Nr. belegt

HIB-Wert:   IFSG-Meldung

Bitte beachten Sie, dass alle behandlungsrelevanten, gesicherte Diagnosen zusätzlich mit einem "G" gekennzeichnet zu dokumentieren sind.

Weitere Kodierungsvorschläge

Code	Beschreibung

Trefferliste

Code	Beschreibung	Quelle

Weitere Beschreibungen

Suchcode:

Beschreibung	Quelle
Chronische Nierenkrankheit, Stadium 1	A
Chronische Niereninsuffizienz, Stadium I	T
Chronische Nierenkrankheit, Stadium 1	T

Abbildung 5

### 3. Thesaurus:

Die Thesaurussuche kann über den ICD Stamm (Abbildung 6) aufgerufen werden, oder mit Shift + F4 in der Karteikarte des Patienten.




Abbildung 6

Es öffnet sich anschließend folgender Dialog (Abbildung 7):




Abbildung 7

Auch hier ist die Funktionsweise (also die Darstellung der HIB Diagnosen) identisch mit der Beschreibung unter Punkt 1 ICD Stamm, mit dem einzigen unterschied dass der Dialog anders aufgebaut ist (Abbildung 8, rot gekennzeichnet sind die HIB Diagnosen und der entsprechende HIB-Wert).




Abbildung 8

## 9.2 Hinweis beim dokumentieren von HIB-relevanten Diagnosen

Dokumentieren Sie bei einem Patienten eine Diagnose der hausärztlichen Intensivbetreuung, aber keine P3 Leistung, erscheint beim Prüflauf und/oder der Abrechnung folgender Hinweis:

„Bei folgenden Patienten wurde mindestens eine Diagnose der hausärztlichen Intensivbetreuung aber keine P3-Leistung für die Abrechnung dokumentiert.

Gemäß der Honorarvereinbarung kann bei Vorliegen dieser Diagnose(n) die P3-Leistung für die Intensivbetreuung abgerechnet werden.“