




## Einspielanleitung

### ALBIS Version 11.20.035 / Differenzupdate 11.20.039

	<p>Die Installation des Updates 11.20.035 setzt mindestens die erfolgreiche Installation der Version 11.15.037 voraus.</p> <p>Die Installation des Differenzupdates 11.20.039 setzt mindestens die erfolgreiche Installation der Version 11.20.033 voraus. Überprüfen Sie dies über das Menü? und den Unterpunkt Über...</p>	○
!	<p><b>Bitte berücksichtigen Sie, dass der Einspielvorgang und die damit in Zusammenhang stehenden Konvertierungen und Aktualisierungen je nach Datenumfang und Rechnerkapazität einige Zeit in Anspruch nehmen können. Wir empfehlen Ihnen daher, das Update nur außerhalb bzw. am Ende der Sprechzeiten einzuspielen.</b></p>	!
+	<p>Führen Sie vor dem Einspielen des Updates unbedingt eine Datensicherung durch, die Sie über einen längeren Zeitraum aufbewahren.</p>	○
+	<p>Bevor Sie das Update einspielen, beenden Sie bitte ALBIS, das ifap praxisCENTER und den CGM Life Client an allen Arbeitsplätzen, da während des Updates an keinem Arbeitsplatz ALBIS, das ifap praxisCENTER und der CGM Life Client gestartet sein darf.</p> <p>Das ifap praxisCENTER beenden Sie, indem Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol  in der Taskleiste klicken. Wählen Sie im Kontextmenü den Befehl Beenden. Den CGM Life Client beenden Sie, indem Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol  in der Taskleiste klicken. Wählen Sie im Kontextmenü den Befehl Beenden. Falls Sie die CGM LIFE eSERVICES in Verbindung mit dem PraxisManager nutzen, schließen Sie bitte ebenfalls die ptebooking.exe per rechtem Mausclick auf das Symbol  in der Taskleiste.</p> <p>Nähere Informationen diesbezüglich finden Sie in der elektronischen Programmdokumentation von ALBIS.</p>	○
+	<p>Nach dem Einlegen der Update DVD in das DVD-Laufwerk Ihres Rechners gelangen Sie in den Startbildschirm der DVD. Zu der weiteren Installation folgen Sie bitte den Anweisungen auf Ihrem Bildschirm, bzw. den Informationen aus dem Anschreiben.</p> <p>Sollte der automatische Startbildschirm der DVD nicht erscheinen, können Sie die DVD auch manuell starten. Wählen Sie hierzu bitte Start Ausführen und geben Sie im Feld Öffnen folgenden Pfad ein:</p> <p style="text-align: center;">x:\install.exe</p> <p>(x:\ ist dabei durch den Laufwerksbuchstaben Ihres DVD-Laufwerks zu ersetzen)</p>	○
+	<p style="text-align: center;"><b>!!! WICHTIGER HINWEIS !!!</b></p> <p>Es ist zwingend erforderlich, dass Sie sich nach dem ersten ALBIS-Start mit einem Windows Benutzer anmelden, der über Administratorenrechte verfügt. Bitte beachten Sie diese Notwendigkeit an allen Arbeitsplätzen! Sollten Sie Fragen haben oder Unterstützung wünschen, wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen ALBIS Vertriebs- und Servicepartner.</p>	○
+	<p>Bei dem ersten <b>Programmstart</b> nach der Installation werden die Datenbanken neu aufgebaut (konvertiert). <b><u>Bitte starten Sie ALBIS währenddessen an keinem anderen Arbeitsplatz!</u></b></p>	○
+	<p>Nach den Datenbankkonvertierungen wird automatisch die Aktualisierung weiterer lokaler Komponenten gestartet. Bitte warten Sie, bis die Installation beendet ist und beginnen anschließend mit dem nächsten Schritt.</p>	○
+	<p>Die Updateinstallation ist abgeschlossen wenn der Dialog ALBIS - Login erscheint.</p>	○
+	<p>Bitte beachten Sie die <b>Hinweise zur Aktualisierung</b> der Gebührenordnungen.</p> <p>Für den Fall, dass aktuelle Daten der GO-Ä, UV-GOÄ oder des EBM vorliegen, erscheinen entsprechende Benachrichtigungen. Die Daten werden <u>nicht</u> automatisch mit dem Einspielen des Updates aktualisiert!</p>	○
+	<p style="text-align: center;"><b>Informieren Sie Ihre Mitarbeiter rechtzeitig über die Änderungen!</b></p>	○