










Einspielen des Programmupdates.

- ❖ Die Installation dieses Updates **setzt mindestens die erfolgreiche Installation der 11.20.033 voraus**. Überprüfen Sie dies über das Menü **?** und den Unterpunkt **über...**
- ❖ **Bitte berücksichtigen Sie, dass der Einspielvorgang und die damit in Zusammenhang stehenden Konvertierungen und Aktualisierungen je nach Datenumfang und Rechnerkapazität einige Zeit in Anspruch nehmen können. Wir empfehlen Ihnen daher, das Update nur außerhalb bzw. am Ende der Sprechzeiten einzuspielen.**
- ❖ Führen Sie **vor dem Einspielen des Updates unbedingt eine Datensicherung** durch, die Sie über einen längeren Zeitraum aufbewahren.
- ❖ Bevor Sie das Update einspielen, **beenden** Sie bitte **ALBIS**, das **ifap praxisCENTER® 3** und den **CGM LIFE Client** an allen Arbeitsplätzen, da während des Updates an keinem Arbeitsplatz ALBIS, das ifap praxisCENTER®3 und der CGM LIFEClient gestartet sein darf.
- ❖ Das ifap praxisCENTER®3 beenden Sie, indem Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol  in der Taskleiste klicken. Wählen Sie im Kontextmenü den Befehl **ifap praxisCENTER®3 beenden**. Den CGM LIFE Client beenden Sie, indem Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol  in der Taskleiste klicken. Wählen Sie im Kontextmenü den Befehl **Beenden**. Falls Sie die CGM LIFE eSERVICES in Verbindung mit dem PRAXISMANAGER nutzen, schließen Sie bitte ebenfalls die ptebooking.exe per rechtem Mausklick auf das Symbol  in der Taskleiste. Wählen Sie im Kontextmenü den Befehl **Anwendung beenden**. Nähere Informationen diesbezüglich finden Sie in der elektronischen Programmdokumentation von ALBIS.

Einspielen des Programmupdates

-  Nach dem **Einlegen der DVD** gelangen Sie in den Startbildschirm. Folgen Sie bitte den **Bildschirm-Anweisungen**. Sollte der automatische Startbildschirm nicht erscheinen, wählen Sie bitte **Start Ausführen** und geben Sie im Feld **Öffnen** folgenden Pfad ein: **x:\install.exe**
(x:\ ist dabei durch den Laufwerksbuchstaben Ihres DVD-Laufwerks zu ersetzen)
-  **Wichtiger Hinweis!**
Es ist zwingend erforderlich, dass Sie sich vor dem ersten ALBIS-Start mit der Mindestberechtigung Hauptbenutzer an Ihrem Betriebssystem anmelden. Bitte beachten Sie diese Notwendigkeit an allen Arbeitsplätzen! Sollten Sie Fragen haben oder Unterstützung wünschen, wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen ALBIS Vertriebs- und Servicepartner unter der kostenfreien Rufnummer 0800 5354515.
-  Beim **ersten Programmstart** nach der Installation werden die Datenbanken neu aufgebaut (konvertiert). **Bitte starten Sie ALBIS währenddessen an keinem anderen Arbeitsplatz!**
-  Nach den Datenbankkonvertierungen wird automatisch die Aktualisierung weiterer lokaler Komponenten gestartet. Bitte warten Sie, bis die Installation beendet ist und beginnen anschließend mit dem nächsten Schritt.
-  Die Update-Installation ist abgeschlossen, wenn der Dialog **ALBIS-Login** erscheint.
-  Bitte beachten Sie die **Hinweise zur Aktualisierung der Gebührenordnungen**. Für den Fall, dass aktuelle Daten der GO-Ä, UV-GOÄ oder des EBM vorliegen, erscheinen entsprechende Benachrichtigungen. Die Daten werden **nicht automatisch** mit dem Einspielen des Updates aktualisiert!
-  **Informieren Sie Ihre Mitarbeiter rechtzeitig über die Änderungen!**

CompuGroup Medical Deutschland AG
Geschäftsbereich ALBIS, Maria Trost 23, 56070 Koblenz

albis.de cgm.com/de