

Einspielanleitung Impf-doc 1.38.1

Inhaltsverzeichnis

1	Vorhandene <i>Impf-doc</i> Installation.....	2
1.1	Installation bei vorhandener ALBIS Version 11.55.015 und Impf-doc Version 1.37.0.....	2
1.2	Installation bei vorhandener ALBIS Version 11.60.039 oder 11.60.046 und Impf-doc Version 1.38.0	3
2	Erstinstallation <i>Impf-doc</i>	6

1 Vorhandene *Impf-doc* Installation

1.1 Installation bei vorhandener ALBIS Version 11.55.015 und *Impf-doc* Version 1.37.0

Bei vorhandener *Impf-doc* Installation in der Version 1.37.0 (steht Ihnen mit der ALBIS-Version 11.55 zur Verfügung) erscheint automatisch nach dem ALBIS-Login auf Ihrem Rechner folgende Hinweismeldung.




Um das Update in der Version 1.38.1 auf Ihre bestehende Version einzuspielen, bestätigen Sie bitte die oben genannte Meldung mit OK. *Bestehende **Impf-doc** Einträge werden dabei nicht gelöscht, sondern bleiben erhalten.*

Hinweis:

Die oben aufgeführte Meldung erscheint an allen Arbeitsplätzen, an denen eine *Impf-doc* Installation vorliegt. Bitte führen Sie an jedem dieser Arbeitsplätze unbedingt die Installation des Updates in der Version 1.38.1 durch!

Beim Bestätigen der Meldung mit OK wird ALBIS automatisch geschlossen und die *Impf-doc* Installation startet.

Die Installation ist mit diesem Hinweis abgeschlossen:





Bitte starten Sie jetzt Ihr ALBIS neu.

1.2 Installation bei vorhandener ALBIS Version 11.60.039 oder 11.60.046 und Impf-doc Version 1.38.0

Bei vorhandener **Impf-doc** Installation in der Version 1.38.0 (steht Ihnen mit der ALBIS-Version 11.60 zur Verfügung) erscheint automatisch nach dem ALBIS-Login auf Ihrem Rechner folgende Hinweismeldung:



Unter gewissen Umständen kann es bevor die o.g. Meldung zur Installation erscheint zu folgenden Meldungen kommen:



Bitte betätigen Sie in diesem Fall bitte den Druckknopf **Nein**. Ihr Computer wird nicht heruntergefahren und es erscheint die nachfolgende Meldung zur Installation der neuen Impf-doc Version:




Um das Update in der Version 1.38.1 auf Ihre bestehende Version einzuspielen, bestätigen Sie bitte die oben genannte Meldung mit OK. *Bestehende **Impf-doc** Einträge werden dabei nicht gelöscht, sondern bleiben erhalten.*

Hinweis:

Die oben aufgeführte Meldung erscheint an allen Arbeitsplätzen, an denen eine **Impf-doc** Installation vorliegt. Bitte führen Sie an jedem dieser Arbeitsplätze unbedingt die Installation des Updates in der Version 1.38.1 durch!

Beim Bestätigen der Meldung mit OK wird ALBIS automatisch geschlossen und die Impf-doc Installation startet.

Die Installation ist mit diesem Hinweis abgeschlossen:



Bitte starten Sie jetzt Ihr ALBIS neu.

2 Erstinstallation *Impf-doc*

Zur Erstinstallation von *Impf-doc* wählen Sie bitte in ALBIS den Menüpunkt *Optionen* *Wartung* *Installation* *Impf-doc*.



Falls eine Abfrage erscheint, ob eine vorhandene OCX-Datei im Systemordner beibehalten werden soll, weil sie neuer ist als diejenige, die kopiert werden soll: **mit Ja bestätigen**.

Zur weiteren Installation folgen Sie bitte den Anweisungen auf Ihrem Bildschirm.

Bei der Erstinstallation steht Ihnen nach dem Abschluss des Installationsprozesses eine *Impf-doc* Checkliste mit wichtigen Informationen zur Verfügung. Die Checkliste können Sie über *Start* *Programme* *Impfdoc* öffnen. Lesen Sie diese bitte sorgfältig.

!!! WICHTIGER HINWEIS !!!

Die Installation von *Impf-doc* muss auf jedem Arbeitsplatz durchgeführt werden, an dem *Impf-doc* genutzt werden soll, damit die notwendigen Programmdateien lokal vorhanden sind.