



Enthaltene Programmänderungen ALBIS Version 11.65

Inhaltsverzeichnis

1	KB'	SV-Änderungen		2
	1.1		15)	
	1.2		m Stand 23.12.2014 für das Quartal 1/2015	
			mmes für das KV-Gebiet Thüringen	
	1.2.			
	1.2.			
	1.3	Formular - Muster 17/E - Beschei	nigung für die Krankengeldzahlung	3
	1.4	Ausdruck Formularkopf nach den	KBV Richtlinien – Schriftart Courier 12pt	5
2 Verschiedenes			6	
	2.1	Abrechnung einer NBSNR – Über	mittlung der Empfänger KV nicht korrekt	6
	2.2 Übermittlung der Empfänger KV			7
	2.3	Biometriedaten		8
	2.3.		etriedaten	
3	Fxt	terne Programme - ifan praxisC	FNTFR - Neue Version 3.13.0.276	9





1 KBV-Änderungen

1.1 Neuer ICD-10-Stamm (Version 2015)

Die KBV Informierte uns über folgenden Sachverhalt:

In der von der KBV bereitgestellten ICD-Stammdatei für 2015 sind ICD-10-Codes fehlerhaften Bezeichnungen zugeordnet. Die in der ICD-Stammdatei hinterlegten Bezeichnungen weichen von den, vom DIMDI veröffentlichten Bezeichnungen ab. Mit diesem Update erhalten Sie die von der KBV aktualisierte ICD-Stammdatei für 2015.

Wichtiger Hinweis:

Die ICD-Bezeichnung hat keine Auswirkung auf Ihre Kassenabrechnung, da für die Abrechnung lediglich die ICD-10-Codes übertragen werden.

1.2 Aktualisierter EBM Stamm mit dem Stand 23.12.2014 für das Quartal 1/2015

Mit dem KBV-Newsletter vom 23.12.2014 teilte uns die KBV mit, dass die KV Thüringen eine aktualisierte GO-Stammdatei für das 1. Quartal 2015 bereitgestellt hat. In dieser GO-Stammdatei sind Korrekturen an verschiedenen Gebührenziffern des KV-Gebiets Thüringen durchgeführt worden.

1.2.1 Neuer Datenstand des EBM Stammes für das KV-Gebiet Thüringen

Mit dieser Version von ALBIS steht Ihnen nach der Durchführung des Aktualisierungslaufs der neue EBM Stamm mit dem Stand vom 23.12.2014 zur Verfügung. Dieser EBM Stamm enthält lediglich relevante Änderungen für das KV-Gebiet Thüringen (93).

1.2.2 Aktualisierung EBM 2009

Bitte beachten Sie, dass die Aktualisierung der EBM Daten mit der ALBIS Version 11.65 nur für das KV Gebiet Thüringen (93) relevant ist. Um Ihren EBM 2009 Stamm zu aktualisieren, gehen Sie bitte in ALBIS über den Menüpunkt Stammdaten EBM EBM 2000plus/2009 Aktualisieren. Mit Betätigen des Druckknopfes OK und weiterem Befolgen der Bildschirmanweisungen wird Ihr EBM-Stamm automatisch aktualisiert.





Wichtiger Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass die Aktualisierung einige Zeit in Anspruch nehmen kann Wir empfehlen Ihnen, die Aktualisierung möglichst am Ende der Sprechstunde und an Ihrem Hauptrechner durchzuführen!

Aktualisierung Benutzerziffern

Beachten Sie bitte, dass Benutzerziffern Vorrang vor KBV Ziffern haben und neue EBM Ziffern eventuell nicht angezeigt werden, weil nicht begrenzte Benutzerziffern ihren Vorrang geltend machen. Bitte aktualisieren Sie daher wenn nötig auch Ihre Benutzerziffern, da diese nicht automatisch durch die EBM 2009 Aktualisierung aktualisiert werden.

Vor dem Aktualisierungslauf schließen Sie bitte alle geöffneten Patienten und Listen. Anschließend gehen Sie über den Menüpunkt Stammdaten EBM EBM 2000plus/2009 Benutzerziffern aktualisieren.

1.2.3 Scheindaten aktualisieren

Da die KBV in dieser Datenlieferung Aktualisierungen und Korrekturen für Leistungsziffern des ersten Quartals 2015 vorgenommen hat, führen Sie bitte nach der Aktualisierung des EBM Stamms den Aktualisierungslauf der Scheindaten für dieses Quartal über Stammdaten EBM EBM 2000plus/2009 Scheindaten aktualisieren durch.

1.3 Formular - Muster 17/E - Bescheinigung für die Krankengeldzahlung

In der ALBIS Version 11.60 wurden seitens der KBV Änderungen an dem Formular Muster 17/E (Bescheinigung für die Krankengeldzahlung) vorgenommen. Hierzu erhielten Sie von uns den u.g. Text in der Programmdokumentation zur ALBIS Version 11.60, welchen wir für die ALBIS-Version 11.65 ergänzt haben:





"Bei dem Blankoformular Muster 17/E (Bescheinigung für die Krankengeldzahlung), für welches in der Anlage 2a BMV das Format DIN A4 vorgeschrieben ist, gibt es eine Anpassung. Da die Vorlage bisher nur im DIN A5-Format zur Verfügung steht, muss diese aktuell angepasst werden. Die neue Version des Blankoformulars steht ab dem 1. Januar 2015 im DIN A4-Format zur Verfügung. In der neuen DIN A4-Vorlage wird die alte DIN A5-Vorlage mit einem entsprechenden Rand aufgefüllt. Die neue Blankoformularversion steht Ihnen nach der Installation des ALBIS Updates 11.60 automatisch zur Verfügung."

Ergänzung:

Das Formular Muster 17/E (Bescheinigung für die Krankengeldzahlung) soll ab dem Quartal 1/2015 auf DIN A 4 gedruckt werden. Seitens der KBV wurde uns jedoch leider ein DIN A5 Format zur Verfügung gestellt und kein DIN A4 Format, somit kam es zu Verwirrungen da das DIN A5 Format auf DIN A4 gedruckt wurde (was korrekt ist). Wird das Formular Muster 17/E (Bescheinigung für die Krankengeldzahlung), auf DIN A4 gedruckt, wird es korrekterweise in DIN A5 Größe auf ein DIN A4 Blatt gedruckt und beginnt links oben (füllt aber nicht das ganze A4 Format aus). Anbei ein korrekter Beispielausdruck:








1.4 Ausdruck Formularkopf nach den KBV Richtlinien – Schriftart Courier 12pt

Mit der ALBIS Version 11.60 haben wir die KBV-Vorgabe bezüglich der Schriftart Courier 12pt bei dem Druck des Personalien-Feldes (Formularkopf) umgesetzt (Siehe auch die Updatedokumentation der ALBIS Version 11.60, Kapitel 1.2 – Änderung der Schriftart Formularkopf nicht mehr zulässig).





Je nach DPI(dots per inch)-Einstellung des Monitors, konnte die Schriftart nicht korrekt in die Einstellungen unter Optionen Geräte Drucker in ALBIS übernommen werden. Mit der ALBIS Version 11.65 haben wir dies korrigiert. Wurde bei Ihnen die Schriftart nicht korrekt gesetzt, ist es notwendig, durch Klick auf den Druckknopf ... (s. roten Pfeil im u.a. Bild) die Schriftart zu setzen (dies erfolgt automatisch durch Klick auf den Druckknopf ...).



Bitte beachten Sie, dass die o.g. Einstellung lediglich für alle Arbeitsplätze mit der selben DPI-Einstellung greift.

2 Verschiedenes

2.1 Abrechnung einer NBSNR – Übermittlung der Empfänger KV nicht korrekt

Bei der Abrechnung einer reinen NBSNR (getrennte Abrechnung BSNR + NBSNR) wurde die Empfänger KV nicht korrekt übermittelt und führte zu der nachfolgenden Meldung im Fehlerprotokoll:

XML-Fehler (F*/24)

Formatfehler. Die Angabe '00' entspricht nicht dem erlaubten Format gemäss des regulären Ausdrucks '0[1-3]|1[78-9]|2[014578]|3[179]|4[0-57-9]|5[057-9]|6[0-9]|7[02389]|8[0135-7]|9[3-69]'.

Der Wert '00' ist für das Feld 'Empfänger (Feld 9102)' nicht zulässig.

Element '/xdtdata/scon0/sadt0/f9102'.


Dies haben wir mit der ALBIS Version 11.65 korrigiert, so dass die Abrechnung wieder wie gewohnt durchzuführen ist.





2.2 Übermittlung der Empfänger KV

In einigen wenigen Fällen ist die Empfänger KV, für die die KV-Abrechnung, SADT-Abrechnung sowie die Knappschaftsabrechnung erstellt wird, abweichend von der Empfänger KV die aus der Betriebsstättennummer ermittelt wird. In diesen Fällen können Sie – bitte ausschließlich nach Aufforderung Ihrer KV - die notwendige Empfänger KV ändern. Öffnen Sie hierzu bitte über den Menüpunkt Stammdaten Praxisdaten die Hauptbetriebsstättenverwaltung. Bei Empfänger KV: können Sie über ein Auswahlmenü Ihre entsprechende Empfänger KV auswählen. Über den Druckknopf Übernehmen speichern Sie Ihre Eingabe ab.



Sollten Sie bei Ihrer Kassenabrechnung folgende Hinweismeldung erhalten:





XML-Fehler (F*/24)

Formatfehler. Die Angabe '00' entspricht nicht dem erlaubten Format gemäss des regulären Ausdrucks '0[1-3]|1[78-9]|2[014578]|3[179]|4[0-57-9]|5[057-9]|6[0-9]|7[02389]|8[0135-7]|9[3-89]

Der Wert '00' ist für das Feld 'Empfänger (Feld 9102)' nicht zulässig. Element '/xdtdata/scon0/sadt0/f9102'.

überprüfen Sie bitte Ihre Einstellungen über Stammdaten Praxisdaten Haupt-/Nebenbetriebsstättenverwaltung, bei Empfänger KV.

2.3 Biometriedaten

2.3.1 Anzeige Biometriedaten

Nach Einspielen der ALBIS Version 11.60 wurden die Biometriedaten unter gewissen Umständen nicht mehr korrekt dargestellt und konnten daher auch nicht gedruckt werden.



Dies haben wir mit der ALBIS Version 11.65 korrigiert, so dass Sie wie gewohnt Ihre Biometriedaten erfassen und drucken können.

2.3.2 Absturz bei Ausfüllen der Biometriedaten

Unter gewissen Umständen konnte es mit der ALBIS Version 11.60 bei Eingabe der Biometriedaten zu einem Absturz von ALBIS kommen. Dies haben wir mit der ALBIS Version 11.65 korrigiert.





3 Externe Programme - ifap praxisCENTER - Neue Version 3.13.0.276

Mit diesem ALBIS Update steht Ihnen automatisch die ifap praxisCENTER Version **3.13.0.276** mit dem Datenstand vom **15.01.2015** zur Verfügung.

