

Einspielanleitung ALBIS Version 11.65

	Die Installation dieses Updates setzt mindestens die erfolgreiche Installation der Version 11.60.052 oder 11.60.054 voraus. Überprüfen Sie dies über das Menü? und den Unterpunkt Über...	<input type="radio"/>
!	Bitte berücksichtigen Sie, dass der Einspielvorgang und die damit in Zusammenhang stehenden Konvertierungen und Aktualisierungen je nach Datenumfang und Rechnerkapazität einige Zeit in Anspruch nehmen können. Wir empfehlen Ihnen daher, das Update nur außerhalb bzw. am Ende der Sprechzeiten einzuspielen.	!
+	Führen Sie vor dem Einspielen des Updates unbedingt eine Datensicherung durch, die Sie über einen längeren Zeitraum aufbewahren.	<input type="radio"/>
+	Bevor Sie das Update einspielen, beenden Sie bitte ALBIS, das ifap praxisCENTER und den CGM LIFE CLIENT an allen Arbeitsplätzen, da während des Updates an keinem Arbeitsplatz ALBIS, das ifap praxisCENTER und der CGM LIFE CLIENT gestartet sein darf. Das ifap praxisCENTER beenden Sie, indem Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol  in der Taskleiste klicken. Wählen Sie im Kontextmenü den Befehl Beenden. Den CGM LIFE CLIENT beenden Sie, indem Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol  in der Taskleiste klicken. Wählen Sie im Kontextmenü den Befehl Beenden. Falls Sie die CGM LIFE eSERVICES in Verbindung mit dem CGM PRAXISTIMER nutzen, schließen Sie bitte ebenfalls die ptebooking.exe per rechtem Mausklick auf das Symbol  in der Taskleiste.	<input type="radio"/>
+	Nach dem Einlegen der DVD gelangen Sie in den Startbildschirm. Folgen Sie bitte den Bildschirm-Anweisungen. Sollte der automatische Startbildschirm nicht erscheinen, wählen Sie bitte Start Ausführen und geben Sie im Feld Öffnen den folgenden Pfad ein: x:\install.exe (x:\ ist dabei durch den Laufwerksbuchstaben Ihres DVD-Laufwerks zu ersetzen)	<input type="radio"/>
+	!!! WICHTIGER HINWEIS !!! Es ist zwingend erforderlich, dass Sie sich vor dem ersten ALBIS-Start mit einem Windows Benutzer anmelden, der über Administratorenrechte verfügt. Bitte beachten Sie diese Notwendigkeit an allen Arbeitsplätzen! Sollten Sie Fragen haben oder Unterstützung wünschen, wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen ALBIS Vertriebs- und Servicepartner.	<input type="radio"/>
+	Bei dem ersten Programmstart nach der Installation werden die Datenbanken neu aufgebaut (konvertiert). Bitte starten Sie ALBIS währenddessen an keinem anderen Arbeitsplatz!	<input type="radio"/>
+	Nach den Datenbankkonvertierungen wird automatisch die Aktualisierung weiterer lokaler Komponenten gestartet. Bitte warten Sie, bis die Installation beendet ist und beginnen anschließend mit dem nächsten Schritt.	<input type="radio"/>
+	Die Updateinstallation ist abgeschlossen wenn der Dialog ALBIS - Login erscheint.	<input type="radio"/>
+	Bitte beachten Sie die Hinweise zur Aktualisierung der Gebührenordnungen. Für den Fall, dass aktuelle Daten der GOÄ, UV-GOÄ oder des EBM vorliegen, erscheinen entsprechende Benachrichtigungen. Die Daten werden <u>nicht</u> automatisch mit dem Einspielen des Updates aktualisiert!	<input type="radio"/>
+	Informieren Sie Ihre Mitarbeiter rechtzeitig über die Änderungen!	<input type="radio"/>