




Einspielanleitung ALBIS Version 12.00.051

Die Installation dieses Updates setzt mindestens die erfolgreiche Installation der Version 12.00.046 oder 12.00.049 voraus. Überprüfen Sie dies über das Menü **?** und den Unterpunkt **Über...**

① Führen Sie **vor dem Einspielen des Updates unbedingt eine Datensicherung** durch, die Sie über einen längeren Zeitraum aufbewahren.

① Bevor Sie das Update einspielen, beenden Sie bitte ALBIS, ifap praxisCENTER  und den CGM Life Client  an allen Arbeitsplätzen, da diese während des Updates an keinem Arbeitsplatz gestartet sein dürfen.

Die Programme beenden Sie, indem Sie mit der rechten Maustaste auf das entsprechende Symbol in der Taskleiste klicken. Wählen Sie im Kontextmenü den Befehl Beenden. Falls Sie CGM LIFE eSERVICES in Verbindung mit CGM PRAXISMANAGER nutzen, schließen Sie bitte ebenfalls die ptebooking.exe  per rechtem Mausklick auf das Symbol in der Taskleiste. Nähere Informationen diesbezüglich finden Sie in der elektronischen Programmdokumentation von ALBIS.

① Nach dem **Einlegen der CD** gelangen Sie in den Startbildschirm. Folgen Sie bitte den **Bildschirm-Anweisungen**. Sollte der automatische Startbildschirm nicht erscheinen, wählen Sie bitte **Start Ausführen** und geben Sie im Feld **Öffnen** folgenden Pfad ein: **x:\ALBIS1200051.exe** (**x:** ist dabei durch den Laufwerksbuchstaben Ihres DVD-Laufwerks zu ersetzen)

① **Wichtiger Hinweis!**

Es ist zwingend erforderlich, dass Sie sich vor dem ersten ALBIS-Start mit einem Windows Benutzer anmelden, der über Administratorenrechte verfügt. Bitte beachten Sie diese Notwendigkeit an allen Arbeitsplätzen! Sollten Sie Fragen haben oder Unterstützung wünschen, wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen ALBIS Vertriebs- und Servicepartner.

① Die Update-Installation ist abgeschlossen, wenn der Dialog **ALBIS-Login** erscheint.

CompuGroup Medical Deutschland AG

Geschäftsbereich ALBIS, Maria Trost 23, 56070 Koblenz

albis.de

cgm.com/de/albis