




Einspielanleitung

Version CGM ALBIS Q3.a/2016 (12.30)

| | | |
|---|---|---|
| | Die Installation dieses Updates setzt mindestens die erfolgreiche Installation der Version Q3/2016 (12.20.124) voraus. Überprüfen Sie dies über das Menü? und den Unterpunkt Über... | ○ |
| ! | Bitte berücksichtigen Sie, dass der Einspielvorgang und die damit in Zusammenhang stehenden Konvertierungen und Aktualisierungen je nach Datenumfang und Rechnerkapazität einige Zeit in Anspruch nehmen können. Wir empfehlen Ihnen daher, das Update nur außerhalb bzw. am Ende der Sprechzeiten einzuspielen. | ! |
| + | Führen Sie vor dem Einspielen des Updates unbedingt eine Datensicherung durch, die Sie über einen längeren Zeitraum aufbewahren. | ○ |
| + | <p>Bevor Sie das Update einspielen, beenden Sie bitte CGM ALBIS, ifap praxisCENTER und den CGM LIFE CLIENT an allen Arbeitsplätzen, da während des Updates an keinem Arbeitsplatz CGM ALBIS, ifap praxisCENTER und der CGM LIFE CLIENT gestartet sein darf.</p> <p>ifap praxisCENTER beenden Sie, indem Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol  in der Taskleiste klicken. Wählen Sie im Kontextmenü den Befehl Beenden.</p> <p>Den CGM LIFE CLIENT beenden Sie, indem Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol  in der Taskleiste klicken. Wählen Sie im Kontextmenü den Befehl Beenden.</p> <p>Falls Sie CGM LIFE eSERVICES in Verbindung mit CGM PRAXISTIMER nutzen, schließen Sie bitte ebenfalls die ptebooking.exe per rechtem Mausclick auf das Symbol  in der Taskleiste.</p> | ○ |
| + | <p>Nach dem Einlegen der Update DVD in das DVD-Laufwerk startet automatisch die CGM ALBIS Updateinstallation. Folgen Sie bitte den Anweisungen auf Ihrem Bildschirm.</p> <p>Sollte sich die CGM ALBIS Updateinstallation nicht automatisch öffnen, können Sie die DVD auch manuell starten. Wählen Sie hierzu bitte Start Ausführen und geben Sie im Feld Öffnen folgenden Pfad ein:</p> <p style="text-align: center;">x:\install.exe</p> <p>(x:\ ist dabei durch den Laufwerksbuchstaben Ihres DVD-Laufwerks zu ersetzen)</p> | ○ |
| + | <p style="text-align: center;">!!! WICHTIGER HINWEIS !!!</p> <p>Es ist zwingend erforderlich, dass Sie sich vor dem ersten CGM ALBIS-Start mit einem Windows Benutzer anmelden, der über Administratorenrechte verfügt. Bitte beachten Sie diese Notwendigkeit an allen Arbeitsplätzen! Sollten Sie Fragen haben oder Unterstützung wünschen, wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen CGM ALBIS Vertriebs- und Servicepartner.</p> | ○ |
| + | Bei dem ersten Programmstart nach der Installation werden die Datenbanken neu aufgebaut (konvertiert). Bitte starten Sie CGM ALBIS währenddessen an keinem anderen Arbeitsplatz! | ○ |
| + | Nach den Datenbankkonvertierungen wird automatisch die Aktualisierung weiterer lokaler Komponenten gestartet. Bitte warten Sie, bis die Installation beendet ist und beginnen anschließend mit dem nächsten Schritt. | ○ |
| + | Die Updateinstallation ist abgeschlossen wenn der Dialog CGM ALBIS - Login erscheint. | ○ |
| + | Informieren Sie Ihre Mitarbeiter rechtzeitig über die Änderungen! | ○ |