

Einspielanleitung Impf-doc 1.46.1

1 Vorhandene *Impf-doc* Installation

Bei vorhandener *Impf-doc* Installation in der Version 1.45.0 erscheint automatisch nach dem CGM ALBIS-Login auf Ihrem Rechner folgende Hinweismeldung.




Um das Update in der Version 1.46.1 auf Ihre bestehende Version einzuspielen, bestätigen Sie bitte die oben genannte Meldung mit **OK**. *Bestehende Impf-doc Einträge werden dabei nicht gelöscht, sondern bleiben erhalten.*

Hinweis:

Die oben aufgeführte Meldung erscheint an allen Arbeitsplätzen, an denen eine *Impf-doc* Installation vorliegt. Bitte führen Sie an jedem dieser Arbeitsplätze unbedingt die Installation des Updates in der Version 1.46.1 durch!

Beim Bestätigen der Meldung mit **OK** wird CGM ALBIS automatisch geschlossen und die Impf-doc Installation startet.

Die Installation ist mit diesem Hinweis abgeschlossen:



Bitte starten Sie jetzt Ihr CGM ALBIS neu.

2 Erstinstantion *Impf-doc*

Zur Erstinstantion von *Impf-doc* wählen Sie bitte in CGM ALBIS den Menüpunkt Optionen
Wartung Installation Impf-doc.



Falls eine Abfrage erscheint, ob eine vorhandene OCX-Datei im Systemordner beibehalten werden soll, weil sie neuer ist als diejenige, die kopiert werden soll: **mit Ja bestätigen.**

Zur weiteren Installation folgen Sie bitte den Anweisungen auf Ihrem Bildschirm.

!!! WICHTIGER HINWEIS !!!

Die Installation von *Impf-doc* muss auf jedem Arbeitsplatz durchgeführt werden, an dem *Impf-doc* genutzt werden soll, damit die notwendigen Programmdateien lokal vorhanden sind.