

Einspielanleitung WKB Impfmodul 2017.3.02

1 Vorhandene *Impf-doc* Installation

Bei vorhandener *Impf-doc* Installation in der Version 1.47.1 erscheint automatisch nach dem CGM ALBIS-Login auf Ihrem Rechner folgende Hinweismeldung.




Um das WKB Impfmodul Update in der Version 2017.3.02 auf Ihre bestehende Version einzuspielen, bestätigen Sie bitte die oben genannte Meldung mit OK. *Bestehende Impf-doc Einträge werden dabei nicht gelöscht, sondern werden in das neue Programm übernommen.*

Hinweis:

Die oben aufgeführte Meldung erscheint an allen Arbeitsplätzen, an denen eine *Impf-doc* Installation vorliegt. Bitte führen Sie an jedem dieser Arbeitsplätze unbedingt die Installation des WKB Impfmodul Updates in der Version 2017.3.02 durch!

Beim Bestätigen der Meldung mit OK wird CGM ALBIS automatisch geschlossen und die Impf-doc Installation startet.

Die Installation ist mit diesem Hinweis abgeschlossen:



Bitte starten Sie jetzt Ihr CGM ALBIS neu.

2 Ersteinstallation WKB Impfmodul

Zur Ersteinstallation von **WKB Impfmodul** wählen Sie bitte in CGM ALBIS den Menüpunkt `Optionen`
`Wartung Installation WKB Impfmodul`.



ACHTUNG

Falls eine Abfrage erscheint, ob eine vorhandene OCX-Datei im Systemordner beibehalten werden soll, weil sie neuer ist als diejenige, die kopiert werden soll: **mit Ja bestätigen.**

Zur weiteren Installation folgen Sie bitte den Anweisungen auf Ihrem Bildschirm.

!!! WICHTIGER HINWEIS !!!

Die Installation von WKB Impfmodul muss auf jedem Arbeitsplatz durchgeführt werden, an dem WKB Impfmodul genutzt werden soll, damit die notwendigen Programmdateien lokal vorhanden sind.