

# CGM ALBIS

Arztinformationssystem



**UPDATE  
DOKU-  
MENTATION**

Synchronizing Healthcare



CompuGroup  
Medical

## Enthaltene Programmänderungen CGM ALBIS Version Q3.b/2017 (12.65)

### Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Abkündigung Office 2007 .....</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>TI (Telematikinfrastruktur).....</b>	<b>2</b>
2.1	CGM eCOCKPIT - Neuer Verbindungstest für eine reibungslose TI-Installation.....	2
2.2	TI (Telematikinfrastruktur) im Tagesprotokoll.....	5
<b>3</b>	<b>CGM BMP – Bundeseinheitlicher Medikationsplan - geändertes Verhalten bei Übernahme identischer PZNs aus Menü „Medikamente übernehmen“ .....</b>	<b>7</b>
<b>4</b>	<b>Verschiedenes .....</b>	<b>7</b>
4.1	WKB Impfmodul – Optionen WKB Impfmodul .....	7
4.1.1	Speichern der Eingabe.....	7
4.1.2	Meldung bei falscher Eingabe .....	7
4.2	Versorgungssteuerung AOK Sachsen-Anhalt (Allgemein, Orthopädie, Neurologie, Kardiologie)8	
<b>5</b>	<b>KBV-Änderungen – Aktualisierung der GO Stammdatei .....</b>	<b>9</b>
<b>6</b>	<b>Externe Programme.....</b>	<b>9</b>
6.1	ifap praxisCENTER® - Neue Version 3.23.1.3669 .....	9
6.2	CGM-Assist - Neue Version 26432 .....	10

## 1 Abkündigung Office 2007

Der Extended Support für Office 2007 wird voraussichtlich am 10. Oktober 2017 eingestellt. Aus diesem Grund werden wir mit der Auslieferung des CGM ALBIS Updates zum 4. Quartal 2017 den Support für MS Office 2007 einstellen. Sofern Sie in Ihrer Praxis MS Office 2007 einsetzen, empfehlen wir Ihnen, sich frühzeitig mit Ihrem CGM ALBIS Vertriebs- und Servicepartner zwecks Aktualisierung in Verbindung zu setzen.

## 2 TI (Telematikinfrastruktur)

### 2.1 CGM eCOCKPIT - Neuer Verbindungstest für eine reibungslose TI-Installation

Im CGM eCOCKPIT wurde eine neue Service-Anwendung integriert, der Verbindungstest. Dieses Werkzeug ist vor allem für die Techniker gedacht, die in Ihrer Praxis die Telematikinfrastruktur installieren und die Verbindung der Praxis mit verschiedenen Diensten und Anwendungen testen. So kann schnell und einfach festgestellt werden, ob alle Anwendungen erreichbar sind und welche Anpassungen in der Konfiguration notwendig sind. Der Verbindungstest ist nur ein Prüfwerkzeug, der die Erreichbarkeit ausgewählter Anwendungen und Services prüft, ohne Änderungen der Konfiguration vorzunehmen. Sie können den Verbindungstest auch selbst nutzen, wenn Sie Probleme mit den unterschiedlichen Anwendungen haben und sich an die Hotline wenden.

Ihr CGM ALBIS eCOCKPIT können Sie über das Symbol  aufrufen. Ist der Computer online und damit mit dem Internet verbunden, erreichen Sie den Verbindungstest über den Druckknopf  im CGM eCOCKPIT. Beim ersten Test werden Sie gefragt, ob grundlegende Informationen über Ihren Computer sowie die Testergebnisse an die CGM übertragen werden sollen. Die Übertragung der Informationen ist freiwillig und es werden keine personenbezogenen Informationen übertragen. Die Testergebnisse dienen lediglich der Hotline, um Ihr Anliegen schnellstmöglich abzarbeiten. Den Verbindungstest können Sie auch dann durchführen, wenn Sie keine Informationen an die CGM übertragen möchten. Mit einem Klick auf den Druckknopf **TEST STARTEN** (bei einer erstmaligen Durchführung) bzw. **FOLGETEST STARTEN** (wenn schon Testergebnisse von vorherigen Tests gespeichert sind) können Sie den Verbindungstest starten. Nach dem Durchlaufen des Tests wird Ihnen das Ergebnis pro Anwendung in Form von farbigen Icons angezeigt:

-  Der Dienst ist erreichbar.
-  Der Dienst ist teilweise erreichbar.
-  Der Dienst ist nicht erreichbar.

Das Ergebnis Ihres Tests könnte wie folgt aussehen:

**Verbindungstest – schnell und einfach**

1. Starten Sie den Verbindungstest, um arbeitsplatzbezogen die Nutzbarkeit der ausgewählten Anwendungen und Services zu überprüfen.  
 2. Die Ampelfunktion zeigt die Testergebnisse an und gibt Ihnen Handlungsempfehlungen.  
 3. Dokumentieren Sie die Ergebnisse des Verbindungstests.

Fortschritt: 100%

[Einstellungen](#)

[Erreichbare Ports](#)

[CGM CONNECT Diagnostic](#)

Gespeicherte Tests: 1  
 Letzter Test: 26.07.2017 17:58

Alle auswählen      2 Anzahl Server-Requests      1000 ms Timeout für Server-Response

ANWENDUNGEN / SERVICES	ERGEBNIS	STATUS	INFO
> <input checked="" type="checkbox"/> DL eSERVICE eRECHNUNG	<input checked="" type="checkbox"/> Der Dienst ist erreichbar.	AKTIV	<a href="#">i</a>
> <input checked="" type="checkbox"/> DOC4LIFE	<input checked="" type="checkbox"/> Der Dienst ist erreichbar.	AKTIV	<a href="#">i</a>
> <input checked="" type="checkbox"/> HÄVG Patiententeilnehmerverzeichnis	<input checked="" type="checkbox"/> Der Dienst ist nicht erreichbar.	AKTIV	<a href="#">i</a>
> <input checked="" type="checkbox"/> HZV-Prüfmodul / Online-Key	<input checked="" type="checkbox"/> Der Dienst ist nicht erreichbar.	AKTIV	<a href="#">i</a>
> <input checked="" type="checkbox"/> Inventarisierungs-Tool	<input checked="" type="checkbox"/> Der Dienst ist erreichbar.	AKTIV	<a href="#">i</a>
> <input checked="" type="checkbox"/> JESAJA.NET	<input checked="" type="checkbox"/> Der Dienst ist teilweise erreichbar.	AKTIV	<a href="#">i</a>
> <input checked="" type="checkbox"/> KOM LE	<input checked="" type="checkbox"/> Der Dienst ist nicht erreichbar.	AKTIV	<a href="#">i</a>
> <input checked="" type="checkbox"/> KV CONNECT	<input checked="" type="checkbox"/> Der Dienst ist nicht erreichbar.	AKTIV	<a href="#">i</a>
> <input checked="" type="checkbox"/> KV SH	<input checked="" type="checkbox"/> Der Dienst ist nicht erreichbar.	AKTIV	<a href="#">i</a>
> <input checked="" type="checkbox"/> KV-SafeNet	<input checked="" type="checkbox"/> Der Dienst ist nicht erreichbar.	AKTIV	<a href="#">i</a>
> <input type="checkbox"/> Medimed/IMS	<input type="checkbox"/>	AKTIV	<a href="#">i</a>

Sie können ein genaueres Analyseergebnis einsehen, indem Sie die jeweilige Anwendung aufklappen:

**Verbindungstest – schnell und einfach**

1. Starten Sie den Verbindungstest, um arbeitsplatzbezogen die Nutzbarkeit der ausgewählten Anwendungen und Services zu überprüfen.  
 2. Die Ampelfunktion zeigt die Testergebnisse an und gibt Ihnen Handlungsempfehlungen.  
 3. Dokumentieren Sie die Ergebnisse des Verbindungstests.

Fortschritt: 100%

**CGM CONNECT Diagnostic**

Gespeicherte Tests: 1  
Letzter Test: 26.07.2017 17:58

Alle auswählen    2    Anzahl Server-Requests    1000 ms    Timeout für Server-Response

ANWENDUNGEN / SERVICES	ERGEBNIS	STATUS	INFO
> <input checked="" type="checkbox"/> DL eSERVICE eRECHNUNG	<input checked="" type="checkbox"/> Der Dienst ist erreichbar.	AKTIV	<input type="button" value="i"/>
> <input checked="" type="checkbox"/> DOC4LIFE	<input checked="" type="checkbox"/> Der Dienst ist erreichbar.	AKTIV	<input type="button" value="i"/>
> <input checked="" type="checkbox"/> HÄVG Patiententeilnehmerverzeichnis	<input checked="" type="checkbox"/> Der Dienst ist nicht erreichbar.	AKTIV	<input type="button" value="i"/>
v <input checked="" type="checkbox"/> ssl.abrechnungsrouter.haevg-rz.de	<input checked="" type="checkbox"/> IP 195.137.170.110 erreichbar.		
Port: 449	<input checked="" type="checkbox"/> Port nicht erreichbar. Router/Firewall überprüfen.		
v <input checked="" type="checkbox"/> test.ssl.abrechnungsrouter.haevg-rz.de	<input checked="" type="checkbox"/> IP 195.137.170.101 erreichbar.		
Port: 449	<input checked="" type="checkbox"/> Port nicht erreichbar. Router/Firewall überprüfen.		
> <input checked="" type="checkbox"/> HZV-Prüfmodul / Online-Key	<input checked="" type="checkbox"/> Der Dienst ist nicht erreichbar.	AKTIV	<input type="button" value="i"/>
v <input checked="" type="checkbox"/> ssl.abrechnungsrouter.haevg-rz.de	<input checked="" type="checkbox"/> IP 195.137.170.110 erreichbar.		
Port: 449	<input checked="" type="checkbox"/> Port nicht erreichbar. Router/Firewall überprüfen.		
v <input checked="" type="checkbox"/> test.ssl.abrechnungsrouter.haevg-rz.de	<input checked="" type="checkbox"/> IP 195.137.170.101 erreichbar.		
Port: 449	<input checked="" type="checkbox"/> Port nicht erreichbar. Router/Firewall überprüfen.		
> <input checked="" type="checkbox"/> Inventarisierungs-Tool	<input checked="" type="checkbox"/> Der Dienst ist erreichbar.	AKTIV	<input type="button" value="i"/>
> <input checked="" type="checkbox"/> JESAJA.NET	<input type="checkbox"/> Der Dienst ist teilweise erreichbar.	AKTIV	<input type="button" value="i"/>
> <input checked="" type="checkbox"/> KOM LE	<input checked="" type="checkbox"/> Der Dienst ist nicht erreichbar.	AKTIV	<input type="button" value="i"/>
> <input checked="" type="checkbox"/> KV CONNECT	<input checked="" type="checkbox"/> Der Dienst ist nicht erreichbar.	AKTIV	<input type="button" value="i"/>

Somit erkennen Sie, und damit auch Ihr Techniker oder Ihre Hotline, warum ein Dienst nicht vollumfänglich funktioniert und die Ursache kann einfach und schnell behoben werden. Über das Icon  erhalten Sie außerdem zu jeder Anwendung einen erklärenden Text:

**Verbindungstest – schnell und einfach**

1. Starten Sie den Verbindungstest, um arbeitsplatzbezogen die Nutzbarkeit der ausgewählten Anwendungen und Services zu überprüfen.  
 2. Die Ampelfunktion zeigt die Testergebnisse an und gibt Ihnen Handlungsempfehlungen.  
 3. Dokumentieren Sie die Ergebnisse des Verbindungstests.

**FOLGETEST STARTEN**    **ABBRECHEN**

**Fortschritt: 100%**

**Einstellungen**    **Erreichbare Ports**    **CGM CONNECT Diagnostic**    **Gespeicherte Tests: 1** (Letzter Test: 26.07.2017 17:58)

Alle auswählen    2 Anzahl Server-Requests    1000 ms Timeout für Server-Response

ANWENDUNGEN / SERVICES	ERGEBNIS	STATUS	INFO
> <input checked="" type="checkbox"/> DL eSERVICE eRECHNUNG	<input checked="" type="checkbox"/> Der Dienst ist erreichbar.	AKTIV	(i)
> <input checked="" type="checkbox"/> DOC4LIFE	<input checked="" type="checkbox"/> Der Dienst ist erreichbar.	AKTIV	(i)
> <input checked="" type="checkbox"/> HÄVG Patiententeilnehmerverzeichnis	<input checked="" type="checkbox"/> Der Dienst ist nicht erreichbar.	AKTIV	(i)
v <input checked="" type="checkbox"/> ssl.abrechnungsroutenr.haevg-rz.de	<input checked="" type="checkbox"/> IP 195.137.170.110 erreichbar.		
Port: 449	<input checked="" type="checkbox"/> Port nicht erreichbar. Router/Firewall überprüfen.		
v <input checked="" type="checkbox"/> test.ssl.abrechnungsroutenr.haevg-rz.de	<input checked="" type="checkbox"/> IP 195.137.170.101 erreichbar.		
Port: 449	<input checked="" type="checkbox"/> Port nicht erreichbar. Router/Firewall überprüfen.		
> <input checked="" type="checkbox"/> HZV-Prüfmodul / Online-Key	<input checked="" type="checkbox"/> Der Dienst ist nicht erreichbar.	AKTIV	(i)
v <input checked="" type="checkbox"/> ssl.abrechnungsroutenr.haevg-rz.de	<input checked="" type="checkbox"/> IP 195.137.170.110 erreichbar.		
Port: 449	<input checked="" type="checkbox"/> Port nicht erreichbar. Router/Firewall überprüfen.		
v <input checked="" type="checkbox"/> test.ssl.abrechnungsroutenr.haevg-rz.de	<input checked="" type="checkbox"/> IP 195.137.170.101 erreichbar.		
Port: 449	<input checked="" type="checkbox"/> Port nicht erreichbar. Router/Firewall überprüfen.		
> <input checked="" type="checkbox"/> Inventarisierungs-Tool	<input checked="" type="checkbox"/> Der Dienst ist erreichbar.	AKTIV	(i)
> <input checked="" type="checkbox"/> JESA.JA.NET	<input checked="" type="checkbox"/> Der Dienst ist teilweise erreichbar.	AKTIV	(i)
> <input checked="" type="checkbox"/> KOM LE	<input checked="" type="checkbox"/> Der Dienst ist nicht erreichbar.	AKTIV	(i)
> <input checked="" type="checkbox"/> KV CONNECT	<input checked="" type="checkbox"/> Der Dienst ist nicht erreichbar.	AKTIV	(i)

**LOG-DATEI EXPORTIEREN**    **ERGEBNIS DRUCKEN**    **ERGEBNIS VERSENDEN**    **SCHLIEßEN**

Nach dem Test können Sie die Ergebnisse über den Druckknopf **ERGEBNIS DRUCKEN** ausdrucken und/oder über den Druckknopf **ERGEBNIS VERSENDEN** an die CGM senden und das Fenster des Verbindungstests schließen.

## 2.2 TI (Telematikinfrastruktur) im Tagesprotokoll

Die Telematikinfrastruktur (TI) ist von großer Bedeutung für alle Praxen in Deutschland. Um Sie für dieses Thema zu sensibilisieren, bietet die aktuelle CGM ALBIS Version die Möglichkeit, einen Hinweis zur TI auf das Tagesprotokoll zu drucken. Der Hinweis ist initial aktiv geschaltet, kann aber durch die Einstellungen des Tagesprotokolls deaktiviert werden:

Hierzu entfernen Sie bitte den Haken bei Telematikinfrastruktur Hinweistext. Damit diese Einstellung dauerhaft gespeichert wird, betätigen Sie bitte den Druckknopf Standard. Der Haken ist dann beim nächsten Aufruf des Tagesprotokolls deaktiviert. Wird der Hinweis auf das Tagesprotokoll gedruckt, wird er ans Ende des Protokolls gestellt:

**Tagesprotokoll vom 28.07.2017 bis 28.07.2017.**  
**Erstellt am: 28.07.2017, um 14:45 Uhr.**

**Albinus, Sarah (1) 05.04.1979, Techniker Krankenkasse**  
 JA 28.07.2017 bef Patienten-Anamnese:...  
 JA medrp Anticholium AMP 10X5X6 ml

**Keine Leistungen vorhanden!**

**Das Tagesprotokoll enthält 1 Patienten; davon 0 neue Patienten.**

**Anbindung an die Telematikinfrastruktur**  
 Mit dem E-Health-Gesetz wurde die bundesweite Einführung der Telematikinfrastruktur (TI) festgeschrieben. Ärzte werden künftig dazu verpflichtet, online die Versichertenstammdaten auf der eGK zu prüfen und gegebenenfalls zu aktualisieren. Für eine zeitnahe Anbindung an die TI sprechen die stufenweise abnehmenden Förderungsbeträge. Eine frühe Bestellung erhöht die Wahrscheinlichkeit auf einen Wunschtermin und ermöglicht die sorgfältige Vorbereitung Ihres Praxisnetzwerks für die Installation. Weitere Informationen finden Sie hier: <http://cgm.com/wissensvorsprung-bestellungung>

Dies gilt sowohl für die Ansicht in CGM ALBIS, als auch in der gedruckten Version. Die letzte Zeile des Textes enthält einen Weblink. Mit Doppelklick auf die Zeile kann diese Adresse in ihrem Standard Browser aufgerufen werden.

### 3 CGM BMP – Bundeseinheitlicher Medikationsplan - geändertes Verhalten bei Übernahme identischer PZNs aus Menü „Medikamente übernehmen“

Die Übernahme identischer PZNs (für die Darstellung ein- und ausschleichender Medikationen) auf den CGM BMP funktionierte bislang nur über ifap praxisCENTER. Die Übernahme identischer PZNs aus CGM ALBIS mithilfe des Menüs `Medikamente übernehmen` hatte zur Folge, dass nur der zuletzt geänderte Eintrag mit Dosierung, Hinweis und Grund gespeichert wurde. Diese eingeschränkte Funktionalität haben wir so erweitert, dass die Übernahme über das Menü `Medikamente übernehmen` analog zu ifap praxisCENTER-Übernahme funktioniert.

## 4 Verschiedenes


### 4.1 WKB Impfmodul – Optionen WKB Impfmodul

#### 4.1.1 Speichern der Eingabe

Die Einstellungen zu der Diagnosenübernahme in das WKB Impfmodul konnte bislang nicht korrekt durchgeführt werden. Bei Eingabe einer Zahl in das Feld `Diagnosen rückwirkend für xx Monate in das WKB Impfmodul übernehmen`, wurde diese bei Übernahme mit OK nicht korrekt gespeichert. Die von Ihnen erfasste Zahl wurde entfernt und die Standard Einstellung von 12 Monaten hinzugefügt. Dies haben wir mit dieser CGM ALBIS Version korrigiert.

#### 4.1.2 Meldung bei falscher Eingabe

In dem Dialog `Optionen WKB Impfmodul` im Bereich **Diagnosenübernahme** stehen Ihnen nur geringe Eingabemöglichkeiten zur Verfügung. Sie haben die Möglichkeit, eine Zahl zwischen 1 und 18 zu erfassen. Erfassen Sie eine nicht zutreffende Zahl, erscheint ab sofort die nachfolgende Hinweismeldung:



Mit Klick auf OK, wird automatisch die Standardeinstellung von 12 Monaten erfasst.

## 4.2 Versorgungssteuerung AOK Sachsen-Anhalt (Allgemein, Orthopädie, Neurologie, Kardiologie)

Bei der Versorgungssteuerung AOK Sachsen-Anhalt wurde die Substituierung nicht mehr angezeigt. Dies haben wir korrigiert. Die Substitution und die farbige Markierung der Präparate werden ab sofort wieder korrekt angezeigt und ausgeführt.

### Anzeige eines bereits rabattierten Medikaments in ifap praxisCENTER:

Produktrecherche	M.	Bezeichnung	DAR	Menge	ME	NP	Hinweis	AMP/MP	T	P	RV	PK	Wirkstoff	Wirkstärke	Anbieter
Produktrecherche		Ramipril ratio Com2,5/12,5	TAB	20	ST	N1	R	€	12,48	-	✓	0,00	Wirkstoffkombinator Info		ratopharm Gebli
Original/Gemeinlich (2/3/7)		Ramipril ratio Com2,5/12,5	TAB	50	ST	N2	R	€	15,79	-	✓	0,00	Wirkstoffkombinator Info		ratopharm Gebli
Ramipril Comp   ratopharm		Ramipril ratio Com2,5/12,5	TAB	100	ST	N3	R	€	21,69	-	✓	0,00	Wirkstoffkombinator Info		ratopharm Gebli
		Ramipril ratio Comp 5/12,5	TAB	50	ST	N2	R	€	16,61	-	✓	5,00	Wirkstoffkombinator Info		ratopharm Gebli

### Anzeige bei einem Medikament mit Substitutionsvorschlag:

Versorgungssteuerung AOK Sachsen-Anhalt

Bitte prüfen Sie, ob der ausgewiesene Substitutionsvorschlag im konkreten Einzelfall, z.B. in Bezug auf Zulassungsindikation, Wirkstärke und Darreichungsform medizinisch umsetzbar ist. Die Feststellung der Indikation sowie das Ausstellen der Verordnung verbleiben im vertragsärztlichen Verantwortungsbereich.  
**Bitte prüfen Sie, ob die Verordnung eines rabattierten Präparates möglich ist. Datenbankstand der Datenaufbereitung siehe Arzneimittel-Datenbank**

Ursprüngliches Arzneimittel					Ersetzt durch	
Arzneimittel	Wirkstoff	ATC	AVP	Anbieter	Arzneimittel	
S Abilfy Maintena 300mg	Aripiprazol	N05AX12	458,29 €	Emra-Med Arzneimittel GmbH		

**Erweiterte Anzeige rabattierter Präparate**

Arzneimittel	DAR	Inhalt	NP	Wirkstoff	P	ATC	AVP	Anbieter
Arpoya 5mg Tab	TAB	14 ST	N1	Aripiprazol		N05AX12	rabattiert	Heumann Pharr
Arpoya 5mg Tab	TAB	28 ST		Aripiprazol		N05AX12	rabattiert	Heumann Pharr
Arpoya 5mg Tab	TAB	49 ST	N2	Aripiprazol		N05AX12	rabattiert	Heumann Pharr
Arpoya 5mg Tab	TAB	56 ST		Aripiprazol		N05AX12	rabattiert	Heumann Pharr

## 5 KBV-Änderungen – Aktualisierung der GO Stammdatei

Die KV Schleswig Holstein und KV Westfalen Lippe haben für Q3/2017 einige Gebührenordnungspositionen aktualisiert. Nach der Aktualisierung der EBM Gebührenordnung über Stammdaten EBM Gebührenordnung aktualisieren, stehen ihnen diese zur Verfügung.

## 6 Externe Programme

### 6.1 ifap praxisCENTER® - Neue Version 3.23.1.3669

Mit diesem CGM ALBIS Update steht Ihnen automatisch die ifap praxisCENTER Version **3.23.1.3669** mit dem Datenstand 01.08.2017 zur Verfügung.

## 6.2 CGM-Assist - Neue Version 26432

Mit Einspielen der CGM ALBIS Version Q3.b/2017 (12.65) steht Ihnen automatisch die neue Version 26432 des CGM-ASSIST zur Verfügung.

