



**HZV UPDATE -
DOKUMENTATION**

Hausarztzentrierte Versorgung BKK Westfalen-Lippe

Inhaltsverzeichnis

1	Leistungskatalog aktualisieren.....	2
2	Vertreterschein bei beantragtem Arztwechsel.....	3
3	Anzeige der Patienten in der IV-Verwaltung.....	3
4	Wartungslauf HZV Zuordnung Betreuarzt/Vertreterarzt.....	3
4.1	Aufruf.....	4
5	Verordnungsdatenexport.....	6
6	Reorganisation Direktabrechnungsdialo g.....	8
7	Statuswechsel von Teilnahme beendet in Erinnerung.....	9
8	HZV - Online Teilnahmeprüfung rückwirkend bis ...	9
9	HZV Prüfmodul - Silent-Installation	10

1 Leistungskatalog aktualisieren

Damit Ihnen die aktuellen Ziffern des Leistungskatalogs des Vertrags zur Hausarztzentrierten Versorgung zur Verfügung stehen, ist es notwendig, den Leistungskatalog zu aktualisieren.

Um den Leistungskatalog zu aktualisieren, gehen Sie bitte in ALBIS über den Menüpunkt Stammdaten Direktabrechnung Hausarztzentrierte Versorgung Aktualisieren. Mit Betätigen des Druckknopfes Ja und weiterem Befolgen der Bildschirmanweisungen wird Ihr Leistungskatalog des Vertrages zur Hausarztzentrierten Versorgung automatisch aktualisiert.

Wichtiger Hinweis:

! Bitte beachten Sie, dass die Aktualisierung einige Zeit in Anspruch nehmen kann !

Wir empfehlen Ihnen, die Aktualisierung möglichst am Ende der Sprechstunde und an Ihrem Hauptrechner durchzuführen!

Bitte führen Sie anschließend eine Scheindatenaktualisierung durch. Gehen Sie hierzu in ALBIS über den Menüpunkt Direktabrechnung Hausarztzentrierte Versorgung Scheindaten aktualisieren. Wählen Sie im folgenden Dialog das Quartal, für welches Sie die Scheindaten aktualisieren möchten und bestätigen Sie den Dialog mit OK.

2 Vertreterschein bei beantragtem Arztwechsel

Seit dieser CGM ALBIS Version ist es nur noch möglich bereits während der Beantragung einen HZV-Vertreterschein anzulegen, wenn auf der Patientenerklärung die Checkbox für den Arztwechsel aktiviert wurde.



Dies ermöglicht Ihnen die Behandlung des Patienten in Vertretung bis der Arztwechsel seitens der Krankenkasse durchgeführt wurde.

Scheintyp

Direktabrechnung Hausarztzentrierte Versorgung ▼

Abrechnungsschein
 Kurativ
 Präventiv
 "Nein"-Schein

Überweisungsschein
 Belegarztschein

Notfall-/Vertretungsschein
 42 Urlaubs-/Krankheitsvertretung ▼

Privatrechnung
 BG

SADT-Schwangerschaftsabbruch

Abrechnungsschein
 Überweisungsschein
 Belegarztschein

3 Anzeige der Patienten in der IV-Verwaltung

Durch nicht mehr gültige IK-Nummern seitens der Krankenkasse, kam es vereinzelt dazu, dass die Anzeige der Patienten in der IV-Verwaltung unvollständig war. Dies haben wir für Sie in der aktuellen CGM ALBIS Version korrigiert. Die Patienten werden nun wieder vollständig in der IV-Verwaltung angezeigt.

4 Wartungslauf HZV Zuordnung Betreuarzt/Vertreterarzt

Mit Einspielen des aktuellen CGM ALBIS Updates wurde die Datenbank, welche für die Verwaltung Ihrer HZV Patienten zuständig ist, von Basis der Betriebsstättennummer (BSNR) auf lebenslange


Arztnummer (LANR) umgestellt. Diverse Anforderungen der HÄVG haben diese Umstellung notwendig gemacht.

Im Rahmen dieser Umstellung wurden die Datensätze der HZV-Patienten für jede LANR innerhalb einer BSNR dupliziert.


Um die Zuordnung des Betreu-/Vertreterarztes für Ihre HZV-Patienten vornehmen zu können, bieten wir Ihnen diesen Wartungslauf. Grundvoraussetzung für die Durchführung ist, dass der Intern Zugeordnete Arzt Ihrer HZV-Patienten tatsächlich der Betreu-/Vertreterarzt Ihres Patienten ist. Ist dies nicht der Fall, sollte der Wartungslauf unter keinen Umständen durchgeführt werden. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wenden Sie sich bitte an Ihren regionalen Vertriebs- und Servicepartner.

4.1 Aufruf


Über den Menüpunkt Optionen Wartung Korrektur HZV Zuordnung Betreuarzt/Vertreterarzt... erscheint folgender Dialog:




Geben Sie das aktuelle Tageskennwort für Ihre CGM ALBIS Version ein. Dieses können Sie bei Ihrem regionalen Vertriebs- und Servicepartner erfragen. Nach der Eingabe erscheint folgender Dialog:



Mit Klick auf die Schaltfläche **Abbrechen** verlassen Sie den Dialog und der Wartungslauf wird nicht gestartet. Mit Klick auf die Schaltfläche **OK** wird der Wartungslauf gestartet und folgender Dialog wird angezeigt:



Nach erfolgreich durchgeführtem Wartungslauf erscheint folgende Meldung:



5 Verordnungsdatenexport

Mit der aktuellen CGM ALBIS Version stellen wir Ihnen einen separaten Verordnungsdatenexport zur Verfügung.

Über den Menüpunkt Abrechnung Verordnungsdatenexport Hausarztzentrierte Versorgung... erscheint folgender Dialog:

Verordnungsdatenexport Hausarztzentrierte Versorgung

Erstellen

BKK Nordrhein

Prüflauf Testversand Versand

Zeit

Quartal 1/18

Zeitraum von 1/18 bis 1/18

auch bereits exportierte Verordnungen

Ärzte

Einzelversand 38_NO Dr. med. Norbert Nordrhein

Sammelversand BSNR: 381111100 KV-Nr: 0

38_NO Dr. med. Norbert Nordrhein

OK Abbrechen

Im Bereich **Erstellen** wählen Sie den entsprechenden Vertrag, für den Sie einen Verordnungsdatenexport erstellen möchten. Zusätzlich wählen Sie hier ob ein Prüflauf, ein Testversand oder ein Versand der Verordnung durchgeführt werden soll.

Prüflauf Die zu exportierenden Verordnungen werden durch das Prüfmodul der HÄVG auf Fehler überprüft.

Testversand Die zu exportierenden Verordnungen werden Testweise an das Rechenzentrum der HÄVG übermittelt. Dies dient dazu, die Verbindung zu testen.

Versand Die fehlerfreien Verordnungen werden final an das Rechenzentrum der HÄVG übermittelt. Nach erfolgreicher Übermittlung werden diese in CGM ALBIS als exportiert gekennzeichnet.

Im Bereich **Zeit** wählen Sie bitte den Zeitraum, für welchen der Verordnungsdatenexport durchgeführt werden soll.

Quartal Hier können Sie ein einziges Quartal für den Verordnungsdatenexport auswählen.
Zeitraum Möchten Sie mehr als ein Quartal exportieren, so wählen Sie hier bitte das von Quartal, sowie das bis Quartal für den Export aus.

Wurde für den gewählten Zeitraum bereits ein Versand erfolgreich durchgeführt, steht Ihnen im Bereich **Zeit** die Schaltfläche auch *bereits exportierte Verordnungen* zur Verfügung. Ist diese Schaltfläche aktiviert, so werden für den zuvor gewählten Zeitraum auch die Verordnungen mit herangezogen, die bereits als exportiert gekennzeichnet wurden.

Im Bereich **Ärzte** können Sie zwischen Einzelversand und Sammelversand wählen.

Einzelversand Der Verordnungsdatenexport wird für den hier gewählten Arzt durchgeführt.

Sammelversand Hier selektieren Sie die Betriebsstätte für welche Sie den Verordnungsdatenexport durchführen möchten. Durch aktivieren/deaktivieren der Häkchen vor den Erfassern, können Sie wählen welcher Arzt mit in den Sammelversand aufgenommen werden soll.

HINWEIS:

Bitte beachten Sie, dass die Sammelabrechnung nur vollständig durchgeführt wird, wenn bei allen gewählten Erfassern auch Verordnungsdaten vorliegen. Liegen bei einem der gewählten Erfasser keine Verordnungsdaten vor, erscheint eine Hinweismeldung (wie auch bei dem Einzelversand) worin entsprechend die Erfasser aufgeführt werden. Der Versand wird an dieser Stelle abgebrochen.

6 Reorganisation Direktabrechnungsdialog

In der aktuellen CGM ALBIS Version haben wir den Direktabrechnungsdialog für Sie reorganisiert. Über den Menüpunkt Abrechnung Direktabrechnung Vorbereiten... erscheint folgender Dialog:

Im Bereich **Erstellen...** haben Sie nun die Möglichkeit im Rahmen der Abrechnung den Export der Verordnungsdaten zu aktivieren/deaktivieren. Hierzu setzen bzw. entfernen Sie das Häkchen bei **Verordnungsdaten**.

Die restlichen Funktionalitäten stehen Ihnen wie gewohnt zur Verfügung.

7 Statuswechsel von Teilnahme beendet in Erinnerung

Bisher wurden bei einem Statuswechseln von Teilnahme beendet in den Status Erinnerung die Felder Teilnahme Ende und Grund nicht geleert. Dies hatte zur Folge, dass aus dem Status Erinnerung kein weiterer Statuswechsel, z. B. in den Status Beantragt, für den Patienten möglich waren. Dies wurde mit der aktuellen CGM ALBIS Version korrigiert.

8 HzV - Online Teilnahmeprüfung rückwirkend bis ...

Über den Menüpunkt `Optionen HzV...` erscheint folgender Dialog:

Optionen HzV

Arztwahldialog

Aktivierung für:

- Online-Teilnahmeprüfung (nur bei geöffnetem Patienten)
- Passivscanner (nur bei geöffnetem Patienten)

Online-Teilnahmeprüfung

Einschränkung der Prüfung aller Patienten:

- nur rückwirkend bis 01.01.2017
- bei Chipkarte einlesen
- bei Scheinanlage

Leistungen

- Auf Substitutionen prüfen

Abrechnung

- Abrechnungsprotokolle archivieren

OK Abbruch

Im Bereich **Online-Teilnahmeprüfung** haben Sie hier die Möglichkeit eine Einschränkung der Prüfung aller Patienten nur rückwirkend bis ... vorzunehmen.

In den letzten CGM ALBIS Version konnte das hier eingegebene Datum nicht korrekt brücksichtigt werden. Dies haben wir für Sie in der aktuellen CGM ALBIS Version korrigiert.

9 HzV Prüfmodul - Silent-Installation

Über den Menüpunkt Optionen Geräte Chipkartenleser/Konnektoren... haben Sie ab sofort die Möglichkeit die Installationsart der Silent-Installation Ihres HzV-Prüfmodul zu editieren.

The screenshot shows a Windows dialog box titled "Chipkarten-/Magnetkartenleser/Konnektoren". The "HÄVG Prüfmodul/Medikationsmodul" section is highlighted with a red border. It contains the following fields:

- Adresse: 192 . 168 . 0 . 23
- Port: 22220
- Installationsart: online offline

Other sections in the dialog include:

- Chipkartenleser:** Radio buttons for "Extern" and "mob-i-chip". A dropdown menu shows "COM2". The "CT-API" radio button is selected. Below is a table with columns "Nr", "Name", "Term.-Nr.", and "Port-Nr.".


Nr	Name	Term.-Nr.	Port-Nr.
1	CT32.DLL	1	1
2	c:\windows\system32...	2	3
3			
- Magnetkartenleser / EC-Cash aktivieren:** Two lists for "Anschluß" (COM1, COM2, COM3, COM4, PS/2) and "Gerät" (MSR100, CHERRY, RS2100, KB2000, Thales-EC-Terminal, TeleCash-Terminal, Sonstige). Buttons for "EC-Cash Konten", "Ändern", and "Übernehmen" are present.
- Cherry-Tastatur:** Radio buttons for "Treiber (Mode1)" (selected) and "Tastatursimulation (Mode2)".
- eGK Gematik Funktionalität freischalten:** A checkbox that is currently unchecked.

Buttons at the bottom include "OK" and "Abbruch".

Wählen Sie die Installationsart online, wenn Sie die HÄVG Funktionalitäten (z. B. Online Teilnahmeprüfung, Versicherteneinschreibung online, Abrechnung online, usw.) online nutzen möchten.

Wählen Sie die Installationsart offline, wenn Sie die HÄVG Funktionalitäten (z. B. Versicherteneinschreibung offline, Abrechnung offline, usw.) nutzen möchten.

Der Installationsstandart ist an dieser Stelle online. Diesen können Sie jeder Zeit durch Setzen des entsprechenden Schalters ändern. Wurde von Ihnen eine Änderung der Installationsart vorgenommen und Sie bestätigen den Dialog mit der Schaltfläche OK, erscheint folgender Hinweis:



Bestätigen Sie den Hinweis bitte mit der Schaltfläche OK und Starten Sie CGM ALBIS an Ihrem Server neu.

HINWEIS:

Die Silent-Installation wird nur ausgeführt, wenn Sie Ihr CGM ALBIS am Server startet. Erfolgreich abgeschlossen wird diese Installation wenn sich zugleich an Ihrem Server auch Ihre HzV-Prüfmodul-Installation befindet.

Sollte dies nicht der Fall sein, muss das HzV-Prüfmodul, über den bekannten Weg, manuell installiert werden.