

UPDATE DOKU-MENTATION

Synchronizing Healthcare



CompuGroup Medical



Enthaltene Programmänderungen CGM ALBIS Version Q2/2018 (12.90)

Inhaltsverzeichnis

1	An	wenderwunsche	5
	1.1	CGM BMP	5
	1.1	1 Medikationsplan direkt drucken	5
	1.1	2 Suche nach Medikamenten aus der CGM ALBIS Kleine Liste Medikamente	7
	1.1	3 Suche nach neuen Präparaten	7
	1.1	4 E-Mail ausdrucken	8
	1.1	5 Anderung der Sortierung in den Dosiereinheiten	8
	1.2	CGM ALBIS.MOBILE - Anzeige von Labordaten	9
	1.3	Rechnungsdaten Export	10
	1.3	1 Export von Kassenbucheinträgen	10
	1.3	2 Passwortschutz	11
	1.4	leiematikinfrastruktur - Einstellung eGK Statusmeldungen	11
	1.5	CGM eARZTBRIEF - zusätzliche Spalten im Patientenzuordnungsdialog	12
	1.6	CGM DMP-ASSIST	13
	1.6	1 Neuer Aufruf des CGM DMP-ASSIST aus CGM ALBIS heraus	13
	1.6	2 Nachbearbeiten von erstellten Dokumentationen	13
			15
2	Än	derungen zum Arzneimittelversorgungs-Wirtschaftlichkeitsgesetz (AVWG) 4.0	14
2 3	Än An	derungen zum Arzneimittelversorgungs-Wirtschaftlichkeitsgesetz (AVWG) 4.0 bindung an die Telematikinfrastruktur: Experten-Hotline	14
2 3 4	Än An Foi	derungen zum Arzneimittelversorgungs-Wirtschaftlichkeitsgesetz (AVWG) 4.0 bindung an die Telematikinfrastruktur: Experten-Hotline	14 14 15
2 3 4	Än An Foi 4.1	derungen zum Arzneimittelversorgungs-Wirtschaftlichkeitsgesetz (AVWG) 4.0 bindung an die Telematikinfrastruktur: Experten-Hotline rmulare Formular Muster 13a - Heilmittelverordnung - Formularversion beim Ausdruck	14 14 15
2 3 4	Än An Foi 4.1 4.2	derungen zum Arzneimittelversorgungs-Wirtschaftlichkeitsgesetz (AVWG) 4.0 bindung an die Telematikinfrastruktur: Experten-Hotline rmulare Formular Muster 13a - Heilmittelverordnung - Formularversion beim Ausdruck Muster 16 - Rezept	14 14 15 15 15
2 3 4	Än An For 4.1 4.2 4.2	derungen zum Arzneimittelversorgungs-Wirtschaftlichkeitsgesetz (AVWG) 4.0 bindung an die Telematikinfrastruktur: Experten-Hotline rmulare Formular Muster 13a - Heilmittelverordnung - Formularversion beim Ausdruck Muster 16 - Rezept 1 Ausdruck von Vorsatzwort im Formularkopf	14 14 15 15 15 15
2 3 4	Än An For 4.1 4.2 4.2 4.2	 derungen zum Arzneimittelversorgungs-Wirtschaftlichkeitsgesetz (AVWG) 4.0 bindung an die Telematikinfrastruktur: Experten-Hotline rmulare Formular Muster 13a - Heilmittelverordnung - Formularversion beim Ausdruck Muster 16 - Rezept Ausdruck von Vorsatzwort im Formularkopf	14 14 15 15 15 15 15
2 3 4	Än An For 4.1 4.2 4.2 4.3	 derungen zum Arzneimittelversorgungs-Wirtschaftlichkeitsgesetz (AVWG) 4.0 bindung an die Telematikinfrastruktur: Experten-Hotline rmulare Formular Muster 13a - Heilmittelverordnung - Formularversion beim Ausdruck Muster 16 - Rezept Ausdruck von Vorsatzwort im Formularkopf Anzeige neuer Formularversion Heilmittelverordnung - Übernahme Behandlungsbeginn spätestens am	14 14 15 15 15 15 15 15
2 3 4	Än An For 4.1 4.2 4.2 4.2 4.3 4.4	 derungen zum Arzneimittelversorgungs-Wirtschaftlichkeitsgesetz (AVWG) 4.0 bindung an die Telematikinfrastruktur: Experten-Hotline rmulare Formular Muster 13a - Heilmittelverordnung - Formularversion beim Ausdruck Muster 16 - Rezept Ausdruck von Vorsatzwort im Formularkopf Anzeige neuer Formularversion Heilmittelverordnung - Übernahme Behandlungsbeginn spätestens am 	14 14 15 15 15 15 15 15 15 15
2 3 4	Än An For 4.1 4.2 4.2 4.3 4.3 4.4 4.5	 derungen zum Arzneimittelversorgungs-Wirtschaftlichkeitsgesetz (AVWG) 4.0 bindung an die Telematikinfrastruktur: Experten-Hotline rmulare Formular Muster 13a - Heilmittelverordnung - Formularversion beim Ausdruck Muster 16 - Rezept Ausdruck von Vorsatzwort im Formularkopf Anzeige neuer Formularversion Heilmittelverordnung - Übernahme Behandlungsbeginn spätestens am Formular Muster 1 – Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung Formular F2900 - Überweisung des D-Arztes/Handchirurgen - Druckanpassungen 	14 14 15 15 15 15 15 15 16 16
2 3 4 5	Än An For 4.1 4.2 4.2 4.3 4.4 4.5 CG	 derungen zum Arzneimittelversorgungs-Wirtschaftlichkeitsgesetz (AVWG) 4.0 bindung an die Telematikinfrastruktur: Experten-Hotline	14 14 15 15 15 15 15 16 16 16





	5.2	Anzeige von Rechnungen	16
	5.3	Beenden von CGM ALBIS.YOU	17
	5.4	CGM ALBIS.YOU - Medical Timeline	17
	5.4.	1 Anzeige neuer Karteikartenkürzel	17
	5.4.2	2 Informationsanzeige geöffneter Patient	17
	5.4.3	3 Öffnen des Tagesprotokolls	17
	5.5	Löschen von Ansichten	18
	5.6	Umlaute in Patienten finden	. 18
6	Ver	schiedenes	.18
	6.1	Fenster der Krankengeschichte	18
	6.2	CGM ALBIS Abrechnungsassistent	18
	6.3	Telematikinfrastruktur	. 18
	6.3.3	1 Konnektor Konfiguration	18
	6.3.2	2 eGK Statusprüfung	19
	6.3.3	3 Vervielfachung von Einträgen	19
	6.3.4	4 Teilweises Einfrieren von CGM ALBIS	19
	6.3.	5 SMC-BARLWIErung in der Nebenberriebsstätte	. 19
	65	DALE LIV Aktualiciorung der Stammdaten O2/2018	.20
	6.6	Aktualicierter BG/UV GOÄ Stamm	.21
	6.7	CGM DMP-ASSIST	25
	67	Con Divin 7,55,57 untruf für den Versand	25
	6.7.2	2 Abgleich der Patientenakte mit der CGM DMP-Dokumentation	26
	6.8	PRAXISWELT	27
	6.9	RehaGuide - neue Daten	28
	6.10	Verax-Liste - neue Daten	28
	6.11	Hilfreiche Präparate-Informationen	28
	6.12	CGM ASSIST	29
	6.12	CGM-Assist - Neue Version 27736	29
	6.12	2.2 Stoffwechselerkrankung cerebrotendinöse Xanthomatose (CTX) erkennen	29
	6.13	CGM CONNECT - Neue Version 2.0.25.0	31
	6.14	Neue CGM LIFE Client Version 4.44.4	.31
7	Ext	erne Programme	.31
	7.1	ifap praxisCENTER [®]	31
	7.1.	Arzneimittelversorgungs-Wirtschaftlichkeitsgesetz - Neuregelungen und Erweiterungen zum	_
	01.A		31
	/.1.	2 IIAP praxiscenters" - ITAP praxiscenters" - Neue Version 3.26.0.4606	34



Synchronizing Healthcare

Seite 3 von 38



	7.2	Impfplaner - Anbindung des ImpfDocNE	34
	7.3	WKB Impfmodul Neues Update 2018.2	34
8	KB	V Änderungen	.35
	8.1	Änderung der Bedruckungsvorschriften im Personalienfeld (Leerzeichen zw. Statusangaber	ר)
	zum (01.07.2018	35
	8.2	Ausstellungsdatum bei der Scheinanlage Laboruntersuchung erfassen	35
	8.3	Stammdaten / Softwaremodule der KBV	36
	8.4	Früherkennungs-Koloskopie - Aktuelle Änderungen der KBV	36
	8.5	Hautkrebs-Screening - Aktuelle Änderungen der KBV	37
	8.6	CGM BMP KBV Änderungen	37
	8.6.	1 CGM BMP Änderungen am Feld Dosiereinheit	37
	8.6.	2 CGM BMP - Ergänzung des Dosierschemas	37
	8.7	Krankenkassen mit geänderter Abrechnungs VKNR	38



Synchronizing Healthcare

Seite 4 von 38



1 Anwenderwünsche

1.1 CGM BMP

1.1.1 Medikationsplan direkt drucken

Ab sofort haben Sie die Möglichkeit, den Medikationsplan direkt, ohne Vorschau, zu drucken. Hierfür haben wir für Sie im CGM BMP Dialog den Druckknopf Drucken implementiert. Eine wichtige Anmerkung hierzu ist, dass beim CGM BMP Direktdruck der PDF Reader mit dem Medikationsplan (PDF) kurz eingeblendet wird und sich dann automatisch schließt. Der PDF Reader bleibt unabhängig von CGM ALBIS geöffnet. Dieses Verhalten ist identisch wie beim Ausdruck eines PDFs unabhängig von CGM ALBIS über das Kontextmenüs (rechte Maustaste auf PDF Formular) und ist somit korrekt. Damit Sie sowohl den Drucker für den CGM BMP, als auch das Verhalten nach dem Druck des CGM BMPs individuell an Ihre Bedürfnisse anpassen können, haben wir den Dialog Optionen CGM BMP – der Bundeseinheitliche Medikationsplan von CGM erweitert. Folgende Einstellungen stehen Ihnen über den Menüpunkt Optionen CGM BMP zur Verfügung:

Auswahlliste Arztwahl:

Wählen Sie in der Liste Alle aus, greifen die Einstellungen für alle Ärzte. Wenn Sie individuelle Einstellungen für einen Arzt verwenden möchten, wählen Sie nur diesen aus:

Arztbezogene Druckereinstellung			
Arztwahl:	JA	Dr. med. Justus ALBIS	
	Alle		
Drucker:	JA	Dr. med. Justus ALBIS	
	RH	Dr. med. Paul Rhenus	
	M	Dr. med. Karin Mosela	
	SK	Dr. med. Sigrun Krüger	

Über den Druckknopf Drucker ändern wählen Sie bitte Ihren Drucker aus.





	Arztbezogene	Druckereinstellung	
	Arztwahl:	Alle	\sim
	Drucker:	PDFCreator	
		Drucker ändern	
Druckeinrichtu	Jng		×
Drucker			
Name:	PDFCreator		✓ Eigenschaften
Status:	Bereit		
Typ:	PDFCreator		
Standort:	pdfcmon		
Kommentar	: PDFCreator P	rinter	
Papier			Ausrichtung
Größe:	A4	~	Hochformat
Quelle:		\sim	A OQuerformat
Hilfe	Netzwerk		OK Abbrechen

Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit OK.

Durch Setzen des Hakens bei CGM BMP bei Aufruf der Druckvorschau schließen, wird der CGM BMP geschlossen, sobald Sie die Druckvorschau öffnen.

Durch Setzen des Hakens bei CGM BMP bei Aufruf der Druckfunktion schließen, wird der CGM BMP geschlossen, sobald Sie drucken.





1.1.2 Suche nach Medikamenten aus der CGM ALBIS Kleine Liste Medikamente

Im CGM BMP steht Ihnen ab sofort zusätzlich zur Suche nach Wirkstoffen und Produktnamen die Auswahl von Präparaten aus der CGM ALBIS Kleine Liste Medikamente zur Verfügung. Diese

erreichen Sie über das Symbol Ω mit dem Tooltip: Kleine Liste Medikamente. Wie gewohnt wählen Sie das gewünschte Medikament an, aktivieren dieses über die Auswahl und betätigen den Druckknopf OK.



1.1.3 Suche nach neuen Präparaten

Sie können ab sofort die Suche nach neuen Präparaten für den CGM BMP, in den Feldern Wirkstoff und Handelsname/PZN, zusätzlich zur ENTER Taste, über die Funktionstaste F3 auslösen.

Medikationsplan	für: Lina Schreiber	
	ausgedruckt von: Dr. med. Justus ALBIS Maria Trost 25, 56070 Kobl Tel: 0261 8000 1600 E-Mail: info@albis.de	enz E-Mail ausdrucken
₩ 🗐 Wirkstoff C	२ ibuprofen Q 🗋	្រា 🕼 N
Wirkstoff	Handelsname	Stärke Form





1.1.4 E-Mail ausdrucken

In der Kopfzeile des CGM BMP im Bereich der Arztdaten:

🔀 СБМ ВМР		
Medikationsplan	für: Sarah Albinus	
	ausgedruckt von: Dr. med. Justus ALBIS Maria Trost 25, 56070 Koblenz Tel: 0261 8000 1600 E-Mail: info@albis.de	

haben wir die Option E-Mail ausdrucken ergänzt. Mit dieser Option kann direkt im CGM BMP gesteuert werden, ob die E-Mail-Adresse auf den Medikationsplan gedruckt wird oder nicht. Bei gesetztem Haken wird die E-Mail-Adresse gedruckt. Wird der Haken entfernt, wird die E-Mail-Adresse nicht gedruckt. Dadurch ist es nicht mehr erforderlich, die hinterlegte E-Mail-Adresse in CGM ALBIS zu ändern, bzw. zu löschen, wenn sie z.B. nur bei einem Patienten nicht mit ausgedruckt werden soll. Die grundsätzlichen Einstellungen zur E-Mail Übertragung auf den CGM BMP finden Sie weiterhin im CGM ALBIS Menü Optionen CGM BMP:

Optionen CGM BMP- der Bundeseinheitliche Medikationsplan von CGM	i da se	\times
Individuell (nur für diesen Arbeitsplatz)		
CGM BMP aktivieren Verordnungen aus CGM BMP in die Dauermedikamente übernehmen Generation a. biblio Umweinendersen alter innen	Altverordnungen Anzahl Altverordnungen: 5 Anzahl Tane rückwirkend: 14	
CLM BMP-Bubble Hinweismeinungen aktivieren Vorauswahl der Medikamente anzeigen E-Mail Adresse übertragen	Arzthezogene Druckereinstellung	
Keine E-Mail Adresse übertragen Arzt E-Mail Adresse übertragen Pravis E-Mail Adresse übertragen	Arztwahi: Alle ~ Drucker: PDFCreator	
Hinweismeldung nach Rezeptdruck anzeigen Nach Rezeptdruck CGM BMP mit Abfrage öffnen Nach Rezeptdruck CGM BMP immer automatisch öffnen	Drucker ändern	
O Nach Rezeptdruck CGM BMP nie automatisch öffnen	CGM BMP bei Aufruf der Druckfunktion schließen Speichern Abbrecher	۱

1.1.5 Änderung der Sortierung in den Dosiereinheiten

Nach Rücksprache mit Anwendern haben wir die Auswahlliste der Dosiereinheiten angepasst. Die zehn gebräuchlichsten Dosiereinheiten sind nun an oberster Stelle aufgeführt (z.B. Stück, Tropfen, ml), wodurch die Auswahl erleichtert wird.





Mo Mi Ab zN	Einheit Hinweise
1-0-0-0-0	*
1/2-0-0-1/2-0	Stück Tropfen
1-0-0-1-0	ml Hub
1-0-0-0-0	Beutel IE
0-0-0-0	mg io Messlöffel

1.2 CGM ALBIS.MOBILE - Anzeige von Labordaten

Ab sofort werden in der CGM ALBIS.MOBILE App sowohl in den Med. Daten, als auch in der Kartei zusätzlich die Laborwerte aus dem Laborblatt angezeigt. Sie finden diese in der CGM ALBIS.MOBILE App unter dem Kürzel LabBl. Die Werte aus der Karteikarte werden so wie bisher unter dem Kürzel labor angezeigt.

← Patienteninformation	 Patienteninformation 	← Patienteninformation
Sarah Albinua Kontakt Med. Daten Kartei	Sarah Albinus Kontakt Med. Daten Kartei	Sarah Albinus Kontakt Med. Daten Kartei
28.03 2018 LabBl, labor	LabBl 6 ^	LabBl 6 V
LabBI Test 1 0.02 mg (-) 0.05 - 1.05 LabBI Test 1 0.56 mg 0.05 - 1.05	28.03.2018 Test 1 0.02 mg (-) 0.05 - 1.05 28.03.2018 Test 1 0.56 mg 0.05 -	lp 🕢 🗸
LabBl Test 1 0.30 mg (.) 0.5 - 1.05 1.05	1.05 28.03.2018 Test 1 1.67 mg (+) 0.05 -1.05	labor 1 ^
LabBl Test 2 0.76 mg (-) 0.5 - 1.0 LabBl Test 2 0.76 mg (0.5 - 1.0 LabBl Test 2 1.24 mg (+) 0.5 - 1.0 labor Test 1=0.02(-); Test 1=1.67(+); Test 2=0.32(-);	28.03.2018 Test 2 0.32 mg (-) 0.5 - 1.0 28.03.2018 Test 2 0.76 mg 0.5 - 1.0 28.03.2018 Test 2 0.76 mg 0.5 - 1.0 28.03.2018 Test 2 1.24 mg (+) 0.5 -	28.03.2018 Test 1=0.02(-); Test 1=1.67(+); Test 2=0.32(-); Test 2=0.76; Test 2=1.24(+)
Test 2=0.76; Test 2=1.24(+)	1.0 Ip 4 ~	
Zeitraum: 28.12.2017 - 28.03.2018	Zeitraum: 28.12.2017 - 28.03.2018	Zeitraum: 28.12.2017 - 28.03.2018





Sie haben die Möglichkeit, die Anzeige der Laborwerte in der CGM ALBIS.MOBILE App zu deaktivieren (z.B. für den Fall, wenn Sie sich immer alle Laborwerte auch in der Karteikarte in CGM ALBIS anzeigen lassen). Die Einstellung zum Deaktivieren der Anzeige der Werte aus dem Laborblatt in der CGM ALBIS.MOBILE App finden Sie in CGM ALBIS unter Optionen ALBIS.MOBILE im Reiter Erweiterte Einstellungen im Bereich <u>Einstellungen der Karteikarte für alle Benutzer</u>.

Einstellungen der Karteikarte Anzeige für alle Benutzer
✓ Daten aus Laborblatt
Mit Normwert

Zusätzlich zur Anzeige der Laborwerte des Patienten in der CGM ALBIS.MOBILE App können Sie einstellen, ob Sie die Normwerte zu den Parametern anzeigen lassen möchten.

1.3 Rechnungsdaten Export

1.3.1 Export von Kassenbucheinträgen

Mit dem Export von Rechnungsdaten ist es ab sofort möglich, zusätzlich zu den Rechnungsdaten, Einträge aus dem Kassenbuch zu exportieren. Hierfür haben wir den neuen Schalter Kassenbuch zur Auswahl in den Dialog des Rechnungsdaten Exports hinzugefügt.

Kassenbuch	
Druckdatum vor	bis
Exportieren in	● Eigener Ordner … ◎ CD
Speicherort	c:\albiswin\Backup\Rechnungsdaten\
	Weiterer Filter

Durch Setzen des Hakens bei Kassenbuch, werden beim Export die Einträge aus dem Kassenbuch mit exportiert. Bei Angabe eines Zeitraumes für den Export, wird dieser ebenfalls für die Einträge aus dem Kassenbuch verwendet. Die exportierten Kassenbucheinträge werden anschließend im selben Verzeichnis wie die Rechnungen und Leistungen abgelegt.





1.3.2 Passwortschutz

Um Ihre Rechnungsdaten vor unerlaubtem Zugriff zu schützen, haben wir für die Ausgabedatei einen Passwortschutz hinzugefügt. Ab sofort ist bei einem Rechnungsdaten Export immer zwingend ein Passwort zu vergeben, womit automatisch das erzeugte Datenpaket verschlüsselt wird. Ohne dieses Passwort ist es nicht möglich auf den Inhalt der exportierten Dateien innerhalb des Datenpaketes zuzugreifen.

1.4 Telematikinfrastruktur - Einstellung eGK Statusmeldungen

Mit diesem Quartalsupdate haben wir die Anzahl der Meldungen beim Einlesen einer eGK bei installierter Telematikinfrastruktur auf ein sinnvolles Minimum gesenkt. Möchten Sie wieder alle Meldungen aktivieren, gehen Sie bitte über den Menüpunkt Optionen eGK und setzen den Haken bei Statusmeldungen aktivieren.

eGK Optionen	<u> </u>
lokale Ereignismeldungen	
✓ Kartenlesevorgänge	
☑ Zustand Kartenlesegeräte	
🗹 Gültigkeit der Kartenzertifikate	
👽 Verbindungsstatus Telematik Infrastuktur (TI)	
Verbindungsstatus Secure Internet Service (SIS)	
Ereignisse abonnieren	
OK Abbrechen	





Klicken Sie anschließend bitte auf den Druckknopf Ereignisse abonnieren und verlassen den Dialog mit Klick auf OK.

1.5 CGM eARZTBRIEF - zusätzliche Spalten im Patientenzuordnungsdialog

Damit Sie Ihre Briefe noch einfacher dem richtigen Patienten zuordnen können, stehen Ihnen ab sofort im Patientenzuordnungsdialog für CGM eARZTBRIEFE zwei weitere Spalten zur Verfügung:

òtatus	Eingang	Absender		Betreff	
	12.03.2018, 16:21:3	6 Dr. med.		CGM eARZTBRIEF /	Albinus, Sa
	27.02.2018, 13:50:3	1 Install Travell		CGM eARZTBRIEF	and an end of the second
earbeitet	19.01.2019 16:05:0	3 Dr. med		CGM #ARZTRRIFF I	
	CGM eArztbrief Pati	entenzuordnung			×
earbeite	Albinus, Sarah-Ann	a. 05.04.1979		Sur.	
		.,		500	ilen i
	Suchergebnisse				
okumente	Arztkennung	Patienten-ID	Nachname	Vorname	
) atei	JA	1	Albinus	Sarah-Ann	na
hito arzt	AC	8	Albinus	Sarah-Anr	na
hitg_arzt	AL	25	Albinus	Sarah-An	na
hitg_arzt	AC	132	Albinus	Sarah-An	na
					töffnen
	۲.				>
	- 4	usgewählter Patient	Info	ormationen aus eArztbrie	f
ukturierte	Nachname		Albir	nus	
ماريد ماريد	Vorname		Sara	ah-Anna	
Allo duar	Adresse		Ada	m Diaco Etraßo	
	Adresse		Aud	Influese Strabe	rschau
			560	76 Koblenz	To an a s
	Geburtsdatum		05.0	04.1979	
	Versicherten ID				
	Abbrechen			Nauer Patient 700	doan
	Abbreaten			Neuer Patient 2001	unen



Synchronizing Healthcare

Stand April 2018



1.6 CGM DMP-ASSIST

1.6.1 Neuer Aufruf des CGM DMP-ASSIST aus CGM ALBIS heraus

Mit dem Ihnen bekannten Aufruf einer CGM DMP-Dokumentation öffnet sich der CGM DMP-ASSIST von nun an im sogenannten Schnellstart-Modus. Dies hat den Vorteil, dass nicht mehr zwingend die kompletten Programminhalte geladen werden müssen, um lediglich eine Dokumentation zu erstellen. Hieraus ergibt sich grundsätzlich eine Beschleunigung Ihrer Arbeitsabläufe bei der reinen Dokumentationserstellung. Sie rufen Ihre Dokumentation mit dem gewohnten Karteikartenkürzel dmpas in CGM ALBIS auf und gelangen automatisch in die Schnellstart-Maske dem gewohnten Einschreibe- bzw. Dokumentationsdialog:

arah Albinus: E	inschreibung wegen				
Behande	elnder Arzt:	181111101 - Justus ALBIS	~		
	Module	Datenannahmestelle	Zuletzt beh	andelnder Arzt	Letzte Dokumentation
DM I	Erstdokumentation -	DAVASO GmbH			
DM II	Bitte auswählen 👻	DAVASO GmbH			
COPD	Erstdokumentation -	DAVASO GmbH			
AB	Bitte auswählen 👻	DAVASO GmbH			
КНК	Erstdokumentation -	DAVASO GmbH			
вк	Bitte auswählen 👻	DAVASO GmbH			
Anmerk	ungen:				
Diabetes BK kann i AB kann i	II kann nicht gemeinsam mit Diabet nicht gemeinsam mit anderen Modu nicht gemeinsam mit COPD ausgev	es I ausgewählt werden. Jlen ausgewählt werden. vählt werden.			
<u>H</u> ilfe	Bearbeiten		Zur	<u>D</u> okumentation	Schli <u>e</u> ßen

Alle Funktionen und nachfolgenden Dialoge bestehen aus den gewohnten Abläufen in der Dokumentationserstellung.

1.6.2 Nachbearbeiten von erstellten Dokumentationen

Ist eine Dokumentation unvollständig gespeichert oder wollen Sie eine bestehende bearbeiten, ist es nun nicht mehr notwendig, den Einschreibedialog zu verlassen und in die Dokumentationshistorie zu gehen. Verwenden Sie im Schnellstart-Modus den Druckknopf Bearbeiten und Sie wechseln damit sofort in die gewohnte Maske.







2 Änderungen zum Arzneimittelversorgungs-Wirtschaftlichkeitsgesetz (AVWG) 4.0

Zum 1.April 2018 treten einige wichtige Neuregelungen und Erweiterungen des Arzneimittelversorgungs-Wirtschaftlichkeitsgesetz (AVWG) in Kraft. In diesem Update sind die Änderungen zum AVWG 4.0 enthalten. Dies bedeutet unter anderem, dass z.B. laut Vorgabe der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) zwingend die Pharmazentralnummer (PZN) des Medikamentes mit auf das Rezept gedruckt werden muss. Weitere Anpassungen bzgl. AVWG finden Sie im Kapitel zum ifap praxisCENTER[®].

3 Anbindung an die Telematikinfrastruktur: Experten-Hotline

Seit November 2017 sind alle Komponenten, die eine Praxis für die Anbindung an die Telematikinfrastruktur (TI) erwerben muss, von der gematik zugelassen und über die CGM verfügbar. Viele CGM ALBIS-Praxen sind bereits problemlos angebunden.

Praxen, die sich für das zweite Quartal 2018 die TI auf die Agenda gesetzt haben, möchten wir unsere Experten-Hotline ans Herz legen. Sollten Sie Fragen rund um die Anbindung Ihrer Praxis an die TI haben, beantworten unsere Spezialistinnen und Spezialisten diese gerne. Themenschwerpunkte der TI-Sprechstunde sind die notwendigen TI-Komponenten und Services, die Förderungsvereinbarungen, sowie Bestellmengen und Bestellwege des Praxisausweis (SMC-B). Aktuell werden auch viele Fragen zu KV-SafeNet, dem Sonderkündigungsrecht KV-SafeNet und der Verfügbarkeit der regionalen Dienste der KVen in der TI gestellt. Sie erreichen die TI Experten-Hotline Montags, Dienstags und Donnerstags von 8:00 bis 17:00 Uhr und Mittwochs und Freitags von 8:00 bis 16:00 Uhr.

TI Infoline : 0261 – 8000 2323 (Hotline für Praxen, die noch nicht angebunden sind)

Praxen, die bereits an die TI angebunden sind und Rückfragen oder einen Supportfall haben, wenden sich bitte an die

Support-Nummer 0800 551 551 2 (Hotline für Praxen, die bereits angebunden wurden)



Synchronizing Healthcare

Stand April 2018



Viele Fragen beantworten wir daneben auf unserer Website cgm.com/wissensvorsprung (FAQ und Infos). Sollten Sie sich bisher noch nicht für die Anbindung Ihrer Praxis entschieden haben, finden Sie hier auch das aktuelle CGM-Angebot.

4 Formulare

4.1 Formular Muster 13a - Heilmittelverordnung - Formularversion beim Ausdruck

In der CGM ALBIS Version Q1/2018 (12.80) wurde beim Ausdruck des Formulars Muster 13a – Heilmittelverordnung, fälschlicherweise der Blankoformularvordruck mit der Version 4.2014 genutzt. Dies haben wir korrigiert. Mit der aktuellen CGM ALBIS Version Q2/2018 (12.90) wird somit die korrekte Formularversion 1.2017 für den Ausdruck verwendet.

4.2 Muster 16 - Rezept

4.2.1 Ausdruck von Vorsatzwort im Formularkopf

Auf den folgenden Rezeptformularen: Grünes Rezept, Privatrezept PKV und Privatrezept formfrei wurde bislang das Patienten Vorsatzwort nicht ausgedruckt. Nach Einspielen des CGM ALBIS Updates Q2/2018 (12.90) wird das Vorsatzwort auf allen KBV Formularen im Formularkopf wieder mit ausgedruckt.

4.2.2 Anzeige neuer Formularversion

Die Anzeige der Formularversion des Kassenrezeptes wurde auf die Version (10.2014) aktualisiert. Inhaltlich gibt es keinerlei Änderungen. Bereits ältere, ausgestellte Kassenrezepte lassen sich wie gewohnt öffnen und ausdrucken.

4.3 Heilmittelverordnung - Übernahme Behandlungsbeginn spätestens am

Mit der aktuellen CGM ALBIS Version wird bei der Übernahme von Alte Daten auf den Formularen Muster 13a, 14a und 18a das Datum des Behandlungsbeginn spätestens am nur noch übernommen, wenn sich dieses Datum in der Zukunft befindet. Dadurch soll vermieden werden, dass z.B. auf einer Folgeverordnung das in der Vergangenheit liegende Datum der Erstverordnung fälschlicherweise erneut übernommen wird.





4.4 Formular Muster 1 – Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung

Der Blankoformularausdruck der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung verlief bei diversen Druckern, zum Beispiel Kyocera Ecosys 2040, fehlerhaft. Nach Einspielen des Updates wird die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung wieder ordnungsgemäß ausgedruckt. Sie erreichen das Formular über den Menüpunkt Formular AU(1)..., Strg+J oder das Karteikartenkürzel fau. Für die schnelle Bearbeitung des Formulars bieten wir Ihnen in der Symbolleiste Formular das Symbol an. Klicken Sie hierzu mit der rechten Maustaste auf die Symbolleiste und wählen Anpassen Formular. Im Dialog Verfügbare Schaltflächen finden Sie das hinterlegte Symbol zum Formular Muster 1 AU. Dieses markieren Sie und wählen Hinzufügen und Schließen.



4.5 Formular F2900 - Überweisung des D-Arztes/Handchirurgen - Druckanpassungen

Zum korrekten Ausdruck des Formulars F2900 – Überweisung des D-Arztes/Handchirurgen haben wir Anpassungen vorgenommen, welche nach der Installation des CGM ALBIS Updates Q2/2018 (12.90) aktiv sind. Sie erreichen das Formular über den Menüpunkt Formular BG F2900 Überweisung BG... oder das Karteikartenkürzel fuebg. Für die schnelle Bearbeitung des Formulars bieten wir Ihnen in der Symbolleiste Formular das Symbol Pan. Klicken Sie hierzu mit der rechten Maustaste auf die Symbolleiste und wählen Anpassen Formular. Im Dialog Verfügbare Schaltflächen finden Sie das hinterlegte Symbol zum Überweisungs-Vordruck F2900. Dieses markieren Sie und wählen Hinzufügen und Schließen.

5 CGM ALBIS.YOU

5.1 Anpassungen von Bereichen und Ansichten

Unter gewissen Umständen wurden ausgeblendete Ansichten fälschlicherweise wieder eingeblendet und einzelne Bereiche nicht in der eingestellten Größe und Position gespeichert. Dies funktioniert ab sofort korrekt.

5.2 Anzeige von Rechnungen

Bisher ging nach dem Quittieren und Teil quittieren von Rechnungen auf der Ansicht Prozesse die eingegebene Suche verloren. Dies haben wir behoben. Es kann ab sofort wieder wie gewohnt im Quittieren Vorgang nach Rechnungen gesucht und quittiert werden, ohne dass der eingegebene Suchbegriff verloren geht.





5.3 Beenden von CGM ALBIS.YOU

Unter gewissen Umständen konnte es vorkommen, dass beim Beenden von CGM ALBIS.YOU das komplette Programm eingefroren ist und sich nicht selbständig beenden hat. Dies haben wir behoben und CGM ALBIS.YOU schließt sich beim Beenden wie gewohnt, immer ordnungsgemäß.

CGM ALBIS.YOU - Medical Timeline 5.4

5.4.1 Anzeige neuer Karteikartenkürzel

Neu angelegte Karteikartenkürzel werden ab sofort direkt in der CGM ALBIS.YOU MEDICAL TIMELINE angezeigt.

5.4.2 Informationsanzeige geöffneter Patient

Im mittleren Bereich der Medical Timeline kann angezeigt werden, dass der Patient an dem angezeigten Tag geöffnet wurde.

	-	
Heute		
	Information	JA
	Patient wurde an diesem Tag geöffnet	

Jetzt wird diese Information automatisch ausgeblendet, wenn am gleichen Tag ein Karteikarteneintrag vorgenommen wurde.

5.4.3 Öffnen des Tagesprotokolls

Ab sofort erscheint beim Erstellen des Tagesprotokolls mit der Ausgabe Medical Timeline folgender Warte-Dialog:



Stand April 2018



Sobald die Erstellung vollständig abgeschlossen ist, verschwindet dieser Hinweis.

5.5 Löschen von Ansichten

Das Löschen von Ansichten funktioniert wieder korrekt.

5.6 Umlaute in Patienten finden

Bisher wurden Suchbegriffe wie "ue" und "oe" für Umlaute nicht im Bereich Patienten Finden unterstützt. Dies haben wir angepasst, so dass bei der Patientensuche die Ergebnisse durch Einträge mit betroffenen Umlauten erweitert wurde. Umgekehrt werden Ihnen bei der Verwendung von Umlauten aktuell keine Einträge mit z.B. "ue", "oe" etc. angezeigt.

6 Verschiedenes

6.1 Fenster der Krankengeschichte

Nach dem Quartalsupdate Q3/2017 (12.70) waren die Tastaturkürzel in den Fenstern Operationen, Allergie und Dauertherapie im Patientenfenster fälschlicherweise in ihrer Funktion eingeschränkt. Die Funktionen der Tastaturkürzel stehen Ihnen mit dieser Version wieder wie gewohnt zur Verfügung.

6.2 CGM ALBIS Abrechnungsassistent

Im Abrechnungsassistent gibt es die Einstellung Bei vorliegender Ziffer X abzurechnen. Unter gewissen Umständen wurde fälschlicherweise für den Regelzusatz X ein falscher Prüfzeitraum herangezogen. Ab dieser Version von CGM ALBIS werden bei der Regel Bei vorliegender Ziffer X abzurechnen nur Ziffern aus dem aktuellen Abrechnungsquartal geprüft.

6.3 Telematikinfrastruktur

6.3.1 Konnektor Konfiguration

Mit der CGM ALBIS Version Q1/2018 (12.80) konnte es unter gewissen Umständen dazu gekommen, dass beim Konfigurieren des Konnektors im Dialog Optionen Geräte Chipkartenleser/Konnektoren eGK Konfig eGK Systemkonfiguration CGM ALBIS

abgestürzt ist. Dieses Problem haben wir behoben.





6.3.2 eGK Statusprüfung

Mit der CGM ALBIS Version Q1/2018 (12.80) ist es unter gewissen Umständen dazu gekommen, dass die eGK Statusprüfung zu einem Absturz geführt hat. Dieses Problem haben wir behoben.

6.3.3 Vervielfachung von Einträgen

Mit der CGM ALBIS Version Q1/2018 (12.80) kam es unter gewissen Umständen dazu, dass sich die Einträge im Dialog eGK Konfig (den Sie unter Optionen Geräte Chipkartenleser/Konnektoren finden), nach einem CGM ALBIS Neustart vervielfacht haben. Es gab keine Einschränkung auf die Funktionalität. Die Anzeige haben wir korrigiert.

6.3.4 Teilweises Einfrieren von CGM ALBIS

Mit der CGM ALBIS Version Q1/2018 (12.80) kam es unter gewissen Umständen dazu, dass CGM ALBIS einfror. Dieses Problem haben wir behoben.

6.3.5 SMC-B Aktivierung in der Nebenbetriebsstätte

Mit diesem CGM ALBIS Update, ist es möglich, die SMC-B in der Nebenbetriebsstätte zu aktivieren. Gehen Sie hierzu bitte auf Extern eGK SMC aktivieren (ohne Transport PIN). Wählen Sie im Arztauswahl Dialog die Nebenbetriebsstätte aus und verlassen Sie den Dialog mit Klick auf OK.

		Sprechstun
Schoellaugeff	Ø Patient Budan	
	Sublep IT entitions	- x
	Arztwahl	
	Beerbeitung für.	
	OArt	University 2 University Control of C
	I POBSNA	18999900 v
Sie haben noch nicht festgelegt, welche Bemente angezeigt werden sollen Demente jetz ausselten		OK. Abbruch





gesamt gesamt / oder Filter nach Person () Arzt: JA B189999900 55555551 Dr. med. Justus ALBIS RH B18999900 555555515 Dr. med. Hnenus M B189999900 555555510 Dr. med. Mosela SK B189999900 555555534 Dr. med. Sigrun Krüger			Bearbeitung für
Arzt: JA B189999900 55555551 Dr. med. Justus ALBIS RH B189999900 555555515 Dr. med. Rhenus M B189999900 555555510 Dr. med. Mosela SK B18999900 555555534 Dr. med. Sigrun Krüger	gesamt / oder Filter nach Person	samt v	9
	Dr. med. Justus ALBIS Dr. med. Rhenus Dr. med. Mosela Dr. med. Sigrun Krüger	8189999900 55555501 818999900 55555555 818999900 555555515 818999900 555555510 8189999900 555555534	O Arzt: F
■ (N)BSNR: 189999900 ~		3999900 V) (N)BSNR:

6.4 Korrektur des GNR Zusatz FK 5002 - Art der Untersuchung

Unter gewissen Umständen kam es dazu, dass der GNR Zusatz FK 5002 Art der Untersuchung nicht korrekt in die Karteikarte und den Schein des Patienten übernommen wurde. Dies führte zu einem nicht korrekten Ausdruck des Zusatzes bei der Privatrechnung. Mit dem aktuellen CGM ALBIS Update Version Q2/2018 (12.90) haben wir dies korrigiert. Nach dem ersten Start von CGM ALBIS nach dem Update wird automatisch eine Korrektur der erfassten GNR Zusätze durchgeführt. Es erscheint folgende Anzeige:



Je nach Datenmenge kann dies einige Minuten dauern. Bitte beachten Sie, dass Sie den Korrekturlauf nicht abbrechen.





6.5 DALE-UV Aktualisierung der Stammdaten Q2/2018

Mit dem aktuellen Quartalsupdate werden folgende Änderungen in den Stammdaten der Berufsgenossenschaften ausgeliefert:

Art der Änderun 🔻	Änderung - IK - Naci	hfolg∉	g bi 💌 Name1	Name2	▼ Strasse ▼
Änderungen:	Liste 26.02.2018				
Änderung	26.02.2018 120291182	07.09.2011	Verwaltungs-BG	Hauptverwaltung	Massaguoipassage 1

6.6 Aktualisierter BG/UV GOÄ Stamm

Mit der Installation des CGM ALBIS Updates in der Version Q2/2018 (12.90), stehen Ihnen die Änderungen des GOÄ / DKG-NT / BG-UV-Stamms mit Stand 01.03.2018 zur Verfügung. Zur Aktualisierung rufen Sie bitte den Menüpunkt Stammdaten GOÄ Aktualisieren… auf und wählen den zu aktualisierenden Punkt z.B. GOÄ neu (ab 01.01.1996) oder BG/UV GOÄ (ab 01.05.2001) aus.

×





Aktu	alisierung GOÄ-Stamm	Х
We	Iche der GDÄ Stammdaten möchten Sie auf den aktuellen Stand bringen?	
0	GOÄ neu (ab 01.01.1996)	
Õ	GOĂ neu, inkl. Analog-Ziffern	
	3G/UV GOA (ab 01.05.2001)	
	······································	
	OK Abbruch	

Nach der Auswahl BG/UV GOÄ (ab 01.05.2001) erscheint zusätzlich die folgende Abfrage:

Aktualisierung GOÄ-Stamm	×
Wie führen Sie ihre berufsgenossenschaftliche Behandlung durch?	
⊖ in einer Krankenhausambulanz	
OK Abbruch	
Application	

Vor dem Starten der Aktualisierung erhalten Sie einen Dialog, in dem Sie Ihren Datenstand angezeigt bekommen und in dem Sie den Modus der Aktualisierung bestimmen können:

Alle Daten automatisch abgleichen

Alle Leistungsziffern, zu denen es eine Aktualisierung gibt, werden automatisch aktualisiert.

Einzelbestätigung bei selbst geänderten Ziffern

Bei Leistungsziffern, welche Sie in der Vergangenheit manuell verändert haben, erscheint folgender Dialog, der Ihnen die Aktualisierungen anzeigt. Sie können wählen, welche Daten aktualisiert werden sollen.





Originaldaten behalten In diesem Fall wird KEINE Aktualisierung durchgeführt.

Aktualisierung GOÄ-Stamm	×
Die aktuellen Daten der BG/UV GOÄ (ab 01.05.2001) vom 01.03.2018 liege Sie haben zuletzt mit dem Stand vom 20.09.2017 eine Aktualisierung durchg Sie können automatisch alle Daten der vorhandenen Ziffern abgleichen, eine Einzelbestätigung bei von Ihnen selbst geänderten Ziffern vornehmen oder Ib Originaldaten behalten. Bitte treffen Sie eine Auswahl.	n vor. jeführt. e nre
Alle Daten automatisch abgleichen.	
O Einzelbestätigung bei selbst geänderten Ziffern	
Originaldaten behalten	
OK <u>A</u> bbruch	

Bestätigen Sie Ihre Auswahl über den Druckknopf OK. Sie erhalten eine weitere Sicherheitsabfrage:

	ALBIS ×
<u>^</u>	Möchten Sie die Aktualisierung der Ziffern jetzt starten? Dieser Vorgang kann evtl. einige Minuten dauern!
	OK Abbrechen

Klicken Sie auf OK um die Aktualisierung zu starten. Bei Klick auf Abbrechen wird die Aktualisierung nicht durchgeführt.

Anmerkung zum Modus Einzelbestätigung bei selbst geänderten Ziffern: Haben Sie den Aktualisierungsmodus Einzelbestätigung bei selbst geänderten Ziffern gewählt, erscheint bei allen von Ihnen geänderten Ziffern ein Dialog, in dem Sie wählen können, welche Einträge aktualisiert werden sollen. In der Voreinstellung sind alle Daten der Ziffer angehakt und werden mit Klick auf OK entsprechend aktualisiert.





Abgleich GOÄ-Ziff	fern			Х
Die Daten einer vo Stammdaten erfolgt Überspringen. Möchten Sie nur be	n Ihnen bearbeiteten Gebührenziffer I t automatisch. Möchten Sie den Abgl estimmte Daten aktualisieren, wählen	haben sich ge eich dieser Zif Sie diese dur	sändert. Die Angleichung der ifer überspringen, so drücken Sie bitte ch Ankreuzen.	
	neue Daten		Ihre momentane Daten	
Ziffer:	2203		2203	
Text:	Wirbelgelenke, Einrenkung im Durchhang	√ >	Wirbelgelenke, Einrenkung im Durchhang	
Punkte/Betrag:	739	√ >	700	
Vollkosten:	63,48 EUR		60,00 EUR	
bes, Kosten:	0,00 EUR	⊻>	0,00 EUR	
allg. Kosten:	13,70 EUR		13,00 EUR	
gültig von:	01.01.2018		01.10.2017	
gültig bis:	31.12.2030		31.12.2030	
Begründung:	keine	⊻>	keine	
Uhrzeit:	keine	⊻>	keine	
Einschlüsse:	keine \sim	⊻>	keine \vee	
Ausschlüsse		√ >		
Faktorzuordnung		⊻>		
	<u> </u>	igen	Abbruch	

Alle anderen Leistungsziffern, zu denen es eine Aktualisierung gibt, werden ohne Abgleich Dialog automatisch aktualisiert.





6.7 CGM DMP-ASSIST

6.7.1 Geänderter Aufruf für den Versand

Mit dieser CGM ALBIS Version steht Ihnen ein geänderter Aufruf für den Versand Ihrer CGM DMP-ASSIST Dokumentationen zur Verfügung. Selbstverständlich können Sie Ihren CGM DMP-ASSIST auch weiterhin in der bisher gewohnten Variante aufrufen, um bspw. Ihren Versand durchzuführen, Ihre Recall-Liste zu bearbeiten oder die übrigen Funktionalitäten im Programm zu nutzen. Dieser Komplettaufruf ist von nun an nicht mehr bei jeder Dokumentation notwendig, sondern tatsächlich nur noch dann, wenn diese Funktionen aktuell benötigt werden. Für den Aufruf der klassischen Ansicht verwenden Sie bitte künftig den neuen Menüaufruf über Extern CGM DMP-ASSIST

 Abreennang Three R	
Arztbrief	
Grafischer Befund	
Medical Explorer	
Labor	+
Archivierungsmanager	
Hausbesuchsmodul	1
DALE-UV	•
ImpfDocNE 🗡	+
CGM DMP-ASSIST	

welches Sie über den Menüpunkt Ansicht Funktionsleiste, durch Setzen des Hakens bei

aktivieren können. Der CGM DMP-ASSIST startet wie zuvor als komplettes Programm. Hierbei gilt es lediglich zu beachten, dass Sie in der klassischen Ansicht nun keine Dokumentationen mehr erstellen können. Dies ist nur noch dem Schnellstart über das Karteikartenkürzel dmpas vorbehalten. Um dies sicherzustellen, sind die entsprechenden Druckknöpfe und Aufrufmöglichkeiten der Dokumentationserstellung in der klassischen Ansicht deaktiviert.



Synchronizing Healthcare

Stand April 2018

Seite 25 von 38

Medical

CompuGroup



6.7.2 Abgleich der Patientenakte mit der CGM DMP-Dokumentation

Die Funktion CGM DMP PLAUSICHECK prüft nach erfolgter CGM DMP-Dokumentation in CGM ALBIS die Plausibilität zwischen den Einträgen in der CGM DMP-Dokumentation und der zugehörigen Patientenakte. Sollte es zwischen den beiden Dokumentationen (Patientenakte und CGM DMP-Akte) Unplausibilitäten geben, erhalten Sie einen systemseitigen Hinweis. Durch die Plausibilitätsprüfung kann eine höhere Diagnosensicherheit entstehen, die Behandlungsqualität wird optimiert und die Therapieziele können besser erreicht werden. Es wird zu keinem Zeitpunkt in Ihre Therapiefreiheit eingegriffen.

Unterstützte eDMP Dokumentationen für den CGM DMP PLAUSICHECK sind derzeit:

- DMP Diabetes mellitus Typ 1
- DMP Diabetes mellitus Typ 2
- DMP KHK
- DMP COPD

Zudem ist ein Filter auf die Krankenkasse KKH implementiert. Das bedeutet, nur bei Versicherten dieser Krankenkasse kann eine CGM DMP PLAUSICHECK-Hinweismeldung erscheinen. Für die Umsetzung waren einige allgemeine Anpassungen notwendig, die wir Ihnen nachfolgend näher erläutern.

Erst mit Speichern und Verlassen der Dokumentation erhalten Sie die neue Plausibilitätsprüfung des CGM DMP-PLAUSICHECKs, sofern der Kostenträger des Patienten dies zulässt.

Mich Chagone DMP Kell DMP Kell Biotechart Herzkrankheit Begleterkranking Angina Pectoris Diabetes Mellitus Typ 1 DMP null Diabetes Mellitus Typ 1 kombinete Kategore Diabetisches UI COPP	us tief	eroung aleritenside ist für das laufende Quartal noch keine ungsreievarte DMP-Diagnose enthätten. Bitte prüfen Sodierung Ihrer Diagnosen:			
DMP COPD	•				
ICD / Bezeichnung J44.99					
Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet. FEV1 nicht näher bezeichnet J44.93					
Chronische obstruktive Lungenkrankheit, J44.92	nicht näher bezeichnet. FEV1 >= 70 % d	es Sollwertes			
Chronische obstruktive Lungenkrankheit, 144 91	nicht näher bezeichnet. FEV1 >= 50 % u	nd < 70 % des Sollwertes			
Chronische obstruktive Lungenkrankheit,	nicht näher bezeichnet: FEV1 >= 35 % u	nd < 50 % des Sollwertes			
J44.90					
Ausgewählt					





Mit Klick auf den Eintrag unter DMP/Angabe erhalten Sie im Feld Auslöser die Begründung, warum der Plausicheck aktiv wurde.

Auslöser Keine Diagnose in den medizinischen Daten zu: DMP COPD

Rechts daneben wird nochmals ausführlicher die Begründung unter Beschreibung erläutert. Wählen Sie bitte im Bereich <u>ICD/Bezeichnung</u> die Diagnose aus, welche Sie zu diesem Fall in die Karteikarte übergeben möchten.



Die Auswahl kann mittels Doppelklick auf die Diagnose oder mit Einfachklick auf das



erfolgen. Die Diagnose befindet sich anschließend unter Ausgewählt.

Ausgewählt
J44.89
Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet: FEV1 nicht näher bezeichnet

Bestätigen Sie im Anschluss bitte den Druckknopf Auswahl in das AIS übernehmen. Der Dialog schließt sich und die gewählte Diagnose wird in die Karteikarte des Patienten übernommen. Mit Klick auf Auswahl nicht in das AIS übernehmen, wird keine Diagnose in die Karteikarte des Patienten geschrieben – der Vorgang wird damit abgebrochen. Ihre erstellte Dokumentation ist von diesem Abbruch nicht betroffen, sondern bleibt gespeichert.

6.8 PRAXISWELT

Mit Einspielen des CGM ALBIS Updates steht Ihnen automatisch die neue Version der PRAXISWELT zur Verfügung. Aufrufen können Sie die PRAXISWELT über das Symbol Serversen.





6.9 RehaGuide - neue Daten

Mit dem aktuellen CGM ALBIS Update werden die Daten des RehaGuides automatisch auf den aktuellen Stand gebracht.

6.10 Verax-Liste - neue Daten

Mit Einspielen dieses CGM ALBIS Updates werden die neuen Verax-Daten automatisch für Sie aktualisiert.

Bei Verax handelt es sich um ein Verfahren, das es ermöglicht, Missbrauch von Versichertenkarten zu unterbinden. Weiter erlaubt es gleichzeitig den Zuzahlungsstatus der Versicherten zu ermitteln. Dies wird durch den von uns integrierten Datenstamm gewährleistet, in dem gesperrte Krankenkassenkarten und zuzahlungsbefreite Versicherte gelistet sind.

6.11 Hilfreiche Präparate-Informationen

Mit diesem Update stellen wir Ihnen wieder wichtige, patientennahe Präparat-Informationen zur Verfügung. Damit Sie diese umfassend nutzen können, finden Sie im Folgenden Erläuterungen, wie Sie unsere Zusatzfunktionen in Ihrem täglichen Arbeitsablauf unterstützen:

Patienteninformationen: Deutsch, Türkisch, Russisch

Die Patienteninfo ist ein toller Zusatznutzen für Arzt und Patienten!

Nicht nur die Diagnose, auch die gewählte Therapie ist oft erklärungsbedürftig. **Schriftliche Patienteninformationen** stellen sicher, dass die Patienten die gegebenen Informationen zu Hause nochmals in Ruhe nachlesen können. Bei ausgewählten Präparaten erhalten die Ärzte deshalb zum Zeitpunkt der Medikamentenauswahl die Information, dass zu diesem Präparat **Patienteninformationen** verfügbar sind. Da Ärzte international heilen, weisen **Landesflaggen** darauf hin, in welchen Sprachen die Patienteninformationen verfügbar sind. Diese können direkt im Patientengespräch aufgerufen, ausgedruckt und ausgehändigt werden. Für folgende Präparate haben wir in O2 (2018 Patienteninformationen bintorlogt:

Für folgende Präparate haben wir in Q2/ 2018 Patienteninformationen hinterlegt:



CompuGroup Medical

Synchronizing Healthcare

Stand April 2018

Seite 28 von 38



Hersteller	Präparat	PZN
Chiesi GmbH	Foster 100	00568172 / 06729452
Chiesi GmbH	Foster 200	11305435 / 11305441
Chiesi GmbH	Foster Nexthaler 200	11305464 / 11305470
Chiesi GmbH	Foster Nexthaler 100	09469098 / 09469106
Chiesi GmbH	Trimbow	12777343 / 12777395
Dr. R. Pfleger GmbH	Spasmex 5 mg	3758312 / 3758306
Dr. R. Pfleger GmbH	Spasmex 15 mg	3758335 / 3748532
Dr. R. Pfleger GmbH	Spasmex 20 mg	00557731 / 00558328
Dr. R. Pfleger GmbH	Spasmex 30 mg	0821659 / 0880099
Dr. R. Pfleger GmbH	Spasmex 45 mg	10088941 / 10088935
Berlin-Chemie	Brimica Genuair	09924119 /10744718 /10744724

6.12 CGM ASSIST

6.12.1 CGM-Assist - Neue Version 27736

Mit Einspielen der CGM ALBIS Version steht Ihnen automatisch die neue Version 27736 des CGM-ASSIST zur Verfügung.

6.12.2 Stoffwechselerkrankung cerebrotendinöse Xanthomatose (CTX) erkennen

Mit dem aktuellen Update unterstützt Sie eine CGM-ASSIST-Hinweismeldung dabei, die seltene Erkrankung CTX frühzeitig zu erkennen.







Die neurodegenerative Stoffwechselerkrankung CTX weist ein breites Spektrum an Symptomen auf, die meistens unspezifisch und in unterschiedlichen Kombinationen auftreten können. Die Meldung erscheint z.B. bei Patienten im Kindes- und Jugendalter, bei denen ein Katarakt in Kombination mit chronischem Durchfall, Epilepsie, psychiatrischen oder kognitiven Probleme dokumentiert wurden. In der CGM ALBIS PRAXISWELT können Sie sich über die entsprechenden Symptome, die Diagnosefindung und etwaige Therapiemöglichkeiten informieren. Die PRAXISWELT können Sie direkt aus der CGM ASSIST Meldung über den Druckknopf Arztinfo in PRAXISWELT aufrufen. Außerdem ist der

Aufruf unabhängig vom CGM ASSIST Hinweis über das Symbol Möglich. Die Informationen zur Stoffwechselerkrankung finden Sie über die Kachel Healthcare und anschließend unter CTX. In den CGM ASSIST Einstellungen können Sie durch Setzen des Hakens den Hinweis aktivieren und deaktivieren.

Hinweise Aufdrucke Systemeinstellungen	Die CGM eARECHNUNG ve	rhilft Ihnen zu
Kooperation Augen One AVA	mehr Komfort bei der Einre	ichung von
Rooperation Augen Ops AvA Patientenbegleitung Phauma Fins	hierbei um ein beschleunig	tes
Patientenbegleitung Phouma Eins	Erstattungsverfahren.	
dagnä: Immunschwächskrankhoit		
AXA Kooporation mit dagnä		
Statistik Card Trust	ŏ	
Hereditäres Angioödem Akutthera		
KKH Einschreibebinweis DMP (Di	ot O	
KKH Einschreibehinweis DMP (KI	O Patientenvorteil	
KKH Einschreibehinweis DMP (C	(1) Hinweis mit materie	llem Vorteil
KKH Einschreibehinweis DMP (Di	et. O Arbeitserleichterung	5
KKH Einschreibehinweis DMP (A	nma) 🗿 🛛 🔗 Verordnungsunterst	ützung
KKH Einschreibehinweis DMP (Br	stk 😡 💮 Studie und Wissenso	chaft
KKH - Diabetesvertrag	C ErfolgreicherArbeits	schritt
Arzteinschreibung für KKH Diabet	we O Cableshefter Arbeite	o o havitt
Stiftung Gesundheit	C Penternanter Arbeits	schnu
Update-News und Praxisservices	G Weis der HAVG	
Neue Antworten auf Kollegenfrage	SSC Hinweis über d. S3C	Schnittstelle
Neue Kollegenfragen		
Neue Kollegefragen und Antworter		
Fremdsprachige Norovirus-Merkbl	ter 😡	
Impfschutz verbessern	0	
Modul-Assistent	00	
Potenzial-Assistent	(9) =	
Projekt-Assistent		
Interapie-Assistent	0	
Dosierungshinweis Fentanyl-Pflas	r O	
Hinweis zu CIX	0	
Fentanyintiaster-Decherche	0	
	Å Å	
Verschreibungs Assistent	Erweiterte Nachrichten K	Configuration
Vertrage Assistent	 Meldungsfilter aktivi 	eren
	Sound absnielen	
Neue	nktionen Praxisweite Speicherung	

Unter dem Reiter Hinweise/Aufdrucke in der Kategorie Therapie-Assistent können Sie die CGM ASSIST Hinweise Hinweis zu CTX deaktivieren, indem Sie das Häkchen einfach herausnehmen. Die Hinweise erscheinen dann nicht mehr.





6.13 CGM CONNECT - Neue Version 2.0.25.0

Mit Einspielen der CGM ALBIS Version Q2/2018 (12.90) steht Ihnen automatisch die aktuelle CGM CONNECT Version (2.0.25.0) zur Verfügung.

6.14 Neue CGM LIFE Client Version 4.44.4

Sie erhalten mit diesem Update von CGM ALBIS automatisch die CGM LIFE Client Version 4.44.4. Die Aktualisierung des CGM LIFE Clients wird nach dem Update automatisch beim ersten Start von CGM ALBIS durchgeführt.

7 Externe Programme

7.1 ifap praxisCENTER[®]

Detaillierte Angaben zu den Programm-Modifikationen des ifap praxisCENTER[®] entnehmen Sie bitte der jeweiligen Programm-Dokumentation. Diese finden Sie im ifap praxisCENTER[®] über den Menüpunkt Hilfe Handbücher ifap praxisCENTER® 3 F1 Quartalsupdate Q2-2018.

7.1.1 Arzneimittelversorgungs-Wirtschaftlichkeitsgesetz - Neuregelungen und Erweiterungen zum 01.April 2018

Zum 1.April 2018 treten einige wichtige Neuregelungen und Erweiterungen des AVWG in Kraft. "Als Grundlage für eine wirtschaftliche Verordnungsweise haben die Kassenärztlichen Vereinigungen und die Kassenärztliche Bundesvereinigung sowie die Krankenkassen und ihre Verbände die Vertragsärzte auch vergleichend über preisgünstige verordnungsfähige Leistungen, einschließlich der jeweiligen Preise und Entgelte, zu informieren sowie nach dem allgemeinen anerkannten Stand der medizinischen Erkenntnisse Hinweise zu Indikation und therapeutischem Nutzen zu geben. Diese Informationen sind dem Arzt gemäß den Regelungen dieses Anforderungskatalogs in der Verordnungssoftware/Arzneimitteldatenbank in aktueller Form und vollständig zur Verfügung zu stellen" (Auszug AVWG 4.0).



Synchronizing Healthcare

Stand April 2018



Anzeige Nutzenbewertung und Praxisbesonderheiten:

Präparate zu denen ein Beschluss zur Nutzenbewertung nach §35a SGB V (Arzneimittelrichtlinie Anlage XII) vorliegt oder für die eine Praxisbesonderheit nach §130b SGB V vereinbart ist, werden im ifap praxisCENTER (ipC) gekennzeichnet. In der Hinweisspalte wird für die Nutzenbewertung das Kennzeichen "NB" und für die Praxisbesonderheit das Kennzeichen "PB" angezeigt. Bei der Verordnung werden im Hinweisdialog Begründungstexte mit Informationen zur Nutzenbewertung oder Praxisbesonderheit angezeigt. Zusätzlich sind die vom Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) und GKV-Spitzenverband bereitgestellten offiziellen Dokumente im Lieferumfang des ifap praxisCENTER enthalten und können über einen Link direkt geöffnet werden.

Änderungsliste für Hauslistenartikel:

Beim ersten Programmstart nach einem Update des ipC wird für alle Präparate in der Hausliste eine Änderungsliste, im Vergleich zum zuvor installierten Datenstand, erstellt. Die Änderungsliste wird in Form eines HTML automatisch im Standardbrowser des Systems geöffnet und in der Anwendung wird ein Hinweis angezeigt. Die Liste enthält pro PZN die ursprünglichen und neuen Werte der Attribute Handelsname, Preis, Festbetrag, Vertriebsstatus, Darreichungsform, Menge, Mengeneinheit, Normpackungsgröße, Merkmal Apothekenpflicht und Merkmal Verschreibungspflicht. Darüber hinaus werden gelöschte PZN ausgewiesen.

Aktualisierung des Datenstandes: 1 x monatlich:

Für die Software sind regelmäßig aktualisierte Arzneimittelstammdaten bereitzustellen. Durch die regelmäßigen Updates wird gewährleistet, dass sämtliche Arzneimittelstammdaten auf dem zum Zeitpunkt des Updates aktuellen Stand der veröffentlichten Angaben der pharmazeutischen Unternehmer nach § 131 Abs. 4 SGB V dargestellt sind. Bitte beachten Sie, dass für ipC bereits seit Längerem die Möglichkeit besteht, 14-tägig Datenaktualisierungen durchzuführen. Diesen Vorgang können Sie manuell im ipC durchführen.

Starten Sie dazu ifap praxisCENTER und gehen Sie folgendermaßen vor:

- Mit Klick auf den Druckknopf Info 🛄 wählen Sie den Menüpunkt Update starten aus.
- Das Programm stellt automatisch die Verbindung zur Website her.
- Hier wird Ihnen die bereits installierte und die aktuell zur Verfügung stehende Version angezeigt.
- Klicken Sie auf den angezeigten Link und führen den Updateprozess durch.
- Das Setup wird automatisch heruntergeladen und im Download-Verzeichnis gespeichert. Führen Sie bitte an dem Speicherort das Setup aus.
- Folgen Sie den Anweisungen am Bildschirm.
- Hinweis: Bitte schließen Sie CGM ALBIS und das ifap praxisCENTER[®] vor der Installation.

Sie können sich den Hinweis auf ein vorliegendes Online-Update auch direkt über das Programm ifap praxisCENTER anzeigen lassen.





Hierzu wählen Sie bitte den Menüpunkt Extras Optionen aus:

-	11			MORTO INCOM	
Datei	Recherchen	Sortieren nach	Rezept	Extras	Hilfe

Klicken Sie nun auf den Reiter Update und setzen Sie einen Haken bei Automatische Updatesuche und bestätigen dies anschließend mit dem Druckknopf Übernehmen und OK.

Algemein	Ansichit	Farben	Hausiste	Pravis/Patient	eninformationen	Update	Warnmeldungen	itbonus
Auto	natische L	kidatesus	the Ver	bindung prüfen				
Internet-	Proxy yserver fü	r Internet	Zugang ve	rwenden	•			
Provyse	eaungen a	us den In	ternet-Opti	Port				

Von nun an erhalten Sie folgende Hinweise direkt in Ihrer Datenbank angezeigt:



ifap praxisCENTER®: Hinweis auf vorrangige Verordnung von äquivalenten OTC-Präparaten:

Gemäß §12 Abs. 11 Arzneimittelrichtlinie kann die Verordnung eines verschreibungspflichtigen Arzneimittels unwirtschaftlich sein, wenn äquivalente, nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel zur Behandlung zur Verfügung stehen. Das apothekenpflichtige Arzneimittel ist vorrangig zu verordnen. Im ifap praxisCENTER wird bei der Verordnung von verschreibungspflichtigen Arzneimitteln nun ein entsprechender Hinweis angezeigt, wenn ein, hinsichtlich Wirkstoff, Wirkstärke und Packungsgröße äquivalentes, OTC-Präparat verfügbar ist.





7.1.2 ifap praxisCENTER[®] - ifap praxisCENTER[®] - Neue Version 3.26.0.4606

Mit diesem CGM ALBIS Update steht Ihnen automatisch die ifap praxisCENTER Version 3.26.0.4606 mit dem Datenstand 01.03.2018 zur Verfügung.

7.2 Impfplaner - Anbindung des ImpfDocNE

Um Ihnen die Wahl zu lassen welchen Impfplaner Sie in Ihrer Praxis verwenden wollen, haben wir neben dem WKB Impfmodul nun auch die Anbindung an ImpfDocNE der Gesellschaft zu Förderung der Impfmedizin mbH (GZIM) umgesetzt. Eine Anleitung zur Bedienung des ImpfDocNE finden Sie unter ? Infoseiten Dokumentationen ImpfDocNE Gebrauchsanweisung. Für eine Bestellung des Programms wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen CGM ALBIS Vertriebs- und Servicepartner.

1						Ir	npf	locN	E									×
the.	A A	Ω	Albinus, San 05.04.1979	ah 🖊 (38.)ahre alt)	 Ø 1 Ø GKV 	1	2 1	lans-B	ockier	dtrate	5				۲	•		0
- SITZUNG			Impfpass-Eintri	aget vollständig													1	
i 🖍 impfstgtu	8		Ganishair	let the interfered		1947		Indiki	atione	n	Planung		Impfar	amnese				
> T impipian			Terenue	Enormix Bala		-	ĸ	i s	1 8	B P	ab 21 12 2022	23.06.2017	23.08.2017	21 12 2011				
Stgunger	5		Tehebaste	Beautic Bala		-						E 23.06.2017	23.05.2017	25.12.2017				
LAGER			india.	- Recentry Palia		ath					ab 21 06 2019	23.06.2017	21.12.2017	et.te.evit				
	1		- units	- Description Partie		-					0011302010	22 06 3047	24.42.2017					
Opersicht			Harero	= ProOuad								23.06.2017	21 12 2017					
🖕 igventur			viasier m	= nucleus				m				C 22 04 2017	A1.12-2017					-
Regept sc	threiben		numps	ProQued								23.06.2017	21.12.2017					20
• 🏚 Eingang e	erlassen		losen las	Proyund								23,00,2017	£1,12,2V17				0	8
> Erotokolie			anzenen	Proyuna		-						21.12.2017					0	20
SŢATISTIK			meumo	Pheumovax 23		-		- UU			80 23 00 2023	10 23-06-2017						
and the			nfluenza	Afluria				• UI			ab 01.09.2018	21.12.2017						20
BECALL			Gefährstanzog	ter Lipeston	Talko Reia	100		Poste		uen A	lotzen							
INFORMATIONS	SDIENST	-	Cutobuch and								225-00							
		70	Chronische Kre	islauderkran_ 🐴	0.09.2013	bis			Folge	ende In	spfungen werder	empfohlen:						
VERWALTUNG										• Infla • Poe	umo.							
HILFE																		
				.	an diree		ŏsch											
				T	annagen	H 1	uschi											

7.3 WKB Impfmodul -- Neues Update 2018.2

Mit der CGM ALBIS Version Q2/2018 (12.90) steht Ihnen automatisch das Update für die neue WKB Impfmodul Version 2018.2 zur Verfügung.





8 KBV Änderungen

8.1 Änderung der Bedruckungsvorschriften im Personalienfeld (Leerzeichen zw. Statusangaben) zum 01.07.2018

Ab dem 1. Juli 2018 wird die Bedruckung des Statusfeldes im Personalienfeld aller KBV Muster geändert. Um Fehler beim automatischen Einlesen von Formularen vorzubeugen, werden die Leerzeichen zwischen den Statusangaben jeweils durch das Zeichen "0" ersetzt. Ist ein Status nicht vorhanden (beispielsweise: "keine Teilnahme an einem DMP", "ASV Kennzeichen"), wird diese Stelle ebenfalls mit einer "0" belegt. Diese Anpassungen sind ab dem 01.07.2018, nach Einspielen des CGM ALBIS Updates integriert.

Beispiel, siehe Status (Mitglied, Personengruppe SVA, DMP Kennzeichen COPD, ASV-ID) bis 30.06.2018:

Kartenträgerkennung	Versicherten-Nr.	Statur
109303301	109303301	1761
Botriobertätton-Nr.	Arzt-Nr.	Datum
181111100	776299002	☑ 02.03.2018

Beispiel, siehe Status (Mitglied, Personengruppe SVA, DMP Kennzeichen COPD, ASV-ID) ab 01.07.2018:

Kartenträgerkennung	Verricherten-Nr.	Statur
109303301	109303301	1070601
Botriobertätton-Nr.	Arxt-Nr.	Datum
181111100	776299002	☑ 01.07.2018

8.2 Ausstellungsdatum bei der Scheinanlage Laboruntersuchung erfassen

Beim Anlegen eines Überweisungsschein Laboruntersuchung (Scheinuntergruppe 27) oder Laboruntersuchung LG (Scheinuntergruppe 28) ist die Angabe des Ausstellungsdatums Pflicht, um dieses bei der Abrechnung zu übermitteln. Wurde kein Ausstellungsdatum erfasst, erscheint daher bei der Anlage des Scheins folgende Hinweismeldung:







Beim Betätigen des Druckknopfes Ja wird das Feld Ausstellungsdatum selektiert, so dass Sie direkt die Erfassung vornehmen können. Beim Betätigen des Druckknopfes Nein wird der Schein ohne Ausstellungsdatum angelegt und das Feld muss zu einem späteren Zeitpunkt nachgetragen werden. Wurde das Ausstellungsdatum nicht erfasst, erzeugt das KBV Prüfmodul eine Warnung, welche vor der Abrechnung korrigiert werden sollte.

KVDT-R405 (W/73) Hat die Scheinuntergruppe (FK 4239) einen Wert gleich 27 oder 28, dann muss das Feld 4102 vorhanden sein.

8.3 Stammdaten / Softwaremodule der KBV

Folgende aktualisierte Stammdaten sowie Softwaremodule der KBV stehen Ihnen mit dem CGM ALBIS Update zur Verfügung:

- SDAV (Arztstammdatei) für das Quartal 2/2018
- SDKV (KV Spezifika für die GKV-Abrechnung) für das Quartal 2/2018
- SDPLZ (Postleitzahlstammdatei) für das Quartal 2/2018
- SDKT (Kostenträgerstammdatei) für das Quartal 2/2018
- KVDT Prüfmodul für das Quartal 2/2018
- OMIM Stamm für das Quartal 2/2018
- Kryptomodul für das Quartal 2/2018
- Neue Öffentliche Schlüssel 2/2018

8.4 Früherkennungs-Koloskopie - Aktuelle Änderungen der KBV

Mit diesem Update erhalten Sie die aktuellen Änderungen der KBV für die elektronische Abrechnung der Früherkennungs-Koloskopie Dokumentationen für das Quartal 2/2018 sowie ein entsprechendes Prüfmodul.





8.5 Hautkrebs-Screening - Aktuelle Änderungen der KBV

Mit diesem Update erhalten Sie die aktuellen Änderungen der KBV für die elektronische Abrechnung der Hautkrebs-Screening Dokumentationen für das Quartal 2/2018 sowie ein entsprechendes Prüfmodul.

8.6 CGM BMP KBV Änderungen

8.6.1 CGM BMP Änderungen am Feld Dosiereinheit

Aufgrund einer Ergänzung der KBV-Spezifikation ist das Feld Dosiereinheit kein Pflichtfeld mehr, selbst wenn Dosierangaben vorhanden sind. Die Validierungsprüfung im CGM BMP wurde entsprechend angepasst und behandelt die Dosiereinheit nun als optionales Feld. Das Speichern bzw. Drucken ist somit auch bei fehlender Dosiereinheit möglich.

8.6.2 CGM BMP - Ergänzung des Dosierschemas

Die KBV-Spezifikation schreibt für den CGM BMP vor, dass leere Felder im strukturierten Dosierschema beim Ausdruck automatisch mit Nullen befüllt werden müssen. Damit die Anzeige im CGM BMP dem Ausdruck entspricht haben wir folgende Regeln implementiert:

- Beim Öffnen oder Einscannen eines Plans werden alle Dosierfelder, die nicht befüllt sind, mit 0 aufgefüllt, so dass die Darstellung in der Software dem ausgedruckten Plan entspricht.
- Beim Hinzufügen von Präparaten in den Plan zum Beispiel nach Recherche im ifap praxisCENTER oder durch Auswahl im Dialog Medikation übernehmen - werden leere Dosierfelder mit 0 befüllt, wenn für das Präparat schon vor der Übernahme mindestens eine Dosierangabe vorhanden ist. Ist beispielsweise mittags = 1 angegeben, werden die Dosierangaben morgens, abends und zur Nacht auf 0 gesetzt.
- Eine automatische Befüllung erfolgt außerdem bei Bearbeitung einer Zeile in der Anwendungsoberfläche. Ist mindestens ein Dosierfeld mit einem Wert größer Null befüllt, werden beim Verlassen bzw. Wechseln der Zeile die restlichen leeren Dosierfelder mit 0 aufgefüllt.









8.7 Krankenkassen mit geänderter Abrechnungs VKNR

Mit dem Einspielen des CGM ALBIS Updates erhalten Sie den gültigen Kostenträgerstamm. Bei einem späteren Einspielen des CGM ALBIS Updates kann es zu Differenzen bei den Kostenträgern kommen, wenn diese z.B. fusioniert sind und eine andere VKNR zur Abrechnung bestimmt wurde. Über Optionen Wartung Korrektur VKNR mit Fusion haben Sie die Möglichkeit, für das aktuelle Quartal einen Korrekturlauf zu starten, welcher die erfassten Kassendaten mit dem aktuellen Kostenträgerstamm abgleicht und ggf. korrigiert.

ALBIS	>	×
?	Möchten Sie den Korrekturlauf der VKNR für Quartal 1/18 jetzt durchführen?	
	<u>J</u> a <u>N</u> ein	
Bitte wart	en	
	Korrigiere VKNR in patchip.dbf	
	59%	

