

Enthaltene Programmänderungen
CGM ALBIS
Version Q2/2020 (20.20)

INHALT

1	Aus aktuellem Anlass: Informationen zu Corona	5
2	Farbige Darstellung im Laborblatt optional	6
3	Anwenderwünsche	8
3.1	Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (AU - Muster 1a) Karteikarten Eintrag erweitert	8
3.1.1	Angepasste Inhalte in der Übersicht	8
3.2	Gruppenfilter für Standards in den Formularen	9
3.2.1	Neuer Dialog zur Anlage von Standards	11
3.2.2	Einstellungen für den Gruppenfilter	13
3.3	Anzeige der Betriebsstätten Nummer bei "Abrechnung vorbereiten"	15
3.3.1	Ungültige Betriebsstätten	15
3.3.2	Vorselektion der Betriebsstätte	15
3.4	HPV-HR Testergebnis ausgeschrieben	17
3.5	Inaktive Arztkürzel Scheinrückseite Privatrechnung	18
3.6	Konfiguration zur Verwendung des internen Nachrichtensystems für Terminal-Server erweitert	19
3.7	Neuerungen: Hausärztliche Vertragsgemeinschaft und MEDIVERBUND	19
3.7.1	Elektronische Arztvernetzung in Baden-Württemberg - Start mit den ersten beiden Komponenten, der elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (eAU) und dem eArztbrief	19
3.7.2	Vertragsregion Brandenburg: TK HzV kommt dazu. Bei BKK GWQ und spectrumK ab jetzt Start der Dokumentation und Versand der Abrechnungsdaten	20
3.7.3	Erweiterung der parallelen Online- und Offline-Versicherteneinschreibung	20
3.7.4	Neuer Facharztvertrag für Nephrologie	21
3.7.5	Fusion der Verträge BKK AESCULAP und BKK B. BRAUN MELSUNGEN AG	21
4	Telematikinfrastruktur	21
4.1	Telematikinfrastruktur - Informationen zur Sicherheit	21
4.1.1	Erste medizinische Mehrwertanwendung: eMP- und NFDM-Potenzialrechner	21
4.1.2	Updates zu TI-Komponenten	21
4.1.3	Wichtige Telefonnummern und Websites für TI-Anwender	22
4.2	2020-Q2 Statusermittler für die TI Funktionalität lokal deaktivieren	22
5	Formulare	23
5.1	KBV Anpassungen Muster 61 A-D Quartal Q2/2020	23
5.2	Krebsvorsorge Muster 39 alte Daten	24
6	DALE-UV	26
6.1	Neue DALE-UV Version 19.4.01	26
7	CGM ALBIS.YOU	26

7.1	ALBIS.YOU - Fehlerbehebung im Wartezimmer	26
7.2	CGM ALBIS.YOU Neue Kachel "Termine"	26
7.3	CGM ALBIS.YOU Toolbar Symbole eArztbrief und Chat.....	26
8	CLICKDOC	27
8.1	CLICKDOCpro - Benutzer zu weiteren Betriebsstätten zuordnen.....	27
8.2	CLICKDOCpro - Fortschrittsanzeige während der Synchronisierung	31
8.3	CLICKDOCpro TERMINERINNERUNG - Einstellung von Zeiträumen	32
8.4	CLICKDOCpro TERMINERINNERUNG - Terminerinnerungseinstellung nur für Patienten ohne online gebuchten Termin möglich	33
8.5	Elektronische Videosprechstunde wird zu CLICKDOC VIDEOSPRECHSTUNDE	33
9	Verschiedenes	34
9.1	Abrechnung vorbereiten "Nur ausgewählte Erfasser in Abrechnung übernehmen"	34
9.2	Arzneimittelkonto - Darstellung der Toolbar.....	35
9.3	Aufdruck der Geschlechtskennzeichnung auf Laborüberweisung (Muster 10a) nicht korrekt. 35	
9.4	Bemerkungsfeld leer bei Onlinetermin-Anfragen über CGM eSERVICES und CLICKDOC.....	36
9.5	CGM ALBIS friert ein bei Rezepten	36
9.6	CGM Assist Meldungen.....	37
9.6.1	Leitlinien Informationen zur Diagnostik der pulmonalen arteriellen Hypertonie.....	37
9.6.2	Deaktivierung von CGM ASSIST Meldungen	38
9.7	CGM CLICKBOX Registrierung	38
9.8	eSERVICES - automatische Annahme von freien Terminanfragen	38
9.9	Fehlende Bedruckung des Feldes Einschränkungen bei Muster 12	39
9.10	Formular AU Feld Sonstige	39
9.11	Freie Statistik beim Aufruf über Funktionsleiste	39
9.12	Hilfreiche Präparate-Informationen Q2/2020	40
9.12.1	Patienteninformationen: Deutsch, Türkisch, Russisch	40
9.13	Keine Diagnosenübernahme bei BFB Druck auf Abrechnungsschein (Muster 5).....	41
9.14	Meldung bei Heilmittelformularen Muster 13, 14 und 18	41
9.15	Muster 65a falsche Schreibweise	42
9.16	Neuen Textbaustein anlegen bei Muster 10.....	42
9.17	Rechnungsdatenexport - Einstellung eigener Pfad.....	43
9.18	RehaGuide - neue Daten Q2-2020.....	43
9.19	Seitenvorschau bei Privatrechnungen	44
9.20	Speichern des Gruppenfilters in den Textvorlagen	44
9.21	Textkürzungsdialog auf Muster 1 - Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung.....	45
9.22	Verbesserung der Geschwindigkeit beim Aufruf der kleinen Diagnosenliste	45
10	Externe Programme.....	46
10.1	Aktuelle Statistiken für eine bessere Gesundheitsversorgung von docmetric.....	46
10.1.1	docmetric Monitor	46

10.1.2	Teilnahme entziehen	49
10.1.3	CGM BENCHMARKS.....	50
10.2	ifap praxisCENTER®: Neuerungen	52
10.2.1	Neues Fernwartungstool: AnyDesk	52
10.2.2	Neue ICD- und ATC-Codes	53
10.2.3	ifap Update-News & Online-Update	53
10.3	ImpfDocNE - aktuelle Version 3.8.2 Q2-2020	53
10.4	Neue Version ipC Version 3.34.0.4705	55
10.5	WKB Impfmodul - Update und Erstinstallation (2020.2)	55
10.5.1	Vorhandene WKB Impfmodul Installation - Update 2020.2.....	55
10.5.2	Erstinstallation WKB Impfmodul	56
11	KBV Änderungen	57
11.1	Bundeseinheitliche Heilmittelpreise - Entscheiden Sie selbst ob Sie die neuen Bundeseinheitlichen Preise verwenden möchten	57
11.2	Regelwerksprüfung für den Zuschlag Termin Service Stelle (TSS) beim Hausarzt.....	57
11.3	Übernahme der gynäkologischen Diagnose (FK 7423) auf den Überweisungsschein Auftragsleistung	58
11.4	BFB-Formulare leer drucken	59
11.5	Stammdaten / Softwaremodule der KBV Q2-2020.....	61
11.6	Hautkrebs-Screening - Aktuelle Änderungen der KBV Q2-2020.....	62
11.7	Krebsvorsorge Muster 39 - Übernahme Auftrag aus Überweisungsschein	62
11.8	Zeitstatistik - kalkulatorische Zeiten für psychotherapeutische Leistungen	63

1 Aus aktuellem Anlass: Informationen zu Corona

Wie Sie unweigerlich wissen, bereitet sich das Corona Virus immer schneller aus. Dies wird nicht nur die Gesellschaft, sondern vermutlich ins Besondere Sie und Ihr Praxisteam vor große Herausforderungen stellen.

Um Sie Vorort zu unterstützen bietet Ihnen die CGM in dieser Krisenzeit die CLICKDOC Videosprechstunde bis auf Weiteres kostenlos an. Sie brauchen sich dazu nur anzumelden.

Weitere Informationen zur Aktion und der Registrierung halten Sie unter:

https://www.cgm.com/de/corona/kostenlose_clickdoc_videosprechstunde.de.jsp

Darüber hinaus möchten wir Sie noch auf einige abrechnungsrelevante Informationen in diesem Kontext hinweisen.

Alle Leistungen für die Behandlung von Corona-Patienten erfolgen extrabudgetär. Seit dem 01.02.2020 können die Fälle mit der GOP 88240 gekennzeichnet werden.

Für Videosprechstunden zahlt die GKV seit dem 01.10.2019 eine Anschubfinanzierung von knapp 10€ (GOP 01451 – 9,95€) für bis zu 50 Videosprechstunden im Quartal. Für Unbekannte Patienten kann ebenfalls noch ein Zuschlag für die Authentifizierung angerechnet werden (GOP 14444 – 1,08€). Ein Technik- und Förderzuschlag (GOP 01450 – 4,33€) kann neben die Grund-, Versicherten- oder Konsiliarpauschale ebenfalls angesetzt werden, das Maximum beträgt pro Quartal 205,52€.

Wichtige Sonderregelung der KBV für das Q2 / 20: Videosprechstunden unbegrenzt möglich - Fallzahl und Leistungsmenge nicht limitiert https://www.kbv.de/html/1150_44943.php

Weitere Informationen zur Vergütung von Videosprechstunden finden Sie bei der KBV unter <https://www.kbv.de/html/videosprechstunde.php>

Wichtiger Hinweis

Das Anklicken solcher Verknüpfungen (wie z.B. <https://www.kbv.de/html/videosprechstunde.php>) führt – sofern vorhanden und korrekt konfiguriert – ggf. zum Aufbau einer Internetverbindung und zum Start eines Internetbrowsers. Bei Internetverbindungen beachten Sie bitte die Einhaltung notwendiger Sicherheitsmaßnahmen.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen CGM ALBIS Vertriebs- und Servicepartner und der Ihnen bekannten Hotline Nummer.

2 Farbige Darstellung im Laborblatt optional


Am 25.05.2020 endet die Übergangsfrist und die EU-Medizinprodukte-Verordnung (MDR) 2017/745 tritt flächendeckend in Kraft. CGM ALBIS bietet mit dem Laborblatt und dem Laborbuch eine Informations- und Dokumentationsunterstützung. Zum Zweck der verbesserten Übersichtlichkeit und/oder Verschönerung der Darstellung der von Ihnen erfassten oder abgerufenen Laborwerte, können Sie nach Einspielen des aktuellen CGM ALBIS Update 20.20 folgende Einstellungen vornehmen:




Nach Einspielen des aktuellen CGM ALBIS Update 20.20 erscheint beim Öffnen vom Laborbuch



oder Laborblatt an jedem Arbeitsplatz folgende Hinweismeldung:




Durch Einspielen des Updates wird unter Optionen Labor... im Register **Laborblatt** die Auswahlliste Pathologische Werte farbige darstellen deaktiviert.




Die gezeigte Meldung nimmt Einfluss auf diese Option.

- Wird die Meldung mit Ja beantwortet, so werden pathologische Werte im Laborblatt eines Patienten farbige dargestellt. Die Meldung erscheint beim Öffnen von Laborbuch und Laborblatt nicht mehr.



Hepatitis B Antigen	36,2-96	Einheit	47,12
Quick	8-15	Einheit	2,5 (-)
Chlamydien			Chlamyd

- Wird die Meldung mit Nein beantwortet, so bleibt die Option deaktiviert und pathologische Werte im Laborblatt, werden schwarz dargestellt. Die Meldung erscheint beim Öffnen von Laborbuch und Laborblatt nicht mehr.



Hepatitis B Antigen	36.2-96	Einheit	47.12.15
Quick	8-15	Einheit	2.5 (-) 15
Chlamydien			Chlamyd 15

- Wird bei der Meldung `Abbrechen` gewählt, bleibt die Option ebenfalls deaktiviert und pathologische Werte im Laborblatt, werden schwarz dargestellt. Die Meldung wird beim nächsten Öffnen von Laborbuch oder Laborblatt wieder angezeigt, bis die Meldung mit `Ja` oder `Nein` beantwortet wurde.
- Alternativ, kann die Auswahlliste auch manuell gesetzt werden, die Hinweismeldung wird auch dann nicht mehr angezeigt.

Die unveränderte oder zu Zwecken der Übersichtlichkeit und/oder Verschönerung veränderte Darstellung von durch den Anwender erfassten oder abgerufenen Informationen, dient lediglich Dokumentationszwecken und sind nicht für die Befundung bestimmt! Sie können die Einstellungen nachträglich unter `Optionen Labor...` im Register **Laborblatt** wieder ändern.

3 Anwenderwünsche

3.1 Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (AU - Muster 1a) Karteikarten Eintrag erweitert

Mit Einspielen des CGM ALBIS Update 20.20 werden die Karteikarteneinträge des Muster 1a (AU) überarbeitet. Der Karteikarteneintrag enthält nun die auf dem Muster 1a hinterlegten ICD 10 Codes. Des Weiteren wurden die bisherigen Inhalte des Eintrages angepasst. Die bereits vor Einspielen des Updates erfassten Karteikarteneinträge werden nicht aktualisiert.

Die überarbeiteten Karteikarteneinträge gelten für die folgenden Formulare:

- Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung Muster 1a (AU)
- elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (eAU) der BKK Linde
- elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (eAU) der AOK Baden-Württemberg im Rahmen der elektronischen Arztvernetzung (eAV)

3.1.1 Angepasste Inhalte in der Übersicht

alter Eintrag	neuer Eintrag
1 Tag / 3 Tage	1 T / 3 T
03.03.2020 bis 04.03.2020	03.03.2020 - 04.03.2020
Erstbescheinigung	Erst
Folgebescheinigung	Folge
Folge- und Endbescheinigung	End

3.1.1.1 Beispiele für neue Einträge

Erstbescheinigung

fau	5 T, 03.03.2020 - 07.03.2020 (Erst), {M60.81BG}; {M60.01RG}; {M60.2...
-----	--

Folgebescheinigung

fau	4 T, 03.03.2020 - 06.03.2020 (Folge), {M60.81BG}; {M60.01RG}; {M60....
-----	--

Folge- und Endbescheinigung

fau	3 T, 03.03.2020 - 05.03.2020 (End), {M60.81BG}; {M60.01RG}; {M60.21...
-----	--

Die drei Punkte am Ende des Eintrages zeigen, dass der Eintrag gekürzt wurde. Der Eintrag ist auf 70 Zeichen begrenzt und kann nicht erweitert dargestellt werden.

fau	5 T, 03.03.2020 - 07.03.2020 (Erst), {M60.81BG}; {M60.01RG}; {M60.2...
-----	--

3.2 Gruppenfilter für Standards in den Formularen

In der aktuellen CGM ALBIS Version haben wir in allen Formularen, bei denen über die Schaltfläche Standard ein Standard angelegt werden kann, den Gruppenfilter eingebaut.

Alte Ansicht:

Muster 6 (10.2019), Überweisung für <Albinus, Sarah> ausstellen

0 Neu/Leer 1 Gynäkologie 2 Radiologie 3 Augenheilkunde

Krankenkasse bzw. Kartenträger		
Techniker Krankenkasse 51		
Name, Vorname der Versicherten		
Albinus	geb. am	
Sarah	05.04.1979	
Hans-Böckler-Straße 5		
D 56566 Neuwied		
WK gültig bis		
05/22		
Kartenträgerkennung	Versicherten-Nr.	Stempel
104077501	A157824592	10000000
Betriebsstätten-Nr.	Arzt-Nr.	Datum
189999900	999999901	<input checked="" type="checkbox"/> 16.03.2020

Geschlecht w m abs. div. Quartal: 1/20

Kurativ Präventiv beleg.Beh.

Überweisung an:

Arbeitsunfall

eingeschränkter Leistungsanspruch gemäß §16

Behandl. gemäß §116b

Diagnose /Verdachtsdiagnose:

Befund/Medikation:

Auftrag:

AU bescheinigt bis:

Ausführung von Auftragsleistung(en)

Unfall, Unfallfolgen

Konsiliaruntersuchung

Mit-/Weiterbehandlung

Datum der OP:

Drucken Spooler Speichern Abbruch Standard Alte Daten

Neue Ansicht:

Gruppenfilter: Alle anzeigen

0 Neu / Leer
1 Dermatologie
2 Radiologie
2 Chirurgie
3 Gynäkologie
8 Dermatologie

Muster 6 (10.2019), Überweisung für <Albinus, Sarah> ausstellen

Krankenkasse/Ins.Kartenbieter: **Techniker Krankenkasse 51**

Haus, Vorname, Nachname: **Albinus Sarah** geb. am: **05.04.1979**

Hans-Böckler-Straße 5 Wohnort: **05/22**

D 56566 Heuwied

Kartennummer: **104077501** | Versicherten-Nr.: **A157824592** | **1000000**

Einwohner-Nr.: **181111100** | Arzt-Nr.: **999999901** | Datum: **13.03.2020**

Geschlecht: w m abs. div. **Quantal: 1/20**

Kurativ Präventiv beleg Beh.

Überweisung an:

Arbeitsunfall **AU bescheinigt bis:**

eingeschränkter Leistungsanspruch gemäß §16 Ausführung von Auftragsleistung(en)

Behandl. gemäß §16b Unfall, Unfallfolgen Konsiliaruntersuchung **Datum der OP:**

Mik-/Venerbehandlung

Diagnose / Verdachtsdiagnose:

Befund/Medikation:

Auftrag:

Drucken Spooler Speichern Abbruch Standard Alte Daten

Künftig werden die angelegten Standards nicht mehr oben im Formular angezeigt, sondern links in einem ausklappbaren Fenster. Dieses ist beim Formularaufruf immer geöffnet, sobald ein Standard in der aufgerufenen Gruppe vorhanden ist. Wurde kein Standard angelegt, ist das Fenster beim Öffnen des Formulars geschlossen. Standards, die vor dem Update angelegt wurden, werden automatisch in die neue Ansicht übernommen und können weiter wie gewohnt genutzt werden.

Muster 6 (10.2019), Überweisung für <Albinus, Sarah> ausstellen

Krankenkasse bzw. Kartenträger		
Techniker Krankenkasse 51		
Name, Vorname des Versicherten		
Albinus	geb. am	05.04.1979
Sarah		WK gültig bis
Hans-Böckler-Straße 5		05/22
D 56566 Neuwied		
Kartenträgerkennung	Versicherten-Nr.	Status
104077501	A157824592	1000000
Beitragskürzen-Nr.	Arzt-Nr.	Datum
181111100	999999901	<input checked="" type="checkbox"/> 13.03.2020

Geschlecht: w m abs. div. Quartal: 1/20

Kurativ Präventiv beleg Beh.

Überweisung an:

Arbeitsunfall **AU bescheinigt bis:**

eingeschränkter Leistungsanspruch gemäß §16 Ausführung von Auftragsleistung(en)

Behandl. gemäß §116b Unfall, Unfallfolgen

Konsiliaruntersuchung **Datum der OP:**

Mit-/Weiterbehandlung

Diagnose / Verdachtsdiagnose:

Befund/Medikation:

Auftrag:

Drucken Spooler Speichern Abbruch Standard Alte Daten

3.2.1 Neuer Dialog zur Anlage von Standards

Alter Dialog:

Standard für Formulare bearbeiten

Sie hinterlegen die erfassten Werte jetzt als Standard in der gewählten Registerkarte.

Bezeichnung des Standards in der Registerkarte:

Diagnosenübernahme aus Optionen / Formulare

Register an Anfang stellen

OK Abbrechen

Neuer Dialog:

Standard für Formulare bearbeiten

Sie hinterlegen die erfassten Werte jetzt als Standard.

Bezeichnung: Tastenkürzel:

Diagnosenübernahme aus Optionen / Formulare

Standard am Anfang einfügen

Gruppierung:

Sono

Labor

Vorsorgen


Anmeldung

OK Abbrechen

Der Dialog zur Anlage eines Standards wurde erweitert. Zum einen können Standards künftig direkt Gruppen zugeordnet werden. Hierzu werden Ihnen im unteren Teil des Dialogs, die von Ihnen angelegten Praxisgruppen angezeigt. Setzen Sie nun den Schalter bei einer der Gruppen, so wird Ihnen Ihr Standard nur angezeigt, wenn Sie im Gruppenfilter die korrekte Praxisgruppe oder die Funktion *Alle Anzeigen* gewählt haben. Eine Mehrfachauswahl der Praxisgruppen ist ebenfalls möglich.

Des Weiteren ist die Vergabe eines Tastenkürzel für eine schnellere Auswahl möglich. Hierfür tragen Sie bitte im Textfeld im Bereich **Bezeichnung** den Namen des Standards ein, und wählen in der Auswahlliste *Tastenkürzel*, die gewünschte Tastenkombination aus. Haben Sie Ihrem Standard ein Tastenkürzel (Alt 1-9) zugeordnet, können Sie beim erneuten Aufruf dieses Formulars die passende Kombination direkt drücken und Ihr Formular wird mit diesem Standard ausgelöst. Möchten Sie in diesem Vorgang eine andere Standardmaske nutzen, drücken Sie erneut eine der Tastenkombinationen und das Formular wird angepasst.


Die Mehrfachbelegung eines Tastenkürzel ist möglich und kann durch wiederholtes Drücken der Tastenkombination (Alt 1-9) ausgelöst werden. Die graue Hinterlegung des Standards zeigt, welche Position gerade angewählt ist.



Es können nur Standards mittels der Tastenkombination aufgerufen werden, die Ihnen auch in der gewählten Gruppe auf der linken Seite angezeigt werden. Eine Gruppen-übergreifende Auswahl ist zurzeit noch nicht möglich.

Möchten Sie einen Standard an einer anderen Position stehen haben, klicken Sie diesen mit der linken Maustaste an, halten Sie die Taste gedrückt und bewegen Sie die Maus an die gewünschte Stelle. Ein schwarzer Balken zeigt Ihnen an, wohin der Standard verschoben wird. Nun lassen Sie die Maustaste los, der Standard ist an der gewünschten Stelle eingefügt.

Werden so viele Positionen angelegt, dass diese in der Liste nicht alle angezeigt werden können, wird eine Bildlaufleiste auf der rechten Seite der Standardliste eingeblendet.



3.2.2 Einstellungen für den Gruppenfilter

Über die *Benutzerverwaltung* können Sie die Gruppenfiltereinstellungen anpassen, um festzulegen, mit welcher Gruppe die Formulare geöffnet werden sollen. Hierzu wählen Sie im Bereich **Std. Praxisgruppe**, den Punkt **Formular Standards** in der Auswahlliste *Stammdaten* und zusätzlich die gewünschte Gruppe in der Auswahlliste *Praxisgruppe* aus. Danach werden Ihre Formulare immer direkt mit der eingestellten Gruppe geöffnet.

Benutzerverwaltung

Benutzername: ALBIS

Benutzer: ALBIS Kennwort zurücksetzen

Kürzel: teled.net Kennwort ändern

Stammdaten: Praxisgruppe: EKG

Std. Praxisgruppe: Formular Standards

Termink. Rubrik:

Rechte

Patient löschen Medikamentenstatistik Schein Kundenzufriedenheitsumfrage

Privatguidation - Listen Tagesprotokoll Laborblatt Kassenbuch

Karteikartenfilter ändern Freige Statistik Privatstatistik Karteikarteneinträge löschen

teled.net Menü anpassen Praxisdaten privadis-Online

Kassenstatistik Privatrechnung privadis Bonitäts-/Kaufanfrage

Anzeige zuletzt geöffnete Listen Datei anzeigen

Zugriff Karteikartenfilter

Alle Kürzel-Filter

Auswahl:

Anamnese
Befund
INFO

Standardfilter: alle

Zugriff Karteikartendaten

Alle Ärzte

Topp-Glücklich

Rhenus

Krüger

ALBIS

Hessen

Mosela

Arztzuordnung & Patientenzugriff

Alle Ärzte

B181111100 Dr. med. Ju

B408613500 Praxis Hess

Datenschutzgrundverordnung

Löschunterstützung

Patienteneinwilligung bearbeiten

Optionen Patienteneinwilligung

Karteikartensexport

CLICKDOCpro

CLICKDOCpro einrichten

ONLINE-TERMIN-Anfragen

TERMINERINNERUNG

Ok Neu Kopieren Ändern

Kennwort ändern Löschen Übernehmen Rückgängig

Gruppenfilter: EKG

Muster 6 (10.2019), Überweisung für <Albinus, Sarah> ausstellen

Erkrankender bzw. Patiententyp

Techniker Krankenkasse 51

Name, Vorname der Versicherten

Albinus Sarah geb. am 05.04.1979

Hans-Böckler-Straße 5 W 56566 Neuwied 05/22

Identifikationsnummern

Merkmalnummer 104077501 Krankenkassen-Nr. A157324592 Status 10000000

Einwohner-Nr. 181111100 Arzt-Nr. 999999901 Datum 13.03.2020

Geschlecht

w m u/b div. Quartal: 1/20

Kurativ Präventiv beleg Beh.

Überweisung art:

AU bescheinigt bis:

Ausführung von Auftragsleistung(en)

Unfall, Unfallfolgen

Konsiliaruntersuchung Datum der OP:

Mik-/Feilbehandlung

Arbeitsunfall

eingeschränkter Leistungsanspruch gemäß §16

Behandl. gemäß §116b

Diagnose / Verdachtsdiagnose:

Befund/Medikation:


Auftrag:

Drucken Spooler Speichern Abbruch Standard Alle Daten


3.3 Anzeige der Betriebsstätten Nummer bei "Abrechnung vorbereiten"

3.3.1 Ungültige Betriebsstätten

Nach Einspielen des Updates Q2/2020 werden ungültige Betriebsstätten, die seit mehr als zwei Quartalen abgelaufen sind, nicht mehr in der Auswahlliste der Abrechnungsvorbereitung angezeigt.



Die Gültigkeit der Betriebsstätten ist unter dem Menüpunkt Stammdaten Praxisdaten... Hauptbetriebsstättenverwaltung im Bereich **Gültigkeit** einzusehen.



Beispiele für angezeigte und nicht angezeigte Betriebsstätten:

Die Betriebsstätten werden nach Ablauf der Gültigkeit noch zwei Quartale angezeigt, ab dem dritten Quartal nicht mehr.

- Tagesdatum ist im Quartal 1 von 2020, die Betriebsstätte war bis 01.10.2019 (Q4/2019) gültig. → Die Betriebsstätte wird in der Vorbereitung der Abrechnung angezeigt.
- Tagesdatum ist im Quartal 1 von 2020, die Betriebsstätte war bis 01.07.2019 (Q3/2019) gültig. → Die Betriebsstätte wird in der Vorbereitung der Abrechnung angezeigt.
- Tagesdatum ist im Quartal 1 von 2020, die Betriebsstätte war bis 01.04.2019 (Q2/2019) gültig. → Die Betriebsstätte wird in der Vorbereitung der Abrechnung nicht mehr angezeigt. Eine rückwirkende Abrechnung ist in diesem Fall nicht mehr möglich!

3.3.2 Vorselektion der Betriebsstätte

Wie gewohnt wird über den Menüpunkt Abrechnung Vorbereiten..., die Abrechnungsvorbereitung geöffnet.

Abrechnung KVDT vorbereiten

Erstellen...

ADT VQ Scheine vor 2/2005: inkl. exkl. ausschließlich

ADDT

SADT

KADT

GNR-Regelwerkskontrolle

Leistungskomplexe prüfen: Obligat Fakultativ

Listen

Nein-Scheine Vorquartalscheine

Scheine ohne Einlesedatum

Patienten mit mehreren Scheinen

Patienten mit Quartalsquittung Ringversuchszertifikate

Praxisgebühr prüfen SADT - Nein-Scheine

Aktive H2V-/FaV-Teilnehmer SADT - Patientenliste

Betriebsstätte

BSNR: 181111100 KV-Nr: 181111100 Lfd. Quartal: 1/2020

Bezeichnung: Praxis Susanne Sonnenschein

Teilabrechnung 0 von 0

Nur ausgewählte Erfasser in Abrechnung übernehmen

Dateinamen für Abrechnungsdatei "nicht Hauptbetriebsstätte"

180000000 Notdienstzentrale

OK Abbruch Optionen

Im Bereich **Betriebsstätte** wird nun standardmäßig die Betriebsstätte vorselektiert, die sich im aktuellen Quartal befindet. Befindet sich keine Betriebsstätte im aktuellen Quartal, greift die gewohnte Sortierung der Auswahlliste. An der Abarbeitung der Abrechnung ändert sich nichts.

3.3.2.1 Beispiele für Vorselektion der Betriebsstätte

- Keine der Betriebsstätten befindet sich im laufenden Quartal → Die Vorselektion der Betriebsstätte erfolgt wie bisher.
- Eine Betriebsstätte befindet sich im laufenden Quartal → Die Betriebsstätte die sich im laufenden Quartal befindet wird vorselektiert.
- Mehrere Betriebsstätten befinden sich im laufenden Quartal → Die Vorselektion der Betriebsstätte erfolgt wie bisher.

3.4 HPV-HR Testergebnis ausgeschrieben


Durch Einspielen der CGM ALBIS Version 20.20 wird das HPV-HR Testergebnis, bei Import über LDT-3, ausgeschrieben. Zuvor war es so, dass das Ergebnis lediglich als Zahl angezeigt wurde. Das Ergebnis wird nun ausgeschrieben und ist damit leichter zu deuten.

Die möglichen Ergebnisse sind:

- negativ
- positiv
- nicht verwertbar


Das Ergebnis kann bei den folgenden Vorgängen eingesehen werden:

- Importieren einer LDT über Klick auf die Schaltfläche Anzeigen.



Referenz	Gruppe	ID1
	Codierung der Gruppe	4.1
	HPV-HR-Testergebnis	negativ
	Abklärungskolonoskopie	Ja
	Zeitraum in Monaten	3

- Im Laborbuch über die Funktionstaste F4



- Im Laborblatt des Patienten über die Funktionstaste F4.


	25.10.2019	12.07.2018	12.07.2018	12.07.2018
Hepatitis B Antigen	36,296	Einheit		47,12
Quick	8-15	Einheit		2,5
Chlamydien				Chlamyd
Erreger + Resistenz				Anacrob
Calprotectin im Stuhl				
Calprotectin	<50,0	µg/g	49	
Ko-Test			Daodaria	Daodaria

Leitende Fachkraft: F4 IDT Zusatztest




3.5 Inaktive Arztkürzel Scheinrückseite Privatrechnung


Mit Einspielen des CGM ALBIS Update 20.20 wird eine Änderung auf der Scheinrückseite der Privatrechnung vorgenommen.




Wird der Pfeil nach unten ausgewählt, öffnet sich die Liste der gültigen Arztkürzel. Diese Liste enthält mit der Version 20.20 ausschließlich Erfasserkürzel die zu einer gültigen Betriebsstätte gehören und eine gültige LANR besitzen. Die Gültigkeit einer Betriebsstätte ist in CGM ALBIS unter Stammdaten Praxisdaten... Hauptbetriebsstättenverwaltung einzusehen



bzw. für eine LANR unter Stammdaten Praxisdaten... Arztdatenverwaltung





3.6 Konfiguration zur Verwendung des internen Nachrichtensystems für Terminal-Server erweitert

Ab sofort haben Sie die Möglichkeit, unter Optionen Arbeitsplatz im Feld Lfd. Nr. eine zweistellige Zahl einzutragen. Diese Nummer ist u. a. wichtig, wenn Sie mit Terminal-Server arbeiten und das CGM ALBIS-interne Nachrichtensystem nutzen.

3.7 Neuerungen: Hausärztliche Vertragsgemeinschaft und MEDIVERBUND

3.7.1 Elektronische Arztvernetzung in Baden-Württemberg - Start mit den ersten beiden Komponenten, der elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (eAU) und dem eArztbrief

Für die HzV- und Facharztverträge der AOK Baden-Württemberg haben Sie jetzt mit der Freischaltung der Elektronischen Arztvernetzung die Möglichkeit, die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (eAU) und den eArztbrief für Ihre eingeschriebenen Patienten zu nutzen. Durch die zentrale Infrastruktur wird es ermöglicht, den Arztbrief online und ohne Ausdruck direkt an einen Arztkollegen oder alternativ an eine Fachgruppe zu versenden.

Durch die strukturierte Erfassung können sowohl der Brief als PDF als auch die im eArztbrief enthaltenen Daten in die Karteikarte des Patienten übernommen werden. Durch die lückenlose Dokumentation erhöht sich der Informationsgehalt. Die eAU wird ebenfalls direkt aus CGM ALBIS online an die AOK versendet. Der Postversand entfällt somit und für Ihre Patienten kann eine schnellere Überweisung des Krankengeldes vorgenommen werden.

Profitieren Sie von der Aufwandsentschädigung durch die AOK BW und die Erhöhung der Pauschalen, wenden Sie sich bei Interesse an der Elektronischen Arztvernetzung bitte an Ihren CGM ALBIS Vertriebs- und Servicepartner.

3.7.4 Neuer Facharztvertrag für Nephrologie

Ab dem 01.04.2020 wird die AOK Baden-Württemberg das Portfolio der Facharztverträge um die Fachrichtung der Nephrologie ergänzen. Die Teilnahmeerklärung für die Einschreibung Ihrer Patienten ist selbstverständlich im System hinterlegt. Weitere Informationen dazu erhalten Sie beim MEDIVERBUND oder bei Ihrem CGM ALBIS Vertriebs- und Servicepartner.

3.7.5 Fusion der Verträge BKK AESCULAP und BKK B. BRAUN MELSUNGEN AG

Die beiden BKK-Krankenkassen AESCULAP und B. BRAUN MELSUNGEN AG haben zu einer gemeinsamen Krankenkasse fusioniert, der BKK B. BRAUN AESCULAP. In diesem Fall müssen die Patienten dieser Krankenkassen **nicht** neu in den BKK VAG eingeschrieben werden. Es bleibt wie gehabt.

Eine ausführliche Dokumentation zu allen HzV Verträgen, sowie zur Erweiterung der parallelen Online- und Offline-Versicherteneinschreibung finden Sie in CGM ALBIS auf den Infoseiten.

4 Telematikinfrastruktur

4.1 Telematikinfrastruktur - Informationen zur Sicherheit

4.1.1 Erste medizinische Mehrwertanwendung: eMP- und NFDM-Potenzialrechner

Im November 2019 hat die KoCoBox MED+ als erster Konnektor die Zulassung mit Nebenbestimmungen als E-Health-Konnektor für den Einsatz in der Telematikinfrastruktur erhalten. Anfang März ist nun die Erprobung der E-Health Anwendungen Notfalldatenmanagement (NFDM) und elektronischer Medikationsplan (eMP) in Nordrhein-Westfalen gestartet. Nach erfolgreichem Abschluss der Feldtests werden allen Nutzern der KoCoBox MED+ diese Anwendungen zeitnah zur Verfügung stehen. Um den angebotenen Praxen die - neben den medizinischen Nutzen - kaufmännischen Aspekte der neuen Anwendungen zu erläutern, haben wir zwei Potenzialrechner in CGM ALBIS integriert. Diese erreichen Sie über [Statistik Potenzialassistent](#)

4.1.2 Updates zu TI-Komponenten

Die zugrundeliegenden Spezifikationen der gematik für zugelassene TI-Produkte verlangen höchste Sicherheitsstandards. Ihr wichtiger Beitrag zur Sicherheit Ihrer Institution ist die regelmäßige Kontrolle, ob die Firmware Ihrer TI-Komponenten vor Ort up-to-date sind. Regelmäßige Updates der TI-Komponenten sind zwingend notwendig, da sie jederzeit dem aktuellen Stand der Technik entsprechen und der Informationssicherheit in der TI umfassend genügen müssen. Wir empfehlen Ihnen, in regelmäßigen Abständen unsere TI-Support Website zu besuchen und die aufgeführten Updates stets zeitnah durchzuführen. Nur so kann gewährleistet werden, dass jede Komponente und jeder Dienst der TI zu jeder Zeit den Bestimmungen des Datenschutzes und der Informationssicherheit umfassend genügt.

4.1.2.1 Aktuelle Versionen:

- **Konnektor KoCoBox MED+: Version 1.3.10**
Wie Sie Ihren Konnektor updaten, entnehmen Sie bitte direkt der Website cgm.com/ti-support
- **Mobiles Kartenterminal Orga 930M: Version 4.7.0**
Wie Sie Ihr mobiles Kartenterminal updaten, entnehmen Sie der Beschreibung auf cgm.com/ti-support.
- **Stationäres Kartenterminal ORGA 6141 online: Version 3.7.4**
Sie überprüfen Ihre Version am Display des Kartenterminals über Menü > Service > Status.
Bitte senden Sie eine E-Mail an info.ti@cgm.com, wenn Sie noch mit einer alten Version arbeiten.
- **Tastatur mit integriertem Kartenterminal Cherry G87-1505: Version 3.0.1**
Es ist aktuell kein Update verfügbar.

Wichtiger Hinweis

Das Anklicken solcher Verknüpfungen (wie z.B. cgm.com/ti-support) führt – sofern vorhanden und korrekt konfiguriert – ggf. zum Aufbau einer Internetverbindung und zum Start eines Internetbrowsers. Bei Internetverbindungen beachten Sie bitte die Einhaltung notwendiger Sicherheitsmaßnahmen. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen CGM ALBIS Vertriebs- und Servicepartner und der Ihnen bekannten Hotline Nummer.


4.1.3 **Wichtige Telefonnummern und Websites für TI-Anwender**

Bitte beachten Sie darüber hinaus auch folgende **wichtige Websites und Telefonnummern:**

www.cgm.com/ti-radar:	Hinweise bei eingeschränkter TI-Verbindung
www.cgm.com/ti-support:	Updateinfos und Services
www.cgm.com/ti-newsletter:	relevante Hintergrundinformationen zur TI
Telefon Beratung:	0261 - 8000 2323
Telefon Support :	0800 - 551 5512

4.2 **2020-Q2 Statusermittler für die TI Funktionalität lokal deaktivieren**

Ab der CGM ALBIS Version 20.20 ist es möglich, den Statusermittler an Arbeitsplätzen, die keine Anbindung zu einem Kartenterminal haben, zu deaktivieren. Hierzu gehen Sie über das Menü *Optionen Arbeitsplatz*, dort können Sie unter dem Punkt *Arbeitsplatz für eGK gematik Funktionen aktivieren / deaktivieren*.



Nach Entfernen des Hakens, muss CGM ALBIS an diesem Arbeitsplatz neu gestartet werden. Nach dem Neustart wird der Statusermittler nicht mehr in der Statusanzeige dargestellt.



An diesem Arbeitsplatz ist somit ein Einlesen einer eGK über die Telematik nicht mehr möglich, entsprechende Funktion stehen ebenfalls nicht mehr zur Verfügung.

5 Formulare

5.1 KBV Anpassungen Muster 61 A-D Quartal Q2/2020

In der aktuellen CGM ALBIS Version haben wir das Muster 61 Teil A - Beratung zur medizinischen Rehabilitation/ Prüfung des zuständigen Rehabilitationsträgers und Muster 61 Teil B-D Verordnung von medizinischer Rehabilitation angepasst. Die Änderungen erfolgen automatisch zum 01.04.2020. Alte Formulare dürfen nicht aufgebraucht werden.

5.2 Krebsvorsorge Muster 39 alte Daten

Mit Einspielen des CGM ALBIS Update 20.20 wird das Muster 39 um die Schaltfläche `Alte Daten` erweitert.

Das Muster 39 kann wie gewohnt geöffnet werden.


The screenshot shows a medical form titled "Muster 39a (01.2020), Krebsfrüherkennung - Zervix-Karzinom". It includes fields for patient ID, date of birth (11.03.2020), and age category (selected as "ab 35 Jahre"). There are sections for "Anamnese" (history), "HPV-Testergebnis", "Befunde" (findings), and "Zusammenfassende Empfehlung" (summary recommendation). At the bottom, there are buttons for "Drucken", "Spooler", "Speichern", "Abbruch", "Standard", and "Alte Daten", with the latter being highlighted in red.

Am unteren Ende des Formulars befindet sich die Schaltfläche `Alte Daten`. Nachdem diese angewählt wurde, öffnet sich das bekannte Fenster zur Auswahl alter Daten.

The screenshot shows a dialog box titled "Alte Formulareinträge übernehmen". It contains a list of entries with columns for date and time. At the bottom, there are buttons for "OK" and "Abbruch".


In diesem Fenster können Daten aus einem bereits erstellten Formular ausgewählt werden. Die Bestätigung zum Laden der alten Daten erfolgt mit Klick auf `OK`.

Sollten die Daten aus dem alten Muster 39 (Version 01.2015) stammen, erfolgt die folgende Meldung.



Mit Klick auf **Nein**, wird der Vorgang abgebrochen. Wird mit **Ja** bestätigt, werden die Daten übernommen. Dabei ist folgendes zu beachten: bei der Übernahme von Daten aus dem alten Muster 39 können nicht alle Daten übernommen werden. Es kann somit vorkommen, dass Angaben aus dem alten Formular nicht berücksichtigt werden!

Bei der Übernahme alter Daten werden die rot gerahmten Bereiche berücksichtigt. Einträge aus den nicht markierten Bereichen bleiben auch nach der Übernahme erhalten.



6 DALE-UV

6.1 Neue DALE-UV Version 19.4.01

Ab dem 01.04.2020 tritt die neue DALE-UV Version 19.4.01 in Kraft, mit einer Übergangsfrist, die am 30.06.2020 endet. Nach diesem Datum akzeptiert die DGUV ausschließlich DALE-UV Formulare der neuen Version. Im Laufe des 2. Quartal 2020 werden wir Ihnen ein CGM ALBIS Update mit der neuen DALE-UV Version 19.4.01 zur Verfügung stellen.

7 CGM ALBIS.YOU

7.1 ALBIS.YOU - Fehlerbehebung im Wartezimmer

Mit der CGM ALBIS Version 20.20 haben wir einen Fehler in der Anzeige des ALBIS.YOU - Wartezimmers behoben: Unter bestimmten Umständen erschienen bereits abgemeldete Patienten nach der Aktualisierung wieder als angemeldet. Dies funktioniert jetzt wieder korrekt.

7.2 CGM ALBIS.YOU Neue Kachel "Termine"

In den Einstellungen von CGM ALBIS.YOU steht Ihnen mit dem Update der CGM ALBIS Version 20.20 der neue Bereich **Termine** in der Sprechstunde zu Verfügung. Dieser neue Bereich gibt Ihnen die Möglichkeit, alle Termine eines Patienten des CGM PRAXISTIMER, CGM TIME sowie in CGMALBIS zu sehen.

Bitte beachten Sie, dass Sie nur dann Termine angezeigt bekommen, wenn ein Patient angewählt ist. Im Bereich **Termine** können keine Eintragungen vorgenommen werden, dieser Bereich gilt nur zur Ansicht.

Wie Sie die Kachel einblenden können ist in der ALBIS.YOU Dokumentation zu finden. Zu dieser gelangen Sie in CGM ALBIS über [? Infoseiten...Dokumentationen CGM ALBIS.YOU Dokumentationen](#). Die Anleitung befindet sich unter Punkt 3. [Wie kann ich mein CGM ALBIS.YOU konfigurieren?](#)

7.3 CGM ALBIS.YOU Toolbar Symbole eArztbrief und Chat

In der Toolbar wird zu den CGM ALBIS.YOU Symbolen eArztbrief und Chat wieder der korrekte Tooltip angezeigt.

8 CLICKDOC

8.1 CLICKDOCpro - Benutzer zu weiteren Betriebsstätten zuordnen


Mit der aktuellen CGM ALBIS Version haben Sie die Möglichkeit, folgende Einstellung für Ihre CLICKDOCpro-Benutzer vorzunehmen: Sie können nun Benutzer mehr als einer Betriebsstätte zuordnen.

Um einen Benutzer einer weiteren Betriebsstätte zuzuordnen, klicken Sie das bekannte CLICKDOC-




Symbol zur Einrichtung in Ihrem CGM ALBIS an:

Es öffnet sich zunächst der bekannte *Arztwahl*-Dialog.



Wählen Sie in diesem Dialog bitte einen Arzt aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **OK** um die Einrichtung für die gewählte Betriebsstätte zu starten. Es öffnet sich der Einrichtungsassistent :



Wenn Sie bereits ein Modul von CLICKDOCpro eingerichtet haben, finden Sie in diesem Dialog Ihre gespeicherten Einstellungen vor. Sollten Sie noch keine CLICKDOCpro-Einrichtung durchgeführt haben, finden Sie eine Anleitung dazu in der CGM ALBIS Update Dokumentation aus Q4/2019 auf den Infoseiten in CGM ALBIS.


Klicken Sie auf weiter, um mit der Einrichtung fortzufahren.



Es öffnet sich der bekannte Startdialog. Klicken Sie auf IHRE VORTEILE.



Wenn Sie bereits ein CLICKDOCpro-Modul freigeschaltet haben, ist in diesem Dialog bereits der Haken für das Einverständnis gesetzt. Klicken Sie auf EINRICHTUNG STARTEN.



Es öffnet sich der Dialog zur Anlage der Benutzer. In unserem Beispiel ist Frau Dr. med. Ulla Zufrieden bereits in einer anderen Betriebsstätte für CLICKDOCpro registriert. Sie soll nun zusätzlich für eine weitere Betriebsstätte angemeldet werden, um auch dort die Vorteile von CLICKDOCpro nutzen zu können.

Wählen Sie den Benutzer, den Sie der Betriebsstätte zuordnen wollen, über die Auswahlliste aus. Die persönliche E-Mail-Adresse für diesen Benutzer ist bereits registriert und wird automatisch eingetragen. An der blauen Umrandung um das Feld `Passwort` erkennen Sie, dass nun die Eingabe des Benutzer-Kennwortes für Frau Dr. med. Ulla Zufrieden notwendig ist.

CLICKDOCpro Passworteingabe

Bitte beachten Sie, dass der CLICKDOCpro Benutzer, der einer weiteren Betriebsstätte zugeordnet werden soll, seine Passworteingabe selbstständig tätigen muss. Die Eingabe ist nur gültig, wenn der Benutzer sein **aktuelles CLICKDOCpro-Passwort** in das Feld einträgt. **Achtung: Es handelt sich nicht um das Passwort der Erstanmeldung bei CLICKDOCpro!**

Sie erkennen die gültige Eingabe des Passwortes an der grünen Färbung des Passwortfeldes.


The screenshot shows the 'Einrichtungsassistent CLICKDOCpro - Zugriff einrichten' window. The title is 'Zugriff auf CLICKDOCpro einrichten'. Below the title, there is a message: 'Für die Einrichtung von CLICKDOCpro werden zunächst Benutzer angelegt, mit denen Sie sich online auf CLICKDOCpro einloggen können.' This is followed by a sub-message: 'Bitte beachten Sie, dass es mindestens einen Administrator in Ihrer Praxis geben muss.' The form contains four fields: 'Benutzer' (a dropdown menu with 'Dr. med. Ulla Zufrieden' selected), 'Persönliche E-Mail-Adresse' (a text input field with 'zufrieden.ulla.1@mail.la.de'), 'Passwort' (a password input field with a green background, indicating a valid password), and 'Rollen zuweisen' (a dropdown menu). At the bottom, there are two informational boxes: 'WICHTIG' (Important) and 'HINWEIS' (Note). The 'WICHTIG' box states that the personal email address is used as the login name. The 'HINWEIS' box suggests adding more users. At the bottom of the window, there are three buttons: 'Zurück', 'Weiter', and 'Abbrechen'.

Die fehlerhafte Passworteingabe erkennen Sie an der roten Färbung des Passwortfeldes.


This screenshot is identical to the one above, but the password input field has a red background, indicating an invalid password. The rest of the interface, including the messages and buttons, remains the same.

Wenn Sie Ihre Anpassungen vervollständigt haben, klicken Sie auf **Weiter**. Auch an dieser Stelle wird Ihre Eingabe erneut geprüft.

Sollte das Passwort für den Benutzer nicht korrekt sein, erhalten Sie folgende Hinweismeldung:



Bei korrekter Passwortheingabe öffnet sich nun der Dialog zur Zuordnung der einzelnen Kalender.



Wählen Sie hier wie gewohnt die Kalender aus, die diesem Arzt zugeordnet werden sollen. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **Weiter**.




Es öffnet sich der Abschlussdialog und Sie können nun mit dem Klick auf **Synchronisieren** die Einrichtung abschließen.

Sobald die Einrichtung erfolgreich abgeschlossen wurde, erscheint folgender Hinweis:



Der von Ihnen gewählte Benutzer ist nun der von Ihnen gewählten Betriebsstätte zugeordnet und kann sich wie gewohnt in seiner CLICKDOCpro-Oberfläche online einloggen.




Nach erfolgreichem Login öffnet sich eine Seite mit der Übersicht der verschiedenen Institutionen, denen dieser Benutzer nun zugeordnet ist.

Wählen Sie eine Institution aus und Sie gelangen in die bekannte CLICKDOCpro-Oberfläche, wo Sie nun alle bekannten Einstellungen vornehmen können.

8.2 CLICKDOCpro - Fortschrittsanzeige während der Synchronisierung

Ab dieser Version von CGM ALBIS können Sie den Fortschritt der CLICKDOCpro Synchronisierung in der Statusleiste von CGM ALBIS verfolgen.

Wenn Sie den CLICKDOCpro Wizard abschließen und die Synchronisierung starten, erhalten Sie in der Statusleiste von CGM ALBIS eine Info über den Fortschritt.




Diese Anzeige signalisiert Ihnen, wie weit die Synchronisierung fortgeschritten ist. Ist der Vorgang abgeschlossen, wird es Ihnen entsprechend mit einem Fortschritt von 100% dargestellt.



Nach Abschluss der Synchronisation bleibt die Anzeige 5 Sekunden erhalten, bevor diese ausgeblendet wird.

TIPP: Wenn Sie die Statusleiste am unteren Bildschirmrand in CGM ALBIS nicht eingeblendet haben, dann können Sie diese über das Menü *Ansicht* einblenden lassen.



8.3 CLICKDOCpro TERMINERINNERUNG - Einstellung von Zeiträumen

Mit diesem CGM ALBIS Update liefern wir folgende Neuerung im Bereich der CLICKDOCpro TERMINERINNERUNG aus:

Sie haben nun die Möglichkeit in Ihrem bekannten CLICKDOCpro-Menü über *Optionen* CLICKDOCpro auf dem Reiter *TERMINERINNERUNG* zu entscheiden, mit welcher Vorlaufzeit Sie Ihre Patienten an die von Ihnen vergebenen Termine erinnern möchten. Mit der Ersteinrichtung der CLICKDOCpro TERMINERINNERUNG werden Terminerinnerungen per E-Mail automatisch einen Tag vor dem Termin und Erinnerungen per SMS drei Stunden vor dem Termin versendet.

Um die Einstellungen der Vorlaufzeit anzupassen, wählen Sie zunächst im Bereich *Vorlaufzeit* *Terminerinnerung* die Art des Versands aus. Sie können Ihren Patienten eine Erinnerung per SMS und insgesamt zwei Erinnerungen per E-Mail senden.

Über die Auswahlliste in der Spalte *Einheit* können Sie zwischen den Einstellungen *Tagen* und *Stunden* wählen.

Über die Auswahlliste in der Spalte *Wert* können Sie zudem einstellen, welche Anzahl an Stunden oder Tagen die Erinnerungen vorab versendet werden sollen.




Bestätigen Sie Ihre Einstellung mit OK und starten Sie CGM ALBIS neu, damit die Einstellungen übernommen werden. Über Optionen können Sie die Einstellungen jederzeit erneut anpassen.

8.4 CLICKDOCpro TERMINERINNERUNG - Terminerinnerungseinstellung nur für Patienten ohne online gebuchten Termin möglich

Mit der aktuellen CGM ALBIS Version können Terminerinnerungen aus CGM ALBIS nur für Termine konfiguriert werden, die aus Ihrem CGM ALBIS Terminkalender erstellt wurden.

Es können keine Terminerinnerungen für Termine eingestellt werden, die seitens Ihrer Patienten online über CLICKDOC gebucht wurden. Es wird somit verhindert, dass eine Terminerinnerung, die sich einer Ihrer Patienten selbst über CLICKDOC eingestellt hat, durch Ihre CGM ALBIS Terminkalender-Konfiguration für Terminerinnerungen überschrieben wird.

Versuchen Sie, eine Terminerinnerung über die Funktionstaste F7 für einen Termin zu konfigurieren, der von einem Patienten online gebucht wurde, erhalten Sie daher folgende Hinweismeldung:



8.5 Elektronische Videosprechstunde wird zu CLICKDOC VIDEOSPRECHSTUNDE

Mit der aktuellen CGM ALBIS Version finden Sie wie gewohnt die Elektronische Videosprechstunde

unter dem folgenden Symbol in Ihrer CGM ALBIS Funktionsleiste: 

Bitte beachten Sie: Die Elektronische Videosprechstunde trägt nun den neuen Namen CLICKDOC VIDEOSPRECHSTUNDE.

9 Verschiedenes

9.1 Abrechnung vorbereiten "Nur ausgewählte Erfasser in Abrechnung übernehmen"

Mit dem aktuellen CGM ALBIS Update 20.20 wird ein Fehler bei der Vorbereitung der Abrechnung korrigiert. Wurde die Auswahlliste *Nur ausgewählte Erfasser in Abrechnung übernehmen* gewählt und z.B. nur eine LANR ausgewählt, wurde dennoch die Übersicht der gesamten Betriebsstätte angezeigt.

Abrechnung KVDT vorbereiten

Erstellen...

ADT VQ Scheine vor 2/2005: inkl. exkl. ausschließlich

ADDT
 SADT
 KADT
 GNR-Regelwerkskontrolle
Leistungskomplexe prüfen: Obligat Fakultativ

Listen

Nein-Scheine Vorquartalscheine
 Scheine ohne Einlesedatum
 Patienten mit mehreren Scheinen
 Patienten mit Quartalsquittung Ringversuchszertifikate
 Praxisgebühr prüfen SADT - Nein-Scheine
 Aktive HzV-/FaV-Teilnehmer SADT - Patientenliste

Betriebsstätte

BSNR: 021111100 KV-Nr: 0 Lfd. Quartal: 1/2020
Bezeichnung: Praxis Hamburg

Teilabrechnung 0 von 0

Nur ausgewählte Erfasser in Abrechnung übernehmen

02_HeH	999998611	Dr.med Henriette Ham...
02_HH	999986001	Dr. Hansi med. Hambu...


OK Abbruch Optionen

Dieses Fehlverhalten wurde nun behoben.

Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei nach wie vor um eine interne Prüfung für die Praxis handelt. Eine solche Abrechnungsdatei kann nicht verschlüsselt und weitergeleitet werden!

9.2 Arzneimittelkonto - Darstellung der Toolbar

Wie uns mitgeteilt wurde, wurden in der AMK Toolbar Symbole nicht korrekt dargestellt. Insbesondere wenn Patienten erstmalig mit ihrer AMK-Karte in der Praxis eingelesen wurden, war die dafür vorgesehene Toolbar ausgegraut. Wenn Sie nun über das Symbol zum Einlesen (CGM-LIFE Key-Card einlesen) einen Patienten öffnen, bleibt die Toolbar im Anschluss aktiv und Sie können damit wie gewohnt arbeiten:



9.3 Aufdruck der Geschlechtskennzeichnung auf Laborüberweisung (Muster 10a) nicht korrekt

In der letzten CGM ALBIS Version konnte es unter Umständen dazu kommen, dass der Aufdruck der Geschlechtskennzeichnung (M/W/X/D) nicht korrekt in das dafür vorgesehene Kästchen gedruckt wurde.


Krankenkasse bzw. Kostenträger Techniker Krankenkasse 51		Anforderungsschein für Laboratoriums- untersuchungen bei Laborgemeinschaften		10ABF
Name, Vorname des Versicherten Albinus		<input type="checkbox"/> Kurativ <input type="checkbox"/> Präventiv <input type="checkbox"/> bei belegärztl. Behandlung <input type="checkbox"/> Unfall, Unfallfolgen		Geschlecht M
Sarah geb. am 05.04.59 Hans-Böckler-Straße 5 D 56566 Neuwied 05/22		ggf. Kennziffer 32015		
Kostenzifferkennung 104077501	Versicherten-Nr. A157824592	Status 1000000	Abnahmedatum	
Betriebsstellen-Nr. 189999900	Arzt-Nr. 999999901	Datum 31.01.20	Abnahmezeit	
Diagnosen				

Befund eilt	1	Serum Vollblut	26	Kreatinin Clearance	40	Glukose	51
EDTA		alkalische Phosphatase 13	Eiweiß gesamt 26			Glukose 1	51
großes Blutbild	2	Amylase 14	Gamma GT 27			Glukose 2	52
kleines Blutbild	3	ASL 15	Glukose 28	LDH	41	Glukose 3	53
HbA1c	4	Bilirubin direkt 16	GOT 29	LDL-Cholesterin	42	Glukose 4	54
Retikulozyten	5	Bilirubin gesamt 17	GPT 30	Lipase	43	Urin	
Blutsenkung	6	Calcium 18	Harnsäure 31	Natrium	44	Status	55
Diff. Blutbild (Ausstrich)	7	Cholesterin 19	Harnstoff 32	QP-Vorbereitung (S2125)	45	Mikroalbumin	56
		Cholinesterase 20	HbDh 33	Phosphat, anorganisches	46	Schwangerschaftstest	57
		CK 21	HDL-Cholesterin 34	Transferrin	47	Glukose	58
Quick	8	CK-MB 22	IgA 35	Triglyceride	48	Amylase	59
Quick unter Marcumar-Therapie	9	CRP 23	IgG 36	TSH basal	49	Sediment	60
Thrombinzeit	10	Eisen 24	IgM 37	TSH nach TRH	50	Sonstiges	61
PTT	11	Eiweiß Elektrophorese 25	Kalium 38				
Fibrinogen	12		Kreatinin 39				


Dies haben wir in der aktuellen CGM ALBIS Version korrigiert.

9.4 Bemerkungsfeld leer bei Onlinetermin-Anfragen über CGM eSERVICES und CLICKDOC

Mit diesem CGM ALBIS Update wird folgender Fehler korrigiert: Bei der Abfrage von eingehenden Onlinetermin-Anfragen war das Anmerkungsfeld leer, obwohl es zuvor befüllt wurde. Ab sofort wird der vorhandene Text auch korrekt angezeigt:




Ansicht im CGM ALBIS Terminkalender



9.5 CGM ALBIS friert ein bei Rezepten

Mit Einspielen des aktuellen CGM ALBIS Update friert CGM ALBIS nicht mehr ein, wenn ein Leerzeichen in eine Medikamentenzeile eingetragen und das Formular gedruckt wird.

Dieser Fehler trat ebenfalls auf, wenn ein Medikament ausgewählt, über die Leertaste wieder gelöscht und das Formular anschließend gedruckt wurde.



9.6 CGM Assist Meldungen

Die in diesem Kapitel gelisteten CGM-ASSIST Meldungen werden standardmäßig aktiviert ausgeliefert, können aber bedarfsgerecht von Ihnen deaktiviert werden.

Eine Anleitung zu Hinweis-, oder auch Kategorie individuellen Deaktivierung, können Sie dem Abschnitt "Deaktivierung von CGM-ASSIST Meldungen" in diesem Kapitel entnehmen - selbstverständlich können Sie die Anzeige der Hinweise auch durch Setzen des Schalters bei `Diese Nachricht nicht mehr anzeigen` deaktivieren.

9.6.1 Leitlinien Informationen zur Diagnostik der pulmonalen arteriellen Hypertonie

Die pulmonale arterielle Hypertonie zeichnet sich in ihrer klinischen Manifestation durch eine häufig unspezifische Symptomatik wie beispielsweise Dyspnoe oder Erschöpfung aus und erschwert damit die Erkennung.

Dieser CGM ASSIST Hinweis dient Ihnen zu der Informationsbeschaffung der leitliniengerechten Diagnostik der pulmonalen arteriellen Hypertonie und erscheint beim Öffnen der Akte von Patienten die an einer Kombination von möglichen Indizien leiden:



Ein Klick auf den Text link `Pulmonale arterielle Hypertonie` öffnet die neue PRAXISWELT im Standardbrowser. Hier finden Sie ausgiebige Informationen zur Diagnostik der pulmonalen arteriellen Hypertonie; ein Klick auf den Text Link `Bei diesem Patienten nicht relevant` verhindert das Erscheinen der Hinweismeldung bei diesem Patienten.

Durch einen Klick auf **Merken** können Sie CGM ALBIS mitteilen, dass Sie aktuell keine Zeit haben um sich mit dem Artikel zu befassen - der Hinweis erscheint dann bei dem nächsten Öffnen der Patientenakte erneut:



Durch einen Klick auf die Schaltfläche **Lesen** oder den Text Link **Pulmonale arterielle Hypertonie** werden Sie über Ihren Standardbrowser auf die PRAXISWELT weitergeleitet. Über den Text Link **Merken beenden** können Sie diesen Vorgang unterbinden.

9.6.2 Deaktivierung von CGM ASSIST Meldungen

Alle mit diesem Quartalsupdate ausgelieferten Hinweismeldungen können wie gewohnt individuell, in den CGM ASSIST-Einstellungen unter dem Reiter **Hinweise | Aufdrucke** aktiviert oder deaktiviert werden. Die CGM ASSIST Einstellungen finden Sie, wie gewohnt, unter **Extern CGM ASSIST Einstellungen**.

Mit diesem Quartalsupdate wurde ein neuer Hinweis unter den Menüeinträgen **Therapie-Assistent** hinzugefügt. Ein Klick auf die Schaltfläche **Neue Funktionen** hebt alle neuen Einträge in der Übersicht farblich hervor. Durch das Abhaken an der korrespondierenden Checkbox und einem anschließenden Klick auf **Praxisweite Speicherung** werden die Einstellungen praxisweit übernommen und die Meldung nicht mehr angezeigt.

9.7 CGM CLICKBOX Registrierung

Mit diesem CGM ALBIS Update wurde ein Fehler korrigiert, der dazu führen konnte, dass bei der Registrierung für CGM CLICKBOX auf die falsche E-Mail-Adresse der Betriebsstätte zugegriffen wurde.

9.8 eSERVICES - automatische Annahme von freien Terminanfragen

Mit dieser CGM ALBIS Version wurde ein Fehler behoben, der dazu führen konnte, dass die automatische Annahme von Terminanfragen deaktiviert wurde.

Terminanfragen werden jetzt wieder automatisch geprüft und zur Bearbeitung bereitgestellt.

9.9 Fehlende Bedruckung des Feldes Einschränkungen bei Muster 12

In der letzten CGM ALBIS Version konnte es unter gewissen Umständen dazu kommen, dass auf Muster 12 - Verordnung häuslicher Krankenpflege im Feld Einschränkungen, die häusliche Krankenpflege erforderlich machen nicht gedruckt wurde. Dies haben wir in der aktuellen CGM ALBIS Version korrigiert.

Krankenkasse bzw. Kostenträger		51
Techniker Krankenkasse		
Name, Vorname des Versicherten		
ALBINUS		
Name	geb. am	
Sarah	05.04.79	
Hans-Böckler-Straße 5		
D 56566 Neuwieg		
		05/22
Kostenträgerkennung	Versicherten-Nr.	Status
104077501	A157824592	1000000
Betriebsstätten-Nr.	Arzt-Nr.	Datum
181111100	999999901	23.03.20

Verordnung häuslicher Krankenpflege 12

Verordnungsrelevante Diagnose(n) (ICD-10-Code)

T14.20 G R

Einschränkungen, die häusliche Krankenpflege erforderlich machen
(vgl. auch Leistungsverzeichnis HKP-Richtlinie)

Patient ist bettlägerig


9.10 Formular AU Feld Sonstige


In der letzten CGM ALBIS Version konnte es in bestimmten Konstellationen vorkommen, dass bei erneutem Aufruf des Musters 1a - Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung das Feld Sonstige nicht mitgespeichert wurde. Dies haben wir in der aktuellen CGM ALBIS Version für Sie korrigiert.

9.11 Freie Statistik beim Aufruf über Funktionsleiste

Durch Einspielen der CGM ALBIS Version 20.20 wird ein Fehler in Bezug auf die "Freie Statistik" behoben.

Q Akt

Der Fehler zeigte sich, wenn in der Funktionsleiste das Symbol  unter Statistik Freie Statistik... für das aktuelle Quartal angelegt wurde. Wurde das Symbol im darauffolgenden Quartal ausgeführt, wurde die Statistik nicht für das aktuelle Quartal erstellt, sondern für das Quartal, in dem das Symbol angelegt wurde.



Dieser Fehler wurde behoben.

Die Änderung durch das aktuelle CGM ALBIS Update wirkt sich allerdings nicht auf bereits erstellte Funktionsleisten-Symbole aus.

Soll eine derartige Abfrage über das Symbol in der Funktionsleiste erfolgen, muss dieses unter Statistik Freie Statistik... neu erstellt werden.

Das neu erstellte Symbol bietet somit immer die Funktion, das aktuelle Quartal als Freie Statistik abzurufen.

9.12 Hilfreiche Präparate-Informationen Q2/2020

Mit diesem Update stellen wir Ihnen wieder wichtige, patientennahe Präparat-Informationen zur Verfügung. Damit Sie diese umfassend nutzen können, finden Sie im Folgenden Erläuterungen, wie Sie unsere Zusatzfunktionen in Ihrem täglichen Arbeitsablauf unterstützen:

9.12.1 Patienteninformationen: Deutsch, Türkisch, Russisch

Die Patienteninfo ist ein toller Zusatznutzen für Arzt und Patienten!

Nicht nur die Diagnose, auch die gewählte Therapie ist oft erklärungsbedürftig. **Schriftliche Patienteninformationen** stellen sicher, dass die Patienten die gegebenen Informationen zu Hause nochmals in Ruhe nachlesen können. Bei ausgewählten Präparaten erhalten die Ärzte deshalb zum Zeitpunkt der Medikamentenauswahl die Information, dass zu diesem Präparat **Patienteninformationen** verfügbar sind. Da Ärzte international heilen, weisen **Landesflaggen** darauf hin, in welchen Sprachen die Patienteninformationen verfügbar sind. Diese können direkt im Patientengespräch aufgerufen, ausgedruckt und ausgehändigt werden.

Für folgende Präparate haben wir in **Q2/2020 Patienteninformationen** hinterlegt:

Hersteller	Präparat	PZN
Chiesi GmbH	Foster 100/6	00568172 / 06729452
Chiesi GmbH	Foster 200/6	11305435 / 11305441
Chiesi GmbH	Foster Nexthaler 200/6	11305464 / 11305470
Chiesi GmbH	Foster Nexthaler 100/6	09469098 / 09469106
Chiesi GmbH	Trimbow	12777343 / 12777366 / 12777395
Berlin-Chemie	Brimica Genuair	09924119 / 09924102 / 10744718 / 10744724

9.13 Keine Diagnosenübernahme bei BFB Druck auf Abrechnungsschein (Muster 5)

In der letzten CGM ALBIS Version konnte es unter gewissen Umständen dazu kommen, dass auf dem Abrechnungsschein (Muster 5), bei der Blankoformularbedruckung keine Diagnosen übernommen wurden.

Krankenkasse bzw. Kostenträger Techniker Krankenkasse 51		Abrechnungsschein <input type="checkbox"/> ambulante Behandlung <input type="checkbox"/> bei belegärztl. Behandlung <input type="checkbox"/> Unfall Unfallsfolgen <input type="checkbox"/> Abklärung somatischer Ursachen vor Aufnahme einer Psychotherapie <input type="checkbox"/> anerkannte Psychotherapie		05BF Quartal 1 20 Geschlecht <input type="checkbox"/> W <input checked="" type="checkbox"/> X
Name, Vorname des Versicherten Albinus Sarah geb. am 05.04.79 Hans-Böckler-Straße 5 D 56566 Neuwied 05/22		Diagnosen / ggf. Abrechnungsbegründungen Eisenmangelanämie nach Blutverlust (chronisch) (D50.0)		
Kostenübernahme Versicherten-Nr. Status 104077501 A157824592 1000000		Bei Psychotherapie: Datum des Anerkennungsbescheides _____		
Tag Mon. _____	Tag Mon. _____	Mutmaßlicher Tag der Entbindung 23.05.08		
Stationäre belegärztliche Behandlung von _____ bis _____ Tag Monat Tag Monat		Ich bin bei der oben genannten Krankenkasse versichert.		
Datum Unterschrift _____		Dr. med. Justus ALBIS Innere und Allgemeinmedizin (Hausarzt)-Hausarzt Maria Trost 25 56070 Koblenz BSNR: 18111100 LANR: 99999901 Tel: 0261/8000 1600 Fax: 0261/8000 1600		

Nicht zu verwenden bei Arbeitsunfällen, Berufsunfällen und Schiffsunfällen Muster 5/E (10/2014) KGV-PRF-NR. 19140/3020 Diese Formulare werden mittels Laserdruck in der A4-Größe erzeugt.

Dies haben wir in der aktuellen CGM ALBIS Version korrigiert.

9.14 Meldung bei Heilmittelformularen Muster 13, 14 und 18

Mit Einspielen des CGM ALBIS Update wird ein Fehler bei den Heilmittelformularen Muster 13, 14 und 18 entfernt.

Dieser Fehler trat bei der folgenden Konstellation auf: bei dem Patienten liegt ein Abrechnungsschein vor, im Heilmittelformular wird im Formulkopf der Haken in der Auswahlliste Datum entfernt.

Krankenkasse bzw. Kartenträger Techniker Krankenkasse		
Name, Vorname des Versicherten Tesla geb. am 02.03.1961 Nicole Nicola-Tesla Straße 1 Wohnort D 70188 Stuttgart		
Kartenträgerkennung 101777502	Versicherten-Nr. A123456780	Status 1000000
Betriebsstätten-Nr. 111234567	Arzt-Nr. 123456789	Datum <input checked="" type="checkbox"/> 11.02.2020

Krankenkasse bzw. Kartenträger		
Techniker Krankenkasse		
Name, Vorname des Versicherten		
Tesla		geb. am
Nicole		02.03.1961
Nicola-Tesla Straße 1		Wohnort
D 70188 Stuttgart		
Kartenträgerkennung	Versicherten-Nr.	Status
101777502	A123456780	1000000
Betriebskassen-Nr.	Arzt-Nr.	Datum
111234567	123456789	<input type="checkbox"/> Kopie (n)

Daraufhin erschien die folgende Meldung.



Diese Meldung erscheint beim oben genannten Vorgehen nun nicht mehr.

9.15 Muster 65a falsche Schreibweise

Mit Einspielen des CGM ALBIS Update 20.20 wird ein Schreibfehler im Muster 65 korrigiert. Der Fehler ist nun korrigiert.

X. Vorliegendes Gesundheitsprobleme

A. Gesundheitsstörungen
(Beschreibung der Gesundheitsstörung des Kindes, durch z.B. Übersichtsblätter über den körperlichen Vitalstatus, Übergewicht, unregelmäßige Aufregbarkeit)

9.16 Neuen Textbaustein anlegen bei Muster 10

Mit dem aktuellen CGM ALBIS Update wird ein Problem bei Muster 10 (Überweisungsschein für Laboratoriumsuntersuchungen als Auftragsleistung) behoben. Zuvor bestand das Problem, dass sich über die Tastenkombination `Shift+F4` das Fenster `neue Textbausteine` anlegen nicht öffnen ließ.

In den Bereichen **Befund/Medikation:** und **Auftrag** ist dies nun über die bekannte Tastenkombination `Shift+F4` wieder problemlos möglich.

Muster 10 (10.2019), Überweisungsschein für Laboratoriumsuntersuchungen als Auftragsleistung

Krankenkasse bzw. Kartenträger
Techniker Krankenkasse

Name, Vorname der Versicherten
 Tesla
 Nicole
 Nicola-Tesla Straße 1
 D 56070 Koblenz

geb. am
 02.03.1961

Wohnort
 Koblenz

Kartenzusatznummer | **Versicherten-Nr.** | **Stichtag**
 106377509 | A123456780 | 10000000

Betriebsstätten-Nr. | **Arzt-Nr.** | **Datum**
 181111100 | 181111100 | 27.01.2020

Geschlecht
 w m abs. div. **Quantal:** 1/20

Kurativ Präventiv beleg. Behandl.

Unfall, Unfallfolgen Arbeitsunfall

Betriebsstätten-Nr. Erstverantl.: _____
Arzt-Nr. Erstverantl.: _____
Auftragsnummer des Labors: _____

Abnahmedatum: _____ **Abnahmezeit:** _____ Kontrolluntersuchung einer bekannten Infektion

Befundübermittlung vlt. nachrichtlich an **Telefon Nr.:** _____ **Fax Nr.:** _____ **ggf.:** _____

Behandlung gemäß § 118b SGB V eingeschränkter Leistungsanspruch gemäß § 16 Abs. 3a SGB V Empfängnisregelung, Sterilisation, Schwangerschaftsabbruch

Diagnose / Verdachtsdiagnose: _____

Befund/Medikation: _____

Auftrag: _____

Drucken **Spooler** **Speichern** **Abbruch** **Standard** **Alle Daten**

F4 Textbausteine | **SHIFT+F4 Neuen Textbaustein anlegen** | F11 alte Befunde | SHIFT+F11 alte Medikamente | F12 alte Diagnosen | SHIFT+F12 Cavel | STRG+F12 Krankengeschichte

Teilbausteine für Konzept 1011

Gruppenfilter **Auswählen**

Alle anzeigen

Bereich Text
 Bereich 1 auf 2 Text Aufbau
 Varianten Text Feld 2
 Varianten Text Feld 3

Textbausteine

Erstellung **EX**

OK **Abbrechen** **OK** **Abbrechen** **OK** **Abbrechen**

9.17 Rechnungsdatenexport - Einstellung eigener Pfad

Mit der CGM ALBIS Version 20.20 ist es nun wieder problemlos möglich, den Rechnungsdatenexport in ein von Ihnen ausgewähltes Verzeichnis zu speichern.


Zuvor wurden die Daten des Rechnungsdatenexports immer im ALBIS Unterverzeichnis ..\backup\Rechnungsdatenexport abgelegt.

9.18 RehaGuide - neue Daten Q2-2020

Mit dem aktuellen CGM ALBIS Update werden die Daten des RehaGuide automatisch auf den aktuellen Stand gebracht.

9.19 Seitenvorschau bei Privatrechnungen


In den letzten CGM ALBIS Versionen konnte es bei der Seitenvorschau für eine Privatrechnung zu einer falschen Darstellung bei Zeilenumbrüchen und Zwischenbeträgen kommen. Des Weiteren konnte es dazu kommen, dass die Schaltflächen **Nächste** und **Vorherige** deaktiviert waren, so dass ein Wechsel zwischen den einzelnen Seiten der Privatrechnung nicht möglich war. Dies haben wir in der aktuellen CGM ALBIS Version für Sie korrigiert.




9.20 Speichern des Gruppenfilters in den Textvorlagen

In der aktuellen CGM ALBIS Version konnte es unter Umständen dazu kommen, dass sich die Praxisgruppen in den Gruppenfiltern, zum Beispiel bei den Textvorlagen, nach einem wiederholten Aufruf nicht wie gewohnt speichern ließen. Dies haben wir in der aktuellen CGM ALBIS Version korrigiert.

Künftig wird bei einem erneuten Aufruf der Textvorlagen wieder der zuletzt verwendete Gruppenfilter angezeigt. Verlassen Sie den Dialog mit dem Gruppenfilter **Alle anzeigen** aus der Auswahlliste und öffnen den Dialog erneut, wird Ihnen dieser nicht mit dem Gruppenfilter **Alle anzeigen** angezeigt, sondern mit der vordefinierten Gruppe **Praxis**. Haben Sie allerdings in der Benutzerverwaltung im Bereich **Std. Praxisgruppen** eine andere Grundeinstellung definiert, so öffnet sich der Dialog mit Ihren Einstellungen.



In weiteren Bereichen, wie zum Beispiel dem Quittieren einer Rechnung, oder dem Arbeiten mit der Privatärztlichen Verrechnungsstelle **Privadis**, öffnen sich die Textvorlagen wie gewohnt mit der dafür notwendigen Praxisgruppe.



9.21 Textkürzungsdialog auf Muster 1 - Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung

In der letzten CGM ALBIS Version konnte es unter gewissen Umständen dazu kommen, dass beim Öffnen des **Musters 1 - Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung** fälschlicherweise ein Dialog zur Textkürzung angezeigt wurde. Dies haben wir in der aktuellen CGM ALBIS Version korrigiert.

9.22 Verbesserung der Geschwindigkeit beim Aufruf der kleinen Diagnosenliste

In der letzten CGM ALBIS Version konnte es unter gewissen Konstellationen dazu kommen, dass es beim Aufruf der kleinen Diagnosenliste zu Geschwindigkeitseinbußen kam. In der aktuellen CGM ALBIS Version haben wir für Sie die Geschwindigkeit in diesem Bereich verbessert.

10 Externe Programme

10.1 Aktuelle Statistiken für eine bessere Gesundheitsversorgung von docmetric

10.1.1 docmetric Monitor


Als Funktionserweiterung von CGM ALBIS können zukünftig Statistiken zu Häufigkeiten, Trends und Regionalverteilungen von Diagnosen und Behandlungen sowie Vergleichsdaten für Ihren Praxisbetrieb zur Verfügung gestellt werden. Um Ihnen diesen Service anbieten zu können, kooperieren wir mit unserem, auf statistische Auswertungen spezialisierten, CGM-Tochterunternehmen docmetric. Mit dem CGM ALBIS Update Q2/2020 bietet der docmetric **Monitor** teilnehmenden Ärzten einen Überblick über die aktuelle regionale Verbreitung von Volkskrankheiten und Infektionskrankheiten (Demo unter: <https://docmetric.de/de/demo>). Die Zugangsdaten zum **docmetric Monitor** werden Ihnen per E-Mail im April 2020 zur Verfügung gestellt. Dabei nutzen wir die E-Mail-Adresse, die Sie uns im Rahmen Ihrer Einverständniserklärung angeben können.

Wichtiger Hinweis

Das Anklicken solcher Verknüpfungen (wie z.B. <https://docmetric.de/de/demo>) führt – sofern vorhanden und korrekt konfiguriert – ggf. zum Aufbau einer Internetverbindung und zum Start eines Internetbrowsers. Bei Internetverbindungen beachten Sie bitte die Einhaltung notwendiger Sicherheitsmaßnahmen.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen CGM ALBIS Vertriebs- und Servicepartner und der Ihnen bekannten Hotline Nummer.

Ein Auszug aus dem docmetric Monitor, der sich auf Infektionskrankheiten fokussiert, findet sich in der docmetric App. Die docmetric App wird ab April 2020 im Google Playstore und im Apple Appstore zum freien Download zur Verfügung stehen.




Wenn Sie der Erweiterung Ihres CGM ALBIS um den **docmetric Monitor** zustimmen, werden die benötigten Gesundheitsdaten für die **docmetric App** und **docmetric Monitor** lokal in Ihrer

Praxissoftware anonymisiert, sodass ein Rückbezug auf einen individuellen Patienten oder Arzt ausgeschlossen sind. Die anonymisierten statistischen Daten werden dann automatisiert an die docmetric-Plattform übertragen. Datenschutz und Transparenz stehen dabei natürlich an erster Stelle.

Im Kontext der bestehenden Statistiken in Ihrem CGM ALBIS erscheint mit der aktuellen Version eine Hinweismeldung, über die Sie bei Bedarf weitere Informationen zum docmetric Monitor erhalten:



Möchten Sie weitere Informationen zur Teilnahme erhalten, klicken Sie auf **Mehr erfahren**. Es öffnet sich zunächst der Arztwahl-Dialog. Wählen Sie bitte Ihren Namen aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **OK**.



Es öffnet sich das Anmeldefenster für die Datenerweiterung.

Erweiterter Funktionsumfang bei CGM ALBIS

Mit Ihrer Zustimmung wird der Funktionsumfang Ihres CGM ALBIS erweitert. Für diese Erweiterung fallen keine zusätzlichen Entgelte an. Ihre Zustimmung ist freiwillig und kann jederzeit widerrufen werden. Bei Nicht-Zustimmung werden die neuen Funktionen nicht aktiviert.

Die Erweiterung beinhaltet den Zugriff auf Statistiken zur regionalen Verteilung und zum Zeitlauf von Infektions- und weiteren Krankheiten sowie zum frühzeitigen Erkennen von Pandemie-Gefahren. Die Statistiken werden in unserem neuen "docmetric Monitor" angezeigt. Zur Erstellung der Statistiken aggregieren wir nach strengsten Kriterien anonymisierte, statistische Informationen aus den Informationssystemen der Ärzte, die dieser Produkterweiterung zugestimmt haben. Ab dem Tag der Zustimmung werden folgende Daten erhoben:

- Gestellte Diagnosen (ICD) mit Differenzierung in Erst- und Folgediagnose und G-Z-A-V Kennzeichnung
- Die Region der Praxis (erste drei Ziffern der Postleitzahl oder Landkreis)
- Tag der Diagnose
- Zufallsgenerierter Zeichencode zur Kennzeichnung derselben Praxis

Mehr Informationen zum Prozess der Anonymisierung, zum Datenschutz und zu Ihren Informationspflichten finden Sie [hier](#).

Ich habe die **Datenschutzerklärung** gelesen und bin als autorisierte Person mit dem erweiterten Funktionsumfang meines CGM ALBIS inklusive der Anonymisierung und Übermittlung der genannten Daten an die CGM Deutschland AG, Maria Trost 21, 56070 Koblenz einverstanden.

Bitte teilen Sie uns hier die E-Mail Adresse mit, an die wir die Zugangsdaten für den "docmetric Monitor" schicken dürfen:

Mit einem Klick auf **Produktblatt** erhalten Sie weitere Informationen zur Teilnahme am docmetric Monitor. Unter **Informationen per E-Mail erhalten**, können Sie sich weitere Informationen an Ihre E-Mail-Adresse senden. Mit einem Klick auf **Datenschutzerklärung** erhalten Sie weitere Informationen zum Datenschutz.

Erweiterter Funktionsumfang bei CGM ALBIS

Mit Ihrer Zustimmung wird der Funktionsumfang Ihres CGM ALBIS erweitert. Für diese Erweiterung fallen keine zusätzlichen Entgelte an. Ihre Zustimmung ist freiwillig und kann jederzeit widerrufen werden. Bei Nicht-Zustimmung werden die neuen Funktionen nicht aktiviert.

Die Erweiterung beinhaltet den Zugriff auf Statistiken zur regionalen Verteilung und zum Zeitlauf von Infektions- und weiteren Krankheiten sowie zum frühzeitigen Erkennen von Pandemie-Gefahren. Die Statistiken werden in unserem neuen "docmetric Monitor" angezeigt. Zur Erstellung der Statistiken aggregieren wir nach strengsten Kriterien anonymisierte, statistische Informationen aus den Informationssystemen der Ärzte, die dieser Produkterweiterung zugestimmt haben. Ab dem Tag der Zustimmung werden folgende Daten erhoben:

- Gestellte Diagnosen (ICD) mit Differenzierung in Erst- und Folgediagnose und G-Z-A-V Kennzeichnung
- Die Region der Praxis (erste drei Ziffern der Postleitzahl oder Landkreis)
- Tag der Diagnose
- Zufallsgenerierter Zeichencode zur Kennzeichnung derselben Praxis


Mehr Informationen zum Prozess der Anonymisierung, zum Datenschutz und zu Ihren Informationspflichten finden Sie [hier](#).

Ich habe die **Datenschutzerklärung** gelesen und bin als autorisierte Person mit dem erweiterten Funktionsumfang meines CGM ALBIS inklusive der Anonymisierung und Übermittlung der genannten Daten an die CGM Deutschland AG, Maria Trost 21, 56070 Koblenz einverstanden.

Bitte teilen Sie uns hier die E-Mail Adresse mit, an die wir die Zugangsdaten für den "docmetric Monitor" schicken dürfen:

Bei Interesse an einer Teilnahme, setzen Sie bitte zunächst den Haken im Feld neben der Datenschutzerklärung und tragen Sie im Anschluss Ihre persönliche E-Mail-Adresse in das Feld **E-Mail Adresse** ein. Bestätigen Sie Ihre Teilnahme mit der Schaltfläche **ZUSTIMMEN**. Sie müssen im Anschluss keine weiteren Schritte vornehmen, sondern sind nun automatisch freigeschaltet.

Falls Sie aktuell verhindert sind, um die Teilnahmebestätigung durchzuführen oder falls Sie sich später erinnern lassen möchten, klicken Sie bitte auf **SPÄTER ERINNERN** und wählen Sie eine der angezeigten Optionen aus.



Nach erfolgreicher Anmeldung erhalten Sie folgende Meldung zur Bestätigung:



Im Anschluss an Ihre Teilnahmebestätigung erhalten Sie eine E-Mail an die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse mit Ihren Zugangsdaten für den docmetric Monitor. Klicken Sie nun die Webadresse docmetric.de/monitor in Ihrer erhaltenen E-Mail an. Es öffnet sich Ihr hinterlegter Standardbrowser mit der Webseite des docmetric-Monitors. Geben Sie dort die in der E-Mail erhaltenen Anmeldedaten ein.


10.1.2 Teilnahme entziehen

Sollten Sie Ihre Zustimmung zum erweiterten Funktionsumfang zurückziehen wollen, können Sie dies jederzeit in den Assist-Systemeinstellungen deaktivieren. Öffnen Sie zunächst einen Patienten, der Ihnen als Arzt zugeordnet ist, damit Ihre persönlich LANR übergeben wird.


Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Assist-Symbol in Ihrer Taskleiste  und im Anschluss auf den Punkt **Einstellungen**:



Alternativ klicken Sie in Ihrem CGM ALBIS-Menü unter **extern – CGM ASSIST – Einstellungen**. Im Reiter **Systemeinstellungen** finden Sie einen Eintrag mit dem Namen **docmetric – Teilnahme**. Klicken Sie auf das Einstellungsrad.



Es öffnet sich der folgende Dialog:



Über die Schaltfläche **DEAKTIVIEREN** können Sie nun Ihrer Teilnahme am docmetric Monitor widersprechen. Sie können sich jederzeit erneut über diesen Bereich anmelden.

10.1.3 CGM BENCHMARKS

Als neues Angebot im Kontext der Statistiken finden Sie zusätzlich nun auch die Funktion **CGM BENCHMARKS**.


Die **CGM BENCHMARKS** liefern Ihnen Statistiken mit Tipps für Ihren Praxisbetrieb. Dafür berechnen wir für eine Vielzahl von Parametern, Durchschnittswerte vergleichbarer Praxen und stellen Ihnen in einer, nur für Sie zugänglichen, Ansicht die Unterschiede Ihrer Praxis zu diesen Vergleichswerten dar.

Für die **CGM BENCHMARKS** ist eine zusätzliche Einverständniserklärung von Ihrer Seite notwendig, um einen größeren Satz an Daten lokal zu anonymisieren und an die docmetric-Plattform zu übermitteln.

Bei erstmaliger Ausführung der Funktion werden Sie hierzu auf die Registrierungsseite von docmetric geführt, auf der Sie weitere Anleitungen finden. Sie registrieren sich hier als Arzt mit Namen, LANR und E-Mail-Adresse. Diese Daten werden lediglich für den Registrierungsprozess abgefragt und anschließend im Nutzerkonto des teilnehmenden Arztes gespeichert, um die Identität als Arzt zu verifizieren. Sie werden zu keinem Zeitpunkt mit den Datenexporten aus CGM ALBIS verknüpft, sodass Ihre gesendeten Daten stets anonym bleiben.

Sobald die Datenbasis statistisch ausreichend ist, werden Ihnen beim erneuten Aufrufen der **CGM BENCHMARKS** die Vergleichsstatistiken angezeigt. Anonymisiert und exportiert werden die Daten unter den gleichen strengen Sicherheits- und Datenschutzmaßnahmen wie beim **docmetric Monitor**. Nach DSGVO Art. 13 müssen Patienten über jegliche Verarbeitung ihrer Daten informiert werden. Der hier beschriebene Prozess der lokalen Anonymisierung unterliegt derselben Informationspflicht. Überprüfen Sie daher bitte, ob Ihre Betroffeneninformationen bereits einen entsprechenden Passus zur Datenverarbeitung enthalten. Ihren Patienten steht das Recht zu, der Anonymisierung ihrer Daten für statistische Zwecke zu widersprechen. In diesem Fall müssen Sie Ihre Teilnahme in den Assist-Systemeinstellungen unter dem Menüpunkt „**docmetric**“ beenden.

Sie finden den neuen Menüpunkt in Ihrem CGM ALBIS-Menü unter Statistik – CGM BENCHMARKS.



Beim Klick auf den Menüpunkt öffnet sich zunächst der Arztwahl-Dialog.

Arztwahl

Bearbeitung für...

gesamt / oder Filter nach Person


Arzt:

JA	8181111100	9999999901	Dr. med. Justus ALBIS
RH	8181111100	9999999915	Dr. med. Rhenus
M	8181111100	9999999910	Dr. med. Mosela
SK	8181111100	9999999934	Dr. med. Sigrun Krüger

(N)BSNR: 181111100

OK Abbruch

Bitte wählen Sie Ihren Namen aus und klicken Sie auf OK. Es erfolgt eine automatische Weiterleitung zu docmetric. Sollten Sie sich noch nicht für docmetric registriert haben, erscheint nun eine Übersichtsseite mit allen wichtigen Informationen sowie einer genauen Anleitung wie die Freischaltung durchgeführt werden kann.



10.2 ifap praxisCENTER®: Neuerungen

10.2.1 Neues Fernwartungstool: AnyDesk

Guter Kundenservice steht für uns an erster Stelle. Ein stabiles und performantes Werkzeug zur Fernwartung ist die Grundvoraussetzung, um Sie effizient und zielgerichtet rund um Ihre ifap Software zu unterstützen. Daher haben wir uns nach eingehenden Tests entschieden, die bisherige Lösung durch ein Produkt des deutschen Herstellers AnyDesk (www.anydesk.com) aus Stuttgart zu ersetzen.

Wichtiger Hinweis

Das Anklicken solcher Verknüpfungen (wie z.B. www.anydesk.com) führt – sofern vorhanden und korrekt konfiguriert – ggf. zum Aufbau einer Internetverbindung und zum Start eines Internetbrowsers. Bei Internetverbindungen beachten Sie bitte die Einhaltung notwendiger Sicherheitsmaßnahmen. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen CGM ALBIS Vertriebs- und Servicepartner und der Ihnen bekannten Hotlinenummer.

10.2.2 Neue ICD- und ATC-Codes


Die ICD- und ATC-Codes wurden auf den Stand 2020 aktualisiert. Bitte beachten Sie, dass im ICD-10-GM-2020-Kodierbaum die Diagnose "H35.3 Degeneration der Makula und des hinteren Pols" wegfiel und durch die spezifischeren Codes H35.30, H35.31 und H35.38 ersetzt wurde. Als Folge kann der i:fox® keine zu H35.3 kontraindizierten Arzneimittel finden. Bitte verwenden Sie die spezifischeren Codes für Ihre Diagnosen, um weiterhin Kontraindikationen korrekt angezeigt zu bekommen.

10.2.3 ifap Update-News & Online-Update

Die ifap Update-News informieren Sie regelmäßig über das aktuelle Online-Update, Neuerungen sowie Tipps und Tricks rund um das ifap praxisCENTER®.

Melden Sie sich jetzt kostenlos für die ifap Update-News unter www.ifap.de an!

Hinweis:

Um das Online-Update zu nutzen, klicken Sie bitte im ifap praxisCENTER® oben rechts auf den i-Button und dann auf "Update starten". Sollte ein neues Update zur Verfügung stehen, wird es über einen farblichen Punkt am i-Button  angezeigt.


10.3 ImpfDocNE - aktuelle Version 3.8.2 Q2-2020

Mit der CGM ALBIS Version Q2/2020 (20.20) steht Ihnen die neue Version 3.8.2 des ImpfDocNE zur Verfügung. Das Update wird bei einem vorhandenen Online-Zugang automatisiert von ImpfDocNE im Hintergrund angeboten. Sollte Ihre Praxis am Server nicht über einen Online-Zugang verfügen, muss das Update manuell durchgeführt werden. In diesem Fall installieren Sie bitte das Update an Ihrem Server in CGM ALBIS.


Wichtiger Hinweis

Bitte beachten Sie, dass die Installation der neuen ImpfDocNE Version an Ihrem Server durchgeführt werden muss. Die einzelnen Arbeitsplätze aktualisieren sich automatisch.

Schließen Sie bitte alle Patienten und Listen und gehen über den Menüpunkt `Optionen` `Wartung` `Installation` `ImpfDocNE Server`. Die Installation des Updates beginnt, während der Installation erhalten Sie verschiedene Hinweismeldungen die sich automatisch wieder schliessen. Bitte lassen Sie in dem Dialog `ImpfDocNE_Server` den ersten Punkt `Anwendungen automatisch schließen` und einen Neustart nach Abschluss der Installation versuchen gesetzt und Klicken auf `OK`.



Sie erhalten verschiedene Hinweismeldungen, die sich automatisch wieder schliessen. Nachdem das Update an Ihrem Server installiert ist, aktualisiert sich die ImpfDocNE Version an Ihren Clients automatisch. Sie erhalten während der Arbeitsplatz Aktualisierung folgende Meldung:



Nachdem der Dialog `ImpfDocNE` mit der Meldung `... wurde aktualisiert...` und `startet neu` erscheint, ist Ihr Client aktualisiert.

Die weiteren Arbeitsplätze in Ihrer Praxis aktualisieren sich danach automatisch. Sie erhalten während der Aktualisierung die Meldung `Arbeitsplatz wird aktualisiert`. Sie können während der Aktualisierung in CGM ALBIS weiterarbeiten, aber in dieser Zeit an dem Arbeitsplatz `ImpfDocNE` nicht starten. Bitte beachten Sie, dass nach dem `ImpfDocNE` Update ggf. der aktuelle Patient in CGM ALBIS neu aufgerufen werden muss, damit seine Daten in `ImpfDocNE` angezeigt werden.

10.4 Neue Version ipC Version 3.34.0.4705


Mit diesem CGM ALBIS Update steht Ihnen automatisch die ifap praxisCENTER Version 3.34.0.4705 mit dem Datenstand 01.03.2020 zur Verfügung. Detaillierte Änderungen zu ifap praxisCENTER finden Sie im Menü Hilfe Handbücher ifap praxisCENTER 3 F1 im Bereich Quartalsupdate Q2/2020.

10.5 WKB Impfmodul - Update und Erstinstallation (2020.2)

10.5.1 Vorhandene WKB Impfmodul Installation - Update 2020.2


Mit der CGM ALBIS Version Q2/2020 (20.20) steht Ihnen automatisch das Update für WKB Impfmodul Version 2020.2 zur Verfügung.

Bei vorhandener WKB Impfmodul-Installation erscheint automatisch nach dem CGM ALBIS-Login auf Ihrem Rechner folgende Hinweismeldung:



Um das WKB Impfmodul Update der neuen Version auf Ihre bestehende Version einzuspielen, bestätigen Sie bitte die oben genannte Meldung mit OK.

Es erscheint folgender Hinweis:



Bestehende WKB Impfmodul Einträge werden dabei **nicht** gelöscht, diese werden in das neue Programm übernommen.

Hinweis

Die oben aufgeführte Meldung erscheint an allen Arbeitsplätzen, an denen eine WKB Impfmodul Installation vorliegt. Bitte führen Sie an jedem dieser Arbeitsplätze unbedingt die Installation des WKB Impfmodul Updates in CGM ALBIS durch!

Beim Bestätigen der Meldung mit OK wird CGM ALBIS automatisch geschlossen und die WKB Impfmodul Installation startet.

Die Installation ist mit dem folgenden Hinweis abgeschlossen: Das WKB Impfmodul wurde aktualisiert. Bitte starten sie CGM ALBIS neu.

Bitte bestätigen Sie diese Meldung mit OK und starten Sie jetzt CGM ALBIS neu.

10.5.2 Erstinstallation WKB Impfmodul

Zur Erstinstallation von WKB Impfmodul wählen Sie bitte in CGM ALBIS den Menüpunkt Optionen
Wartung Installation WKB Impfmodul.

ACHTUNG:

Falls eine Abfrage erscheint, ob eine vorhandene OCX-Datei im Systemordner beibehalten werden soll, weil sie neuer ist als diejenige, die kopiert werden soll, bestätigen Sie bitte mit Klick auf Ja.

Zur weiteren Installation folgen Sie bitte den Anweisungen auf Ihrem Bildschirm.

!!!WICHTIGER HINWEIS!!!


Die Installation von WKB Impfmodul muss an jedem Arbeitsplatz durchgeführt werden, an dem WKB Impfmodul genutzt werden soll, damit die notwendigen Programmdateien lokal vorhanden sind.

11 KBV Änderungen

11.1 Bundeseinheitliche Heilmittelpreise - Entscheiden Sie selbst ob Sie die neuen Bundeseinheitlichen Preise verwenden möchten

Hintergrund: Der GKV-Spitzenverband und die Heilmittelverbände haben sich auf die einheitlich geltenden Heilmittelpreise geeinigt, die zum Stichtag 01.07.2019 Gültigkeit erlangt haben. Mit diesem Quartalsupdate entscheiden Sie selbst über die Verwendung der Bundeseinheitlichen Heilmittelpreise. Vielleicht haben Sie in Ihrem CGM ALBIS manuell schon einige Preise eingetragen und möchten diese weiterhin verwenden? Gegebenenfalls wollen aber Ihre Kollegen in der Praxis bei Ihren Verordnungen immer die Bundeseinheitlichen Heilmittelpreise sehen?

Ab jetzt können Sie ganz leicht zwischen den einheitlichen und manuell erstellten Preisen wechseln. Erledigen Sie das während der Erstellung einer Heilmittelverordnung (Muster 13, 14 oder 18). Unterhalb der Position Indikationsschlüssel befindet sich der neue Schalter Bundeseinheitliche Heilmittelpreise verwenden.



Nehmen Sie den Haken raus, verwendet CGM ALBIS lediglich die von Ihrer Praxis manuell erstellten Heilmittelpreise. Sobald Sie den Haken wieder setzen, werden Ihnen die Bundeseinheitlichen Heilmittelpreise angezeigt.

Der CGM Heilmittelkatalog bietet Ihnen in der Rubrik Hilfe eine Liste mit häufig gestellten Fragen zum Thema. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Heilmittel-Dokumentation auf den Infoseiten in CGM ALBIS.

11.2 Regelwerksprüfung für den Zuschlag Termin Service Stelle (TSS) beim Hausarzt

Bei Vermittlung eines Termins über die Termin Service Stelle (TSS) kann der Hausarzt die GOP 03008/04008 auf seinem Abrechnungsschein abrechnen.

Werden die TSS Zuschlagsziffern 03008/04008 auf dem Abrechnungsschein erfasst, erfolgt keine Regelwerksmeldung.

Bei allen anderen TSS Zuschlagsziffern auf einem Abrechnungsschein erfolgt wie gewohnt die Regelwerksprüfung.

☰ Allgemein
└─ TSS-Zuschlag

TSS-Zuschlag <03008> auf unzulässigen Schein abgerechnet.

11.3 Übernahme der gynäkologischen Diagnose (FK 7423) auf den Überweisungsschein Auftragsleistung

Wurde in der LDT Datei die FK 7423 gynäkologische Diagnose mitgeliefert, erscheint nun bei der Übernahme der Laboranforderung ins Laborblatt des Patienten folgender Dialog:

Übertragen gyn. Diagnose auf Überweisungsschein

Laboranforderung

Patient: Albinus, Sarah (1)
Anford.-Nr.: 47112345678
Befundart: Auftrag abgeschlossen
Eingangs-Datum: 12.07.2018
Abnahme-Datum: 10.07.2018

Überweisungsscheine

Überweisung (1/20) / JA

Neu...

Wählen Sie im Folgenden die Daten aus, die auf den Überweisungsschein übertragen werden sollen.

Übernahmedaten

aktuelle Auftragsdaten des Scheins

Bitte um weitergehende Untersuchung.

Gyn. Diagnose aus LDT-Datei

Varizen der Genitalorgane in der Schwangerschaft {O22.1}


OK Abbrechen

Im Bereich **Laboranforderung**, werden alle Informationen zu der Laboranforderung aufgeführt, welche die gynäkologische Diagnose beinhaltet.

Im Bereich **Überweisungsscheine**, werden alle Überweisungsscheine der Scheinuntergruppe 21 Auftragsleistung aufgeführt. Sollte bei dem Patienten noch kein entsprechender Schein vorhanden sein, kann über die Schaltfläche **Neu . . .** ein neuer Schein angelegt werden.

Im Bereich **Übernahmedaten** kann zwischen **aktuelle Auftragsdaten des Scheins** oder **Gyn. Diagnose aus LDT-Datei** gewählt werden. Möchten Sie den Text, der aktuell in dem Feld **Auftrag auf dem Schein** des Patienten hinterlegt ist, behalten, setzen Sie bitte den Schalter bei **aktuelle Auftragsdaten des Scheins** und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit Klick auf **OK**. Möchten Sie allerdings den aktuellen Text im Feld **Auftrag** durch die gynäkologische Diagnose in der LDT-Datei ersetzen, wählen Sie bitte den Schalter **Gyn. Diagnose aus LDT-Datei** und bestätigen Sie Ihre Auswahl anschließend mit Klick auf **OK**.

Nach Klick auf **Abbrechen** erscheint folgender Hinweis:




Mit Klick auf **Ja** werden die Daten aus der LDT-Datei verworfen. Mit Klick auf **Nein** gelangen Sie zurück in den Übernahmedialog und können Ihre Einstellung ändern.


11.4 BFB-Formulare leer drucken

Ab der CGM ALBIS Version 20.20 besteht die Möglichkeit, **Blanko-Formulare** ohne personenbezogene,- und formularspezifische Daten zu drucken. Voraussetzung um diese Funktion nutzen zu können, ist eine gültige **BFB-Freischaltung**. Sollten diesbezüglich Fragen bestehen, wenden Sie sich an Ihren CGM ALBIS Vertriebs- und Servicepartner.

Den Menüpunkt **Optionen** **Formulare...** öffnen.




Im folgenden Fenster wählen Sie bitte das Formular, welches gedruckt werden soll.




Sofern das gewählte Formular die Funktion unterstützt, kann im rechten Bereich des Fensters die Schaltfläche `Formular drucken` gewählt werden.

Im Anschluss öffnet sich das bekannte Fenster zum Drucken.



In diesem Fenster können weitere Einstellungen am Druck geändert werden z.B. die Druckerauswahl oder die Exemplaranzahl. Mit Klick auf `OK` wird der Druck gestartet, über `Abbrechen` kann der Vorgang abgebrochen werden.

Standardmäßig wird der Drucker ausgewählt der für das Formular unter `Optionen Formulare...` ausgewählt ist.



Das leere Blanko-Formular wird nun gedruckt und, sofern auf dem Formular vorhanden, auch der Barcode. Dieser enthält unter anderem Informationen zu der Formular-Version.

Krankenkasse bzw. Kostenträger

Name, Vorname des Versicherten _____ geb. am _____

Kostenträgerkennung _____ Versicherten-Nr. _____ Status _____

Betriebsstätten-Nr. _____ Art-Nr. _____ Datum _____

Diagnosen _____

Anforderungsschein für Laboruntersuchungen bei Laborgemeinschaften 10ABF

Kurativ Präventiv bei belegärztl. Behandlung Unfall, Unfallfolgen

ggf. Kennziffer _____ Geschlecht

Abnahmedatum _____ Abnahmezeit _____

Befund eilt		Serum Vollblut				Glukose			
<input type="checkbox"/> EDTA	<input type="checkbox"/> alkalische Phosphatase	<input type="checkbox"/> Eiweiß gesamt	<input type="checkbox"/> Gamma GT	<input type="checkbox"/> Kreatinin Clearance	<input type="checkbox"/> Glukose 1	<input type="checkbox"/> Glukose 2	<input type="checkbox"/> Glukose 3	<input type="checkbox"/> Glukose 4	<input type="checkbox"/> Status
<input type="checkbox"/> großes Blutbild	<input type="checkbox"/> Amylase	<input type="checkbox"/> Glukose	<input type="checkbox"/> LDH	<input type="checkbox"/> LDL-Cholesterin	<input type="checkbox"/> Lipase	<input type="checkbox"/> Natrium	<input type="checkbox"/> OP-Vorbereitung (32125)	<input type="checkbox"/> Phosphat, anorganisches	<input type="checkbox"/> Glukose 58
<input type="checkbox"/> kleines Blutbild	<input type="checkbox"/> ASL	<input type="checkbox"/> GOT	<input type="checkbox"/> GPT	<input type="checkbox"/> Harnsäure	<input type="checkbox"/> Harnstoff	<input type="checkbox"/> HBDH	<input type="checkbox"/> HDL-Cholesterin	<input type="checkbox"/> IgA	<input type="checkbox"/> Transferrin
<input type="checkbox"/> HbA1c	<input type="checkbox"/> Bilirubin direkt	<input type="checkbox"/> Bilirubin gesamt	<input type="checkbox"/> Cholesterin	<input type="checkbox"/> CK	<input type="checkbox"/> CK-MB	<input type="checkbox"/> CRP	<input type="checkbox"/> Eisen	<input type="checkbox"/> IgM	<input type="checkbox"/> Triglyceride
<input type="checkbox"/> Retikulozyten	<input type="checkbox"/> Calcium	<input type="checkbox"/> Cholesterin	<input type="checkbox"/> Cholinesterase	<input type="checkbox"/> Quick	<input type="checkbox"/> Quick unter Marcumar-Therapie	<input type="checkbox"/> Thrombinzeit	<input type="checkbox"/> PTT	<input type="checkbox"/> Eiweiß	<input type="checkbox"/> Fibrinogen
<input type="checkbox"/> Blutsenkung	<input type="checkbox"/> Diff. Blutbild (Ausstrich)	<input type="checkbox"/> Citrat	<input type="checkbox"/> Quick	<input type="checkbox"/> Quick unter Marcumar-Therapie	<input type="checkbox"/> Thrombinzeit	<input type="checkbox"/> PTT	<input type="checkbox"/> Fibrinogen	<input type="checkbox"/> Elektrophorese	<input type="checkbox"/> TSH basal
<input type="checkbox"/> Diff. Blutbild (Ausstrich)	<input type="checkbox"/> Citrat	<input type="checkbox"/> Quick	<input type="checkbox"/> Quick unter Marcumar-Therapie	<input type="checkbox"/> Thrombinzeit	<input type="checkbox"/> PTT	<input type="checkbox"/> Fibrinogen	<input type="checkbox"/> TSH nach TRH	<input type="checkbox"/> Sonstiges	<input type="checkbox"/> Sediment

Muster 10ABF (10.2019) PPR-NR. 1/9 101101223

11.5 Stammdaten / Softwaremodule der KBV Q2-2020

Folgende aktualisierte Stammdaten sowie Softwaremodule der KBV stehen Ihnen mit dem CGM ALBIS Update zur Verfügung:


- SDAV (Arztstammdatei)
- SDKV (KV Spezifika für die GKV-Abrechnung)
- SDPLZ (Postleitzahlstammdatei)
- SDKVCA (KV-Connect Stammdatei)
- SDKT (Kostenträgerstammdatei)
- KVDT Prüfmodul
- OMIM Stamm
- Aktueller EBM Stamm
- OPS Stamm inkl. AOP-Vertrag

11.6 Hautkrebs-Screening - Aktuelle Änderungen der KBV Q2-2020

Mit diesem Update erhalten Sie die aktuellen Änderungen der KBV für die elektronische Abrechnung der Hautkrebs-Screening Dokumentationen sowie ein entsprechendes Prüfmodul.

11.7 Krebsvorsorge Muster 39 - Übernahme Auftrag aus Überweisungsschein

Liegt bei dem Patienten ein Überweisungsschein der Scheinuntergruppe 21 (Auftragsleistung) vor und es wird das Formular Muster 39 Krebsvorsorge geöffnet, erscheint der folgende Dialog:



Mit Klick auf Ja wird der Inhalt des Feldes Auftrag aus dem Überweisungsschein auf das Muster 39 in das Feld Gyn. Diagnose übernommen.

Schein von <Albinus, Sarah> bearbeiten

Scheintyp

Abrechnungsschein Überweisungsschein Belegarztschein Notfall-/Vertretungsschein

"Nein"-Schein

21 Auftragsleistungen

SADT-Schwangerschaftsabbruch

Abrechnungsschein Überweisungsschein Belegarztschein

KVK-Daten

Schein-Daten

Einlesetag: 01.03.2010 bis: 15.05.2022

Gültig von: 01.03.2010 bis: 15.05.2022

Zulassungsnr. KVK-Leser:

Patient wünscht Quartalsqualität

Hauptversichertendaten in Abrechnung übernehmen

IK: 104077501 VKNR: 02605 (51) Kasse: Techniker Krankenkasse Personenkreis: keine Angaben

Status: M Vers.-Nr.: A157824592

Kostenträger-Abri. bereich: 00 Primärabrechnung SKT Zusatz:

Abrechnungsgebiet: 00 normal SKT Abrech. Info:

Zuordnung: JA Dr. med. Justus AL Ausstellung: Gültig von: bis: 1/20

Unfall, Unfallfolgen Voraussichtlicher Tag der Entbindung: 23.05.2008

Vermittlungsart TSS-Terminfall (1) Ergänzende Info zur Vermittlungsart

Vermittlungscode: Kontaktaufnahme bei der TSS

Anerkannte Psychotherapie Anerkennungsbescheide. eingeschränkter Leistungsanspruch gemäß § 16 Abs. 3a SGB V

Überweisungsdaten

Überweisung an: FA Innere und Allgemeinmedizin (Ha)

Überweiser (NBSNR/ASV): 181111111 LANR: 181111111 Dr. med. Justus ALBIS /181111111 /181111111

andere Ärzte:

Auftrag: Varizen der Genitalorgane in der Schwangerschaft (O22)

Diagnose:

Befund:

OK Abbruch

Sollten bei dem Patienten mehrere Überweisungsscheine vorliegen, wird nach Bestätigung der Hinweismeldung mit Klick auf **Ja** eine Scheinauswahl angezeigt:

Typ Schein/Rechnung	VKNR./Kasse	Quartal/Gültig ...	Gültig bis	Be...	Auftrag
Überweisung (21 Auftr...	Techniker Kranken...	01.01.2020	31.03.2020	JA	Bitte um weitergehende Untersuch...
Überweisung (21 Auftr...	Techniker Kranken...	01.01.2020	31.03.2020	JA	Varizen der Genitalorgane in der Sc...

11.8 Zeitstatistik - kalkulatorische Zeiten für psychotherapeutische Leistungen

Mit Einspielen der aktuellen CGM ALBIS Version steht Ihnen ab dem 01.04.2020 in der Zeitstatistik die Sonderprüfung kalkulatorische Zeiten für psychotherapeutische Leistungen zur Verfügung. Diese ist direkt aktiviert.

Möchten Sie diese Berechnung deaktivieren, klicken Sie in der Zeitstatistik auf den Druckknopf **Optionen...** und entfernen Sie den Schalter bei

kalkulatorische Zeiten für psychotherapeutische Leistungen

Ist der Schalter aktiv, wird in der Statistikausgabe der folgende Text angezeigt:

Zu den psychotherapeutischen Leistungen 30931, 30932, 35140, 35141, 35150, 35151, 35152, 35401, 35402, 35405, 35411, 35412, 35415, 35421, 35422 und 35425 wird als Berechnungsgrundlage nicht die Prüfzeit(in Minuten), sondern die Kalkulationszeit(in Minuten) verwendet.

Die aufgeführten Leistungen werden mit der, im EBM Stamm entsprechend hinterlegten, Kalkulationszeit berücksichtigt.

CompuGroup Medical Deutschland AG

Geschäftsbereich ALBIS

Maria Trost 23, 56070 Koblenz

info@albis.de

cgm.com/albis

