

CGM ALBIS  
**Hausarztzentrierte Versorgung  
AOK Baden-Württemberg**



# INHALT

1	Leistungskatalog aktualisieren.....	3
2	Empfängerauswahl im eAV-eArztbrief nicht korrekt.....	4
3	AU-Fallmanagement: Verhinderung der Ausstellung einer AU (Muster 1) .....	5

# 1 Leistungskatalog aktualisieren

Damit Ihnen die aktuellen Ziffern des Leistungskatalogs des Vertrags zur Hausarztzentrierten Versorgung zur Verfügung stehen, ist es notwendig, den Leistungskatalog zu aktualisieren. Um den Leistungskatalog zu aktualisieren, gehen Sie bitte in CGM ALBIS über den Menüpunkt Stammdaten Direktabrechnung Hausarztzentrierte Versorgung Aktualisieren. Mit Betätigen des Druckknopfes Ja und weiterem Befolgen der Bildschirmanweisungen wird Ihr Leistungskatalog des Vertrages zur Hausarztzentrierten Versorgung automatisch aktualisiert.

## **Wichtiger Hinweis:**

**!Bitte beachten Sie, dass die Aktualisierung einige Zeit in Anspruch nehmen kann!  
Wir empfehlen Ihnen, die Aktualisierung möglichst am Ende der Sprechstunde und an Ihrem Hauptrechner durchzuführen!**

Bitte führen Sie anschließend eine Scheindatenaktualisierung durch. Gehen Sie hierzu in CGM ALBIS über den Menüpunkt Direktabrechnung Hausarztzentrierte Versorgung Scheindaten aktualisieren. Wählen Sie im folgenden Dialog das Quartal, für welches Sie die Scheindaten aktualisieren möchten und bestätigen Sie den Dialog mit OK.

## 2 EmpfängerAuswahl im eAV-eArztbrief nicht korrekt

Mit der aktuellen CGM ALBIS Version 20.40 haben wir einen Fehler beim Arztbrief der elektronischen Arztvernetzung (eAV) korrigiert. Der Fehler zeigt sich bei der EmpfängerAuswahl des Arztbriefes. In der EmpfängerAuswahl wurden nicht alle möglichen Empfänger angezeigt. Es wurde pro BSNR nur ein Arzt angezeigt, obwohl weitere Ärzte in der BSNR registriert sind.

eArztbrief - EmpfängerAuswahl ✕

Bitte selektieren Sie den gewünschten Empfänger für den eArztbrief.

**Empfänger**


Name  Straße  PLZ  Ort  Fachgruppe

7017 🔍

**Adressbuch**

(N)BSNR	BSNR-Bezeichnung	Adresse	LANR	LANR-Bezeichnung	Typ
160733000	Praxis_462222200	Musterstraße 19, 70173 Stuttgart	100143900	Dr. Muster1, Frank	EAV
522177700	Praxis_5221777	Musterstraße 14, 70173 Stuttgart	999998800	Dr. Muster, Vorna...	EAV
522177700	Praxis_5221777	Musterstraße 14, 70173 Stuttgart	999177700	Dr. Nachname_17...	EAV
522222200	Praxis_5222222	Musterstraße 14, 70173 Stuttgart	999998800	Dr. Muster, Vorna...	EAV
522222200	Praxis_5222222	Musterstraße 14, 70173 Stuttgart	999997700	Dr. Nachname_13...	EAV

← →

 Übernehmen

### 3 AU-Fallmanagement: Verhinderung der Ausstellung einer AU (Muster 1)

Mit der aktuellen CGM ALBIS Version öffnet sich auf der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (Muster 1) bei Klick auf die Schaltfläche Drucken oder Spoolen das AU-Fallmanagement, wenn dies vorher noch nicht ausgefüllt wurde.

The screenshot shows a dialog box titled "Daten der Beschäftigung des Patienten" with a close button (X) in the top right corner. The main text reads: "Bitte füllen Sie vor der Ausstellung der AU den Beschäftigungsstatus und die Beschäftigungsart aus bzw. aktualisieren oder bestätigen Sie die Aktualität der Daten!".

The form contains the following fields and options:

- Erwerbstätig:** Radio buttons for "Ja" and "Nein". The "Nein" option is selected.
- Falls ja:** A text input field for "Wöchentliche Arbeitszeit" followed by the label "Stunden".
- Tätigkeit als:** A text input field.
- Tätigkeit:** Radio buttons for "überwiegend körperlich", "überwiegend geistig", "überwiegend sitzend", and "überwiegend stehend".
- Besonderheiten:** A text input field.
- Datum:** A text input field containing "16.09.2020" and a button labeled "Aktuelles Datum".

At the bottom of the dialog are two buttons: "OK" and "Abbrechen".

Bitte erfassen Sie die entsprechenden Informationen und versehen Sie diese durch Klick auf die Schaltfläche Aktuelles Datum mit dem Tagesdatum. Nach Verlassen des Dialoges über die Schaltfläche OK kann die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung wie gewohnt gedruckt oder gespoolt werden.

**CompuGroup Medical Deutschland AG**

Geschäftsbereich ALBIS

Maria Trost 23, 56070 Koblenz

[info@albis.de](mailto:info@albis.de)

[cgm.com/albis](http://cgm.com/albis)

