

CGM ALBIS
Facharztzentrierte Versorgung
AOK Baden-Württemberg
Gastroenterologie



INHALT

1	Leistungskatalog aktualisieren.....	3
2	Zertifikate eines Arztes überprüfen	4
3	Prüfung auf Grund-/Versichertenpauschale bei Pseudoziffer 88192	5

1 Leistungskatalog aktualisieren

Damit Ihnen die aktuellen Ziffern des Leistungskatalogs des Vertrags zur Hausarztzentrierten Versorgung zur Verfügung stehen, ist es notwendig, den Leistungskatalog zu aktualisieren. Um den Leistungskatalog zu aktualisieren, gehen Sie bitte in CGM ALBIS über den Menüpunkt `Stammdaten Direktabrechnung Hausarztzentrierte Versorgung Aktualisieren`. Mit Betätigen des Druckknopfes `Ja` und weiterem Befolgen der Bildschirmanweisungen wird Ihr Leistungskatalog des Vertrages zur Hausarztzentrierten Versorgung automatisch aktualisiert.

Wichtiger Hinweis:

**!Bitte beachten Sie, dass die Aktualisierung einige Zeit in Anspruch nehmen kann!
Wir empfehlen Ihnen, die Aktualisierung möglichst am Ende der Sprechstunde und an Ihrem Hauptrechner durchzuführen!**

Bitte führen Sie anschließend eine Scheindatenaktualisierung durch. Gehen Sie hierzu in CGM ALBIS über den Menüpunkt `Direktabrechnung Hausarztzentrierte Versorgung Scheindaten aktualisieren`. Wählen Sie im folgenden Dialog das Quartal, für welches Sie die Scheindaten aktualisieren möchten und bestätigen Sie den Dialog mit `OK`.

2 Zertifikate eines Arztes überprüfen

Mit der aktuellen CGM ALBIS Version haben Sie die Möglichkeit über den Menüpunkt **Optionen** | **HZV** | **Elektronische Arztvernetzung** | **Zertifikatsverwaltung** ... den aktuellen Stand zu dem jeweiligen Arzt- bzw. (N)Betriebsstättenzertifikat abzurufen. Hierzu wählen Sie auf dem entsprechenden Register bitte die gewünschte (N)BSNR / LANR Kombination und klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche **Prüfen**.

The screenshot shows the 'Zertifikatsverwaltung' window. It has two tabs: 'Arzt Zertifikate' and '(N)Betriebsstätte Zertifikate'. Below the tabs is a 'Filter' section with two dropdown menus: 'Alle (N)BSNR' and 'Status Zertifikat', and a 'Filter zurücksetzen' button. The main area is a table titled 'Zertifikat' with the following data:

(N)BSNR	LANR	Arztname	Identifikationscode	Zertifikat
521111100	999999901	Dr. Angelika Baden Württemberg		
529990600	999563100	Vorname_10 Nachname_10	B8CCacbb30deBf3e	erstellt
529990600	999610900	Dr. Vorname_11 Nachname_11	4428eD7A93755fCd	erstellt
529990700	999564200	Vorname_12 Nachname_12	6edA4AbA0924E0aa	erstellt

At the bottom of the table are buttons: 'Erzeugen', 'Anzeigen', 'Erneuern', and 'Prüfen'. The 'Prüfen' button is highlighted with a red box. Below the table are 'OK' and 'Abbrechen' buttons.

Nach Klick auf die Schaltfläche **Prüfen** erscheint folgender Hinweis:

The dialog box has a title bar 'ALBIS' and a close button. It contains a question mark icon and the following text:

Zur Zeit liegen nicht alle für die Überprüfung des Arztzertifikates erforderlichen Daten vor. Bitte geben Sie das Kennwort für das Arztzertifikat ein, damit die erforderlichen Daten aus dem Zertifikat ausgelesen werden können.

At the bottom are two buttons: 'Ja' and 'Nein'.

Mit Klick auf **Nein** brechen Sie die Prüfung ab und Sie gelangen zurück in die Zertifikatsverwaltung. Mit Klick auf **Ja** werden Sie aufgefordert das Kennwort für das zuvor gewählte Zertifikat einzugeben.

Kennwortabfrage

Bitte geben Sie das Kennwort des Arztzertifikates ein.

Erfasser: Nachname_12 Vorname_12

Kennwort:

OK Abbrechen

Wurde das Kennwort korrekt eingegeben und der Dialog mit OK bestätigt werden die Informationen für das Zertifikat abgerufen und anschließend angezeigt.

ALBIS

i Zertifikatsinformation HAEVG:

Typ	: Arztzertifikat
Seriennummer	: 36540f8c-6c12-4c61-99af-878176aba28e
Sperrstatus	: Aktiv


Typ	: Betriebsstaettnenzertifikat
Seriennummer	: 61124973-3055-493a-8837-5d994e523033
Sperrstatus	: Aktiv

Das Arztzertifikat für den Nachname_12 Vorname_12 TEST ist gültig.

OK

3 Prüfung auf Grund-/Versichertenpauschale bei Pseudoziffer 88192

Mit der aktuellen CGM ALBIS Version bieten wir Ihnen die Möglichkeit bei KV-Scheinen, auf welcher Sie ausschließlich die Pseudoziffer 88192 erfassen müssen, die Regelwerksprüfungen des EBM 2000plus zu deaktivieren. Hierzu gehen Sie bitte über den Menüpunkt *Optionen* *Abrechnung* und wählen hier das Register *Regelwerk* *HZV*.



Durch setzen des Schalters bei Regelwerk EBM 2000plus deaktivieren, findet auf den entsprechenden Scheinen keine Prüfung statt.

CompuGroup Medical Deutschland AG

Geschäftsbereich ALBIS

Maria Trost 23, 56070 Koblenz

info@albis.de

cgm.com/albis

