

CGM ALBIS
**Hausarztzentrierte Versorgung
AOK Baden-Württemberg**



INHALT

- 1 Leistungskatalog aktualisieren3
- 2 eArztbrief im Kontext von Überweisungen.....4

1 Leistungskatalog aktualisieren

Damit Ihnen die aktuellen Ziffern des Leistungskatalogs des Vertrags zur Hausarztzentrierten Versorgung zur Verfügung stehen, ist es notwendig, den Leistungskatalog zu aktualisieren. Um den Leistungskatalog zu aktualisieren, gehen Sie bitte in CGM ALBIS über den Menüpunkt Stammdaten Direktabrechnung Hausarztzentrierte Versorgung Aktualisieren. Mit Betätigen des Druckknopfes Ja und weiterem Befolgen der Bildschirmanweisungen wird Ihr Leistungskatalog des Vertrages zur Hausarztzentrierten Versorgung automatisch aktualisiert.

Wichtiger Hinweis:

**!Bitte beachten Sie, dass die Aktualisierung einige Zeit in Anspruch nehmen kann!
Wir empfehlen Ihnen, die Aktualisierung möglichst am Ende der Sprechstunde und an Ihrem Hauptrechner durchzuführen!**

Bitte führen Sie anschließend eine Scheindatenaktualisierung durch. Gehen Sie hierzu in CGM ALBIS über den Menüpunkt Direktabrechnung Hausarztzentrierte Versorgung Scheindaten aktualisieren. Wählen Sie im folgenden Dialog das Quartal, für welches Sie die Scheindaten aktualisieren möchten und bestätigen Sie den Dialog mit OK.

2 eArztbrief im Kontext von Überweisungen

Mit der aktuellen CGM ALBIS Version steht Ihnen, bei aktiv eingeschriebenen Patienten an der elektronischen Arztvernetzung Baden-Württemberg, auf dem Überweisungsschein, die Möglichkeit zur Verfügung einen eArztbrief zu erstellen.

Mit der aktuellen CGM ALBIS Version haben wir für Sie auf der Überweisung folgende Funktionen aktiviert:

- eArztbrief Standard
- eArztbrief express

Muster 6 (10.2019), Überweisung für <Name0002, Vorname0002> ausstellen

Krankenkasse bzw. Kartenträger AOK Baden-Württemberg		
Name, Vorname der Versicherten Name0002 <small>geb. am</small> 26.11.2006 Vorname0002 Maria-Trost 23 <small>WK gültig bis</small> 05/30 D 56077 Koblenz		
Kartenträgerkennung	Versicherten-Nr.	Status
108018007	Y209394969	1000000
Betriebsstätten-Nr.	Arzt-Nr.	Datum
529990600	999563100	<input checked="" type="checkbox"/> 01.07.2022

Geschlecht
 w m abs. div. Quartal: 3/22

Kurativ Präventiv beleg.Beh.

Freitext Schlüsseltable

Überweisung an:

Zusatzqualifikation:

Arbeitsunfall AU bescheinigt bis:

eingeschränkter Leistungsanspruch gemäß §16 Datum der OP:

Behandl. gemäß §116b

Ausführung von Auftragsleistung(en)

Unfall, Unfallfolgen

Konsiliaruntersuchung

Mit-/Weiterbehandlung

Diagnose /Verdachtsdiagnose:
Z. n. Cholecystektomie, Z.n. {Z90.4Z};Kombinierte und andere Persönlichkeitsstörungen {F61G};

Befund/Medikation:
Teilnahme HzV-Vertrag

Auftrag:

e-Terminservice
Dringlichkeit: Normal Hoch Eine Wartezeit über 4 Wochen hinaus erscheint zumutbar.
Vermittlungscode:

elekt. Arztvernetzung
 eArztbrief Standard
 eArztbrief express

Drucken Spooler Speichern Abbruch Standard Alte Daten

Ist der Schalter bei eArztbrief Standard gesetzt. Wird nach erfolgreichem Druck der Überweisung ein eArztbrief geöffnet und schon mit den Daten aus der Überweisung sowie den in der Patientenkartei vorhanden Inhalten gefüllt.

Ist der Schalter bei eArztbrief express gesetzt. Wird nach erfolgreichem Druck der Überweisung ebenfalls ein eArztbrief erstellt und es wird direkt in den Versand des eArztbriefes gewechselt. Es werden bei dem eArztbrief express ebenfalls die Daten aus der Überweisung in den eArztbrief übernommen sowie die Daten aus der Karteikarte des Patienten. Zusätzlich wird ein Bundesheitlicher Medikationsplan als Anhang mit versendet, sofern dieser nicht älter als 6 Monate ist.

CompuGroup Medical Deutschland AG

Geschäftsbereich ALBIS

Maria Trost 23, 56070 Koblenz

info@albis.de

cgm.com/albis

