

**Liebe Anwenderin, lieber Anwender,**

anbei senden wir Ihnen Ihr CGM ALBIS-Update Q4/2022.

**Für die Abrechnung des dritten Quartals 2022 ist das Einspielen dieses Updates nicht erforderlich.** Die CGM ALBIS-Version Q4/2022 beinhaltet alle KBV-Aktualisierungen und HzV-Änderungen, die für das vierte Quartal erforderlich sind.

Ausführliche Informationen zu allen Änderungen entnehmen Sie bitte der **Update-Dokumentation**. Diese finden Sie vor dem Einspielen des Updates auf dem Startbildschirm unter „Update Dokumente“. Nach dem Einspielen des Updates können Sie die Dokumentation ebenfalls über den Menüpunkt „? Infoseiten Update-Info CGM ALBIS Version Q4/2022“ einsehen.

**DIESES UPDATE MUSS AM SERVER EINGESPIELT WERDEN!**

Die Rubrik **Tipps & Tricks** liefert Ihnen diesmal hilfreiche Informationen zum **Thema „Verbessern der Übersicht in CGM ALBIS“**. Schauen Sie einmal rein. Es lohnt sich!

Mit freundlichen Grüßen



ppa. Marcus May  
Area Vice President  
Product AIS DE



i. A. Dr. Justin Doods  
Vice President  
Product Management ALBIS

**Wichtiger Hinweis:**

Mit dem CGM ALBIS-Quartalsupdate Q1/2023 (23.10) stellen wir den Support von Windows-32-Bit-Systemen ein. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Update-Dokumentation

# Ihr persönliches CGM ALBIS- UPDATE

für das Quartal 4/2022



IHRE KOSTENFREIE  
SERVICE-RUFNUMMER  
0800 5354-515

**CompuGroup Medical Deutschland AG**

Geschäftsbereich ALBIS  
Maria Trost 23, 56070 Koblenz  
T +49 (0) 261 8000-1600  
F +49 (0) 261 8000-1650  
info.albis.de@cgm.com  
[cgm.com/albis](http://cgm.com/albis)

Abonnieren Sie unseren Newsletter:  
[cgm.com/albis-newsletter](http://cgm.com/albis-newsletter)

Folgen Sie uns auch auf:



[facebook.com/cgmalbis](https://facebook.com/cgmalbis)



[instagram.de/cgmalbis](https://instagram.de/cgmalbis)



[youtube.de/cgmalbis](https://youtube.de/cgmalbis)

Änderungen und Irrtümer vorbehalten  
CGMCOM-18635\_ALB\_0922\_RRH



# CGM ALBIS- UPDATE

für das Quartal 4/2022

## EINIGE NEUERUNGEN DES CGM ALBIS-UPDATES Q4/2022 IM ÜBERBLICK

### NEU:

#### ANZEIGE DES WOCHENTAGES IN DER KARTEIKARTE

Sie können sich in der Karteikarte eines Patienten oder einer Patientin jetzt den Wochentag zum Datum in der Karteikarte anzeigen lassen.

### NEU:

#### CGM BMP-INFORMATIONEN IN PATIENTEN- STAMMDATEN

In der Patientenakte können Sie sich die Daten des aktuellen Bundeseinheitlichen Medikationsplans (BMP) im Stammdatenbereich anzeigen lassen. Aus dieser Anzeige können Sie per Doppelklick direkt den aktuellen BMP öffnen und bearbeiten.

### NEU:

#### DIAGNOSEN-ÜBERNAHME MUSTER 52

Öffnen Sie das Formular „Anfrage bei Fortbestehen der Arbeitsunfähigkeit“ (Muster 52), werden Sie jetzt gefragt, ob die Diagnosen der letzten Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung in das Formular übernommen werden sollen.

### NEU:

#### NEUE ARZTBRIEFVARIABLEN

Ihnen stehen nach Einspielen dieses Updates neue Variablen für die Arztbriefschreibung zur Verfügung. Aus den Biometrie-Daten können Sie Temperatur, Blutdruck, Puls, Kopf- und Hüftumfang in den Arztbrief übernehmen. Des Weiteren gibt es eine neue Variable für das Alter von Patientinnen und Patienten, damit dieses detaillierter angezeigt werden kann.

**CGM ALBIS**

Arztinformationssystem

## TIPPS & TRICKS

### VERBESSERTE ÜBERSICHT IN CGM ALBIS

#### ePOSTFACH

Nutzen Sie die Filterfunktion im ePostfach, um nur die wichtigen Status in der Darstellung zu sehen, und passen Sie bei Bedarf die Spaltenreihenfolge per Drag-&-Drop an. Die Einstellungen gelten pro Postfach und Arbeitsplatz.

#### KARTEIKARTE

Im Menü Stammdaten | Karteikarte | Karteikartenkürzel können Sie einzelnen Karteikartenkürzeln eine eigene Farbe und Schriftart zuweisen.

#### ABRECHNUNGSHINWEISE

Nutzen Sie die Farbeinstellungen für Abrechnungshinweise im Menü Optionen | Abrechnung im Register „Regelwerk EBM 2000plus“, um wichtige Hinweise sofort zu erkennen.

#### FORMULARE

Blenden Sie alle nicht benötigten Formulare an einem Arbeitsplatz im Menü Optionen | Formulare durch Setzen des Schalters „Formular ausblenden“ aus, damit Sie eine bessere Übersicht im Menü Formulare bekommen.

#### FUNKTIONSLEISTE ICONS

Haben Sie Symbole in der Toolbar, die Sie an diesem Arbeitsplatz nicht nutzen? Blenden Sie diese einfach über das Menü Ansicht | Funktionsleiste | Anpassen für die entsprechenden Funktionsleisten aus. Bitte beachten Sie, dass diese Einstellung über den Schalter „Position der Funktionsleisten beim Beenden speichern“ im Menü Optionen | Arbeitsplatz geschützt ist.



**UNSER GESCHENK FÜR DIE ZUKUNFT!**

### NUTZEN SIE BEREITS CGM ALBIS.YOU ODER CGM ALBIS XXL?

DANN SICHERN SIE SICH JETZT DAS  
KOSTENLOSE SQL-DATENBANKUPGRADE  
FÜR CGM ALBIS.

#### Was ist das Datenbankupgrade eigentlich und warum macht es Ihren Arbeitsplatz sicherer?

Das kostenlose CGM ALBIS-Upgrade bietet Ihnen einen schnelleren Zugriff auf Ihre Daten und überzeugt mit einer verbesserten Systemstabilität sowie der standortübergreifenden Datenverarbeitung. Außerdem sorgt es für eine erhöhte Datensicherheit.

#### Wir werden Ihnen diese Funktion Ende 2022 zur Verfügung stellen.

Bei weiteren Fragen steht Ihr CGM ALBIS Vertriebs- und Servicepartner gerne zur Verfügung.