

CGM ALBIS  
**Hausarztzentrierte Versorgung  
BKK VAG Baden-Württemberg**



# INHALT

1	Leistungskatalog aktualisieren .....	3
2	Anzeige von vertragspezifischen Begleitschreiben zu Facharztüberweisungen .....	3

# 1 Leistungskatalog aktualisieren

Damit Ihnen die aktuellen Ziffern des Leistungskatalogs des Vertrags zur Hausarztzentrierten Versorgung zur Verfügung stehen, ist es notwendig, den Leistungskatalog zu aktualisieren. Um den Leistungskatalog zu aktualisieren, gehen Sie bitte in CGM ALBIS über den Menüpunkt Stammdaten Direktabrechnung Hausarztzentrierte Versorgung Aktualisieren. Mit Betätigen des Druckknopfes Ja und weiterem Befolgen der Bildschirmangaben wird Ihr Leistungskatalog des Vertrages zur Hausarztzentrierten Versorgung automatisch aktualisiert.


## Wichtiger Hinweis:

**!Bitte beachten Sie, dass die Aktualisierung einige Zeit in Anspruch nehmen kann!  
Wir empfehlen Ihnen, die Aktualisierung möglichst am Ende der Sprechstunde und an Ihrem Hauptrechner durchzuführen!**

Bitte führen Sie anschließend eine Scheindatenaktualisierung durch. Gehen Sie hierzu in CGM ALBIS über den Menüpunkt Direktabrechnung Hausarztzentrierte Versorgung Scheindaten aktualisieren. Wählen Sie im folgenden Dialog das Quartal, für welches Sie die Scheindaten aktualisieren möchten und bestätigen Sie den Dialog mit OK.

# 2 Anzeige von vertragspezifischen Begleitschreiben zu Facharztüberweisungen

Mit der aktuellen CGM ALBIS Version wird der Hinweis für das HZV Begleitschreiben im Rahmen des Ausdruckes nur noch angeboten, wenn auf der Überweisung (Muster 6) kein Schalter für den Versand eines eArztbriefes ausgewählt wurde.



elekt. Arztvernetzung

eArztbrief Standard

eArztbrief express

**CompuGroup Medical Deutschland AG**

Geschäftsbereich ALBIS

Maria Trost 23, 56070 Koblenz

[info@albis.de](mailto:info@albis.de)

[cgm.com/albis](http://cgm.com/albis)

