

Update-Anschreiben

Version 5.2.15

Inhalt

Inhalt	2
Wichtige Informationen	4
Aktualisierung CGM DMP-ASSIST / Update-Routine.....	4
KBV-Rezertifizierung CGM DMP-ASSIST	4
Teilnahmeerklärungen	4
Java 1.7 – Supportende zum 30. April 2015 – Meldung im Versand	5
Update-Neuerungen	7
KBV-Prüfmodule	7
Aktualisierte Dokumentationen ab dem 01.07.2015.....	7
Vorauswahl Serum Kreatinin > entfernt.....	10
AIS – Übergabe von Laborwerten / sonstigen Werten	10
Glossar	11

Die in diesem Update-Anschreiben dargestellten Beispiele und Zahlenmaterialien sind frei gewählt.

Das Werk, einschließlich all seiner Inhalte, ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, auch die der Übersetzung, des Nachdruckes und der Vervielfältigung des Buches, oder Teilen daraus, vorbehalten. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Eigentümers unzulässig und strafbar. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Eigentümers reproduziert oder unter Verwendung elektronische Systeme gespeichert, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Änderungen vorbehalten.



Impressum

© 2010 - 2015

CompuGroup Medical Deutschland AG
Geschäftsbereich Medizinische Informationssysteme
Maria Trost 21
56070 Koblenz
www.cgm.com/de





Wichtige Informationen

Mit dieser Version erhalten Sie neben den aktuellen KBV-Prüfmodulen auch die aktualisierten DMP-Module, die zum 01.07.2015 gültig werden/sind.



Bitte beachten Sie die nachfolgenden WICHTIGEN Informationen und spielen Sie das Update zeitnah zum Quartalsanfang (01.07.2015) ein!

Bitte schließen Sie alle noch offenen Dokumentationen bis zum 30.06.2015 vollständig ab und versenden sie diese zeitnah.

Aktualisierung CGM DMP-ASSIST / Update-Routine

In eigener Sache...

Wir veröffentlichen in regelmäßigen Abständen – jeweils zum Quartalsende – ein Update für den CGM DMP-ASSIST.

Neben den aktuellen KBV-Modulen, die Sie für Ihre Abrechnung benötigen, beinhaltet das Update auch Verbesserungen und Features, um Ihnen das Arbeiten mit dem CGM DMP-ASSIST zu vereinfachen sowie die Anbindung an Ihr AIS zu gewährleisten.

Daher möchten wir Sie hiermit sensibilisieren und bitten, unsere Updates immer zeitnah nach dem Erhalt zu installieren.

KBV-Rezertifizierung CGM DMP-ASSIST

Mit dieser Version haben wir umfangreiche und vorbereitende Maßnahmen zur KBV-Rezertifizierung der folgenden Module in Q3/2015 getroffen.

1. Diabetes mellitus 1 (DM 1)
2. Diabetes mellitus 2 (DM 2)
3. Chronisch obstruktive Lungenerkrankungen (COPD)
4. Koronare Herzkrankheit (KHK)
5. Asthma Bronchiale (AB)

Teilnahmeerklärungen

Diese Änderung wurde bereits mit Version 5.2.13 ausgeliefert. Aus aktuellem Anlass erneut zur Info...

Die KBV gibt quartalsweise 6 mögliche Formularvordrucke für die Teilnahmeerklärungen vor. Für jede Krankheit ist ein entsprechendes Formular bereitgestellt. Zudem gibt es eines für multimorbid erstellte

Update-Anschreiben

Dokumentationen (d. h. wenn mehr als eine Krankheit gemeinsam in einem Dokumentationsvorgang erfasst wurde) = **indikationsübergreifend**.

Abweichend von diesen KBV-Vorgaben können einzelne Kostenträger mittels spezieller Vertragsmodelle bestimmte Formularnummern der Teilnahmeerklärungen "vorgeben" und die eigentlich vorgesehenen Formulare verweigern.


In einem aktuellen Fall durfte laut einem Kostenträger nur die Formularnummer 070A - indikationsübergreifend ausgedruckt werden, obwohl es sich nur um eine einzelne Krankheit handelte. Lediglich BK wäre auch hier mittels eigener Formularnummer auszustellen.

Ab dieser Version haben Sie daher die Möglichkeit, das Formular 070A (indikationsübergreifend) auch für einzelne Krankheiten zu nutzen. Diese Einstellung können Sie im CGM DMP-ASSIST unter dem **Menüpunkt Extras | Systemeinstellungen | Teilnahmeerklärungen** vornehmen. Die mit dem Update installierte Voreinstellung richtet sich an dieser Stelle nach den KBV-Vorgaben und muss daher nur im abweichenden Fall von Ihnen angepasst werden.

Java 1.7 – Supportende zum 30. April 2015 – Meldung im Versand

Aus dem KBV-ITA-Newsletter für Anbieter von Gesundheits-IT (Update II/2015 und III/2015)...

Die KVB machte im ITA-Newsletter für das Update II/2015 und III/2015 darauf aufmerksam, dass der Support für die Java-Version 1.7 zum 30. April 2015 endet. Das KBV-Prüfmodul gibt hierzu im Versand des CGM DMP-ASSIST eine entsprechende Meldung aus, sofern eine ältere Java-Version auf ihrem System installiert ist.



Java ist eine Programmiersprache / ein Entwicklungswerkzeug und wird für den CGM DMP-ASSIST mit einer eigenen Version genutzt. Diese ist im CGM DMP-ASSIST also unabhängig von der Java-Version, die Sie auf ihrem System installiert haben.

Für den CGM DMP-ASSIST werden wir die Java-Version zeitnah aktualisieren. Den Versand können Sie trotz eines solchen Hinweises problemlos durchführen!

Falls Sie darüber hinaus Fragen zu Ihrem System-Java haben, hilft Ihnen hierbei gerne Ihr Vertriebs- und Servicepartner weiter.

Update-Neuerungen

KBV-Prüfmodule

Mit dieser Version erhalten Sie neben den aktuellen KBV-Prüfmodulen auch die aktualisierten DMP-Dokumentationen für DM1+2, KHK, AB und COPD, welche zum 01.07.2015 gültig werden/sind.



Bitte beachten Sie die oben aufgeführten WICHTIGEN Informationen und spielen Sie das Update zeitnah zum Quartalsanfang (01.07.2015) ein!

Bitte schließen Sie alle noch offenen Dokumentationen bis zum 30.06.2015 vollständig ab und versenden Sie diese zeitnah.

Aktualisierte Dokumentationen ab dem 01.07.2015

Der CGM DMP-ASSIST wird mit dieser Version, ab dem Tagesdatum 01.07.2015, automatisch die neuen Dokumentationsinhalte bereitstellen. Bis dahin bleiben die Dokumentationen in der bisherigen Form bestehen.

Anbei eine Kurzübersicht der Änderungen innerhalb der Dokumentationen...

1. Recall – „Nächste Dokumentationserstellung geplant am“ entfernt

- In allen Indikationen, bis auf Brustkrebs, wurde unter „Behandlungsplanung“ der Punkt „Nächste Dokumentationserstellung geplant am“ entfernt.

2. Teilnahmeerklärung

- Das Dokument „Teilnahmeerklärung“ wurde für die Indikationen, DM1, DM2 und KHK aktualisiert.

3. Diabetes mellitus 1 (DM 1)

- Folgende Felder entfallen:
 - Serum-Kreatinin
 - Nächste Dokumentationserstellung geplant am
 - Insulin oder Insulin-Analoga
 - Sonstige antihypertensive Medikation
 - Diabetesbezogene Über- bzw. Einweisung veranlasst
- Änderungen bei den Feldern:
 - Begleiterkrankungen >> "Schlaganfall" entfällt
 - vom Patienten gewünschte Informationsangebote >> Text "der Krankenkasse" kommt dazu

- Relevante Ereignisse >> "Schlaganfall" kommt hinzu
- HbA1c-Wert >> Wertangabe in "%" oder "mmol/mol"
- Thrombozytenaggregationshemmer >> "orale Antikoagulation" kommt hinzu
- ACE-Hemmer >> "AT1-Rezeptorantagonisten" kommt hinzu
- HbA1c-Zielwert >> „Zielwert erreicht“ oder „Zielwert noch nicht erreicht“
- Ophthalmologische Netzhautuntersuchung seit letzter Dokumentation >> "seit letzter Dokumentation" kommt hinzu

4. Diabetes mellitus 2 (DM 2)

- Folgende Felder entfallen:
 - Serum-Kreatinin
 - Nächste Dokumentationserstellung geplant am
 - Insulin oder Insulin-Analoga
 - Sonstige antihypertensive Medikation
 - Diabetesbezogene Über- bzw. Einweisung veranlasst
- Änderungen bei den Feldern:
 - Begleiterkrankungen >> "Schlaganfall" entfällt
 - vom Patienten gewünschte Informationsangebote >> Text "der Krankenkasse" kommt dazu
 - Relevante Ereignisse >> "Schlaganfall" kommt hinzu
 - HbA1c-Wert >> Wertangabe in "%" oder "mmol/mol"
 - Thrombozytenaggregationshemmer >> "orale Antikoagulation" kommt hinzu
 - ACE-Hemmer >> "AT1-Rezeptorantagonisten" kommt hinzu
 - HbA1c-Zielwert >> „Zielwert erreicht“ oder „Zielwert noch nicht erreicht“
 - Ophthalmologische Netzhautuntersuchung seit letzter Dokumentation >> "seit letzter Dokumentation" kommt hinzu
- Neue Felder:
 - eGFR
 - Injektionsstellen
 - Thiaziddiuretika, einschließlich Chlorthalidon
 - Behandlung/Mitbehandlung in einer für das Diabetische Fußsyndrom qualifizierten Einrichtung
 - Diabetesbezogene stationäre Einweisung

5. Chronisch obstruktive Lungenerkrankungen (COPD)

- Folgende Felder entfallen:
 - Serum-Kreatinin
 - Nächste Dokumentationserstellung geplant am
- Änderungen bei den Feldern:
 - Begleiterkrankungen >>"Schlaganfall" fällt weg

- vom Patienten gewünschte Informationsangebote >> Text "der Krankenkasse" soll hinzugefügt werden

6. Koronare Herzkrankheit (KHK)

- Folgende Felder entfallen:
 - Serum-Kreatinin
 - Nächste Dokumentationserstellung geplant am
- Änderungen bei den Feldern:
 - Begleiterkrankungen >> "Schlaganfall" fällt weg
 - vom Patienten gewünschte Informationsangebote >> "der Krankenkasse" kommt hinzu
 - Angina Pectoris >> "Nein" oder "CCS I bis CCS IV"
 - Diagnostische und/oder koronartherapeutische Intervention >> "PCI" oder "Bypass Operation"
 - Relevante Ereignisse >> anstatt "Akutes Koronarsyndrom", "Instabile Angina Pectoris" und "Schlaganfall" kommen hinzu
 - Thrombozytenaggregationshemmer >> "Orale Antikoagulation" kommt hinzu
 - ACE-Hemmer >> "AT1-Rezeptorantagonisten" kommt hinzu
 - KHK-bezogene Einweisung veranlasst (ja/nein)
- Neue Felder:
 - LDL-Cholesterin (mg/dl oder mmol/l)
 - KHK-bezogene Überweisung veranlasst (ja/nein)

7. Asthma Bronchiale (AB)

- Folgende Felder entfallen:
 - Serum-Kreatinin
 - Nächste Dokumentationserstellung geplant am
- Änderungen bei den Feldern:
 - Begleiterkrankungen >>"Schlaganfall" fällt weg
 - vom Patienten gewünschte Informationsangebote >> Text "der Krankenkasse" soll hinzugefügt werden

Im Zuge der Schnittstellenanpassung zum 01.07.2015 sieht die KBV folgende Übergangsregelung für das Nacheinreichen von Korrekturen vor:



- Bei **Erstdokumentationen** eine Frist von **52 Tagen + 1 Quartal nach Quartalsende**.
- Bei **Verlaufsdokumentationen** eine Frist von **52 Tagen nach Quartalsende**.

Vorauswahl Serum Kreatinin > entfernt

Mit der CGM DMP-ASSIST Version 5.2.12 hatten wir Ihnen die Möglichkeit eingerichtet, die Maßeinheit für Serum Kreatinin dauerhaft vorzubelegen. Diese Einstellung konnten Sie über den Menüpunkt **Extras | Systemeinstellungen | Erweiterte Einstellungen** vornehmen.

Mit den neuen, zum 01.07.2015 gültigen KBV-Anforderungen, wird Serum Kreatinin aus allen Dokumenten entfernt. Somit ist auch die oben genannte Voreinstellung nicht mehr notwendig und wurde abgeschaltet.

AIS – Übergabe von Laborwerten / sonstigen Werten

Weitere Anpassungen durch die KBV-Umstellungen zum 01.07.2015, sind bei verschiedenen Laborwerten / sonstigen Werten notwendig gewesen. Diese Änderungen hatten zusätzlich Anpassungen an die Labordaten-Übergabe (Schnittstelle) aus Ihrem AIS an den CGM DMP-ASSIST zur Folge.

Bitte setzen Sie sich mit Ihrem AIS in Verbindung, um die korrekte Eintragung / Übergabe der folgenden Laborwerte zu erfahren.

Inhalt	Einheit	Wertebereich	Informationen KBV-Anforderung ab 01.07.2015
HbA1c	% mmol/mol	0,0 bis 21,0 0 bis 210	Zusätzlich eingepflegt: „mmol/mol“
KREA	mg/dl µmol/l		Aus den Dokumentationen entfernt
eGFR	ml/min/1,73m ² KOF	0 bis 200	Neu eingepflegt
LDL-Cholesterin	mg/dl mmol/l nicht bestimmt	0 bis 999 0,0 bis 25,9	Zusätzlich eingepflegt: „nicht bestimmt“

Glossar

AIS	<p>Unter Arztpraxissoftware wird allgemein Software verstanden, welche die Verwaltung, die Organisation und den Betrieb von Arztpraxen bzw. die ärztlichen Tätigkeit unterstützen.</p> <p>Gebräuchliche alternative Bezeichnungen sind auch Arztinformationssystem (AIS), Arztsoftware, Praxissoftware, Praxisverwaltungssoftware, Praxisverwaltungssystem (PVS), Praxismanagementsoftware oder Ordinationsmanagementsoftware.</p> <p>Auszug aus http://de.wikipedia.org/wiki/Arztpraxissoftware</p>
eGK	Elektronische Gesundheitskarte

CompuGroup Medical Deutschland AG
Geschäftsbereich Medizinische Informationssysteme
Maria Trost 21
D-56070 Koblenz
support.dmp-assist@cgm.com

cgm.com/de

