

**Sehr geehrte CGM DMP-ASSIST Anwenderin,
sehr geehrter CGM DMP-ASSIST Anwender,**

**mit dieser Sendung erhalten Sie Ihr aktuelles Quartals-
Update des CGM DMP-ASSIST.** Das CGM DMP-ASSIST Update
5.3.6 installiert neben einigen internen Programmoptimierungen
die aktuell geforderten KBV-Module auf Ihrem System.

**Zudem erhält dieses Update die nachfolgende
Neuerung:**

- Die Anbindung an den CGM PRAXISTIMER
(ab Version 4.13)

Erkennen Sie bei der Erstellung ihrer Recall-Listen
auf einen Blick, welche Patienten bereits Termine
vereinbart haben.

Wir empfehlen Ihnen, sich weitere Informationen zu den Neu-
erungen in der Update-Dokumentation (Updateanschreiben.
pdf) durchzulesen, welche Sie über das DVD-Startmenü öffnen
können. Durch Anwahl des Symbols „Dokumentation anzeigen“
öffnet sich der Ordner „Dokumente“, in welchem Sie die
gewünschte PDF-Datei aufrufen können.

**Wir wünschen Ihnen viel Freude mit der neuen Version des
CGM DMP-ASSIST!**

Mit freundlichen Grüßen
Ihr CGM DMP-ASSIST Team

Bei **FRAGEN**
zum Einspielen des
Updates oder weiteren
Programmfragen
wenden Sie sich bitte
an Ihre Hotline.

Ihr persönliches CGM DMP-ASSIST **UPDATE** für das Quartal 2/2017

CompuGroup Medical Deutschland AG
Geschäftsfeld Arztinformationssysteme
Maria Trost 21 | 56070 Koblenz
info.dmp-assist@cgm.com

cgm.com/de

Änderungen und Irrtümer vorbehalten
CGMCOM-7275_DMP_0317_LEM




EINSPIELEN DES PROGRAMMUPDATES.

- ✓ Bitte beachten Sie, dass die CGM DMP-ASSIST Update-Installation nur mit Administrator-Berechtigungen möglich ist.
- ✓ Beenden Sie alle weiteren Anwendungen (z. B. Arztinformationssysteme) während der Installation. **Führen Sie unbedingt vor jeder Update-Installation eine aktuelle Datensicherung durch und deaktivieren Sie ggf. den Virenschoner für den Zeitraum der Installation!**
- ✓ **Nach erfolgreicher Update-Installation ist ein einmaliger Start des CGM DMP-ASSIST am Server notwendig. Starten Sie hierzu das Programm bitte direkt über das Icon auf Ihrem Windows-Desktop.**
- ✓ Es ist nicht notwendig, an den Nebenstellen die Update-DVD einzulegen! Diese aktualisieren sich nach dem Server Update automatisch.

Nach Einlegen der Update-DVD in das DVD-Laufwerk des CGM DMP-ASSIST-Servers startet der Setup-Assistent automatisch. Für den Fall, dass die „automatische Benachrichtigung“ abgeschaltet ist und der Setup-Assistent nicht automatisch geladen wird, starten Sie das Programm bitte manuell. Wählen Sie dazu **Start | Ausführen...** und geben Sie im Feld **Öffnen** den Pfad des Setup-Programms ein: **X:\autorun.exe***

* X ersetzen Sie bitte durch den Laufwerksbuchstaben Ihres DVD-Laufwerks.

Einspielen des Programmupdates



Einspielen des Programmupdates

Über den Menüpunkt **Dokumentation anzeigen** öffnet sich der Ordner „Dokumente“ auf der DVD, in dem Sie detaillierte Programmbeschreibungen sowie die CGM DMP-ASSIST Update-Installationsanleitung finden. Lesen Sie sich diese bitte aufmerksam durch, bevor Sie mit der Installation beginnen.

Starten Sie bitte die Update-Installation unbedingt und ausschließlich am Server über den Punkt **Server & Einzelplatz Installation** und folgen Sie anschließend den Anweisungen des Setup-Assistenten. Detaillierte Informationen zum Einspielen des Updates lesen Sie in der Update-Installationsanleitung. Eine separate Client-Aktualisierung ist bei einer Update-Installation nicht notwendig.