

Sehr geehrte CGM DMP-ASSIST Anwenderin, sehr geehrter CGM DMP-ASSIST Anwender,

mit dieser Sendung erhalten Sie Ihr aktuelles Quartals-Update des CGM DMP-ASSIST. Das CGM DMP-ASSIST Update 5.4.8100 installiert neben einigen internen Programmoptimierungen die aktuell geforderten KBV-Module auf Ihrem System.

Zudem erhält dieses Update die nachfolgenden Neuerungen:

- Anpassungen eDMP Asthma Bronchiale
- Raucherstatus ab einem Alter von 12 Jahren jetzt Pflichtfeld
- Single Sign-on
- Ausbau inaktiver Felder BK

Wir empfehlen Ihnen, sich weitere Informationen zu den Neuerungen in der Update-Dokumentation (Updateanschreiben.pdf) durchzulesen, welche Sie über das DVD-Startmenü öffnen können. Durch Anwahl des Symbols „Dokumentation anzeigen“ öffnet sich der Ordner „Dokumente“, in welchem Sie die gewünschte PDF-Datei aufrufen können.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit der neuen Version des CGM DMP-ASSIST!

Mit freundlichen Grüßen
Ihr CGM DMP-ASSIST Team

Bei **FRAGEN**
zum Einspielen des
Updates oder weiteren
Programmfragen
wenden Sie sich bitte
an Ihre Hotline.

Ihr persönliches CGM DMP-ASSIST UPDATE für das Quartal 2/2019

CompuGroup Medical Deutschland AG
Geschäftsfeld Arztinformationssysteme
Maria Trost 21 | 56070 Koblenz
info.dmp-assist@cgm.com

cgm.com/de

SecurITy
Trust Seal
www.teletrust.de/itsmg
made
in
Germany

Änderungen und Irrtümer vorbehalten
CGMCOM-10070_DMP_0319_LEM

UPDATE

für das Quartal 2/2019


EINSPIELEN DES PROGRAMMUPDATES.

- ☑ Bitte beachten Sie, dass die CGM DMP-ASSIST Update-Installation nur mit Administrator-Berechtigungen möglich ist.
- ☑ Beenden Sie alle weiteren Anwendungen (z. B. Arztinformationssysteme) während der Installation. **Führen Sie unbedingt vor jeder Update-Installation eine aktuelle Datensicherung durch und deaktivieren Sie für den Zeitraum der Installation den Virenschoner. Denken Sie daran nach der Installation des Updates den Virenschoner wieder zu aktivieren.**
- ☑ **Nach erfolgter Update-Installation ist ein einmaliger Start des CGM DMP-ASSIST am Server notwendig. Starten Sie hierzu das Programm bitte direkt über das Icon auf Ihrem Windows-Desktop.**
- ☑ Es ist nicht notwendig, an den Nebenstellen die Update-DVD einzulegen! Diese aktualisieren sich nach dem Server Update automatisch.

Nach Einlegen der Update-DVD in das DVD-Laufwerk des CGM DMP-ASSIST-Servers startet der Setup-Assistent automatisch. Für den Fall, dass die „automatische Benachrichtigung“ abgeschaltet ist und der Setup-Assistent nicht automatisch geladen wird, starten Sie das Programm bitte manuell. Wählen Sie dazu **Start | Ausführen...** und geben Sie im Feld **Öffnen** den Pfad des Setup-Programms ein:
X: \autorun.exe*

* X ersetzen Sie bitte durch den Laufwerksbuchstaben Ihres DVD-Laufwerks.

Einspielen des Programmupdates



Einspielen des Programmupdates

Über den Menüpunkt **Dokumentation anzeigen** öffnet sich der Ordner „Dokumente“ auf der DVD, in dem Sie detaillierte Programmbeschreibungen sowie die CGM DMP-ASSIST Update-Installationsanleitung finden. Lesen Sie sich diese bitte aufmerksam durch, bevor Sie mit der Installation beginnen.

Starten Sie bitte die Update-Installation unbedingt und ausschließlich am Server über den Punkt **Server & Einzelplatz Installation** und folgen Sie anschließend den Anweisungen des Setup-Assistenten. Detaillierte Informationen zum Einspielen des Updates lesen Sie in der Update-Installationsanleitung. Eine separate Client-Aktualisierung ist bei einer Update-Installation nicht notwendig.