

# CGM DMP-ASSIST

## **Gebrauchsanweisung**



Die in dieser Gebrauchsanweisung dargestellten Beispiele und Zahlenmaterialien sind frei gewählt.

Das Werk, einschließlich all seiner Inhalte, ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, auch die der Übersetzung, des Nachdruckes und der Vervielfältigung des Buches, oder Teilen daraus, vorbehalten. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Eigentümers unzulässig und strafbar. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Eigentümers reproduziert oder unter Verwendung elektronische Systeme gespeichert, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Änderungen vorbehalten.



## **IMPRESSUM**

© 2010 - 2026

CompuGroup Medical Deutschland AG

Maria Trost 21 | 56070 Koblenz

[cgm.com/de](https://cgm.com/de)

# INHALT

ÄNDERUNGSHISTORIE .....	8
<b>Zweckbestimmung und rechtliche Hinweise .....</b>	<b>9</b>
Zweckbestimmung .....	9
Rechtliche Hinweise .....	10
Warenzeichen / Copyright .....	10
<b>Hinweise zum Datenschutz .....</b>	<b>10</b>
EU Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) .....	11
Firewall .....	12
Antivirensoftware .....	12
Systemupdates .....	13
Wahl und Nutzung von Kennwörtern .....	13
Sperren des Bildschirms .....	13
Pflichten des nutzenden Arztes .....	13
<b>Technische Voraussetzungen .....</b>	<b>14</b>
Betriebssystem .....	14
Server .....	14
Arbeitsstationen .....	14
Hardware .....	15
Zugelassene Kartenleser .....	15
Zusätzliche Software .....	15
<b>Starten des CGM DMP-ASSIST .....</b>	<b>16</b>
Übersicht der Programmpunkte zur ersten Einrichtung des CGM DMP-ASSIST .....	16
Einrichtung mit Ihrem Arztinformationssystem .....	17
Erster Start des CGM DMP-ASSIST – aus Ihrem AIS .....	17
Eingabe der Praxisstammdaten .....	18
Eingabe der Arztstammdaten .....	18
Eingabe der Datenannahmestelle / Lizenz .....	19
<b>Die Benutzeroberfläche .....</b>	<b>20</b>
Menüpunkte / Schnellstartleiste / Programmfunktionen .....	21
Linker Bildschirmbereich - Kurzinformationen .....	25
Darstellungsoptionen der Kurzinformationen .....	26
Die linke Bildschirmseite enthält folgende Funktionen / Kurzinformationen ... ..	26
Patient suchen / aufrufen / Patienten-Liste drucken .....	28
Ergebnis der Patientensuche – Patient(en) aufrufen / Liste sortieren .....	30
Ergebnis der Patientensuche – Patienten-Liste drucken .....	31
Fälliger Versand .....	31
Dokumentation .....	32
KIM .....	32
Rechter Bildschirmbereich - Patientenliste / Anzeige Patient .....	33

Anpassen der Anzeige / Informationen .....	33
Anzeige Patient im Startdialog .....	36
Einlese-Status eGK .....	36
Dokumentationshistorie .....	37
<b>Menü Patient.....</b>	<b>38</b>
Patientenstammdaten .....	39
Patient aus Ihrem AIS im CGM DMP-ASSIST erfassen .....	39
Patientensuche uneindeutig .....	41
Der Patient ist bereits im CGM DMP-ASSIST vorhanden .....	43
Patienten zusammenführen.....	44
Inaktiv setzen .....	48
Patienten über die „Patientenstammdaten“ auf inaktiv setzen .....	49
Patient geht .....	50
<b>Menü Stammdaten .....</b>	<b>50</b>
Arztstammdaten.....	51
Aktualisierung .....	52
Praxisstammdaten.....	52
Aktualisierung .....	53
Datenannahmestellen .....	54
Datenannahmestelle .....	56
Versandoptionen.....	58
Postanschrift .....	60
Ansprechpartner .....	60
Liste der bereits zugeordneten Datenannahmestellen.....	60
<b>Menü Dokumentation.....</b>	<b>60</b>
Teilnahmeerklärung drucken .....	62
Alte Teilnahmeerklärungen.....	64
Neue modulübergreifende Teilnahmeerklärung .....	64
Patient einschreiben .....	65
Zu prüfende Angaben vor dem Einschreiben des Patienten .....	66
Einschreiben des Patienten .....	66
Dokumentation erstellen .....	69
Datenübernahme aus dem AIS .....	69
Dokumentation .....	70
Dokumentation nacherfassen .....	82
Verlaufsdocumentation erstellen .....	85
Dokumentation vervollständigen.....	88
Dokumentation löschen .....	89
Patient ausschreiben.....	91
Dokumentationshistorie .....	93
Filter und Recall-Termine .....	95
Linken Bildschirmbereich vergrößern / verkleinern.....	96
Register Indikationsübergreifend.....	97
Register Module .....	97

Register BK .....	98
Register Dokumentationsstatistik .....	98
Gesundheits-Pass Diabetes .....	99
Übernahme der Werte aus bestehenden Dokumentationen .....	100
Wohlbefinden anhand Tabelle ermitteln .....	101
Ausdruck der Werte .....	102
Dokumentationen neu erzeugen .....	105
<b>Menü Versand .....</b>	<b>106</b>
Versandassistent starten.....	107
Schritt I von IV .....	107
Schritt II von IV .....	108
Schritt III von IV .....	109
Schritt IV von IV .....	110
Hinweise zum E-Mail Versand.....	111
Versandwiederholung .....	112
KV-Connect-Archiv .....	115
KIM-Protokoll .....	116
<b>Menü Statistik .....</b>	<b>117</b>
Dokumentationsstatistik .....	118
KIM Status / Filterfunktion .....	125
Teilnahmestatistik .....	127
Ausdruck optimieren.....	127
Teilnahmestatistik (Grafik) .....	129
Recall Liste .....	130
Selektionsmöglichkeiten nach verschiedenen Terminarten .....	132
Abhakfunktion für kontaktierte Patienten.....	136
Ausblenden von bereits kontaktierten Patienten .....	137
Ausblenden von bereits erstellten Dokumentationen .....	138
Anbindung an den CGM PRAXISTIMER .....	139
Patientenliste .....	140
<b>Menü Extras .....</b>	<b>141</b>
Zurück zum AIS.....	142
Systemeinstellungen .....	143
Arbeitsplatz .....	144
Vorbelegung von Einheiten .....	146
AIS-Import .....	148
Benutzerverwaltung.....	148
Brenner .....	149
KBV-Stammdateien .....	153
Kopfdaten.....	154
Lizenz.....	154
Serienbrief.....	155
Versandoptionen.....	156
Teilnahmeerklärungen .....	157
CGM PRAXISTIMER.....	158

DS-GVO.....	158
Handbuch .....	160
Dokumente (PDF) und Fragebögen.....	160
Programmdetails .....	162
<b>Datensicherung.....</b>	<b>163</b>
Datensicherungs-Tool "Backup Tool" .....	163
Datensicherungs-Tool "DMP-Backup Dienst" .....	164
<b>Datenwiederherstellung .....</b>	<b>164</b>
<b>Die CGM DMP-ASSIST Datenbank.....</b>	<b>164</b>
Allgemeines .....	164
Start der Datenbank .....	165
Datenbank starten über das Windows Startmenü.....	165
Starten über DerbyService.exe .....	166
Zustände der Datenbank.....	166
Einstellungsmöglichkeiten.....	166
Datenbank Einstellungen manuell editieren.....	167
Datenbank skriptgesteuert beenden .....	168
Fehlerbehandlung .....	169
Fehlermeldungen .....	169
Fehlerhafte Einstellungen .....	170
Bekannte Fehlerquellen .....	170
<b>KIM .....</b>	<b>172</b>
Was ist KIM.....	172
Voraussetzung zur Teilnahme an KIM.....	172
KIM mit dem CGM DMP-ASSIST .....	172
Zuordnung KIM in der Datenannahmestelle .....	173
Statusanzeige des Dienstes CGM-ASSIST .....	173
KIM Versand .....	174
KIM Postausgang.....	175
KIM-Protokoll .....	175
KIM: Versandwiederholung.....	179
KIM: Dokumentationsstatistik.....	180
KIM: Umgang mit Einsendungen ohne Quittung .....	181
<b>CGM PRAXISTIMER - Anbindung.....</b>	<b>181</b>
Voraussetzung für die CGM PRAXISTIMER Anbindung .....	181
Extras   Systemeinstellungen   CGM PRAXISTIMER   Leistungszuweisung .....	181
Statistik   Recall-Liste .....	182
<b>Änderungen zur DS-GVO .....</b>	<b>183</b>
Einwilligungserklärung .....	184
Widerruf der Einwilligung .....	184

Datenauszug auf Nachfrage .....	184
Recht auf Löschung .....	184
Informationsrechte und -pflichten.....	184
Sicheres, nachhaltiges Löschen .....	186
<b>Glossar .....</b>	<b>186</b>

## ÄNDERUNGSHISTORIE

Datum	Version	Änderung
27.05.2019	1.0	- Template wurde erneuert
02.03.2020	1.1	- Screenshots wurden erneuert - Ablauf des Supports für Windows 7, Windows Server 2008 und Windows Server 2008 R2 (Kapitel 3)
04.03.2021	1.2	- Neues Kapitel "Vorbelegung von Einheiten" (Kapitel 11.2.2) - Neues Kapitel "Trace Erlaubnis-Abfrage nach Installation/Update" (Kapitel 11.2.14.1) - Neues Kapitel "Alte Teilnahmeerklärungen" (Kapitel 8.1.1) - Neues Kapitel "Neue modulübergreifende Teilnahmeerklärung" (Kapitel 8.1.2)
17.08.2021	1.3	- Anpassung in dem Kapitel "Zweckbestimmung und rechtliche Hinweise"
28.11.2022	1.4	- Windows 11 Enterprise hinzugefügt - Microsoft Windows Server 2022 hinzugefügt
15.11.2024	1.5	- Microsoft Windows Server 2025 hinzugefügt - Neue Verlinkungen zu kv.digital in dem Kapitel „KV-Connect“ (Kapitel 15.1 und 15.2)
24.02.2025	1.6	- Ablauf des Supports für Windows Server 2012 und Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 Foundation und Windows Server 2012 Standard (Kapitel 3) - Ablauf des Supports für Windows 8 Pro und Windows 8.1 Pro (Kapitel 3) - Screenshots wurden erneuert
26.08.2025	1.7	- Screenshots wurden erneuert - Kapitel zum KIM-Versand im DMP ASSIST wurde hinzugefügt
19.11.2025	1.8	- Kapitel zum KV-Connect Versand entfernt - Screenshots wurden erneuert

**CompuGroup Medical Deutschland AG**  
Geschäftsfeld Arztinformationssysteme

Maria Trost 21, 56070 Koblenz

T +49 (0) 261 8000-2800

F +49 (0) 261 8000-1855

info.dmp-assist@cgm.com

Link zur Homepage: [cgm.com/dmp-assist](https://cgm.com/dmp-assist)



# Zweckbestimmung und rechtliche Hinweise

## Zweckbestimmung

Der CGM DMP-ASSIST ist für die Bearbeitung von Dokumentationen (Erst- und Verlaufsdokumentationen) unterschiedlich strukturierter Behandlungsprogramme vorgesehen (Diabetes mellitus Typ 2 und Typ 1, KHK, Asthma Bronchiale, COPD, Brustkrebs, Osteoporose und Rheuma).

Die DMPs sind durch die Risikostrukturausgleichsverordnung (RSAV) vom 01.07.2002 definiert und inhaltlich beschrieben. Diese Version entspricht den KBV-Vorgaben bezüglich des zum 01.07.2008 in Kraft getretenen Vertragsarztrechtsänderungsgesetz und Umsetzung der eDMP-Funktion (Erstellung von Multimorbid Dokumentationen).

Der CGM DMP-ASSIST ist für alle Anwender von Einrichtungen im Gesundheitswesen bestimmt, die eine strukturierte Behandlung von chronisch erkrankten Patienten durchführen. **Der CGM DMP-ASSIST ist nicht dazu bestimmt automatisiert und ohne die erforderliche Fach- und Sachkenntnis medizinische Entscheidungen zu treffen oder Maßnahmen für und während Behandlungen von Patienten zu ergreifen.**

Auch wenn CGM DMP ASSIST im Gesundheitswesen eingesetzt wird, handelt es sich hierbei nicht um ein Medizinprodukt oder Zubehör, weder im Sinne der Richtlinie 93/42/EWG noch gemäß der Verordnung (EU) 2017/745.

Bitte beachten Sie die Gebrauchsanweisung für den CGM DMP-ASSIST. Diese finden Sie als PDF im Programm unter dem Menüpunkt Extras | Handbuch. Alternativ können Sie in jedem Programm-Dialog auf den Hilfe-Button klicken.

Alle angegebenen Praxis- oder Patientendaten sind frei erfunden und dienen als Beispieldaten.

## Rechtliche Hinweise

Die CompuGroup Medical Deutschland AG behält sich das Recht vor, ohne Ankündigung das Produktdesign oder die Gebrauchsanweisung zu ändern oder zu überarbeiten. Wir sind nicht verpflichtet, auf solche Änderungen oder Überarbeitungen hinzuweisen.

Bei der Zusammenstellung von Texten und Abbildungen wurde mit größter Sorgfalt vorgegangen. Trotzdem können Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden.

Herausgeber und Autoren können für fehlerhafte Angaben und deren Folgen weder eine juristische Verantwortung noch irgendeine Haftung übernehmen. Für Verbesserungsvorschläge und Hinweise auf Fehler sind Herausgeber und Autoren dankbar.

Die Einzelheiten zu Haftung und Mitwirkungspflichten des Anwenders entnehmen Sie bitte unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

## Warenzeichen / Copyright

Der CGM DMP-ASSIST nutzt freie bzw. Open Source Softwarekomponenten, welche nicht modifiziert wurden. Die jeweiligen Lizenzbestimmungen sind unter den angegebenen Web-Links einsehbar und in dem Installationsverzeichnis der jeweiligen Komponente abgelegt.

Im Installationsverzeichnis des CGM DMP-ASSIST finden Sie unter \Dokumente die Lizenzbedingungen und Haftungsausschlüsse dieser Komponenten in der Datei "ThirdPartyLicense\_DMP.HTML". Dokumentationen, Versionen und Programmquellen können unter der jeweiligen Herstellerhomepage bezogen werden.

Adobe, Acrobat und Acrobat Reader sind entweder eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen von Adobe Systems Incorporated in den Vereinigten Staaten und/oder in anderen Ländern. Microsoft, Internet Explorer, Windows, sind entweder eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und/oder in anderen Ländern.

Java ist ein Warenzeichen oder eingetragenes Warenzeichen von Sun Microsystems, Inc. in den Vereinigten Staaten und in anderen Ländern. Alle anderen Produkt- und Firmennamen sind Marken der jeweiligen Inhaber.

## Hinweise zum Datenschutz

Der CGM DMP-ASSIST setzt konsequent auf den Schutz der persönlichen Daten des Patienten und des behandelnden Arztes. Dennoch können auch die stärksten Sicherungsmechanismen umgangen werden, wenn nicht auch der Nutzer, also Sie selbst, einige Sicherheitsmaßnahmen ergreifen. Daher finden Sie in diesem Abschnitt Hinweise, wie Sie Ihren CGM DMP-ASSIST sicher einsetzen und so die integrierten Sicherheitsmechanismen optimal unterstützen können.

Sicher haben Sie bereits von Viren, Trojanern oder Würmern gehört bzw. gelesen, die immer wieder Computer befallen und schädigen können. Weiterhin können Gefahren durch unberechtigte

Benutzung oder Verfälschung der Identität der kommunizierenden Ärzte gegeben sein. Die folgenden Hinweise unterstützen Sie, diese Gefahren zu minimieren. Für ein tieferes Verständnis empfehlen wir die vom „Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI)“ erarbeitete Literatur, insbesondere das Grundschriftshandbuch des BSI zu lesen.

## EU Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)


Der CGM DMP-ASSIST erachtet den verantwortungsvollen Umgang und die Achtung des Schutzes personenbezogener Daten als obersten Grundsatz. Das Geschäftsfeld Arztinformationssysteme sichert stets die genaue Einhaltung aller relevanten Gesetze bei der Speicherung und Verarbeitung der personenbezogenen Daten zu. Weitere Informationen zur DSGVO finden Sie in der Datenschutzerklärung Ihres Arztinformationssystems (CGM ALBIS, CGM M1 PRO ,CGM DATA VITAL oder CGM TURBOMED).

Der CGM DMP-ASSIST ist ein Modul zur elektronischen Übermittlung der Daten, gemäß den gesetzlichen Vorschriften. Die KBV hat hierfür Schnittstellen zur elektronischen Abbildung von DMP-Bögen definiert. Die Daten werden direkt im CGM DMP-ASSIST erfasst und elektronisch und verschlüsselt an die beauftragte Datenstelle übermittelt. Es handelt sich hierbei um ein gesetzlich festgelegtes Verfahren.


Berichtigungen und Änderungen von Eintragungen sind möglich. Der ursprüngliche Inhalt kann bei Bedarf eingesehen werden. Löschungen können, unter Berücksichtigung der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen erfolgen. Der Export der Daten in einem gängigen maschinenlesbaren Format ist möglich und kann dem Patienten auf Verlangen ausgehändigt werden.

Die Erfassung und Verarbeitung von Daten im CGM DMP-ASSIST erfolgt unter den nachfolgenden Voraussetzungen:

- Der behandelnde Arzt hat seine aktive Teilnahme an einem oder mehreren DMP-Programmen erklärt.
- Patienten stimmen mit Ihrer Unterschrift auf der Teilnahme- und Einwilligungserklärung zu, dass Ihre Behandlungsdaten (Dokumentationsdaten) mit Personenbezug von Ihrem koordinierenden Arzt erhoben und an eine beauftragte Datenstelle weitergeleitet werden. Sie erhalten einen Ausdruck dieser Dokumentation und wissen somit, welche Ihrer Daten übermittelt werden. Bitte beachten Sie die Erklärung im Kapitel Teilnahmeerklärung drucken und Dokumentation speichern
- Wurde bisher noch immer keine Teilnahmeerklärung gedruckt, wird beim **[Speichern]** der Erstdokumentation die folgende Information angezeigt:



- Nach dem Klick auf **[OK]** erscheint der "Druckdialog". Das weitere Vorgehen wird im folgenden Kapitel Dokumentation Anzeigen und Drucken beschrieben.



- Dokumentation Anzeigen und Drucken.

Zur elektronischen Übermittlung auf gesetzlicher Grundlage gehören sämtliche Daten, die in Abhängigkeit zum jeweiligen eDMP in dem jeweiligen Anforderungskatalog für die Übermittlung spezifiziert ist- die Übermittlung erfolgt unter der Voraussetzung, dass der behandelnde Arzt und der Patient teilnehmen und damit ihre Einwilligung zum Verfahren gegeben haben. Dies sind Daten wie:

- Anamnese
- aktuelle Befunde
- relevante Ereignisse seit der letzten Dokumentation
- aktuelle Medikation
- Schulungen
- Behandlungsplanung und vereinbarte Ziele

Die Einhaltung der verpflichtenden Anforderungen zu Dateninhalten und Übertragungsweg gemäß dem Anforderungskatalog zur sicheren Übertragung der Daten ist im CGM DMP-ASSIST gewährleistet.

## Firewall

Um Ihr System vor unberechtigt Zugriff aus dem Internet zu schützen, sollten Sie eine so genannte Firewall verwenden. Diese Firewall kontrolliert den Datenverkehr zwischen Ihrem System und dem Internet. Unerwünschte Zugriffe aus dem Internet werden blockiert. Je nach Ausgestaltung der Firewall können auch Zugriffe aus dem Arztsystem/ -Netzwerk in das Internet blockiert werden. Werden ganze Netzwerke (bspw. per DSL) an das Internet angeschlossen, verfügt üblicherweise der verwendete DSL-Router über eine integrierte Firewall. Schließen Sie jedoch ein einzelnes System per ISDN oder Modem an das Internet an, sollten Sie eine Desktop-Firewall als Programm auf dem System verwenden. Ihr Vertriebs- und Servicepartner wird Sie bei der Sicherung Ihres Internetzugangs gerne unterstützen. Bitte beachten Sie, dass eine Firewall nicht Bestandteil vom CGM DMP-ASSIST ist.

## Antivirensoftware

Die Wahrscheinlichkeit, dass Ihr System mit Computer-Viren oder anderer Schadsoftware beschädigt wird, ist als äußerst gering einzustufen, sofern Sie den Computer Ihres Arztsystems nicht auch für Ihren normalen E-Mail-Verkehr oder das Recherchieren im Internet nutzen und eine wie eben beschriebene Firewall einsetzen. Dennoch ist dies nie auszuschließen. Daher empfehlen wir den Einsatz von Antivirensoftware.

Zudem sollte sichergestellt werden, dass die Schädlinge-Signaturen, mit deren Hilfe die Antivirensoftware Schadprogramme erkennen, regelmäßig aktualisiert werden. Ihr Vertriebs- und Servicepartner wird Sie bei der Auswahl und Installation gerne unterstützen, sofern der Bedarf besteht. Bitte beachten Sie, dass eine Antivirensoftware nicht Bestandteil vom CGM DMP-ASSIST ist.

## Systemupdates

Trotz der beschriebenen Sicherheitsmaßnahmen kann Ihr System weiterhin verwundbar sein. Eine Ursache sind Fehler im verwendeten Betriebssystem. Typischerweise enthält jedes Betriebssystem derartige Sicherheitslöcher, die erst nach und nach entdeckt werden.

Die Hersteller bieten jeweils aktuelle Produktupdates an, die gefundene Fehler beheben und eine Ausnutzung der Sicherheitslöcher, in Form unberechtigter Zugriffe auf Ihr System, verhindern. Verwenden Sie bspw. bei Microsoft XP die Funktion „Windows Update“. Sie sollten das automatische Laden von Betriebssystem-Updates aktivieren, damit Ihr System frühzeitig gegen neu erkannte Sicherheitslöcher gewappnet ist.

## Wahl und Nutzung von Kennwörtern

Um eine durchgängige Sicherheit und Authentisierung der handelnden Personen zu gewährleisten, werden Kennwörter verwendet, die den jeweiligen Personen zugeordnet sind. Daher sind Kennwörter ein wichtiger Teil der Sicherheitsstruktur vom CGM DMP-ASSIST und erfordern eine besondere Sorgfalt bei der Auswahl und Nutzung. Hierzu hat das „Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI)“ Hinweise und Richtlinien erlassen, die einen sorgfältigen Umgang mit Kennwörtern gewährleisten. Daraus werden hier die folgenden drei Richtlinien für die Wahl eines Kennworts zitiert:

- Das Kennwort darf nicht leicht zu erraten sein. Namen, Kfz-Kennzeichen, Geburtsdatum usw. sollten deshalb nicht als Passwörter gewählt werden.
- Innerhalb des Kennwortes sollte mindestens ein Zeichen verwendet werden, das kein Buchstabe ist (Sonderzeichen oder Zahl). Wenn für das Kennwort alphanumerische Zeichen gewählt werden können, sollte es mindestens 8 Zeichen lang sein.
- Wenn für das Kennwort nur Ziffern zur Verfügung stehen, sollte es mindestens 6 Zeichen lang sein und das Authentisierungssystem sollte den Zugang nach wenigen Fehlversuchen sperren (für eine bestimmte Zeitspanne oder dauerhaft).

Es ist jedoch darüber hinaus sinnvoll, auch die übrigen Empfehlungen des BSI zum Umgang mit Kennwörtern zu beachten.

## Sperren des Bildschirms

Wenn Sie einmal nicht an Ihrem Platz sind, sollten Sie den Bildschirm Ihres PCs sperren, damit kein Unbefugter in Ihrem Namen eine Kommunikation beginnen oder Daten verschicken kann. Betätigen Sie dazu die Tastenkombination **Strg+Alt+Entf**. In dem folgenden Dialog des Betriebssystems Windows wählen Sie die Schaltfläche **Computer sperren**. Der Bildschirm ist nun gesperrt und man kann erst wieder an diesem Platz arbeiten, wenn das Benutzerkennwort von Windows eingegeben wurde. Bitte beachten Sie, dass auch für das Windows-Kennwort die Empfehlung wie im Kapitel Wahl und Nutzung von Kennwörtern beschrieben gilt.

## Pflichten des nutzenden Arztes

Auch der nutzende Arzt hat Pflichten, die sich aus der Verschwiegenheitspflicht des Arztes gemäß §203 des Strafgesetzbuches ergeben. Insbesondere darf ein Arzt keine Informationen an andere Personen

weitergeben, die aus personengebundenen Daten eines Patienten (wie Gesundheitsdaten entsprechend Bundesdatenschutzgesetz oder Sozialdaten gemäß Sozialgesetzbuch V) bestehen.

## Technische Voraussetzungen

In diesem Kapitel sind die technischen Voraussetzungen aufgeführt, die für die Installation vom CGM DMP-ASSIST benötigt werden.

### Betriebssystem

CGM DMP-ASSIST ist für die unten folgenden Betriebssysteme für Windows-kompatible Computer geprüft und zugelassen.

#### Server

- Microsoft Windows Server 2025
- Microsoft Windows Server 2022
- Microsoft Windows Server 2019
- Microsoft Windows Server 2016 Standard
- Microsoft Windows Server 2016 Datacenter
- Microsoft Windows Server 2016 Essentials

#### Arbeitsstationen

- Windows 11 Enterprise, deutsche Version, 32- und 64-Bit (ab CGM DMP-ASSIST 5.5.8000)
- Windows 10 Professional, deutsche Version, 32- und 64-Bit (ab CGM DMP-ASSIST 5.5.0000)

### Hinweis:

Microsoft hat sich verpflichtet, 10 Jahre Produktsupport für Windows 7 bereitzustellen, welches am 22. Oktober 2009 veröffentlicht wurde. Diese 10-Jahres-Periode ist nun beendet, und Microsoft hat die Unterstützung von Windows 7 eingestellt. Ebenso wurde der Support für Windows Server 2008 und 2008 R2 eingestellt.

Das Datum für den Ablauf des Supports und regelmäßigen Sicherheitsupdates für Windows 8 und Windows 8 Pro war der **12. Januar 2016**.

Das Datum für den Ablauf des Supports und regelmäßige Sicherheitsupdates für die Windows-Produktfamilie Windows 7, Windows Server 2008 und Windows Server 2008 R2 war der **14. Januar 2020**.

Das Datum für den Ablauf des Supports und regelmäßige Sicherheitsupdates für Windows 8.1 Pro war der **10. Januar 2023**.

Das Datum für den Ablauf des Supports für Windows Server 2012, Windows Server 2012 Foundation, Windows Server 2012 Standard und Windows Server 2012 RS war der **10. Oktober 2023**.

Technische Unterstützung und Software-Updates von Windows Update, die zum Schutz Ihres PCs beitragen, sind für die oben genannten Windows-Versionen nicht mehr verfügbar. Microsoft empfiehlt dringend, auf die aktuellen Versionen von Windows Server 2025 sowie Windows 11 umzusteigen, um zu vermeiden, dass Sie einen Service oder Support benötigen, der nicht mehr verfügbar ist.

Wir empfehlen Ihnen, gemeinsam mit Ihrem CGM-Vertriebs- und Servicepartner Maßnahmen zu überlegen, wie Sie zukünftig einen sicheren Betrieb Ihrer Praxis gewährleisten. Ein wesentlicher Schritt dazu ist die Ablösung der obigen Betriebssysteme durch die aktuellen Versionen Server 2025 und Windows 11.

Weitere Informationen finden Sie auch auf der offiziellen Microsoft-Abkündigung:

<https://support.microsoft.com/de-de/help/4057281/windows-7-support-ended-on-january-14-2020>

## Hardware

Prozessor	1,5 GHz od. schneller
Festplatte	mit min. 1 GB freiem Speicherplatz
Arbeitsspeicher	1 GB RAM, empfohlen 2 GB RAM
Netzwerk	mindestens 100 MBit/ s, TCP/ IP
DVD-Laufwerk / DVD-Brenner	
Kompatible Grafikkarte	mit einer Auflösung von mindestens 1024x768 Pixel

## Zugelassene Kartenleser

Verwendet werden können alle Lesegeräte, die die folgenden Voraussetzungen erfüllen:

- Vorhandener Treiber für die CTAPI-Schnittstelle, USB oder serieller Anschluss.

Das folgende Chipkartenlesegerät wurde von uns mit dieser Version erfolgreich getestet:

Gerät:	ORGA 6041 L BCS
Hersteller:	Sagem Monetel
SW-Version:	2.07

## Zusätzliche Software

Optional:

- Microsoft Internet Explorer (getestet mit Version 11)
- Adobe Reader (getestet mit Version 11)
- Externes Brennprogramm (getestet mit CDBurnerXP 4.5.5.5767)

**Hinweis:** Damit ein ISO-Abbild / ISO-Image auf eine CD/DVD gebrannt werden kann, ist eine besondere Technik, das sogenannte „Packet-Writing“ notwendig. Diese Technik wird nicht von jeder Brennsoftware unterstützt. Bitte informieren Sie sich daher vorab, ob Ihre Brennsoftware diese Funktion unterstützt.






In den Windows-Systemeinstellungen ist der Dateityp \*.iso standardmäßig diesem externen Brennprogramm zuzuordnen.

Weitere Informationen zu „Packet-Writing“ und „ISO-Abbild / ISO-Image“ finden Sie z.B. in WIKIPEDIA unter <http://de.wikipedia.org/wiki/Packet-Writing> und <http://de.wikipedia.org/wiki/ISO-Abbild>.

- Für den Versand per **E-Mail** empfehlen wir Microsoft Outlook (getestet mit Version 2019).
- Arztinformationssysteme der CompuGroup Medical Deutschland AG mit kompatibler Schnittstelle für CGM DMP-ASSIST.

## Starten des CGM DMP-ASSIST

### Übersicht der Programmpunkte zur ersten Einrichtung des CGM DMP-ASSIST

Programmpunkt Programm-Symbol	Informationen zu den einzelnen Programmpunkten finden Sie in folgenden Kapiteln (Link)	Programmaufruf mit folgender Tastenkombination
<b>Praxisstammdaten</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Starten des CGM DMP-ASSIST</b></li> <li>- <b>Eingabe der Praxisstammdaten</b></li> </ul>	Alt+X
<b>Arztstammdaten</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Starten des CGM DMP-ASSIST</b></li> <li>- <b>ingabe der Arztstammdaten</b></li> </ul>	Alt+M
<b>Datenannahmestelle</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Eingabe der Datenannahmestelle / Lizenz</b></li> <li>- <b>Datenannahmestellen</b></li> </ul>	Alt+T
<b>Lizenz</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Eingabe der Datenannahmestelle / Lizenz</b></li> <li>- Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.</li> </ul>	Strg+E
<b>Kopfdaten</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Kopfdaten</b></li> </ul>	Strg+E



## Einrichtung mit Ihrem Arztinformationssystem


Da Sie mit einem der nachfolgenden Arztinformationssysteme (im Nachfolgenden als AIS bezeichnet) der CompuGroup Medical arbeiten, können Sie den CGM DMP-ASSIST über eine definierte Funktion in Ihrem AIS starten. Somit können Sie die Vorteile des Datenaustausches zwischen Ihrem AIS und dem CGM DMP-ASSIST nutzen.

### Erster Start des CGM DMP-ASSIST – aus Ihrem AIS

Nach dem Aufruf des CGM DMP-ASSIST aus Ihrem AIS heraus, überprüft das System, ob Ihre im AIS hinterlegten Praxisstammdaten schon im CGM DMP-ASSIST vorhanden sind. Ist dies nicht der Fall, werden die erforderlichen Informationen per Schnittstelle (**BDT**) aus Ihrem AIS zum CGM DMP-ASSIST übermittelt.

Nach Bestätigung des Zeilentypkürzels in Ihrem AIS, wird der CGM DMP-ASSIST gestartet.

Im nachfolgenden Dialog wird Ihnen die ausgelesene BSNR aus dieser **BDT** angezeigt. Wählen Sie hier nun die Option: **Neue BSNR als weitere Praxis anlegen**.



Durch Bestätigung von **[Weiter]** gelangen Sie in den Dialog zur Eingabe der Praxisstammdaten. Die weitere Vorgehensweise können Sie Kapitel **Eingabe der Praxisstammdaten** entnehmen.

## Eingabe der Praxisstammdaten

Praxisstammdaten

Praxisdaten wurden nicht im CGM DMP-ASSIST gefunden. Diese werden nun aus dem AIS übernommen.

Praxisstammdaten:

\* Praxisart: Praxis / MVZ (BSNR)

Praxisname: Dr. med. Rhenus ALBIS

Praxisname2:

\* BSNR oder IK-Nummer: 181111100

\* KV-Bereich: 23-Westfalen-Lippe

Kontaktstammdaten:

Straße, Hausnummer: Musterstr. 1

\* PLZ, Ort: 64283 Darmstadt

Telefonnummer: 06151 1111111

Faxnummer: 06151 2222222


Hilfe Speichern Schließen

Bei diesem Vorgang sind evtl. Daten erforderlich, die ggf. nicht in Ihrem AIS hinterlegt sind. Diese Felder sind zum Editieren (weiß / aktiv) freigegeben. Hinterlegen Sie hier die fehlenden Informationen. Die selbst erfassten Daten können Sie jederzeit im CGM DMP-ASSIST verändern.

Der Inhalt der Felder **BSNR oder IK-Nummer**, **PLZ**, **Ort**, **Telefon- und Faxnummer** wird, sofern diese in Ihrem AIS erfasst sind, ebenfalls automatisch übermittelt. Sollten diese Daten fehlen, nehmen Sie bitte eine Ergänzung in Ihrem AIS vor. Eine manuelle Eingabe ist für diese Felder nicht möglich.

Felder, die mit einem Stern (\*) gekennzeichnet sind, sind Pflichtfelder. Sind hier keine Daten hinterlegt, kann das Programm CGM DMP-ASSIST nicht starten.

Nachdem Sie alle Eingaben vorgenommen haben, klicken Sie auf **[Speichern]**. Zur Bestätigung erhalten Sie nochmals folgende Information:



Mit Bestätigung von **[OK]** gelangen Sie in den Dialog zur Eingabe der Arztstammdaten.

## Eingabe der Arztstammdaten

Die Arztstammdaten mit den Feldern **Name**, **Vorname**, **LANR** und **Titel** werden ebenfalls automatisch von Ihrem AIS gefüllt. Sind in diesem Dialog diese Felder nicht gefüllt, muss die Erfassung der Daten in Ihrem AIS nachgeholt werden. Eine manuelle Eingabe ist in diesen Feldern nicht möglich.

Felder, die mit einem Stern (\*) gekennzeichnet sind, sind Pflichtfelder. Sind hier keine Daten hinterlegt, kann das Programm CGM DMP-ASSIST nicht starten.

Bitte hinterlegen Sie in dem Dialog der Arztstammdaten die Informationen in den zu editierenden Feldern (weiß / aktiv) und klicken anschließend auf den Button **[Speichern]**. Zur Bestätigung erhalten Sie nochmals folgende Information:

Mit Bestätigung von **[OK]** gelangen Sie in den CGM DMP-ASSIST.

Die selbst erfassten Daten können Sie jederzeit im CGM DMP-ASSIST verändern. Weitere Informationen finden Sie in Kapitel **Arztstammdaten**.


#### Eingabe der Datenannahmestelle / Lizenz

Nachdem diese Daten in Ihrem CGM DMP-ASSIST hinterlegt wurden, sind noch die folgenden Punkte vorzunehmen:

- Die Zuordnung der Datenannahmestelle. Detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte Kapitel **Datenannahmestellen**.
- Weiterhin ist die Eingabe Ihrer Lizenz in den Systemeinstellungen vorzunehmen. Lesen Sie hierzu bitte Kapitel **Lizenz**.

# Die Benutzeroberfläche

Die Benutzeroberfläche des CGM DMP-ASSIST ist in fünf unterschiedliche Funktionsbereiche unterteilt:



Über die folgende **Hauptmenüleiste**, können alle CGM DMP-ASSIST-Funktionen aufgerufen werden.

**Patient Stammdaten Dokumentation Versand Statistik Extras**

Die Icons in der **Schnellstartleiste** ermöglichen es Ihnen, sämtliche Programmfunktionen direkt aufrufen.



Weitere Informationen hierzu finden Sie unter **Menüpunkte / Schnellstartleiste / Programmfunktionen**

Im **linken Bildschirmbereich** finden Sie folgende Kurzinformationen...

- **Patient suchen / aufrufen / Patienten-Liste drucken**
- **Kalender**
- **Fälliger Versand**

- **Dokumentation**
- **KIM**

Weitere Informationen hierzu finden Sie unter **Menüpunkte / Schnellstartleiste / Programmfunktionen**






Im **rechten Bildschirmbereich** finden Sie die Patientenliste mit verschiedenen Informationen.

Weitere Informationen hierzu finden Sie unter **Rechter Bildschirmbereich - Patientenliste / Anzeige Patient**.










Im unteren Bildschirmbereich finden Sie die Status-Anzeige der Dienste:









- CGM-ASSIST
- CGM CONNECT

## Menüpunkte / Schnellstartleiste / Programmfunktionen


Menüpunkt Programmpunkt	Programmsymbol	Funktion	Programmaufruf mit folgender Tastenkombination
<b>Patient</b> <b>Patientenstammdaten</b>		Aufruf der Patientenstammdaten des selektierten Patienten	Alt + P
<b>Patient</b> <b>Patienten zusammenführen</b> Nur mit DMP-ASSIST- Supportunterstützung möglich.		Patienten zusammenführen	Alt + Z
<b>Patient</b> <b>Inaktiv setzen</b>		Selektierten Patienten auf „Inaktiv“ setzen	Alt + I
<b>Patient</b> <b>Patient geht</b>		Schließt den selektierten Patienten und blendet ihn in der Übersicht aus	Alt + G
<b>Stammdaten</b> <b>Arztstammdaten</b>		Aufruf der Arztstammdaten der im CGM DMP-ASSIST hinterlegten Ärzte	Alt + M

Menüpunkt Programmpunkt	Programmsymbol	Funktion	Programmaufruf mit folgender Tastenkombination
<b>Stammdaten</b> <b>Praxisstammdaten</b>		Aufruf der Praxisstammdaten der im CGM DMP-ASSIST hinterlegten Praxen	Alt + X
<b>Stammdaten</b> <b>Datenannahmestelle</b>		Zuordnung der Datenannahmestellen	Alt + T
<b>Dokumentation</b> <b>Teilnahmeerklärung drucken</b>		Druck der Teilnahmeerklärung für den selektierten Patienten	Alt + D
<b>Dokumentation</b> <b>Patient einschreiben</b> Symbol ist im CGM DMP- ASSIST inaktiv. Durch die Bestätigung des Zeilentypkürzels in Ihrem AIS wird der Einschreibungsdialog geöffnet		Erstellung der Dokumentation für den selektierten Patienten	Alt + E
<b>Dokumentation</b> <b>Verlaufsdokumentation erstellen</b> Symbol ist im CGM DMP- ASSIST inaktiv. Durch die Bestätigung des Zeilentypkürzels in Ihrem AIS wird der Einschreibungsdialog geöffnet		Erstellen der Verlaufsdokumentation für den selektierten Patienten	Alt + S
<b>Dokumentation</b> <b>Dokumentation vervollständigen</b>		Weiterbearbeitung von noch nicht fertig gestellten Dokumentationen des selektierten Patienten	Alt + O
<b>Dokumentation</b> <b>Dokumentation löschen</b>		Löschen von noch nicht versendeten Dokumentationen des selektierten Patienten	Alt + L


Menüpunkt Programmpunkt	Programmsymbol	Funktion	Programmaufruf mit folgender Tastenkombination
<b>Dokumentation</b> <b>Patient ausschreiben</b>		Patient aus einem Modul ausschreiben um ein anderes Modul wählen zu können	Alt + U
<b>Dokumentation</b> <b>Dokumentationshistorie</b>		Aufruf der Dokumentationshistorie für den selektierten Patienten	Alt + H
<b>Dokumentation</b> <b>Gesundheits-Pass Diabetes</b>		Verwaltung und Ausdruck der Diabetes-Werte	Alt + Q
<b>Dokumentation</b> <b>Dokumentationen neu erzeugen</b>		Alle nicht versendeten Dokumentationen werden mit den aktuellen Kopf- und Praxisdaten neu erzeugt	Alt + R
<b>Versand</b> <b>Versandassistent starten</b> Menüpunkt ist nur nach Eingabe einer gültigen Lizenz aktiv		Startet den Assistenten zum Versenden der Dokumentationen	Strg + W
<b>Versand</b> <b>Versandwiederholung</b> Menüpunkt ist nur nach Eingabe einer gültigen Lizenz aktiv		Erstellen eines Protokolls für den Versand der Dokumentationen	Strg + B
<b>Versand</b> <b>KV-Connect Archiv</b>		KV-Connect-Archiv wird angezeigt	Strg + K
<b>Statistik</b> <b>Dokumentationsstatistik</b>		Option zur Auflistung aller erstellten Dokumentationen im CGM DMP-ASSIST	Strg + D
<b>Statistik</b> <b>Teilnahmestatistik</b>		Tabellarische Auflistung aller erstellten Dokumentationen	Strg + T

Menüpunkt Programmpunkt	Programmsymbol	Funktion	Programmaufruf mit folgender Tastenkombination
<b>Statistik</b> <b>Teilnahmestatistik (Grafik)</b>		Grafische Auflistung aller erstellten Dokumentationen	Strg + G
<b>Statistik</b> <b>Recall Liste</b>		Option zur Auflistung der Recall Termine	Strg + R
<b>Statistik</b> <b>Patientenliste</b>		Erstellen einer Liste aller Patienten aus dem CGM DMP-ASSIST	Strg + L
<b>Extras</b> <b>Zurück zum AIS</b> Menüpunkt ist nur vorhanden, wenn der CGM DMP-ASSIST aus dem AIS heraus gestartet wurde		Verlassen und Schließen des CGM DMP-ASSIST um zurück in das AIS zu gelangen	Alt + A
<b>Extras</b> <b>Systemeinstellungen</b>		Layout und Optionseinstellungen	Strg + E
<b>Extras</b> <b>Gebrauchsanweisung</b>		Aufruf des kompletten Handbuches / der Hilfe	Strg + H
<b>Extras</b> <b>Dokumente (PDF)</b>		Aufruf aller aktuellen Anleitungen und Updateanschriften	---
<b>Dokumente (PDF)</b> <b>Gebrauchsanweisung</b>		Aufruf der Gebrauchsanweisung	Strg + Alt + H
<b>Dokumente (PDF)</b> <b>Installationsanleitung</b>		Aufruf der Installationsanleitung	Strg + Alt + I
<b>Dokumente (PDF)</b> <b>Update</b> <b>Installationsanleitung</b>		Aufruf der Update- Installationsanleitung	Strg + Alt + U
<b>Dokumente (PDF)</b> <b>Updateanschriften</b>		Aufruf der Updateanschriften	Strg + Alt + V
<b>Extras</b> <b>Update-Anforderung</b> Menüpunkt ist nur vorhanden, wenn ein neues Quartal		Faxvorlage zur Anforderung von Quartalsupdates	Strg + Alt + R








Menüpunkt Programmpunkt	Programmsymbol	Funktion	Programmaufruf mit folgender Tastenkombination
begonnen hat und das aktuellste Update noch nicht installiert ist			
<b>Extras</b> <b>Programmdetails</b>		Auflistung verschiedener Programminformationen	Strg + P

## Linker Bildschirmbereich - Kurzinformationen





Die Einstellung dieser Anzeige können Sie in den Systemeinstellungen unter Arbeitsplatz | **Konfiguration der Taskleiste** vornehmen.

## Darstellungsoptionen der Kurzinformationen...

Funktion / Kurzinformation	Erläuterung
	Siehe <b>Patient suchen / aufrufen / Patienten-Liste drucken</b> .
	<b>Kalenderfunktion</b> Beim Start des CGM DMP-ASSIST wird das aktuelle Tagesdatum automatisch eingestellt. Bei manueller Änderung des Datums wird die entsprechende „ <b>Patientenliste nach dem Wiedervorlagetermin</b> “ angezeigt. Bitte beachten Sie hierzu die Informationen in den Systemeinstellungen unter Arbeitsplatz   <b>Konfiguration der Taskleiste</b> .
	Siehe <b>Dokumentation</b> .
	Siehe <b>Fälliger Versand</b> .
	Siehe <b>KIM</b> .  Die Anzahl "Erfolgreich:" und/oder "Fehlerhaft:" wird durch das <b>KIM-Protokoll</b> synchronisiert / aktualisiert. Es werden nur Protokolle aufgelistet, die "noch nicht gelesen" wurden.

## Die linke Bildschirmseite enthält folgende Funktionen / Kurzinformationen...


Über die Schaltflächen   können Sie in jedem Abschnitt das Kurz-Informationsfenster minimieren / maximieren.




Unter den Kurz-Informationen „**Dokumentationen / Fälliger Versand / KIM**“, können Sie über **mehr...** (**hier blau markiert**) zusätzliche Informationen abrufen. Diese werden Ihnen in den folgenden Kapiteln näher erläutert.



## Patient suchen / aufrufen / Patienten-Liste drucken






In der Patientensuche können Sie nach Patienten, die im System erfasst sind, suchen. Die folgenden Suchkriterien sind möglich:

<b>Nachname</b>	<p>komplette Eingabe oder Teile; Bei Eingabe z.B. des Buchstabens "Z" im Suchfeld werden automatisch alle Patienten mit Nachnamen "Z" aufgelistet. Möchte man die Suche weiter eingrenzen, fügt man weitere Buchstaben hinzu - wie hier im Beispiel "Z &gt; Zi &gt; Zim".</p> 
<b>Vorname</b>	<p>komplette Eingabe oder Teile;</p>
<b>Nachname, Vorname</b>	<p>komplette Eingabe oder Teile; WICHTIG: Die Eingabe von Nachnamen, Vornamen muss durch ein „Komma“ getrennt werden</p>


<b>%</b>	<p>a) zeigt die Liste aller Patienten im System an</p> <p>b) Teileingaben von Nachnamen und / oder Vornamen mit dem Prozentzeichen, bei Suche nach bestimmten Endungen (z.B. „%mann“) oder bestimmte Buchstaben, die innerhalb des Namens vorkommen (z.B. „%ei%“)</p>
<b>Fallnummer</b>	<p>komplette Eingabe der Fallnummer;</p> <p>Sofern nach einer Fallnummer gesucht wird, die auch gleichzeitig einem anderen Patienten als „Patienten-ID“ zugeordnet ist, werden Ihnen beide Patienten zur Auswahl angeboten.</p>
<b>Geburtsdatum</b>	im Format TT.MM.JJJJ
<b>Patienten-ID</b>	<p>Patientennummer, die bei der Nutzung eines AIS automatisch von diesem übergeben wird.</p> <p>Sofern nach einer Patienten-ID gesucht wird, die auch gleichzeitig einem anderen Patienten als „Fallnummer“ zugeordnet ist, werden Ihnen beide Patienten zur Auswahl angeboten.</p>
	<p>Hierüber bestätigen Sie Ihre Eingabe / Ihr Suchkriterium. Alternativ betätigen Sie die Taste <b>Return</b>.</p> <p>Sie erhalten eine Auflistung aller Patienten, die zu Ihrem eingegebenen Kriterium passen.</p> <p>Sofern Sie kein Suchkriterium eingegeben haben – das Eingabefeld also „leer“ ist – erhalten Sie hierüber die Liste aller im CGM DMP-ASSIST aufgenommenen Patienten.</p>


## Ergebnis der Patientensuche – Patient(en) aufrufen / Liste sortieren





<p><b>Liste sortieren</b></p>	<p>Sie haben die Möglichkeit, die Liste der angezeigten Patienten jeweils auf- oder absteigend nachfolgenden Kriterien zu selektieren:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Patienten Nr.</li> <li>- Nachname</li> <li>- Vorname</li> <li>- Alter</li> </ul> <p>Die Sortierung können Sie über die Kategorie-Überschrift steuern, indem Sie z.B. auf <b>[Nachname]</b> des Patienten klicken. Der kleine Pfeil am oberen mittleren Rand zeigt an, ob die Sortierung auf- bzw. absteigend gewählt wurde.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;">  <p><b>Nachname</b> Belle Familiennamen Krause Mustermann</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p><b>Nachname</b> Mustermann Krause Familiennamen Belle</p> </div> </div>
<p><b>Patienten aufrufen / [Übernehmen]</b></p>	<p>Um <u>einen Patienten</u> aufzurufen, markieren Sie den gewünschten Patienten mit einem Klick auf die Patientenzeile. Durch <b>[Übernehmen]</b> oder per Doppelklick auf die markierte Patientenzeile, wird der Patient im Startdialog angezeigt.</p>
<p><b>Mehrere / Alle Patienten aufrufen / [Übernehmen]</b></p>	<p>Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit <u>mehrere oder alle Patienten</u> zu übernehmen. Dies erreichen Sie über die Tastenkombination <b>Strg + A</b> (alle Patienten) oder indem Sie <b>Strg</b> gedrückt lassen und mit der linken Maustaste die gewünschten Patienten in der Liste einzeln markieren (mehrere Patienten). Durch <b>[Übernehmen]</b> werden die Patienten im Startdialog angezeigt.</p>


## Ergebnis der Patientensuche – Patienten-Liste drucken





Mit **[Drucken]** wird die Patientenliste aufbereitet und in einem gesonderten Dialog als Druckvorschau angezeigt. In diesem Dialog können Sie über  die Liste auf Ihrem Standarddrucker ausgeben.

## Fälliger Versand


	<p>In diesem Abschnitt wird Ihnen die Anzahl aller <b>vollständigen</b> zum Versand anstehenden Dokumentationen angezeigt. Siehe <b>Status der Dokumentation</b>.</p> <p>Die Anzahl richtet sich nach dem Datum, welches im Kalender eingestellt ist und bezieht sich auf das Erstellungsdatum der Dokumentationen.</p>
	<p>Über „mehr...“ gelangen Sie in den <b>Versandassistent</b> starten.</p>



## Dokumentation

	<p>In diesem Abschnitt wird Ihnen die Anzahl der <b>unvollständigen</b> bzw. <b>fehlerhaften</b> Dokumentationen angezeigt.</p> <p>Die Anzahl richtet sich nach dem Datum, welches im Kalender eingestellt ist und bezieht sich auf das Erstellungsdatum der Dokumentationen.</p> <p><b>Unvollständig</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anzahl der noch nicht vollständigen Dokumentationen</li> </ul> <p><b>Fehlerhaft</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anzahl von Dokumentationen, die fehlerhafte Eintragungen enthalten</li> </ul> <p>Siehe <b>Status der Dokumentation</b></p>
	<p>Über „mehr...“ gelangen Sie in die <b>Dokumentationsstatistik</b>.</p>

## KIM

	<p>Anders, als bei einem "normalen Versand z.B. per CD", erhalten Sie nach Prüfung der versendeten Dokumente ein Protokoll zurück. Dieses Protokoll enthält Informationen, ob der Versand korrekt erfolgt ist.</p>
-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Über „**mehr...**“ oder über den Menüpunkt "Versand | KIM-Protokoll" gelangen Sie in das **KIM-Protokoll**.


## Rechter Bildschirmbereich - Patientenliste / Anzeige Patient


The screenshot shows the CGM software interface. The left sidebar contains a calendar, patient information fields (Name, Address, Date of Birth, Sex), and the CGM logo. The main area displays a table of patient data with columns: Patienten Nr., Name, Vorname, Geburtsdatum, Alter, MWS, DM 1, DM 2, RW, BR, CCPO, and A1. The table lists three patients: 1071 (Tobias), 1070 (Tara), and 1015 (Marius).

### Anpassen der Anzeige / Informationen

Passen Sie die **Anzeige der Informationen** in der Patientenliste individuell an.





Über das Icon  am rechten oberen Bildabschnitt gelangen Sie in die Auswahl der zur Verfügung stehenden Informationen. Durch das Setzen oder Entfernen des jeweiligen Hakens wird diese Information in der Patientenliste angezeigt bzw. nicht angezeigt.




Weiterhin können Sie die **einzelnen Informationen innerhalb der Tabelle einem anderen Platz zuordnen**.

Klicken Sie hierzu auf die Information, die Sie verschieben möchten und halten Sie die Maus gedrückt. Ziehen Sie die Tabellenspalte nun nach rechts oder links zum gewünschten Platz und lassen die Maus dann wieder los.



Zum **Erweitern einzelner Spalten** gehen Sie mit der Maus hinter die Information (die sie erweitern möchten) auf den Tabellenrahmen bis der Mauszeiger das Symbol  annimmt. Halten Sie die Maus nun gedrückt und verschieben Sie „den Strich“ nach rechts, bis die Spalte die gewünschte Größe erreicht hat. Lassen Sie die Maus dann wieder los.




## Anzeige Patient im Startdialog

Die automatische Anzeige der Patienten im Startdialog ist von folgenden Optionen abhängig:


- Sofern in den **Systemeinstellungen** unter Arbeitsplatz | **Konfiguration der Taskleiste** die Option „**Patientenliste nach Wiedervorlagetermin anzeigen**“ eingestellt ist, werden im Startdialog alle Patienten angezeigt, deren Wiedervorstellungstermin (Recall-Termin) für dieses Datum in der Dokumentation hinterlegt ist.
- **Vom eingestellten Datum...**
  - Wird der CGM DMP-ASSIST gestartet, ist immer das aktuelle Tagesdatum eingestellt.
  - Die Ansicht wird automatisch aktualisiert, sobald Sie ein anderes Datum im Kalender auswählen.

Die aufgelisteten Patienten werden Ihnen mit den vorhandenen Dokumentationen und weiteren patientenbezogenen Daten angezeigt. Durch einen Klick auf die jeweilige Spalte ist eine Sortierung alphabetisch bzw. numerisch möglich.



## Einlese-Status eGK

Des Weiteren können Sie in der Patientenliste den Einlese-Status und das Versicherungsschutz Ende der eGK (sofern dieses Datum auf der eGK gespeichert war) zum jeweiligen Patienten ersehen.




	<ul style="list-style-type: none"> <li>- eGK ist nicht eingelesen oder</li> <li>- Patient wurde per Ersatzverfahren aufgenommen</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- eGK ist eingelesen</li> </ul>

eGK	Versicherungsschutz Ende	Bedeutung
	<b>1220</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- eGK im laufenden Quartal noch nicht aktuell eingelesen</li> <li>- letzte eingelesene Karte = KVK</li> </ul>
	<b>31.12.2020</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- eGK im laufenden Quartal noch nicht aktuell eingelesen oder Patient im Ersatzverfahren aufgenommen</li> <li>- letzte eingelesene Karte = eGK</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- eGK im laufenden Quartal eingelesen - auf dieser ist <u>kein</u> Versicherungsschutz Ende vermerkt</li> </ul>
	<b>31.12.2020</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- eGK im laufenden Quartal eingelesen – auf dieser ist das Versicherungsschutz Ende vermerkt</li> </ul>

## Dokumentationshistorie

Über folgende Optionen können Sie die Dokumentationshistorie des ausgewählten Patienten aufrufen:


- 



## Dokumentationshistorie.

## Menü Patient

In diesem Menü finden Sie sämtliche patientenbezogenen Funktionen, die in den nachfolgenden Kapiteln näher beschrieben werden.



Menüpunkt Programmpunkt	Symbol Schnellstart	Funktion	Programmaufruf mit folgender Tastenkombination
<b>Patient</b> <b>Patientenstammdaten</b>		Aufruf der Patientenstammdaten des selektierten Patienten	Alt + P
<b>Patient</b> <b>Patienten zusammenführen</b> Nur mit CGM DMP-ASSIST Supportunterstützung möglich.		Patienten zusammenführen	Alt + Z
<b>Patient</b> <b>Inaktiv setzen</b>		Selektierten Patienten auf „Inaktiv“ setzen	Alt + I
<b>Patient</b> <b>Patient geht</b>		Schließt den selektierten Patienten und blendet ihn in der Übersicht aus	Alt + G

## Patientenstammdaten


### Patient aus Ihrem AIS im CGM DMP-ASSIST erfassen

**Hinweis:** Damit die Übergabe an den CGM DMP-ASSIST korrekt funktioniert, sind verschiedene Vorkehrungen in Ihrem AIS notwendig. Ihr AIS-Team hilft Ihnen gerne bei den Grundeinstellungen und Fragen zur korrekten Eingabe und Übernahme weiter.

Durch verschiedene Plausibilitätsprüfungen ist das [Speichern] innerhalb des CGM DMP-ASSIST nur möglich, wenn die Daten in Ihrem AIS korrekt hinterlegt sind sowie aktuelle Versicherungsdaten vorliegen.

Nach Bestätigung des Zeilentypkürzels in Ihrem AIS, wird der CGM DMP-ASSIST gestartet. Hiermit werden die hinterlegten Patientendaten aus Ihrem AIS per Schnittstelle (**BDT**) dem Programm CGM DMP-ASSIST übermittelt.

Sofern der Patient noch nicht im CGM DMP-ASSIST aufgenommen ist, erhalten Sie den folgenden Hinweis.



Bestätigen Sie diesen Dialog bitte mit **[Ja]**, um den Patienten anzulegen und die **Patientenstammdaten** zu öffnen.

**Patientenstammdaten**

**Patienteninformation**

\*Patienten Nr. 1264

Titel

\*Familienname Blank

\*Vorname Manna

Zusatzname

Vorname

\*Geboren am 03.01.1980 39

\*Geschlecht ☒ weiblich ☐ männlich ☐ unbekannt

Anmeldedatum 29.01.2019

Inaktiv ☐

Begründung

**Versicherungsdaten**

Daten erfasst ☐ Einzelversichert

\*Krankenkasse Novitas BKK

\*Kostenträgerkennung 101522116

\*VKNR 02407

\*Versichertennummer E554748833

Besondere Personengruppe

DMP: \*Versichertenart 1 - Mitglied

\*Abrechnungsbereich 00 - Perinatrechnung

Einlegetdatum

Versicherungsschutz Beginn Ende

WOP

**Kontaktadressen**

Strasse, Hausnummer Waldweg 1

Anschriftenzusatz

PLZ, \*Ort 56070 Koblenz

\*Land D - Deutschland

Telefonnummer

E-Mail

**DMP-Teilnahme**

Module	Fallnummer	Arzt	Datenannahmestellen	Von

Hilfe Speichern Schließen


Daten, die eindeutig über die Schnittstelle aus dem AIS zugeordnet werden können, erhalten Sie nur zur Ansicht (grau / inaktiv).

Diese Daten sind nicht editierbar. Wenn Sie Änderungen der Daten vornehmen möchten, nehmen Sie diese bitte in Ihrem AIS vor.

Das Nummernfeld **Patienten Nr.** wird ebenfalls per Schnittstelle aus Ihrem AIS übermittelt, ist somit auch nicht änderbar und stellt die in Ihrem AIS angelegte Patientennummer dar.








**[Nein]**

Durch den Klick auf **[Nein]** werden Sie gefragt, ob Sie den Patienten neu anlegen möchten:



Weitere Informationen zum Anlegen eines neuen Patienten erhalten Sie in Kapitel **Patient aus Ihrem AIS im CGM DMP-ASSIST erfassen**.

**[Ja]**

Durch den Klick auf **[Ja]** wird der Patientendatenaktualisierungs-Dialog mit folgenden Informationen geöffnet:

	Vorhandene Patientendaten:	Aktualisierte Patientendaten:
Familienname:	<input type="checkbox"/> Muster	<input checked="" type="checkbox"/> Test
Kostenträgerkennung:	<input type="checkbox"/> 101522116	<input checked="" type="checkbox"/> 103501080
VKNR (Kassennummer):	<input type="checkbox"/> 02407	<input checked="" type="checkbox"/> 18306
Versichertennummer:	<input type="checkbox"/> E847579372	<input checked="" type="checkbox"/> X123456789
Besondere Personengruppe:	<input type="checkbox"/> -	<input checked="" type="checkbox"/> 8
DMP-Kennzeichnung:	<input type="checkbox"/> -	<input checked="" type="checkbox"/> 4
Versicherungsschutz Beginn:	<input type="checkbox"/> -	<input checked="" type="checkbox"/> 01.01.2018
Versicherungsschutz Ende:	<input type="checkbox"/> -	<input checked="" type="checkbox"/> 01.01.2025
Straße:	<input type="checkbox"/> Waldweg	<input checked="" type="checkbox"/> Teststraße
Anschriftenzusatz:	<input type="checkbox"/> -	<input checked="" type="checkbox"/> Hinterhaus
Vorwahl:	<input type="checkbox"/> +	<input checked="" type="checkbox"/> 0122
Telefonnummer:	<input type="checkbox"/> -	<input checked="" type="checkbox"/> 400056
PLZ - Postfach:	<input type="checkbox"/> -	<input checked="" type="checkbox"/> 56070
Postfach:	<input type="checkbox"/> -	<input checked="" type="checkbox"/> XY

Die Patientendatenaktualisierung wird in Kapitel **Der Patient ist bereits im CGM DMP-ASSIST vorhanden** näher erläutert.

**Der Patient ist bereits im CGM DMP-ASSIST vorhanden**

**Sie lesen eine eGK in Ihrem AIS für das aktuelle Quartal neu ein – die Stammdaten haben sich in diesem Fall geändert.**

Stammdatenänderungen eines Patienten, z.B. durch eine Heirat, werden Ihnen im direkten Vergleich im Dialog „Patientendatenaktualisierung“ gegenübergestellt.

**Hinweis:** Der Dialog stellt nur die „abweichenden / geänderten“ Daten gegenüber. Alle Stammdaten bzw. Kartendaten, die identisch sind, werden nicht dargestellt.

**Szenario:**

- Patient ist schon im CGM DMP-ASSIST vorhanden
- Sie lesen in Ihrem AIS die eGK für das neue Quartal ein
  - Patientenstammdaten bzw. Kartendaten haben sich geändert, z.B. der Nachname und die Adresse durch eine Heirat.
- Sie öffnen den CGM DMP-ASSIST aus Ihrem AIS
- Der Patientendatenaktualisierungs-Dialog wird Ihnen mit folgenden Informationen geöffnet:

1 Patientendatenaktualisierung: Schmidt, Veronika, 06.06.1950

Die folgenden Patienten- oder Kartendaten haben sich geändert.  
Entscheiden Sie hier, ob bzw. welche Daten Sie übernehmen oder verwerfen möchten.

	2 Vorhandene Patientendaten:	3 Aktualisierte Patientendaten:
Familienname:	<input type="checkbox"/> Schmidt	<input checked="" type="checkbox"/> Schmidt-Maier
Krankenkasse:	<input type="checkbox"/> AOK Rheinland/Hamburg	<input checked="" type="checkbox"/> AOK Rheinland Hamburg
Straße:	<input type="checkbox"/> Siegburger Str.	<input checked="" type="checkbox"/> Bachweg
Hausnummer:	<input type="checkbox"/> 155	<input checked="" type="checkbox"/> 12a
		<input checked="" type="checkbox"/> Alle


4 Übernehmen und Schließen 5 Abbrechen

Hilfe

1	<p>In der Dialog-Überschrift finden Sie die aktualisierten Patientendaten (Familiennamen, Vorname und Geburtsdatum) des derzeit aufgerufenen Patienten.</p> <p>Sofern sich z.B. nur die Versichertendaten geändert haben, wissen Sie immer, um welchen Patienten es sich handelt.</p>
2	Die linke Spalte „Vorhandene Patientendaten“ zeigt Ihnen die derzeit im CGM DMP-ASSIST eingetragenen Patienten-Stammdaten
3	In der rechten Spalte finden Sie „Aktualisierte Patientendaten“.
4	<p>Durch <b>[Übernehmen und Schließen]</b> übertragen Sie „Aktualisierte Patientendaten“ in den CGM DMP-ASSIST. Die aktuellen Kartendaten sind dabei grundsätzlich vorrangig ausgewählt und können nicht aus „Vorhandene Patientendaten“ überstimmt werden. Kartendaten sind immer unveränderlich im Ganzen zu übernehmen oder zu verwerfen.</p> <p>Ausnahmen sind folgende 3 Punkte, die Sie auch aus den „Vorhandenen Patientendaten“ übernehmen können:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vorwahl</li> <li>- Telefonnummer</li> <li>- E-Mail</li> </ul>
5	Sofern Sie die Patientendaten nicht an den CGM DMP-ASSIST übergeben möchten, können Sie den gesamten Vorgang hierüber <b>[Abbrechen]</b> .

Sie lesen eine eGK in Ihrem AIS für das aktuelle Quartal neu ein – die Stammdaten haben sich in diesem Fall nicht geändert.

#### Szenario:

- Patient ist schon im CGM DMP-ASSIST vorhanden
- Sie lesen in Ihrem AIS die eGK für das neue Quartal ein
- Patientenstammdaten bzw. Kartendaten haben sich ansonsten nicht geändert
- Sie öffnen den CGM DMP-ASSIST aus Ihrem AIS
- Der Patient wird automatisch aufgerufen (Patientenliste) und der eGK-Status zeigt grün   
= Karte eingelesen

## Patienten zusammenführen

**Hinweis:** Das Zusammenführen von Patienten ist endgültig und kann nicht wieder rückgängig gemacht werden.

Das Ausführen des Programms ist nur mit CGM DMP-ASSIST-Supportunterstützung möglich.

Über diesen Dialog besteht die Möglichkeit, doppelt angelegte Patienten zusammenzuführen. Dies kann nötig sein, wenn ein Patient z.B. den Namen sowie Krankenkasse geändert hat. In dem folgenden Beispiel hat die Patientin „Sonnenschein, Susi“ nach der Hochzeit ihren Namen in „Sonnenschein-Laune, Susi“ und die Krankenkasse geändert. Im CGM DMP-ASSIST wurde die Patientin ein zweites Mal angelegt, da sich des Weiteren der Kostenträger und die Versichertennummer geändert haben.



Nach dem Aufruf über das Menü **Patient | Patienten zusammenführen** erhalten Sie den folgenden Dialog:



**Hinweis:** Das Passwort erhalten Sie von einer/einem für Sie zuständigen CGM DMP-ASSIST-Supportmitarbeiter/in.

Nach der Eingabe des Passworts in das Textfeld und Klick auf den Button **[OK]** öffnet sich der Dialog der Patientenzusammenführung.

In dem ersten Feld (links) **Suchen nach** wird z.B. der Nachname „Sonnenschein“ eingegeben und mit **Return** bestätigt. Die Stammdaten der Patientin werden angezeigt.

In jedem **Suchen nach** Feld haben Sie ein **Drop-down-Menü**, in dem alle Patienten aufgelistet werden, die ebenfalls dem eingegebenen Suchkriterium entsprechen.

Wählen Sie nun über das **Drop-Down-Menü** den ursprünglich angelegten Patienten aus, dem die Daten des neu angelegten Patienten zugeordnet werden sollen.

In dem zweiten Feld (rechts) **Suchen nach** wird z. B. der Nachname „Sonnenschein-Laune“ eingegeben und ebenfalls mit **Return** bestätigt.

Auch hier haben Sie die Möglichkeit über das **Drop-Down-Menü** den Patienten auszuwählen.


Sie haben nun eine direkte Gegenüberstellung der Stammdaten der gewählten Patienten, mit der Sie sich vergewissern können, ob die richtigen Patienten ausgesucht wurden.

	Zusätzlich wird durch die farbliche Kennzeichnung eines <b>grünen Hakens</b> dargestellt, welchem Patient die Daten zugeordnet werden.
	Alle bereits erfassten Daten des Patienten mit dem <b>roten X</b> werden dem Patienten mit dem <b>grünen Haken</b> zugeordnet.

Wenn Sie das Zusammenführen der Patienten abbrechen möchten, wählen Sie bitte **[Schließen]**. Beide Patienten bleiben in diesem Fall inkl. der Dokumentationen unverändert erhalten.



Wenn Sie sichergestellt haben, dass Sie die korrekten Patienten ausgewählt haben, bestätigen Sie bitte **[Zusammenführen]**. Sofern die Zusammenführung erfolgreich war, wird Ihnen dies mit folgendem Hinweis bestätigt.




Durch **[OK]** gelangen Sie wieder in den CGM DMP-ASSIST Startbildschirm. In unserem Beispiel ist jetzt nur noch Patientin Sonnenschein-Laune mit den Daten von beiden „Patientenstämmen“ enthalten.

## Inaktiv setzen

Über den Menüpunkt **Patient | Inaktiv setzen** können Sie den gerade selektierten Patienten auf inaktiv setzen.

Über den Menüpunkt **Patient | Inaktiv setzen** können Sie den gerade selektierten Patienten auf inaktiv setzen.



Nach Anwahl des Menüpunkts „Inaktiv setzen“ öffnet sich der folgende Dialog, in dem Sie:




- im Menü nochmals den ausgewählten Patienten angezeigt bekommen und



- die Begründung für den Wechsel von aktiv auf inaktiv auswählen können. Folgende Begründungen stehen zur Auswahl:
  - Praxiswechsel
  - Patient ist verstorben
  - Vertragskündigung

Durch **[Speichern]** und bestätigen der folgenden Information mit **[OK]** wird die getroffene Auswahl übernommen.



Der Status des ausgewählten Patienten befindet sich nun auf inaktiv.

Sie können diesen Patienten jederzeit über die Patientenliste wieder aktivieren. Lesen Sie hierzu die Informationen unter **Patientenliste**.

#### Patienten über die „Patientenstammdaten“ auf inaktiv setzen

Des Weiteren besteht die Möglichkeit, den im Startdialog ausgewählten Patienten in den **Patientenstammdaten** den Status inaktiv zu setzen.

**Patientenstammdaten**

**Patientendaten**

\*Patienten Nr. 1074

\*Titel

\*Familienname Tied

\*Vorname Karl

\*Zusatzname

\*Vorsatzwort

\*Geboren am 04.03.1980 38

\*Geschlecht ☐ weiblich ☒ männlich ☐ unbestimmt

\*Anlagedatum 24.10.2018

Status: **inaktiv** 24.10.2018

Begründung: **Praxiswechsel**

**Kontaktdaten**

Straße, Hausnummer

Anrechnungszusatz

PLZ, \*Ort 56070 Koblenz

\*Land D - Deutschland

Telefonnummer 0122 400056

E-Mail

**Versicherungsdaten**

Daten erfasst ☐ Einzelverfahren

\*Krankenkasse BKG direkt gesund

\*Kostenträgerkennung 103501000

\*VKNR 18306

\*Versichertennummer X123456789

Besondere Personengruppe 6 - SVA-Pauschal

DMP / \*Versichertenart 4 - EMT 1 - Mitglied

\*Abrechnungsbereich 00 - Primärabrechnung

Einleitedatum

Versicherungsschutz Beginn 01.01.2018 Ende 01.01.2025

WOP

Postfach XY

PLZ, Ort 56070 Koblenz

Land D - Deutschland


**DMP-Teilnahme**

Module	Fallnummer	Arzt	Datenannahmestellen	Von
KHK	35	Jochen ALBIS	DAVASO GmbH	24.10.2018

Hilfe Speichern Schließen


## Patient geht

Befindet sich ein Patient im Startdialog, der nicht mehr in der Ansicht angezeigt werden soll, haben Sie folgende Möglichkeiten, diesen Patienten aus der Liste zu entfernen.




<b>Patient   Patient geht</b>	Sie gehen über den Menüpunkt <b>Patient   Patient geht (Alt + G)</b>
	Sie wählen den Patienten im Startbildschirm aus und klicken anschließend auf die <b>Tür</b> in der Schnellstartleiste.

Über die bekannten Suchfunktionen – siehe **Patient suchen / aufrufen / Patienten-Liste drucken** – ist der Patient jederzeit wieder aufrufbar.

## Menü Stammdaten



Über dieses Menü werden alle Stammdaten des CGM DMP-ASSIST verwaltet. Die einzelnen Funktionen werden in den nachfolgenden Kapiteln beschrieben.

Menüpunkt Programmpunkt	Schnellstartleiste Symbol	Funktion	Programmaufruf mit folgender Tastenkombination
<b>Stammdaten</b> <b>Arztstammdaten</b>		Aufruf der Arztstammdaten der im CGM DMP-ASSIST hinterlegten Ärzte	Alt + M
<b>Stammdaten</b> <b>Praxisstammdaten</b>		Aufruf der Praxisstammdaten der im CGM DMP-ASSIST hinterlegten Praxen	Alt + X
<b>Stammdaten</b> <b>Datenannahmestelle</b>		Zuordnung der Datenannahmestellen	Alt + T

## Arztstammdaten

In diesem Dialog können Sie die Arztstammdaten bearbeiten und aktualisieren.

Arztstammdaten (BSNR angelegter Praxis - 181111100)

Eintrittsdatum 
Austrittsdatum

**Arztstammdaten**

Anrede 
Titel

\*Name 
Zusatzname

\*Vorname 
Kürzel

\*Vertragsarzt-Nummer

**KIM**

Benutzer

ID	Name	Kürzel	LANR	Fachbereich
1	ALBIS Jasmin			Sonstige Fachgruppen
2	ALBIS Justus			Allgemeinmedizin
3	ALBIS Justus			Allgemeinmedizin
5	ALBIS Jasmin			Allgemeinmedizin
12	ALBIS Justus			Allgemeinmedizin



**Praxisstammdaten**

**Praxisdaten**

\*Praxisart: Praxis / MVZ (BSNR)

Praxisname: Dr. med. Jochen ALBIS

Praxisname2:

\*BSNR oder IK-Nummer: 181111100

\*KV-Bereich: 20-Westfalen-Lippe

Praxisdaten aus AIS: Albis on Windows (18.40)

**Kontaktdaten**

Straße, Hausnummer: Maria Trost 25

\*PLZ, Ort: 56070 Koblenz

Telefonnummer: 0261 80700600

Faxnummer: 0261 80700650

Hilfe Aktualisieren Speichern Neue Praxis Arzt anlegen Schließen

## Aktualisierung

Daten, die eindeutig über die Schnittstelle aus dem AIS zugeordnet werden können, erhalten Sie nur zur Ansicht (grau / inaktiv).

Möchten Sie die Praxisstammdaten verändern, nehmen Sie bitte eine Änderung in Ihrem AIS vor. Eine manuelle Eingabe ist für diese Felder nicht möglich. Wurden im AIS die Praxisstammdaten verändert, starten Sie den CGM DMP- ASSIST bitte neu und rufen Sie die Praxisstammdaten auf.

**Praxisstammdaten**

**Praxisdaten**

\*Praxisart: Praxis / MVZ (BSNR)

Praxisname: Dr. med. Jochen ALBIS

Praxisname2:

\*BSNR oder IK-Nummer: 181111100

\*KV-Bereich: 20-Westfalen-Lippe

Praxisdaten aus AIS: Albis on Windows (18.40)

**Kontaktdaten**

Straße, Hausnummer: Maria Trost 25

\*PLZ, Ort: 56070 Koblenz

Telefonnummer: 0261 80700600

Faxnummer: 0261 80700650

Hilfe **Aktualisieren**

**Praxisstammdaten**

**Praxisdaten**

\*Praxisart: Praxis / MVZ (BSNR)

Praxisname: Dr. med. Martin ALBIS

Praxisname2:

\*BSNR oder IK-Nummer: 181111100

\*KV-Bereich: 20-Westfalen-Lippe

Praxisdaten aus AIS: Albis on Windows (18.40)

**Kontaktdaten**

Straße, Hausnummer: Musterweg 1


\*PLZ, Ort: 56070 Koblenz

Telefonnummer: 0261 80700600

Faxnummer: 0261 80700650


Hilfe Aktualisieren **Speichern** Neue Praxis Arzt anlegen Schließen

Mit dem Klick auf **[Aktualisieren]** werden die im AIS geänderten Daten aktualisiert. Nach der Aktualisierung der Praxisstammdaten, klicken Sie auf **[Speichern]**. Zur Bestätigung erhalten Sie folgende Information.



Bestätigen Sie die Information mit **[OK]**.

Wenn Sie nach dem Aktualisieren die Praxisstammdaten direkt **[Schließen]**, öffnet sich das Fenster "Praxis speichern" und Sie können die Praxisstammdaten mit Klick auf **[Ja]** speichern.



Weitere Informationen erhalten Sie in Kapitel **Eingabe der Praxisstammdaten**.

## Datenannahmestellen

In diesem Dialog können Sie die für Ihre Dokumentationen relevanten Datenannahmestellen zuordnen.

**Hinweis:** Alle erforderlichen Daten werden uns durch die aktuellen KBV-Daten – Stammdatendatei der Datenannahmestellen – geliefert. Wir stellen Ihnen diese Daten automatisch durch unser Quartalsupdate zur Verfügung.

Sollte es aus einem Grund notwendig sein, die Daten manuell zu ändern und es kann nicht auf das nächste Update gewartet werden, können Sie dies wie in den folgenden Kapiteln beschrieben tun.

**Bitte sprechen Sie alle Änderungen immer vorab mit Ihrer Datenannahmestelle ab.**

**Manuell geänderte Daten können nicht mit einem aktuellen Update überschrieben / verändert werden.**

Datenannahmestelle

Datenannahmestelle

KV-Bereich

\*IK

E-Mail der Datenstelle

\*Datenannahmestelle

\*Name der Datenstelle

Kostenträger	DM2	BK	KHK	DM1	AB	COPD	RA	OST
Allgemeine Ortskrankenkasse (AOK)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Verband der Angestellten-Krankenkassen ...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Betriebskrankenkasse (BKK)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Landwirtschaftliche Krankenkasse (LKK)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bundesknappschaft (BKD)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Löschen

Hinzufügen

Postanschrift

Postanschrift

Postfach, PLZ

Ort

500655

04305

Leipzig

Ansprechpartner

Name, Vorname

Telefonnummer

Faxnummer

E-Mail

Versandoptionen

Dokumentationen werden als Versandpaket versendet

☒ andere Datenträger verschlüsselt
 ☒ E-Mail verschlüsselt (empfohlen: Microsoft Outlook)
 ☐ CD brennen

☒ KIM

Liste der bereits zugeordneten Datenannahmestellen

ID	IK	Name	Module
14		DAVASO GmbH	DM2, BK, KHK, DM1, AB, COPD, RA, OST

Hilfe

Neu anlegen

Zuordnen

Zuordnung löschen

Speichern

Schließen

Über **[Zuordnen]** öffnet sich ein weiterer Dialog, in dem die für Ihr KV-Gebiet zuständigen Datenannahmestellen aufgelistet sind.

Per Doppelklick mit der linken Maustaste können Sie die Datenannahmestelle übernehmen oder Sie markieren die Datenannahmestelle und klicken anschließend auf **[Übernehmen]**.

Sie befinden sich danach wieder im Ausgangsfenster, das Ihnen die zur Verfügung stehenden Informationen zur neu zugeordneten Datenannahmestelle anzeigt. Weiterhin ist die Datenannahmestelle jetzt in der „Liste der bereits zugeordneten Datenannahmestellen“ aufgelistet.

Bitte prüfen Sie diese Einträge und ergänzen Sie ggf. die fehlenden Informationen anhand der folgenden Kapitel.

#### Datenannahmestelle

Datenannahmestelle	
<b>KV-Bereich</b>	Wird automatisch anhand der vorgelegten <b>Praxisstammdaten</b> ermittelt.
<b>*IK</b>	Institutionskennzeichen der Datenannahmestelle.
<b>*Datenannahmestelle</b>	Name der Datenannahmestelle – Diese Daten werden beim Hinzufügen einer Datenannahmestelle automatisch eingestellt, sofern diese vorliegen.
<b>*Name der Datenstelle</b>	



<b>E-Mail der Datenstelle</b>	e-mail@mail.de – Diese Daten werden beim Hinzufügen einer Datenannahmestelle automatisch eingestellt, sofern diese vorliegen.
Die mit * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder.	

## Kostenträger

Wählen Sie hierzu zuerst in der „**Liste der bereits zugeordneten Datenannahmestellen**“ die entsprechende Datenannahmestelle aus. Diese wird nun unter **Datenannahmestelle** angezeigt.

Über **[Hinzufügen]** wird zusätzlich der Dialog **Kostenträgergruppen** geöffnet.

The screenshot shows the 'Datenannahmestelle' dialog box. It contains fields for 'KV-Bereich', 'IK', 'E-Mail der Datenstelle', and 'Datenannahmestelle'. Below these is a list of 'Liste der bereits zugeordneten Datenannahmestellen'. A sub-dialog 'Kostenträgergruppen' is open, showing a list of groups: Allgemeine Ortskrankenkasse (AOK), Landwirtschaftliche Krankenkasse (LKK), Innungskrankenkasse (IKK), Betriebskrankenkasse (BKK), Bundesknappschaft (BKN), See-Krankenkasse (SEE), Verband der Angestellten-Krankenkassen (VdAK), Arbeiter-Ersatzkassen (AEV), Ausländische Kostenträger (AUS), Sozialhilfeträger (SHT) / Asylstelle (AS), Bundesgrenzschutz (BGS), Zivildienst (ZIV), Polizei (POL) / Feuerwehr (FW) / Justizvollzugsanstalt (JVA), Bundeswehr (BW), Gesundheitsämter (GSA), and Medizinischer Dienst der Krankenkassen (MDK). The 'Übernehmen' button is highlighted.

Wählen Sie den entsprechenden Kostenträger aus und **[Übernehmen]** Sie diesen.

Der **Kostenträger** ist nun in der **Kostenträger-Tabelle** unter **Datenannahmestelle** zu finden und Sie können die Zuordnung zu den einzelnen DMP-Modulen eintragen.

Kostenträger	DM2	BK	KHK	DM1	AB	COPD	RA	OST
Kostenträger / Krankenkasse	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/>

Über **[Löschen]** können Sie den/die Kostenträger der ausgewählten Datenannahmestelle wieder entfernen.

#### Versandoptionen

**Hinweis:** Es ist erforderlich – durch Anwahl der entsprechenden Checkbox(en) ☒ – die Informationen, wie Ihre verschlüsselten Daten versendet werden sollen, zu den Versandoptionen zu hinterlegen.

Alle ausgewählten Versandoptionen werden Ihnen im **Versandassistent** starten als Option angeboten. Checkboxes, die nicht ausgewählt sind, werden inaktiv dargestellt.

Versandoptionen	
<b>Andere Datenträger verschlüsseln</b>	Speichern Sie die Versanddaten auf Ihrem lokalen Rechner und kopieren Sie diese dann manuell auf ein Medium.
<b>E-Mail verschlüsseln</b>	Sie können die Daten, z.B. über folgende E-Mail-Programme, verschlüsselt versenden: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Outlook</li> <li>- telemed</li> </ul> Die Einrichtung von telemed finden Sie unter Kapitel <b>Versandoptionen</b>
<b>CD brennen</b>	Sie haben die Möglichkeit Ihre Daten auf CD zu brennen. Bevor Sie diese Einstellung nutzen können, sind vorab noch Vorkehrungen zu treffen. Bitte lesen Sie hierzu Kapitel <b>Brenner</b> .
<b>KIM</b>	Bitte lesen Sie hierzu Kapitel <b>KIM</b>

Datenannahmestelle

KV-Bereich

Dortmund

\*Datenannahmestelle

\*IK

\*Name der Datenstelle

Davaso GmbH

E-Mail der Datenstelle

Kostenträger	DM2	BK	KHK	DM1	AB	COPD	RA	OST
Allgemeine Ortskrankenkasse (AOK)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Verband der Angestellten-Krankenkassen ...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Betriebskrankenkasse (BKK)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Landwirtschaftliche Krankenkasse (LKK)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bundeskrankenkasse (BKK)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Löschen

Hinzufügen

Postanschrift

Postanschrift

Postfach, PLZ

500655

04305

Ort

Leipzig

Versandoptionen

Dokumentationen werden als Versandpaket versendet

☒ andere Datenträger verschlüsselt

☒ E-Mail verschlüsselt (empfohlen: Microsoft Outlook)

☒ CD brennen

☒ KIM

Ansprechpartner

Name, Vorname

Telefonnummer

Faxnummer

E-Mail

dmp-w@davaso.de

Liste der bereits zugeordneten Datenannahmestellen

ID	IK	Name	Module
14			DM2, BK, KHK, DM1, AB, COPD, RA, OST

Hilfe

Neu anlegen

Zuordnen

Zuordnung löschen

Speichern

Schließen

KIM	
<b>E-Mail</b>	<p>E-Mail-Adresse für den "Versandweg" hinterlegen:</p> <p>Dies geschieht normalerweise automatisch anhand der durch die KBV gelieferten Update-Dateien. Sollte diese nicht enthalten sein, tragen Sie die E-Mail-Adresse bitte manuell ein.</p> <p>KIM: Es handelt sich hierbei NICHT um Ihre KIM-Zugangsdaten, sondern um die KIM E-Mail-Adresse Ihrer KV, über die die Dokumente an die Datenannahmestelle geschickt werden sollen.</p>

## Postanschrift

Postanschrift		
<b>Postanschrift</b>	Straße	Nummer
<b>Postfach, PLZ</b>	Postfach	Postleitzahl
<b>Ort</b>	Ort	

## Ansprechpartner


Ansprechpartner		
<b>Name, Vorname</b>	Nachname, Vorname	
<b>Telefonnummer</b>	Vorwahl	Durchwahl
<b>Faxnummer</b>	Vorwahl	Durchwahl
<b>E-Mail</b>	e-mail@mail.de	

## Liste der bereits zugeordneten Datenannahmestellen


Liste der bereits zugeordneten Datenannahmestellen
Die bereits ausgewählten Datenannahmestellen werden Ihnen unter <b>Liste der bereits zugeordneten Datenannahmestellen</b> tabellarisch angezeigt.

# Menü Dokumentation

Über dieses Menü werden alle Dokumentationen verwaltet. Die einzelnen Funktionen werden in den nachfolgenden Kapiteln beschrieben.




Menüpunkt Programmpunkt	Schnellstartleiste Symbol	Funktion	Programmaufruf mit folgender Tastenkombination
<b>Dokumentation</b> <b>Teilnahmeerklärung drucken</b>		Druck der Teilnahmeerklärung für den selektierten Patienten	Alt + D
<b>Dokumentation</b> <b>Patient einschreiben</b> Symbol ist im CGM DMP-ASSIST inaktiv. Durch die Bestätigung des Zeilentypkürzels in Ihrem AIS wird der Einschreibungsdialog geöffnet		Erstellung der Dokumentation für den selektierten Patienten	Alt + E
<b>Dokumentation</b> <b>Verlaufsdokumentation erstellen</b> Symbol ist im CGM DMP-ASSIST inaktiv. Durch die Bestätigung des Zeilentypkürzels in Ihrem AIS wird der Einschreibungsdialog geöffnet		Erstellen der Verlaufsdokumentation für den selektierten Patienten	Alt + S
<b>Dokumentation</b> <b>Dokumentation vervollständigen</b>		Weiterbearbeitung von noch nicht fertig gestellten Dokumentationen des selektierten Patienten	Alt + O
<b>Dokumentation</b> <b>Dokumentation löschen</b>		Löschen von noch nicht versendeten Dokumentationen des selektierten Patienten	Alt + L
<b>Dokumentation</b> <b>Patient ausschreiben</b>		Patient aus einem Modul ausschreiben um ein anderes Modul wählen zu können	Alt + U
<b>Dokumentation</b> <b>Dokumentationshistorie</b>		Aufruf der Dokumentationshistorie für den selektierten Patienten	Alt + H
<b>Dokumentation</b> <b>Gesundheits-Pass Diabetes</b>		Verwaltung und Ausdruck der Diabetes- Werte	Alt + Q



<b>Dokumentation</b> <b>Dokumentationen neu erzeugen</b>		Alle nicht versendeten Dokumentationen werden mit den aktuellen Kopf- und Praxisdaten neu erzeugt	Alt + R
-------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	---------

## Teilnahmeerklärung drucken

Über das Menü **Dokumentation | Teilnahmeerklärung drucken** können Sie die Teilnahmeerklärung für den selektieren Patienten ausdrucken.



1	<b>Arztauswahl</b>  Nehmen Sie über das Drop-Down-Menü eine Arztauswahl vor.
2	<b>Modul(e) auswählen</b>  Markieren Sie das / die gewünschte(n) Modul(e)

<p><b>[Blanko-Druck]</b></p>	<p>Hierüber können Sie das ausgewählte Formular komplett ausdrucken. Als Beispiel ein Ausschnitt aus DM I:</p> <p><b>Teilnahmeerklärung ab 01.04.2021</b></p> 
<p><b>[Drucken]</b></p>	<p>Hierüber werden nur</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- die Patientendaten</li> <li>- sowie die Datumsfelder und</li> <li>- die Modulauswahl</li> </ul> <p>auf Ihren Formular-Vordruck (Standarddrucker) ausgegeben.</p> <p>Als Beispiel ein Ausschnitt aus der Modulübergreifenden Teilnahmeerklärung für die Modulauswahl DM I und KHK:</p> <p><b>Teilnahmeerklärung ab 01.04.2021</b></p> 
<p><b>[Schließen]</b></p>	<p>Schließt den Dialog</p>

### Alte Teilnahmeerklärungen

Zum 01.04.2021 wurde die modulübergreifende Teilnahmeerklärung aktualisiert.

Unter dem Menüpunkt **Systemeinstellungen | Teilnahmeerklärungen** sind weiterhin die einzelnen Teilnahmeerklärungen hinterlegt für den Fall, dass es seitens der regionalen Vertragspartnern Übergangsphasen im Zusammenhang mit der neuen modulübergreifende Teilnahmeerklärung geben sollte.

Sie haben weiterhin die Möglichkeit, das Formular 070A (indikationsübergreifend) sowie die entsprechenden Teilnahmeerklärungen für einzelne Krankheiten zu nutzen, indem Sie über das Dropdown-Menü das jeweilige Formular auswählen und danach **[Speichern]**. Lediglich BK wäre auch hier mittels eigener Formularnummer auszustellen.

Teilnahmeerklärungen	
AB	070E: indikationsübergreifend (Ab 04.2021)
COPD	070E: indikationsübergreifend (Ab 04.2021)
KHK	060D: COPD
DM1 und DM2	070D: indikationsübergreifend
BK	070E: indikationsübergreifend (Ab 04.2021)
RA	070E: indikationsübergreifend (Ab 04.2021)
OST	070E: indikationsübergreifend (Ab 04.2021)
Multimorbid	070E: indikationsübergreifend (Ab 04.2021)

### Neue modulübergreifende Teilnahmeerklärung

Zum 01.04.2021 wurde die modulübergreifende Teilnahmeerklärung aktualisiert.

Zukünftig wird es keine einzelnen Teilnahmeerklärungen für die DMP Module mehr geben. Die neue, indikationsübergreifende Teilnahmeerklärung löst die bisherigen Formulare zur Einschreibung in die DMPs ab. Diese modulübergreifende Teilnahmeerklärung **070E** kann unter dem Menüpunkt **Systemeinstellungen | Teilnahmeerklärungen** ausgewählt und gespeichert werden.



Systemeinstellungen

CGM DMP-ASSIST

- Arbeitsplatz
- Vorbelegung von Einheiten
- AIS-Import
- Benutzerverwaltung
- Brenner
- KBV-Stammdaten
- Kopfdaten
- Lizenz
- Serienbrief
- Versandoptionen
- Teilnahmeerklärungen**
- CGM PRAXISTIMER
- DS-GVO

Teilnahmeerklärungen

AB	070E: indikationsübergreifend (Ab 04.2021)
COPD	070E: indikationsübergreifend (Ab 04.2021)
KHK	070E: indikationsübergreifend (Ab 04.2021)
DM1 und DM2	070E: indikationsübergreifend (Ab 04.2021)
BK	070E: indikationsübergreifend (Ab 04.2021)
RA	070E: indikationsübergreifend (Ab 04.2021)
OST	070E: indikationsübergreifend (Ab 04.2021)
Multimorbid	070E: indikationsübergreifend (Ab 04.2021)

Hilfe Speichern

Anschließend können Sie über den Menüpunkt Dokumentation | **Teilnahmeerklärung drucken** die gewünschten DMP Module auswählen und die Teilnahmeerklärung mit den entsprechend angehakten Modulen drucken

## Patient einschreiben

Durch die Bestätigung des Zeilentypkürzels in Ihrem AIS wird der Einschreibungsdialog geöffnet.

Behandelnder Arzt: 88888888 - Justus A.B.S.

Module	Datenannahmestelle	Zuletzt behandelnder Arzt	Letzte Dokumentation
DM I	Bitte auswählen		
DM II	Bitte auswählen		
COPD	Bitte auswählen		
AB	Bitte auswählen		
KHK	Bitte auswählen		
BK	Bitte auswählen		
OST	Bitte auswählen		
RA	Bitte auswählen		

Hilfe Dokumentationen bearbeiten Neue Dokumentation Schließen

### Zu prüfende Angaben vor dem Einschreiben des Patienten


**Hinweis:** Bevor Sie einen Patienten in die entsprechenden Module einschreiben können, überprüfen Sie bitte folgende Angaben.

Sind alle Angaben vorhanden / korrekt, können Sie mit dem Einschreiben des Patienten fortfahren.

Menüpunkt	Zu überprüfende Angaben...
<b>Stammdaten   Arztstammdaten</b>	Sofern im Bereich Arzt <sup>1</sup> der korrekte / behandelnde Arzt nicht ausgewählt ist / werden kann, richten Sie diesen, wie in Kapitel <b>Arztstammdaten</b> beschrieben, ein.
<b>Stammdaten   Datenannahmestellen</b>	Wenn die korrekte Datenannahmestelle nicht zur Auswahl angeboten wird <sup>2</sup> , richten Sie diese bitte über den Menüpunkt <b>Datenannahmestellen</b> ein.
<b>Dokumentation   Teilnahmeerklärung drucken</b>	Haben Sie die Teilnahmeerklärung über den Menüpunkt <b>Teilnahmeerklärung</b> ausgedruckt?  Wenn nicht, holen Sie dies bitte vor dem Einschreiben des Patienten nach.

### Einschreiben des Patienten

In diesem Dialog nehmen Sie eine Auswahl vor, in welches Modul der Patient eingeschrieben werden soll.



Das oben angezeigte Bild ❶ stellt alle existierenden Module dar. Zur Auswahl eines Moduls / mehrerer Module klicken Sie auf das **Drop-down-Feld** ❷ und wählen die **Erstdokumentation**.

Die Anzeige der Module richtet sich

- nach Ihrer **Lizenz**
- dem Ausschluss der Module untereinander, wie z.B.:
  - DM I nicht in Verbindung mit DM II
  - COPD nicht in Verbindung mit AB
  - BK nicht in Verbindung mit einem der anderen Module (**siehe nachfolgende wichtige Info**)
  - Einschreibung in das Modul BK ist nur für weibliche Patienten möglich
- sowie nach dem Kostenträger in Kombination mit der **Datenannahmestellen**.

Erstdokumentationen können mit **Verlaufsdokumentation** erstellen kombiniert werden.

Test Dmp: Einschreibung wegen

Behandelnder Arzt: 99999901 - Justus ALBIS

Module	Datenannahmestelle	Zuletzt behandelnder Arzt	Letzte Dokumentation
DM I	Bitte auswählen	DAVASO GmbH	
DM II	Erstdokumentation	DAVASO GmbH	
COPD	Bitte auswählen	99999901 - Justus ALBIS	18.02.2025
AB	Verlaufsdokumentation	99999901 - Justus ALBIS	19.02.2025
KHK	Bitte auswählen	99999901 - Justus ALBIS	18.02.2025
BK	Bitte auswählen	DAVASO GmbH	
OST	Bitte auswählen	DAVASO GmbH	

COPD kann nicht gemeinsam mit AB ausgewählt werden.  
BK kann nicht gemeinsam mit anderen Modulen ausgewählt werden.  
Diabetes I kann nicht gemeinsam mit Diabetes II ausgewählt werden.

Anmerkungen:

Hilfe Dokumentationen bearbeiten Neue Dokumentation Schließen

Es ist jedoch nicht möglich eine Verlaufsdokumentation bzw. Erstdokumentation mit **Dokumentation nacherfassen** zu kombinieren.

Test Dmp: Einschreibung wegen

Behandelnder Arzt: 99999901 - Justus ALBIS

Module	Datenannahmestelle	Zuletzt behandelnder Arzt	Letzte Dokumentation
DM I	Bitte auswählen	DAVASO GmbH	
DM II	Dokumentation nacherfassen	DAVASO GmbH	
COPD	Bitte auswählen	DAVASO GmbH	18.02.2025
AB	Verlaufsdokumentation	DAVASO GmbH	19.02.2025
KHK	Bitte auswählen	DAVASO GmbH	18.02.2025
BK	Bitte auswählen	DAVASO GmbH	
OST	Bitte auswählen	DAVASO GmbH	

**Warnung**

"Dokumentation nacherfassen" darf nicht gemeinsam mit "Erstdokumentation" bzw. "Verlaufsdokumentation" ausgewählt werden.

OK

COPD kann nicht gemeinsam mit AB ausgewählt werden.  
BK kann nicht gemeinsam mit anderen Modulen ausgewählt werden.  
Diabetes I kann nicht gemeinsam mit Diabetes II ausgewählt werden.

Anmerkungen:


Hilfe Dokumentationen bearbeiten Neue Dokumentation Schließen

**Hinweis:** Sofern ein Patient sowohl für Brustkrebs, als auch für eine weitere Indikation eingeschrieben werden soll, ist dies nur „getrennt“ möglich.

Ist also ein Patient z.B. schon in DM2, COPD und KHK eingeschrieben, soll nun aber auch in BK eingeschrieben werden, gehen Sie wie in den folgenden Bildern dargestellt vor:

1. Stellen Sie alle vorhandenen Dokumentationen über das Dropdown-Menü auf „Bitte auswählen“.
2. Wählen Sie dann für BK - ebenfalls über das Dropdown-Menü - die Erstdokumentation aus.  
*Dieser Vorgang gilt bei BK auch für die Verlaufsdocumentationen.*

Wenn Sie alle gewünschten Module ausgewählt haben, wechseln Sie **[Zur Dokumentation]**. Die Dokumentation wird entsprechend Ihrer Auswahl gestartet.




Es erscheint eine Information zum Ausdruck der Teilnahmeerklärung. Sofern Sie diese über den Menüpunkt noch nicht ausgedruckt haben, können Sie dies über **[Drucken]** nachholen. *Bitte beachten Sie, dass das Datum der Teilnahmeerklärung gleich bzw. kleiner der Dokumentationserstellung sein muss.* Über **[Zur Dokumentation]** gelangen Sie in die Dokumentation.

## Dokumentation erstellen

### Datenübernahme aus dem AIS

Vor der Erstellung einer Dokumentation wird in Ihrem AIS nach den aktuellen Vitalwerten zur Übernahme in die Dokumentation gesucht. Sofern Daten vorhanden sind, werden Ihnen diese in dem folgenden Dialog angezeigt.



**Hinweis:** Die KBV-Anforderungen erlauben keine Vorauswahl durch den CGM DMP-ASSIST. Ihr AIS wird Ihnen gerne die Eingabe / Kürzel der Vitalwerte nennen, die übernommen werden können.

Informationen, die zur Übernahme vorhanden sind, werden aktiv dargestellt. Daten, die nicht zur Verfügung stehen, werden inaktiv dargestellt.

Mit einem Klick in die vorangestellte Checkbox wählen Sie die Informationen aus, die Sie in Ihre Dokumentation übernehmen möchten. Möchten Sie alle zur Verfügung stehenden Werte selektieren, klicken Sie auf **[Alles auswählen]**.

Haben Sie Ihre Auswahl vorgenommen, klicken Sie bitte auf **[Übernahme]**. Die Dokumentation wird geöffnet.

Wenn Sie keine Daten aus dem Dialog übernehmen möchten, klicken Sie bitte auf **[Schließen]**.

## Dokumentation

Die Erfassung einer Dokumentation wird in den nachfolgenden Unterkapiteln näher erläutert.

### Administrative Daten / Allgemeine Informationen

Die Erfassung der Dokumentation startet mit dem Dialog **Administrative Daten**.





- über den Drop-Down-Kalender auswählen.





Sobald Sie die Dokumentation gespeichert haben, kann das Kopfdatum (Ersterstellung) nicht mehr geändert werden

#### 4 Administrative Daten

<b>Fallnummer</b> <b>Fallnummer systemseitig</b>	Die Fallnummer kann alphanumerisch eingetragen werden oder über <b>[Fallnummer systemseitig]</b> durch den CGM DMP-ASSIST automatisch hinzugefügt werden.
<b>Name</b>  <b>Vorname</b>  <b>Geburtsdatum</b>  <b>Kostenträger</b>  <b>Krankenkassen-Nr.</b>  <b>Versichertennummer</b>  <b>männlich / weiblich / unbestimmt</b>	Die Übernahme erfolgt automatisch aus den <b>Patientenstammdaten</b> des ausgewählten Patienten. Aus diesem Grund sind diese Felder inaktiv.
<b>Daten ändern</b>	Sofern sich zwischen der Dokumenten-Erstellung (gespeichertes Dokument) und dem Versand der Kostenträger




	<p>geändert hat, können Sie den aktuellen Kostenträger über <b>[Daten ändern]</b> aktualisieren.</p>  <p>Dies kann bspw. dann erforderlich sein, wenn bei einem Patienten ein Kassenwechsel mitten im Quartal oder ein Wechsel der "Besonderen Personengruppe" stattgefunden hat.</p>
<b>Dokumentation in Vertretung</b>	<p>Sofern die Dokumentation in Vertretung erstellt wurde, bestätigen Sie dies hier.</p>
<b>Arztwechsel</b>	<p>Sofern ein Arztwechsel stattgefunden hat, bestätigen Sie die hier.</p> <p>Dieser Punkt ist nur aktiv,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sofern im CGM DMP-ASSIST mehrere Ärzte angelegt sind</li> <li>- sowie nur in der Nacherfassung.</li> </ul>
<b>Systemwechsel</b>	<p>Sollten Sie die Dokumentationen vorab mit einem anderen Software-Anbieter erstellt haben, können Sie dies an dieser Stelle dokumentieren.</p>
<p> <b>Hilfe / Fehler – Richtlinien der KBV</b></p>	
<p>Füllen Sie die Dokumentation bitte vollständig aus und beachten Sie die vorgegebenen Richtlinien der KBV. Diese werden Ihnen als Hilfestellung in jedem Register / Kapitel der Erfassung im linken unteren Bereich unter "Hilfe" und "Fehler" angezeigt.</p> <p><u>Beispiel:</u> Bei einer fehlerhaften Eingabe eines HbA1c-Wertes von z.B. 25,0 %, werden folgende Informationen ausgegeben.</p>	



## 6 Ausfüllanleitung

Sofern Informationen der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) zu dem gerade angewählten Feld vorliegen, können Sie diese über die Schaltfläche **[Ausfüllanleitung]** abrufen.



## 7 Labordatenaktualisierung


Genauso wie im **Gesundheits-Pass Diabetes**, besteht auch in den Dokumentationen mitunter die Notwendigkeit, nachträglich Labor- und Biometrie-Daten aus Ihrem AIS zu importieren.

Dies ist bspw. dann der Fall, wenn eine begonnene und gespeicherte Dokumentation zur späteren Bearbeitung aufgerufen wird und sich zwischenzeitlich aktuellere Labor- oder Biometrie-Werte ergeben haben.

Wurden diese Werte also nach der Dokumentationserstellung in Ihrem AIS erfasst, würde die bereits gespeicherte Dokumentation dies nicht mehr automatisch berücksichtigen können. Mit Klick auf die Schaltfläche **[Labordatenaktualisierung]** können Sie jederzeit auf aktuellere Werte in Ihrem AIS zugreifen.

Sofern aktuellere Daten vorhanden sind, werden Ihnen diese in einem extra Dialog samt Erfassungsdatum angezeigt. Sie können diese durch Anhaken des gewünschten Wertes in die Dokumentation **[Übernehmen]**.

Durch Bestätigen von **[Verwerfen]** wird der Vorgang abgebrochen und es wird keine Änderung an den bestehenden Werten in der Dokumentation vorgenommen.



**Hinweis:** Diese Funktion ist nur dann verwendbar, wenn:

- der Patient aus dem AIS heraus gestartet wurde und

- die Werte aktueller sind, bzw. von den in der Dokumentation vorhandenen Werten abweichen. Ist dies nicht der Fall, werden dementsprechend auch keine Werte zur Übernahme angeboten.

### Multimorbide Dokumentation

Sofern bei einem Patienten gleichzeitig mehrere Krankheiten bestehen (Multimorbidität/Mehrfacherkrankung), können Sie diese in einer gemeinsamen Dokumentation zusammenfassen. Bitte beachten Sie, dass nicht jedes Krankheitsbild miteinander dokumentiert werden kann. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Kapitel **Einschreiben des Patienten**.

Innerhalb der Dokumentation können Sie anhand der Dialog-Überschrift und in den Registern/Kapiteln die entsprechenden Module erkennen, in welche der Patient eingeschrieben wurde.

The screenshot shows the 'Diabetes mellitus' and 'Chronisch obstruktive Lungenerkrankung (COPD)' modules. The 'Diabetes mellitus' section includes checkboxes for 'Thrombozytenaggregationshemmer', 'Betablocker', 'ACE-Hemmer', 'HMG-CoA-Reduktase-Hemmer', and 'Thiaziddiuretika einschließlich Chlorthalidon'. The 'Chronisch obstruktive Lungenerkrankung (COPD)' section includes checkboxes for 'Kurz wirksame Beta-2-Sympathomimetika und/oder Anticholinergika', 'Lang wirksame Beta 2-Sympathomimetika', 'Lang wirksame Anticholinergika', 'Sonstige diagnosespezifische Medikation', and 'Inhalationstechnik überprüft'.

## Status der Dokumentation

Dmp Dmp, 01.01.1980 -> DMI (ED), COPD (ED) - Q1/2020

4 Administrative Daten  
 2 Anamnese- und Befunddaten  
 3 Relevante Ereignisse  
 1 Medikamente  
 1 Schulung  
 1 Behandlungsplanung  
 1 Abschluss

11 / 49

Hilfe Fehler

HbA1c-Wert: Pflichtfeld.  
Nur eine numerische Angabe ist möglich.

Erfolgt die Angabe im Werte-Feld in %, darf nur eine Nachkommastelle eingetragen sein.  
Der Wertebereich liegt zwischen 0,0 bis 21,0.

Erfolgt die Angabe im Werte-Feld in mmol/mol, ist die Angabe ohne Nachkommastelle einzutragen.  
Der Wertebereich liegt zwischen 0 bis 210.

Ausfüllanleitung

Medikamente  
Administrative Daten

Schulung  
Anamnese- und Befunddaten

Behandlungsplanung  
Relevante Ereignisse

Abschluss

Indikationsübergreifende Daten

Körpergröße(m)   
 Körpergewicht(kg)   
 Blutdruck(mmHg)    
 Raucher ☐ Ja ☐ Nein

Begleiterkrankungen

☐ Arterielle Hypertonie ☐ KHK  
☐ Fettstoffwechselstörung ☐ COPD  
☐ Diabetes mellitus ☐ AVK  
☐ Chronische Herzinsuffizienz ☐ Asthma Bronchiale  
☐ Keine der genannten Erkrankungen 1

Diabetes mellitus

HbA1c - Wert  210 % 2  
 Pathologische Urin Albumin-Ausscheidung ☐ Ja ☒ Nein ☐ Nicht untersucht  
 eGFR (ml/min/ 1,73m²KOF)  ☐ Nicht bestimmt

Fußstatus: ☐ Auffällig ☐ Unauffällig ☐ Nicht untersucht  
 Sensibilitätsprüfung ☐ Auffällig ☐ Unauffällig ☐ Nicht untersucht

Weiteres Risiko für Ulcus

☐ Fußdeformität ☐ Hyperkeratose mit Einblutung ☐ Z.n. Ulcus  
☐ Z.n. Amputation ☐ Ja ☐ Nein ☐ Nicht untersucht

Ulcus ☐ oberflächlich ☐ tief ☐ nein ☐ nicht untersucht  
 (Wund)infektion ☐ ja ☐ nein ☐ nicht untersucht

Injektionsstellen (bei Insulintherapie) ☐ Auffällig ☐ Unauffällig ☐ Nicht untersucht

Intervall für künftige Fußinspektionen (bei Patientinnen und Patienten ab dem vollendeten 18. Lebensjahr)  
☐ Jährlich ☐ alle 6 Monate ☐ alle 3 Monate oder häufiger

Spätfolgen ☐ Diabet. Nephropathie ☐ Diabet. Neuropathie ☐ Diabet. Retinopathie

1 Hilfe  
 Labordatenaktualisierung < Zurück Weiter > Speichern Schließen

Anhand der vorangestellten Icons ist ersichtlich, ob das Register/Kapitel korrekt und vollständig ausgefüllt wurde. Bei Eingabe fehlerhafter Daten werden die Felder sowie die Icons rot dargestellt.

1		Alle <b>Pflichtfelder</b> sind gelb hinterlegt und erfordern eine Eingabe.  Felder, die nicht gelb gekennzeichnet sind, sind optionale Informationen, die für das plausible Abspeichern der Dokumentation nicht zwingend erforderlich sind.
2		Bei der Eingabe fehlerhafter Daten werden die Felder sowie die Icons der entsprechenden Registerkarte rot markiert.
3		Fehlerfreies aber nicht vollständig ausgefülltes Register
4		Fehlerfreies und komplett ausgefülltes Register



### Versand nicht möglich / Speichern mit Status „Fehlerhaft, Versand nicht möglich“

Dmg Dmg, 01.01.1990 -> DM (ED), COPD (ED) - Q1/2020

Administrative Daten  
Anamnese- und Befunddaten  
Relevante Ereignisse  
Medikamente  
Schulung  
Behandlungsplanung  
Abschluss

Administrative Daten  
Medikamente  
Anamnese- und Befunddaten  
Schulung  
Behandlungsplanung  
Relevante Ereignisse  
Abschluss

**Abschluss**

Datum der Erstellung: 11 / 48  
Quartal: Q1 2020

Gesamtstatus der Dokumentation: Fehlerhaft, Versand nicht möglich

- Diabetes Mellitus Typ 1 (Fehlerhaft, Versand nicht möglich)
- COPD (Unvollständig, Versand nicht möglich)

Ausfüllanleitung

Hilfe Labordatenaktualisierung < Zurück Weiter > Speichern Schließen

#### Speichern

Die fehlerhafte Dokumentation kann zwar gespeichert werden, jedoch ist der Versand dieser Dokumentation nicht möglich.

In dem Abschnitt **Dokumentation** wird Ihnen die fehlerhafte Dokumentation angezeigt.

**Dokumentation**

Unvollständig: 0  
Fehlerhaft: 1

mehr ...


Auch in der **Dokumentationsstatistik** sowie in der **Dokumentationshistorie** wird die fehlerhafte Dokumentation mit dem Status "rot" **✖** angezeigt. Aus der **Dokumentationsstatistik** oder der **Dokumentationshistorie** heraus kann die fehlerhafte Dokumentation bearbeitet und korrigiert werden.

Die fehlerhafte Dokumentation wird nicht in dem **Versandassistent** starten aufgeführt und kann somit erst nach der Bearbeitung erfolgreich versendet werden.


Weitere Informationen zum Bearbeiten von Dokumentationen finden Sie in Kapitel **Dokumentation vervollständigen**.

### Zwischenspeichern/Unterbrechen der Dokumentation/Status „Unvollständig, Versand nicht möglich“

#### Speichern

Sie können die Erfassung jederzeit durch **[Speichern]** unterbrechen und die Daten zwischenspeichern. Der Status ist in diesem Fall unvollständig  und kann über den Menüpunkt Dokumentation vervollständigen zu einem späteren Zeitpunkt fortgesetzt werden.

In dem Abschnitt **Dokumentation** wird Ihnen die Anzahl der **unvollständigen** Dokumentationen angezeigt.

Auch in der **Dokumentationsstatistik** sowie in der **Dokumentationshistorie** wird die unvollständige Dokumentation mit dem Status "gelb"  angezeigt. Aus der

**Dokumentationsstatistik** oder der **Dokumentationshistorie** heraus kann die unvollständige Dokumentation bearbeitet und korrigiert werden.

Die "fehlerhafte" Dokumentation wird nicht in dem **Versandassistent** starten aufgeführt und kann somit erst nach der Bearbeitung erfolgreich versendet werden.




### Abschluss / Speichern mit Status „vollständig, versandbereit“

Das "Datum der Erstellung" können Sie

- manuell über das Format TT.MM.JJJJ oder
- über den Drop-Down-Kalender auswählen.







<b>Speichern</b>	<p>Wenn Sie in der Dokumentation alle Register fehlerfrei und vollständig  ausgefüllt haben, können Sie Ihre Eingaben mit <b>[Speichern]</b> übernehmen.</p> <p>Die Dokumentation kann anschließend problemlos versendet werden. Nähere Informationen zu dem Versand finden Sie in dem Kapitel <b>Menü Versand</b>.</p>
<b>Schließen</b>	<p><b>[Schließen]</b> Sie nach der Speicherung die Dokumenteneingabe und fahren Sie, wie unter Kapitel Dokumentation speichern beschrieben, fort.</p> <p>Wurde bisher noch immer keine Teilnahmeerklärung gedruckt, wird beim <b>[Speichern]</b> der Erstdokumentation die folgenden Informationen angezeigt:</p> <div data-bbox="379 730 1401 842">  <p>Information</p> <p>Bitte prüfen Sie, ob Sie die von Ihnen und Ihrem Patienten unterschriebene Teilnahme- und Einwilligungserklärung versendet haben! Nur wenn beide Erklärungen unterschrieben und versendet wurden, sind die datenschutzrechtlichen Voraussetzungen erfüllt und die DMP-Vergütung kann erfolgen.</p> <p>OK</p> </div> <p>Nach dem Klick auf <b>[OK]</b> erscheint der "Druckdialog". Das weitere Vorgehen wird im folgenden Kapitel Dokumentationen anzeigen und drucken beschrieben.</p> <div data-bbox="379 987 1412 1137">  <p>Druckdialog</p> <p>Die Dokumentation wurde nun vollständig ausgefüllt. Es ist Pflicht dem Patienten die Dokumentation auszuhändigen. Möchten Sie diese nun für den Patienten ausdrucken?</p> <p>Anzeigen und Drucken    Nein</p> </div>

#### Dokumentation speichern

Wurde bisher noch immer keine **Teilnahmeerklärung** gedruckt, wird beim **[Speichern]** der Erstdokumentation die folgende Information angezeigt:




Nach dem Klick auf **[OK]** erscheint der "Druckdialog". Das weitere Vorgehen wird im folgenden Kapitel **Dokumentation Anzeigen und Drucken** beschrieben.



## Dokumentation Anzeigen und Drucken

Nach erfolgreichem **Abschluss und Speichern der Dokumentation** erhalten Sie den Hinweis, dass die Dokumentation nun vollständig ausgefüllt wurde und Sie laut KBV-Vorgaben dazu verpflichtet sind, die erstellte Dokumentation dem Patienten als Ausdruck zur Verfügung zu stellen.



Um die Dokumentation auszudrucken, klicken Sie auf **[Anzeigen und Drucken]**. Möchten Sie dies derzeit nicht, klicken Sie auf **[Nein]**.

Die Dokumentation ist nun abgeschlossen und kann versendet werden. Nähere Informationen zum Versand finden Sie im Kapitel **Menü Versand**.

## Dokumentation nacherfassen

Hat ein **Arztwechsel** oder ein **Systemwechsel** stattgefunden, bzw. wird die Dokumentation in **Vertretung** erstellt, wählen Sie für das entsprechende Krankheitsbild „**Dokumentation nacherfassen**“.

Manfred Muster: Einschreibung wegen

Behandelnder Arzt: 181111100 - Arztvorname1 Arztname1

☒ KBV

	Module	Datenannahmestelle	Zuletzt behandelnder Arzt	Letzte Dokumentation
DM I	Bitte auswählen	Swiss Post Solutions GmbH	181111100 - Arztvorname1 Arztname1	19.11.2015
DM II	Bitte auswählen	Swiss Post Solutions GmbH		
COPD	Bitte auswählen	Swiss Post Solutions GmbH	181111100 - Arztvorname1 Arztname1	19.11.2015
AB	Bitte auswählen	Swiss Post Solutions GmbH		
KHK	Bitte auswählen		181111100 - Arztvorname1 Arztname1	19.11.2015
BK	Bitte auswählen	Swiss Post Solutions GmbH	181111100 - Arztvorname1 Arztname1	19.11.2015

Anmerkungen:  
Diabetes II kann nicht gemeinsam mit Diabetes I ausgewählt werden.

Hilfe Zur Dokumentation Schließen

Durch einen Klick auf den Button **[Zur Dokumentation]** erscheint folgender Dialog, indem Sie die entsprechende Auswahl treffen können.

Artzwechsel bzw. Vertretung

Es wurde "Dokumentation Nacherfassen" ausgewählt, oder der behandelnde Arzt hat sich geändert. Sie müssen nun folgende Informationen angeben um fortzufahren:

☐ Die Dokumentation wird in Vertretung erstellt.

☐ Es wurde ein Arztwechsel durchgeführt

☐ Systemwechsel

Hilfe

Artzwechsel bzw. Vertretung

Es wurde "Dokumentation Nacherfassen" ausgewählt, oder der behandelnde Arzt hat sich geändert. Sie müssen nun folgende Informationen angeben um fortzufahren:


☒ Die Dokumentation wird in Vertretung erstellt

☐ Es wurde ein Arztwechsel durchgeführt

☐ Systemwechsel

Hilfe Weiter Schließen

Mit einem Klick auf **[Weiter]** erscheint der Dialog zum Drucken der Teilnahmeerklärung, wie in Kapitel **Patient einschreiben** beschrieben.



Die Dokumentation wird über **[Zur Dokumentation]** geöffnet und die Auswahl, die Sie im vorherigen Dialog gewählt haben, automatisch übernommen.

Eine **Dokumentation nacherfassen (VD\_NE)** beginnt immer mit einer **Verlaufsdokumentation**, da dem Patienten bereits vorherige Dokumentationen bei seinem konsultierenden Arzt erstellt wurden oder bereits vorherige Dokumentationen in einem Fremdsystem erfasst wurden.

Fahren Sie mit dem Ausfüllen der Masken, wie unter **Dokumentation erstellen** beschrieben, fort.

## Verlaufsdokumentation erstellen

Das Drop-Down-Menü stellt automatisch zu den Modulen, für die bereits eine Erstdokumentation erfasst wurde, eine Verlaufsdokumentation ein. Sie haben jederzeit die Möglichkeit diese Anzeige durch einen Klick auf die Schaltfläche des Drop-Down-Menüs zu ändern.

Behandlung: 181111100 - Karl ALBIS

Module	Datenannahmestelle	Zuletzt behandelnder Arzt	Letzte Dokumentation
DM I	Bitte auswählen	DAVASO GmbH	
DM II	Bitte auswählen	DAVASO GmbH	
COPD	Bitte auswählen	DAVASO GmbH	
AB	Bitte auswählen	DAVASO GmbH	
KHK	Verlaufsdokumentation	181111100 - Karl ALBIS	08.11.2018
BK	Erstdokumentation	181111100 - Karl ALBIS	08.11.2018

Anmerkungen:  
BK kann nicht gemeinsam mit anderen Modulen ausgewählt werden.

Hilfe Bearbeiten Zur Dokumentation Schließen

Die Anzeige der Module richtet sich nach Ihrer Lizenz und dem Ausschluss der Module untereinander. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Einschreiben des Patienten](#).

Verlaufsdokumentationen können mit Erstdokumentationen kombiniert werden.

Behandlung: 181111100 - Karl ALBIS

Module	Datenannahmestelle	Zuletzt behandelnder Arzt	Letzte Dokumentation
DM I	Bitte auswählen	DAVASO GmbH	
DM II	Bitte auswählen	DAVASO GmbH	
COPD	Bitte auswählen	DAVASO GmbH	
AB	Erstdokumentation	DAVASO GmbH	
KHK	Verlaufsdokumentation	181111100 - Karl ALBIS	08.11.2018
BK	Bitte auswählen	181111100 - Karl ALBIS	08.11.2018

Anmerkungen:  
BK kann nicht gemeinsam mit anderen Modulen ausgewählt werden.  
COPD kann nicht gemeinsam mit AB ausgewählt werden.

Hilfe Bearbeiten Zur Dokumentation Schließen

Es ist jedoch nicht möglich eine Verlaufsdokumentation bzw. Erstdokumentation mit **Dokumentation nacherfassen** zu kombinieren



Marie Muster: Einschreibung wegen

Behandelnder Arzt: 181111100 - Karl ALBIS

Module	Datenannahmestelle	Zuletzt behandelnder Arzt	Letzte Dokumentation
DM I	Bitte auswählen	DAVASO GmbH	
DM II	Bitte auswählen	DAVASO GmbH	
COPD	Bitte auswählen		
AB	Dokumentation nacherfassen		
KHK	Verlaufsdokumentation		2018
BK	Bitte auswählen		2018

Anmerkungen:  
BK kann nicht gemeinsam mit anderen Modulen ausgewählt werden.  
COPD kann nicht gemeinsam mit AB ausgewählt werden.

Hilfe Bearbeiten Zur Dokumentation Schließen

Wenn Sie die gewünschten Module ausgewählt haben, klicken Sie auf den Button **[Zur Dokumentation]**.

Wurde die Erstdokumentation noch nicht versendet, erhalten Sie eine Warnung, dass bestimmte Dokumentationen noch zum Versand ausstehen bzw. noch vervollständigt und versendet werden müssten. Bestätigen Sie diese Warnung mit **[OK]** und fahren sie mit der Erstellung der Verlaufsdokumentation fort.

Marie Muster: Einschreibung wegen

Behandelnder Arzt: 181111100 - Karl ALBIS

Module	Datenannahmestelle	Zuletzt behandelnder Arzt	Letzte Dokumentation
DM I	Bitte auswählen	DAVASO GmbH	
DM II	Bitte auswählen		
COPD	Bitte auswählen		
AB	Bitte auswählen		
KHK	Bitte auswählen		11.2018
BK	Verlauf		11.2018

Anmerkungen:  
Brustkrebs kann nicht gemeinsam mit anderen Modulen kombiniert werden.

Hilfe Bearbeiten Zur Dokumentation Schließen

Bevor Sie mit der Dokumentation beginnen, erhalten Sie mit folgendem Dialog die Möglichkeit zur Datenübernahme aus der vorherigen Dokumentation, bzw. der Übernahme aktueller Vitalwerte aus Ihrem AIS.

Datenübernahme: Petra Musterfrau, 17.07.1968 -> KHK (VD), DM (VD)

**Indikationsübergreifende Daten**  
 Datenübernahme aus vorheriger Dokumentation vom 29.01.2015

☐ Arterielle Hypertonie  
☐ Fettstoffwechselstörung  
☐ Diabetes mellitus  
☐ Chronische Herzinsuffizienz  
☐ Schlaganfall  
☐ Keine der genannten Erkrankungen

☐ Körpergröße: 1,65 m  
☐ Körpergewicht: 80 kg  
☐ Raucher: Ja  
☐ Geschlecht: w

☐ Alle auswählen

**KHK**

☐ Thrombozytenaggregationshemmer  
☐ Betablocker  
☐ ACE - Hemmer  
☐ HMG-CoA-Reduktase-Hemmer  
☐ Sonstige antihypertensive Medikation

Nein  
 Nein  
 Nein  
 Nein  
 Ja

☐ Alle auswählen

**Diabetes mellitus**

☐ Pathologische Urin  
☐ Pulsstatus  
☐ Sensibilitätsprüfung  
☐ Fußstatus  
☐ Grad nach Wagner  
☐ Grad nach Armstrong  
☐ Diabetische Nephropathie  
☐ Diabetische Neuropathie  
☐ Diabetische Retinopathie

Ja  
 Aufällig  
 Unauffällig  
 Unauffällig

☐ Insulin oder Insulin-Analoga  
☐ Thrombozytenaggregationshemmer  
☐ Betablocker  
☐ ACE - Hemmer  
☐ HMG-CoA-Reduktase-Hemmer  
☐ Sonstige antihypertensive Medikation

Nein  
 Nein  
 Nein  
 Nein  
 Nein  
 Nein

☐ Alle auswählen

Hilfe | Alles auswählen | Übernahme | Schließen

Dieser Übernahmedialog ist in verschiedene Abschnitte unterteilt. Im oberen Bereich des Dialoges finden Sie die **patientenbezogenen Informationen/Medizinische Daten** aus Ihrem AIS. In den **indikationsübergreifenden Daten** stehen alle Werte der zuletzt erstellten Dokumentation. Im unteren Abschnitt werden Daten **modulbezogen** (hier z.B. Diabetes mellitus) aufgelistet.

Werte, dargestellt in Blau, sind Angaben aus der vorherigen Dokumentation. Somit können Sie mit einem Blick erkennen, ob Sie diese Angaben erneut für die aktuelle Verlaufsdokumentation verwenden möchten.

Informationen, die nicht zur Verfügung stehen, werden inaktiv dargestellt.

**Hinweis:** Eine Vorauswahl der Felder durch den CGM DMP-ASSIST ist nach dem KBV-Anforderungskatalog nicht zulässig.

Mit einem Klick in die vorangestellte Checkbox wählen Sie die Informationen aus, die Sie in Ihre Verlaufsdocumentation übernehmen möchten. Möchten Sie alle zur Verfügung stehenden Werte aus einem bestimmten Abschnitt selektieren, klicken Sie in dem gewünschten Abschnitt auf den Button **[Alles auswählen]**.


Sobald Sie Ihre Auswahl vorgenommen haben, klicken Sie auf den Button **[Übernahme]**. Wenn Sie keine Daten übernehmen möchten, wählen Sie die Schaltfläche **[Schließen]**.

Die Dokumentation wird gestartet und Ihre Auswahl ist automatisch eingestellt.

Fahren Sie mit dem Ausfüllen der Dokumentation wie gewohnt fort. Nähere Informationen zum Ausfüllen erhalten Sie in Kapitel **Dokumentation erstellen**.

## Dokumentation vervollständigen

Die Funktion **Dokumentation vervollständigen** bietet Ihnen die Möglichkeit, eine nicht vollständig bzw. fehlerhaft abgespeicherte Dokumentation erneut aufzurufen und diese zu vervollständigen bzw. zu korrigieren. Hierbei ist zu beachten, dass der Patient vorab im Startdialog selektiert / aufgerufen wurde. Weitere Informationen zum Status finden Sie unter **Status der Dokumentation**.







Rufen Sie den Patienten im Startdialog auf. Der Aufruf der Dokumentation erfolgt über die Schnellstartleiste und das entsprechende Programmsymbol oder über das Menü **Dokumentation I Dokumentation vervollständigen**.

Markieren Sie in diesem Fall bitte die gewünschte Dokumentation und wählen anschließend die Schaltfläche **[Bearbeiten]**. Die entsprechende Dokumentation wird zur Bearbeitung aufgerufen.

Weiterhin können Sie die Dokumentation über das Menü **Dokumentation I Dokumentationshistorie** Register **Dokumentationsstatistik** oder über das Menü **Statistik I Dokumentationsstatistik** erreichen.




In diesem Fall wählen Sie die zu vervollständigende bzw. zu korrigierende Dokumentation in der Liste aus und klicken anschließend auf das Programmsymbol  in der Schnellstartleiste.

## Dokumentation löschen


**Hinweis:** Das Löschen von Dokumentationen ist endgültig und kann nicht rückgängig gemacht werden.

Die Funktion **Dokumentation löschen** bietet Ihnen die Möglichkeit, eine unvollständige, fehlerhafte oder vollständige aber noch nicht versendete Dokumentation endgültig zu löschen. Hierbei ist zu beachten, dass der Patient vorab im Startdialog selektiert / aufgerufen wurde.

Weitere Informationen zum Status finden Sie unter **Status der Dokumentation**.



Weiterhin können Sie die Dokumentation über das Menü **Dokumentation | Dokumentationshistorie** Register **Dokumentationsstatistik** erreichen. Siehe auch **Kapitel Dokumentationshistorie**.




In beiden Fällen erhalten Sie eine Auflistung aller noch nicht versendeten Dokumentationen des selektierten Patienten. Markieren Sie bitte mit einem Klick in die vorangestellte Checkbox die gewünschte(n) Dokumentation(en) und klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche **[Löschen]**.

Sie erhalten zusätzlich eine Sicherheitsabfrage, ob diese Dokumentation(en) wirklich gelöscht werden soll(en). Klicken Sie auf **[Ja]**, werden die gewählten Dokumentationen gelöscht. Klicken Sie auf **[Nein]**, wird der Vorgang abgebrochen und Sie befinden sich wieder im Auswahlfenster.



## Patient ausschreiben

Rufen Sie den Patienten im Startdialog auf. Wählen Sie anschließend das Menü **Dokumentation | Patient ausschreiben**.



Mit dieser Funktion erhalten Sie die Möglichkeit einen Patienten, der bereits in ein bestimmtes Modul eingeschrieben ist (z.B. DM I) in das sich eigentlich ausschließende Modul (in diesem Fall z. B. DM II) einzuschreiben. Dafür ist es notwendig, diesen Patienten zuerst aus DM I auszuschreiben, denn eine gleichzeitige Teilnahme an beiden Modulen ist untersagt – siehe auch Informationen unter **Einschreiben des Patienten**.

Über die Funktion **[Patient ausschreiben]** beenden Sie die Programmteilnahme an DM I und haben *ausschließlich* dann die Möglichkeit, den Patienten in DM II einzuschreiben. Sie erhalten das folgende Fenster:



Die Anzeige gibt Auskunft über das Datum der letzten Dokumentation. In diesem Beispiel wurde am 29.01.2015 die letzte Dokumentation DM I erstellt. Mittels Haken in der entsprechenden Checkbox und anschließendem Klick auf **[Übernehmen]** wird der Patient aus diesem Modul ausgeschrieben.

Die Dokumentation wird jedoch nicht gelöscht, sie wird lediglich inaktiviert. Sie haben jederzeit die Möglichkeit, diese über die **Dokumentationshistorie** einzusehen.

## Dokumentationshistorie

Rufen Sie den Patienten im Startdialog auf. Wählen Sie anschließend über die Schnellstartleiste das entsprechende Programmsymbol oder über das Menü **Dokumentation | Dokumentationshistorie** den Dialog „Dokumentationshistorie“ auf. Weiterhin haben Sie die Möglichkeit die Dokumentationshistorie durch einen Doppel-Klick auf die Patientenzeile im Startdialog aufzurufen.

Im Dialog „Dokumentationshistorie“ werden Ihnen alle Informationen zu den bereits erstellten Dokumentationen des gewählten Patienten angezeigt.






Die Anzeige ist im linken Bereich unterteilt in **Filter und Recall Termine** und im rechten Bereich in die Register **Dokumentationsstatistik**, **Indikationsübergreifend** und **Module**.






**Hinweis:** Wenn Sie einen Patienten ausgewählt haben, der nicht in das Modul Brustkrebs eingeschrieben ist, wird das Register **BK (Brustkrebs)** ausgeblendet.

## Bearbeitung über Symbole in der Schnellstartleiste:

Am oberen Fensterrand im Dialog haben Sie über die Symbole in der Schnellstartleiste verschiedene Möglichkeiten der Bearbeitung. Im nachfolgenden Teil werden Ihnen die einzelnen Abschnitte näher erläutert.



Menüpunkt Programmpunkt	Programmsymbol	Funktion	Programmaufruf mit folgender Tastenkombination
<b>Patient</b> <b>Patientenstammdaten</b>		Aufruf der Patientenstammdaten und ggf. bearbeiten	Alt + P
<b>Dokumentation</b> <b>Patient einschreiben</b> Symbol ist im CGM DMP- ASSIST inaktiv. Durch die Bestätigung des Zeilentypkürzels in Ihrem AIS wird der Einschreibungsdialog geöffnet		Patient einschreiben	Alt + E
<b>Dokumentation</b> <b>Verlaufsdokumentation erstellen</b> Symbol ist im CGM DMP- ASSIST inaktiv. Durch die Bestätigung des Zeilentypkürzels in Ihrem AIS wird der Einschreibungsdialog geöffnet		Erstellen einer Verlaufsdokumentation	Alt + V

Menüpunkt Programmpunkt	Programmsymbol	Funktion	Programmaufruf mit folgender Tastenkombination
<b>Dokumentation</b> <b>Dokumentation</b> <b>vervollständigen</b> Ist erst bei Anwahl des Registers Dokumentationsstatistik und Auswahl einer Dokumentation aktiv.		Weiterbearbeitung von noch nicht fertig gestellten Dokumentationen / Dokumentation vervollständigen	Alt + B
<b>Dokumentation</b> <b>Dokumentation löschen</b>		Löschen von noch nicht versendeten Dokumentationen	Alt + L
<b>Dokumentation</b> <b>Teilnahmeerklärung</b> <b>Drucken</b> Ist erst bei Anwahl des Registers Dokumentationsstatistik und Auswahl einer Dokumentation aktiv.		Druck der ausgewählten Dokumentation	Alt + D
<b>Versand</b> <b>Versandassistent starten</b> Menüpunkt ist nur nach Eingabe einer gültigen Lizenz aktiv		Startet den Assistenten zum Versenden der Dokumentationen	Strg + S
<b>Extras</b> <b>Gebrauchsanweisung</b>		Aufruf des kompletten Handbuchs / der Hilfe	Strg + H

#### Filter und Recall-Termine


Im linken Bildbereich finden Sie folgende Informationen:

Der Bereich **Filter** zeigt Ihnen die Reiter der entsprechenden Dokumentationen und lässt Sie diese bequem eingrenzen. des ausgewählten Patienten.


Je nach **Indikation** oder dem Bereich **Indikationsübergreifend** lauten die entsprechenden Filter anders.



Die nächsten Recall-Termine sowie das entsprechende Modul werden nach dem Versand einer Dokumentation in dem Bereich **Recall-Termine** angezeigt.



#### Linken Bildschirmbereich vergrößern / verkleinern

Der angezeigte linke Bildbereich kann jederzeit vergrößert werden. Fahren Sie über den senkrechten Trennstrich zwischen dem linken Bildbereich und dem rechten Anzeigebereich der Register bis das Zeichen  erscheint. Durch halten der linken Maustaste und ziehen in die gewünschte Richtung kann das Feld vergrößert bzw. verkleinert werden.



## Register Indikationsübergreifend

Dokumentationsstatus: Indikationsübergreifend - Modul				
Register	Q1 2018	Q3 2017	Q3 2017	Q3 2017
Dokumentationsstatus				
Kopfdatum (Erstinstellung)	01.01.2018	21.08.2017	21.08.2017	21.08.2017
Datum der Erstellung	01.01.2018	21.08.2017	21.08.2017	21.08.2017
Verandstatus	nicht verändert	verändert	verändert	verändert
Administrative Daten				
ÖMR-Fallnummer	82181	82181	82181	82181
Kopfträger	AOK NORDWEST Bereich Schleswig	AOK NORDWEST Bereich Schleswig	AOK NORDWEST Bereich Schleswig	AOK NORDWEST Bereich Schleswig
Versicherungsnummer	J253634524	J253634524	J253634524	J253634524
Familienname	Götte	Götte	Götte	Götte
Vorname	Fla	Fla	Fla	Fla
Dokumentation in Vorbereitung erstellt	Nein	Nein	Nein	Nein
Anzweitsch	Nein	Nein	Nein	Nein
Anamnese- und Befunddaten				
Körpergröße	1,80 m	1,80 m	1,80 m	1,80 m
Körpergewicht	84 kg	84 kg	84 kg	84 kg
Blutdruck	120/70	120/70	120/70	120/70
Raucher	Ja	Ja	Ja	Ja
Behandlungsplan				
Vom Patienten gewünschte Informationsangebote				

Das Register **Indikationsübergreifend** bietet eine Zusammenfassung der Patientendaten, die allgemein und somit nicht modulspezifisch sind.

## Register Module

Dokumentationsstatus: Indikationsübergreifend - Modul				
Register	Q1 2018	Q3 2017	Q3 2017	Q3 2017
Dokumentationsstatus				
Kopfdatum (Erstinstellung)	01.01.2018	29.08.2017	21.08.2017	21.08.2017
Datum der Erstellung	01.01.2018	29.08.2017	21.08.2017	21.08.2017
verändert am			21.08.2017	21.08.2017
Dokumentationsintervall	Quartalsweise	Quartalsweise	Quartalsweise	Quartalsweise
Nächste Dokumentationserstellung	01.04.2018	29.11.2017	21.11.2017	21.11.2017
Anamnese- und Befunddaten				
Aktueller FEV1-Wert	0,76 l	1,45	4,34	0,80
Klinische Einschätzung des Obstruktionsrisikos durchgeführt	Ja	—	—	—
Relevante Ereignisse				
Häufigkeit von Exazerbationen seit der letzten Dokumentation	2	2	2	—
Stationäre notfallmäßige Behandlung seit der letzten Dokumentation	1	1	2	—
Medikation				
Kurz wirksame Beta 2-Sympathomimetika und/oder Anticholinergika	Keine Kontraindikation	Keine Kontraindikation	Keine Kontraindikation	Keine Kontraindikation
Inhalative lang wirksame Beta 2-Sympathomimetika	Bei Bedarf	Bei Bedarf	Bei Bedarf	Bei Bedarf
Lang wirksame Anticholinergika	Keine	Keine	Keine	Keine
Inhalationscorticostherapie	Nein	Nein	Nein	Nein
Sonstige diagnostische Medikation	Theophyllin	Theophyllin	Theophyllin	Theophyllin
Schulung				
CCPD-Schulung empfohlen	Nein	Ja	Nein	Ja
Schulung schon vor der Einschreibung in ein ÖMR bereits wahrgenommen	—	—	—	—
Empfohlene Schulung wahrgenommen	Bei letzter Dokumentation keine Schul.	Bei letzter Dokumentation keine Schul.	Bei letzter Dokumentation keine Schul.	—
Behandlungsplan				
CCPD-basierte Überw.- bzw. Einweisungsmöglichkeit	Ja	Nein	Nein	Ja

Im Register **Module** erhalten Sie eine Übersicht der modulspezifischen Inhalte der einzelnen Dokumentationen.

Das Register **Module** wird entsprechend der Moduleinschreibung in weitere Register unterteilt (im gezeigten Beispiel **KHK / COPD**).

Alle Informationen zu einer Dokumentationsart werden Ihnen chronologisch von rechts nach links dargestellt. Werden in einer Tabelle mehrere Module aufgeführt, wurde diese Dokumentation als „multimorbid“ erfasst.

## Register BK

Das Register BK wird nur angezeigt, wenn eine Dokumentationserstellung für Brustkrebs erfolgte.

Im Register **BK** werden die Daten ebenfalls modulbezogen dargestellt.

## Register Dokumentationsstatistik

Dok. ID	Module	ED/VD	Status	Erstellt am	Geprüft am	Versendet am
1	ED	ED	OK	24.08.2017		
2	ED	ED	OK	24.08.2017		
3	ED	ED	OK	24.08.2017		
4	ED	ED	X	24.08.2017		

Im Register **Dokumentationsstatistik** finden Sie einen Überblick über den Status aller bereits erstellten Dokumentationen für diesen Patienten. Aufgrund dieser Wichtigkeit wird er als Startreiter beim Patienten angezeigt.

Sie erhalten eine patientenbezogene Darstellung mit den Modulen für die bereits eine Dokumentation (ED oder VD) erstellt wurde.

Ebenso wird in dieser Ansicht das Erstellungsdatum, das Druckdatum sowie das Datum des Versandes angezeigt.

Im Feld Status wird Ihnen angezeigt, in welchem Status sich die Dokumentation derzeit befindet:

✓	fehlerfrei
●	unvollständig
✗	fehlerhaft

Siehe auch **Status der Dokumentation**.


## Gesundheits-Pass Diabetes

Der **Gesundheits-Pass Diabetes** wird in Papierform heute schon von vielen Schwerpunktpraxen, Kliniken, Krankenkassen und Apotheken an Menschen mit Diabetes ausgegeben und kann nun Mithilfe des DMP-Programms ausgefüllt, verwaltet und ausgedruckt werden.

Der Gesundheits-Pass Diabetes zielt darauf ab, die medizinische Versorgung der Diabetiker zu verbessern. Hierfür muss genau und übersichtlich dokumentiert werden, wann bei einem Diabetiker welche Untersuchungen gemacht werden müssen.

Außerdem soll der Pass die Kommunikation und Kooperation zwischen Patienten und Arzt sowie zwischen den Ärzten verbessern.



Nach Auswahl eines Patienten erfolgt der Aufruf über das **Menü | Dokumentation | Gesundheits-Pass Diabetes**.



Es können alle Patienten im Gesundheitspass-Diabetes aufgerufen werden, unabhängig davon ob diese bereits in ein Diabetes-Modul eingeschrieben worden sind oder nicht.

Nachdem Sie den Gesundheitspass-Diabetes aufgerufen haben, ist das aktuelle Jahr auf der linken Seite voreingestellt. Im rechten oberen Bereich werden die Angaben zum entsprechend aktuellen Quartals eingestellt, indem Tag und Monat aus der Dokumentation ausgelesen werden. Dieser Wert ist nicht editierbar.

Auf der linken Seite werden die Jahresziele von Ihnen manuell definiert und auf der rechten Seite die jeweiligen Quartalswerte erfasst. Felder die bereits gefüllt sind, wurden automatisch aus dem AIS oder einer aktuellen Patienten-Dokumentation ausgelesen. Die Informationen in der mittleren Spalte gelten für beide Seiten gleichermaßen.

Im unteren Bereich kann über die jeweiligen Schaltflächen   zwischen den Angaben der einzelnen Jahre bzw. zwischen denen der einzelnen Quartale geblättert werden. Die jeweiligen Werte in den einzelnen Feldern passen sich den eingestellten Jahren bzw. Quartalen entsprechend an.

### Übernahme der Werte aus bestehenden Dokumentationen

Es werden immer dann bestimmte Werte aus vorhandenen Dokumentationen ausgelesen, sofern hierzu Angaben gemacht wurden. Diese Werte sind leicht an der dunkelgrauen Färbung der Felder zu erkennen. Folgende Angaben werden ausgelesen:

- Körpergewicht
- Blutdruck
- HbA1C
- Schwere Hypoglykämien
- Rauchen
- Fußinspektion


Eine nachträgliche Änderung der ausgelesenen Werte ist möglich. Diese Änderungen können auch nachträglich über die Dokumentation vorgenommen werden. Alle weiteren Werte werden manuell erfasst.

Generell gilt für die Labor- und Biometrie Werte folgende Priorisierung im Gesundheits-Pass:

- Wenn der Gesundheits-Pass für dieses Quartal noch nicht geschrieben wurde, so wird mit Aufruf des Passes zuerst nach einer vorhandenen Dokumentation geprüft. Selbst wenn diese nur unvollständig gespeichert ist, werden die dort eingegebenen Werte in den Pass eingelesen.
- Falls keine Dokumentation vorhanden ist, würden die Werte aus Ihrem Arztsystem direkt in den Pass übernommen. Voraussetzung dafür ist natürlich, es sind dort Werte für dasselbe Quartal erfasst worden.
- Ist beides der Fall, d. h. sowohl Werte aus Ihrem Arztsystem sind vorhanden, als auch Werte aus einer bereits bestehenden Dokumentation – dann hat die Dokumentation immer Vorrang. Weichen die Werte voneinander ab, so werden Sie aber (wie zuvor beschrieben) nach den Werten aus dem Arztsystem gefragt, die Sie übernehmen oder verwerfen können.
- Sofern weder das eine noch das andere vorhanden ist, so wird der Gesundheits-Pass „leer“ starten und Sie können die Werte manuell eingeben. Unabhängig von allen beschriebenen Fällen können Sie die Eingaben jederzeit manuell im Gesundheits-Pass verändern.

#### **Wohlbefinden anhand Tabelle ermitteln**

Im Eingabefeld „Wohlbefinden“ wird eine Zahl erfasst. Über den nebenstehenden Button wird Ihnen eine entsprechende Hilfstabelle der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zum Thema Wohlbefinden angezeigt.




Befragen Sie Ihren Patienten und errechnen Sie den Wert seines Wohlbefindens anhand der Punkte, die er Ihnen genannt hat. Die Summe der genannten Punkte wird in das Feld „Wohlbefinden“ des Gesundheitspasses eingegeben.

### Ausdruck der Werte

Die reine Druckfunktion ist im CGM DMP-ASSIST mit einer separaten Lizenz verbunden, die gegen eine einmalige Gebühr erworben werden kann.

Haben Sie noch keine Lizenz, erhalten Sie mit dem Aufruf der Druckfunktion den folgenden Hinweis.



Um mühsame Handeintragungen zu vermeiden, gibt es eine spezielle Druckfunktion mit der Sie die Werte in einer „Streifenform“ ausdrucken können. Dieser Streifen passt genau in die jeweiligen Spalten des Gesundheitspasses vom Kirchheim Verlag. Erfolgt dieser Ausdruck auf einem selbstklebenden Etikett, kann dieses zugeschnitten und direkt in den Gesundheitspass eingeklebt werden.



Geundheits-Pass Diabetes für Dmp Dmp 01.01.1980

**Jahresziele**

2020 Jahr

95 kg

120 / 90 mmHg

von 29 bis 40 mmol/l

0 %

7 pro Woche

2

nein

< 200 mg/dl

> 65 / < 160 mg/dl

< 200 mg/dl

200

80 µmol/l

Kein Befund

**Vereinbarte Ziele für dieses Jahr / Quartal** (bis 2 Werte)

In jedem Quartal (Labor: jeweils 1. Wert im Quartal; je nach Befund häufiger)

Körpergewicht (kg) / Taillenumfang (cm)

Blutdruck (mmHg) (5 Min. Ruhe)

Blutzucker nicht / postpr. (s. auch Selbstkontrollwerte)

HbA1c

Schwere Hypoglykämien

Häufigkeit Selbstkontrollen

Spritzzeiten

Rauchen (ja / nein)

Einmal im Jahr (je nach Befund häufiger)

Gesamt-Cholesterin

HDL/LDL-Cholesterin

Triglyceride nüchtern

Mikro-Makroalbuminurie

eGFR (ml/min) / Serumkreatinin

Augenbefund

Körperliche Untersuchung (einschl. Gefäße)

Fußinspektion

Periphere Neuropathie

Technische Untersuchung (z.B. Sono o.B., EKG zeitraum, Langzeit-RR)

Wohlbefinden

**I. Quartal**

24 / 2 Tag / Monat

Wert1 Wert2

80 / 110

180 / 80

125 / 200 mg/dl

4.3 %

7

Unauffällig

Ja

250 mg/dl

70 / 4.7 mmol/l

200 mg/dl

200

2.2 / 90 µmol/l

Kein Befund

Kein Befund

Kein Befund

Kein Befund

Kein Befund

Hilfe Drucken

Drucken

Welches Quartal soll gedruckt werden?

☐ Jahresziele

☐ I. Quartal

☐ II. Quartal

☐ III. Quartal

☐ IV. Quartal

PDF Einstellung

Klein ☒ Standard-Einstellung Groß

1

MS Word Drucken PDF Drucken Schließen

Über die Schaltfläche **[Drucken]** erhalten Sie die Auswahl, welcher Bereich nun gedruckt werden soll.

#### PDF-Format

Drucken

Welches Quartal soll gedruckt werden?

☐ Jahresziele

☒ I. Quartal

☐ II. Quartal

☐ III. Quartal

☐ IV. Quartal

PDF Einstellung

Klein ☒ Standard-Einstellung Groß

1


MS Word Drucken PDF Drucken Schließen

Der Ausdruck kann für das PDF-Format über die „Druckskalierung“ in der Größe variabel kleiner oder größer eingestellt werden. Dies kann bei bestimmten Druckermodellen, bzw. bestimmten Druckergrundeinstellungen notwendig werden, die ggf. in Ihrer Praxis vorhanden sind.

Mit Aktivierung der Checkbox „Standard-Einstellung“ wird immer der von uns voreingestellte Wert „1“ verwendet. Sofern Sie für Ihren Drucker einen kleineren oder größeren Ausdruck benötigen, so verschieben Sie den Regler entsprechend nach links oder rechts. Diese Einstellung wird je Arbeitsplatz für den nächsten Druck beibehalten.

#### Druck über Word

Der Ausdruck kann neben **[PDF Drucken]** auch über **[MS Word Drucken]** erfolgen.



#### Informationen zu [MS Word Drucken] und [PDF Drucken]

<b>Welches Quartal soll gedruckt werden?</b>	Die Ausgabe kann nur einzeln erfolgen. Bitte wählen Sie ob Sie die Jahresziele oder eines der Quartale drucken möchten.
<b>PDF Einstellung</b>	<b>DIN A4 – Papier</b> “Klein”, “Standard” und “groß”
<b>PDF Drucken</b>	Siehe PDF Einstellungen
<b>MS Word Drucken</b>	<b>DIN A5-Papier</b>  Voraussetzung ist Microsoft Office Word (getestet mit Word 2010).  Hierüber werden auch die Wertangaben wie z.B. mmol/l mit ausgedruckt.




	<p>Der Druck erfolgt dann über einen der installierten Praxisdrucker. Auch kleinere Formate sind möglich, sofern der Drucker-Treiber dies zulässt und die Drucker-Eigenschaften entsprechend eingestellt sind. Bitte wenden Sie sich bei Fragen /Einstellungen an den entsprechenden Drucker-Hersteller.</p> <div> 19/2  Wert1  Wert2    120 kg/ 110 cm  150/120 mmHg  125/ 200 mg/dl  8%  7  2  ja    250 mg/dl  70/180 mg/dl  200 mg/dl  200  22 ml/min/90 µmol/l  Kein Befund  Kein Befund  Kein Befund  Kein Befund  Kein Befund  3 </div>
Schließen	Beenden Sie hierüber die Anwendung.

## Dokumentationen neu erzeugen


Jede Dokumentation enthält, neben den eigentlichen Inhalten, auch alle wichtigen Informationen zu den Praxis- und Arztstammdaten, sowie den Kopfdaten des Softwareherstellers bzw. Systembetreuers.

Sofern sich solche Daten einmal ändern, müssen alle noch zum Versand ausstehenden Dokumentationen mit diesen neu erfassten Daten versehen werden.

Normalerweise wäre dazu eine komplette Neuerstellung der Dokumentationen notwendig. Damit dieser Aufwand entfällt, können Sie über den Menüpunkt **[Dokumentationen neu erzeugen]** alle noch nicht versendeten Dokumentationen automatisiert mit den aktuellen Kopf- und Praxisstammdaten versehen lassen. Sie erhalten vorab zusätzlich die Sicherheitsabfrage, ob Sie sicher sind, dass alle nicht versendeten Dokumentationen mit den aktuellen Kopf- und Praxisdaten neu erzeugt werden sollen.



Durch Bestätigen dieser Sicherheitsabfrage mit **[Ja]** werden die Dokumentationen im Hintergrund aktualisiert. Mit folgender Information ist die Aktualisierung abgeschlossen:



## Menü Versand


Der Menüpunkt "Versand" ist nur nach Eingabe einer gültigen Lizenz aktiv



In diesem Dialog werden Ihnen alle vollständigen und fehlerfreien Dokumentationen, die noch nicht versendet wurden, angezeigt. Wählen Sie mit einem Klick in die vorangestellte Checkbox die Dokumentationen aus, die Sie versenden möchten und klicken Sie auf **[Weiter]**.




## Schritt II von IV


Mit **[Weiter]** werden die Dokumentationen durch das **KBV-Prüfmodul** geprüft. Das KBV-Prüfmodul gibt - durch die KBV selbst - fest vorgegebene Fehlermeldungen aus, die im unteren Bereich des Versandassistenten angezeigt werden. Hierbei werden alle Datensätze hinsichtlich der Einhaltung des XML Formats und der Inhalte (Plausibilität) überprüft. Der Aufbau der nächsten Maske kann daher einige Zeit in Anspruch nehmen.





Im Feld **Status** erhalten Sie das Ergebnis der Prüfung durch das KBV-Prüfmodul. Die farbliche Darstellung hat folgende Bedeutung:

✗	Die Dokumentation ist fehlerhaft.
	Bei fehlerhaft geprüften Dokumentationen sehen Sie in der unteren Hälfte des Dialogs die Information seitens des KBV Prüfmoduls. Weiterhin können Sie die Fehlermeldungen auch <b>[Drucken]</b> und somit besser abarbeiten.


	Die Dokumentation wurde nach der ersten Prüfung korrigiert, danach aber noch nicht erneut durch das KBV-Prüfmodul überprüft.
	Die Dokumentation ist fehlerfrei und kann versendet werden.
	Zur Dokumentation wurde eine Warnung ausgegeben, dennoch kann sie versendet werden. Bei einer Warnung sehen Sie in der unteren Hälfte des Dialogs die Information seitens des KBV-Prüfmoduls.

Für die Bearbeitung einer Dokumentation wählen Sie die entsprechende Zeile aus und gehen anschließend über den Button **[Zur Dokumentation]**. Nachdem Sie die korrigierte Dokumentation gespeichert und geschlossen haben, gelangen Sie wieder zu Schritt II des Versandes. Die bearbeitete Dokumentation hat nun den Status . Bevor Sie zum nächsten Schritt des Versandes gelangen, wählen Sie die Schaltfläche **[Korrigierte prüfen]**, um die bearbeiteten Dokumentationen durch das KBV-Prüfmodul erneut prüfen zu lassen.

Sofern alle angezeigten Dokumentationen den Status  erhalten haben, klicken Sie auf den Button **[Weiter >]**.

Sollte in diesem Dialog eine fehlerhafte Dokumentation  angezeigt werden und der Versand wird trotzdem durchgeführt, wird diese Dokumentation nicht versendet.

### Schritt III von IV






**Versandassistent - Schritt III von IV**

Datenannahmestelle: DAVASO GmbH

Versandmethode:

- ☐ KIM
- ☐ E-Mail verschlüsselt
- ☐ CD-Brennen
- ☒ andere Datenträger

\\CGMDMP-AssistVersandDatentraeger

<input checked="" type="checkbox"/> Alle	Dok.ID	Status	Fallnr.	Name, Vorname	Module	ED/VD	Datum der Erstellung
<input checked="" type="checkbox"/>	869		10020	DMP_DM1_COPD_KHK_Test	KHK	VD	26.09.2025
<input checked="" type="checkbox"/>	871		670	Schreiber, Lina	COPD	VD	10.11.2025
<input checked="" type="checkbox"/>	870		670	Schreiber, Lina	COPD	ED	10.11.2025

Hilfe < Zurück Weiter > Schließen

In diesem Fenster werden Ihnen die Datenannahmestellen und die Versandmethode angeboten, die Sie beim Einrichten der Datenannahmestelle hinterlegt haben. Wählen Sie die Datenannahmestelle und die Versandmethode aus. Durch Auswahl der Versandmethode legen Sie fest, wie Ihre zu verschlüsselnden Daten versendet werden.

Sie haben im unteren Bereich erneut die Möglichkeit die zu versendenden Dokumentationen zu selektieren.


Wenn Sie den Versand an dieser Stelle abbrechen möchten, klicken Sie auf **[Schließen]**. Mit einem Klick auf **[Weiter >]** wird der Versand der Daten vorgenommen. Sofern Sie Ihre Daten über KIM verschicken wird Ihnen der Status im entsprechenden **Postausgang** angezeigt.

**Hinweis:** Bitte beachten Sie, dass **Schritt III und IV automatisch wiederholt** werden, sobald weitere Dokumentationen **für eine andere Datenannahmestelle** zum Versand zur Verfügung stehen.

#### Schritt IV von IV

Es öffnet sich Schritt IV des Versandassistenten. Im Bereich **Kommentare für den Transportbegleitzettel** können Sie einen individuellen Text hinterlegen.

Über **[Transportbegleitzettel anzeigen]** öffnet sich der Transportbegleitzettel, den Sie über das Druckersymbol ausdrucken können.




**Hinweis:** Je nach KV- Gebiet müssen verschiedene Fristen des eigentlichen Versandes und gewünschte, mitgelieferte Ausdrucke eingehalten werden.

**Bitte informieren Sie sich bei Ihrer KV.**

Die Versandliste ist seit dem 01.07.2013 nicht mehr Bestandteil der geforderten Unterlagen und wird daher auch nicht mehr angezeigt.

Über **[Datenträgerbeschriftung anzeigen]** öffnet sich der entsprechende Dialog, mit dem Sie den Datenträger beschriften können.



Wenn Sie alle Ausdrücke vorgenommen und diese über das „Windows-X“ zum Schließen verlassen haben, erscheint zum Abschluss die Information zum erfolgreichen Versand. Schließen Sie diesen mit **[OK]**.



### Hinweise zum E-Mail Versand

Das Programm CGM DMP-ASSIST bietet Ihnen zwei Möglichkeiten, die Daten per E-Mail zu versenden.

#### Möglichkeit 1: über Ihr Standard-E-Mail-Programm

Zum einen können Sie die Daten über Ihr Standard-E-Mail-Programm versenden.

Anschließend können Sie die Daten von Ihrem Datenträger (z. B. Festplatte) Ihrer E-Mail als Anhang beifügen. Führen Sie den Versand wie zuvor beschrieben durch.

Eine weitere Möglichkeit ist, den Versand per Outlook durchzuführen. Dazu ist es erforderlich, in dem Dialog die Versandart E-Mail verschlüsselt auszuwählen. Führen Sie den Versand wie zuvor beschrieben aus. Danach wird automatisch Ihr Standard-Postfach angesprochen.

Versandwiederholung für

Alle Datenannahmestellen

alle Module

alle Behandler

☒ 200 ☒ 201  
☒ 100 ☒ 101  
☒ COPD ☒ KHK  
☒ 102 ☒ 103

Versandstatus (KHK)

Alle

Versanddatum

Von 01.10.2025 Bis 11.11.2025

Oktober 2025

November 2025

Dezember 2025

Mo.	Di.	Mi.	Do.	Fr.	Sa.	So.	Mo.	Di.	Mi.	Do.	Fr.	Sa.	So.	Mo.	Di.	Mi.	Do.	Fr.	Sa.	So.		
		1	2	3	4	5							1	2		1	2	3	4	5	6	7
6	7	8	9	10	11	12	3	4	5	6	7	8	9	8	9	10	11	12	13	14	15	
13	14	15	16	17	18	19	10	11	12	13	14	15	16	15	16	17	18	19	20	21	22	
20	21	22	23	24	25	26	17	18	19	20	21	22	23	22	23	24	25	26	27	28	29	
27	28	29	30	31			24	25	26	27	28	29	30	29	30	31						

Vorheriges Quartal

Vorheriger Monat

Nächster Monat

Nächstes Quartal

<input type="checkbox"/> Alle	Dok.ID	Name, Vorname	ED/VD	Module	Versendet am	Versanddokumente	Status
<input checked="" type="checkbox"/>	871	██████████	VD	COPD	11.11.2025		
<input type="checkbox"/>	870	██████████	ED	COPD	11.11.2025		
<input type="checkbox"/>	869	██████████	VD	KHK	06.11.2025		

☒ Mehrfachversendungen ausblenden

Hilfe

Versandwiederholung

Schließen






Im Bereich **Versanddatum** wird hinterlegt, über welchen Zeitraum die Liste erstellt werden soll. Hierbei handelt es sich immer um das Versanddatum der Dokumentation(en).


Den Zeitraum können Sie über die Kalenderfunktion **Von Bis** ① eingrenzen oder Sie nutzen die Funktionsbuttons **[Vorheriges Quartal]**, **[Vorheriger Monat]**, **[Nächster Monat]** oder **[Nächstes Quartal]** ②. Der entsprechende Zeitraum wird automatisch markiert ③.

Des Weiteren besteht die Möglichkeit, einen Zeitraum direkt im Kalenderblatt auszuwählen. Hierzu halten Sie Ihre Maustaste gedrückt und ziehen diese über die gewünschten Tage ④.

Die rote Markierung ⑤ der Zahlen im Kalender zeigt Ihnen an, wann ein Versand stattgefunden hat.

Im Bereich **Versandwiederholung für** - auf der linken oberen Dialog-Seite - wählen Sie die Datenannahmestelle, die Module und den Behandler aus, für die diese Liste angezeigt werden soll. Die Anzeige der Module ist abhängig von Ihrer **Lizenz**. In unserem Beispiel sind alle Module freigeschaltet.

	<p>Bei der Einstellung <b>Alle Datenannahmestellen</b> werden alle im System vorhandenen <b>Datenannahmestellen</b> herangezogen, an die Sie Ihre Dokumentationen versendet haben. Sie können diese Auswahl durch Anwahl des Drop-Down-Feldes weiter einschränken.</p>
	<p>Bei der Einstellung <b>Alle Module</b> werden automatisch alle Module, die im Programm lizenziert sind markiert. Wenn Sie eine andere Auswahl vornehmen möchten, öffnen Sie bitte das Drop-Down-Menü und wählen das Gewünschte aus. Bei der Übernahme der Einstellung <b>Multimorbide Module</b> werden alle Module außer <b>BK</b> markiert. Bei der Wahl der Einstellung <b>Einzelne Module</b> wird die Modulliste aktiv und Sie können durch das Setzen der Haken in den Checkboxes eine Auswahl vornehmen.</p>
	<p>Bei der Einstellung <b>Alle Behandler</b> werden alle im System vorhandenen Behandler herangezogen, die Dokumentationen erstellt haben.</p>



Wenn Sie alle Einstellungen vorgenommen haben und die Liste angezeigt wird, können Sie die Patienten auswählen **1**, die Sie erneut über **[Versandwiederholung]** versenden möchten. Sie

befinden sich dann in Schritt II des Versandes. Nähere Informationen zum Versand erhalten Sie in dem Kapitel **Versandassistent starten**.

Alle Dokumente können Sie sich vorab nochmals ansehen. Klicken Sie hierzu auf das Symbol  **2**.


**3** In der Versandwiederholung wird Ihnen der Versand-Status wie unter **KIM** beschrieben angezeigt. Von hier aus gelangen Sie per Klick auf das Status-Icon in das KIM Protokoll.

Die Checkbox **Mehrfachversendungen ausblenden** **4** dient zur besseren Übersicht Ihrer Versandwiederholungen. Sollten Sie an einem Tag mehrere Versandwiederholungen der gleichen Dokumentationen vorgenommen haben, so werden Ihnen diese je Versandwiederholung mehrfach angezeigt. Selbstverständlich wird aber jede Dokumentation trotz dieser Anzeige nur einmal versendet. Dennoch könnte, aus Gründen der Übersichtlichkeit und der Anzeige der tatsächlichen Dokumentationsanzahl, diese Ansicht als störend empfunden werden. Die Checkbox ist standardmäßig aktiviert. Wenn Sie dennoch alle Mehrfachsendungen einsehen möchten, müssen Sie das Häkchen entfernen.

Zum Schließen des Dialogs wählen Sie die gleichnamige Schaltfläche **[Schließen]**.

## KV-Connect-Archiv


Über den Menüpunkt **Versand | KV-Connect Archiv (Strg+K)** kann das alte "KV-Connect-Protokoll" angezeigt. Hier können alle KV-Connect Quittungen noch weiterhin aufgerufen werden.



## KIM-Protokoll

Bitte lesen Sie hierzu das Kapitel **KIM**

## Menü Statistik



Über dieses Menü werden alle statistischen Funktionen des CGM DMP-ASSIST verwaltet. Die einzelnen Funktionen werden im nachfolgenden Kapitel beschrieben.

## Dokumentationsstatistik

**Dokumentationsstatistik**

**Dokumentation**

Alle Dokumentationen  
alle Module  
alle Behandler

☒ DMP ☒ CO  
☒ NE ☒ ED  
☒ COPO ☒ AB  
☒ OST ☒ R

Versandstatus (x/m):  
Alle

**Zeit Optionen**

Erstellt am: Von 01.07.2025 Bis 30.09.2025

Jul 2025 August 2025 September 2025

Mo.	Di.	Mi.	Do.	Fr.	Sa.	So.	Mo.	Di.	Mi.	Do.	Fr.	Sa.	So.	Mo.	Di.	Mi.	Do.	Fr.	Sa.	So.
		1	2	3	4	5	6				1	2	3	4	5	6	7			
7	8	9	10	11	12	13		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
14	15	16	17	18	19	20		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
21	22	23	24	25	26	27		18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
28	29	30	31					25	26	27	28	29	30	31	28	29	30			

Vorheriges Quartal Vorheriger Monat Nächster Monat Nächstes Quartal

Dok.ID	Name, Vorname	Module	Fallnummer	ED/VD	Status	Erstellt am	Gedruckt am	Versendet am
835	DMP_DM1_COP...	DM1	10020	VD	✓	12.09.2025		12.09.2025
860	NE_VD_DMP_D...	DM1	519	VD	✓	12.09.2025		12.09.2025
838	DMP_NEGATIV...	COPO	113	VD	✓	12.09.2025		
834	DMP_COPO-KH...	KHK	1005	VD	✓	12.09.2025		12.09.2025
831	DMP_5.7.1 Test	DM2	10084	VD	✓	12.09.2025		12.09.2025
852	ED_DMP_Dm2...	DM2	10026	VD	✓	12.09.2025		12.09.2025
850	ED_DMP_DM2 T...	DM2	118	VD	✓	12.09.2025		12.09.2025
836	DMP_DM2_AB T...	DM2	1009	VD	✓	12.09.2025		12.09.2025
821	DMP_5.6.0 Test	KHK	10039	VD	✓	12.09.2025		12.09.2025
827	DMP_5.6.7 Test	KHK	10054	VD	✓	12.09.2025		12.09.2025

Gesamt: 79

Hilfe Listendruck Doku Drucken Bearbeiten Schließen

Sie haben die Möglichkeit, die Anzeige der Dokumentationsstatistik über den Bereich **Dokumentation** und den Bereich **Zeit Optionen** nach Ihren Wünschen darzustellen.

Im Bereich **Dokumentation** auf der linken Seite wählen Sie die Art der Dokumentation und die Module bzw. den Behandler aus, je nachdem welche angezeigt werden sollen. Die Anzeige der Module ist abhängig von der aktivierten Lizenz. Bei dem oben angezeigten Bild sind alle Module freigeschaltet.


Bei der Einstellung **Alle Dokumentationen** werden alle im System vorhandenen Dokumentationen dargestellt. Sie können diese Auswahl eingrenzen. Klicken Sie hierfür auf das Drop-down-Menü und wählen einen anderen Dokumentationsstatus aus.

Durch Anhaken der Checkboxes ist eine Mehrfachselektion möglich. Wenn "Alle Dokumentationen" angehakt wird, werden alle anderen Haken entfernt.






Bei der Einstellung **Alle Module** werden automatisch alle Module, ob multimorbid oder einzeln erfasste Dokumentationen aufgeführt.



Bei der Einstellung **Alle Behandler** werden automatisch alle Dokumentationen aller im System vorhandenen Behandler aufgeführt.



Wenn Sie eine andere Auswahl treffen möchten, öffnen Sie das Drop-down-Menü und wählen das Gewünschte aus. Bei der Übernahme der Einstellung **Multimorbid Module** werden alle Module außer **BK** markiert. Bei der Übernahme der Einstellung **Einzelne Module** wird die Modulliste aktiv und Sie

können durch das Setzen der Haken in den Checkboxes eine Auswahl vornehmen. Die tabellarische Anzeige wird entsprechend aktualisiert.

Im Bereich **Zeit Optionen** legen Sie fest, ob sich der eingegebene Zeitraum auf das Erstellungsdatum "Erstellt am", das Druckdatum "Gedruckt am" oder das Versanddatum "Versendet am" beziehen soll.

Sie können festlegen, über welchen Zeitraum die Statistik erstellt werden soll. Grenzen Sie diesen Zeitraum über die Kalenderfunktion "Von Bis" ein oder nutzen Sie die Funktionsbuttons [**Vorheriges Quartal**], [**Vorheriger Monat**], [**Nächster Monat**] oder [**Nächstes Quartal**].

Der entsprechende Zeitraum wird automatisch markiert. Des Weiteren besteht die Möglichkeit, eine Markierung mittels Ziehens im Kalender mit gedrückter Maustaste vorzunehmen.




Die Anzeige wird nach der Auswahl aktualisiert.

Es bestehen nun verschiedene Möglichkeiten, mit dem Ergebnis weiter zu verfahren.

Über den Button **[Listendruck]** erhalten Sie eine Gesamtliste der selektierten Dokumentationen. Dieser Listendruck kann mit allen möglichen Selektionsarten und Sortierungen erstellt werden.


Dok. ID	Name, Vorname	Module	Fallnummer	ED/VD	Status	Erstellt am	Gedruckt am	Versendet am
805	DMP_DM1_COP	DM1	10020	VD	✓	12.09.2025		12.09.2025
860	NE_VD_DMP_D	DM1	519	VD	✓	12.09.2025		12.09.2025
808	DMP_NEGATIV	COORD	112	VD	✓	12.09.2025		
834	DMP_COPD-KH	KHK	1005	VD	✓	12.09.2025		12.09.2025
831	DMP_5.7.1 Test	DM2	10064	VD	✓	12.09.2025		12.09.2025
852	ED_DMP_DM2	DM2	10026	VD	✓	12.09.2025		12.09.2025
850	ED_DMP_DM2 T	DM2	118	VD	✓	12.09.2025		12.09.2025
836	DMP_DM2_AB T	DM2	1009	VD	✓	12.09.2025		12.09.2025
821	DMP_5.6.0 Test	KHK	10039	VD	✓	12.09.2025		12.09.2025
827	DMP_5.6.7 Test	KHK	10054	VD	✓	12.09.2025		12.09.2025
829	DMP_5.6.0 T...	KHK	10055	VD	✓	12.09.2025		12.09.2025

Es öffnet sich zunächst der nachfolgende Druckanzeige-Dialog.



Über das Drucker-Symbol oben rechts im Dialog können Sie die Liste direkt ausdrucken. Die Drucker-Grundeinstellungen können Sie ebenfalls über diese Option vornehmen.


Weiterhin können Sie - durch Rechtsklick in der dargestellten Liste über „Druckvorschau“ - die Liste bei Bedarf auch einfach im Querformat drucken lassen.




Über das Drucker-Symbol wird der Ausdruck gestartet.

Durch Markieren einer einzelnen Dokumentation in der Liste und Klick auf den Button **[Doku-Drucken]**, erhalten Sie eine Druckvorschau der gewählten Dokumentation.



Es wird die Originalvorlage der KBV als Druck dargestellt. Über das Druckersymbol rechts oben können Sie diese Vorlage ausdrucken. Die Anzeige kann über das rote Kreuz  geschlossen werden.

Über den Button **[Bearbeiten]** kann die selektierte Dokumentation geöffnet und editiert werden. Sollte die Dokumentation bereits versendet sein, erscheint folgender Hinweis:



Mit einem Klick auf den Button **[Ja]**, öffnet sich die Dokumentation zum Bearbeiten. Nähere Informationen zum Ausfüllen einer Dokumentation finden Sie in dem Kapitel **Patient einschreiben** bzw. **Verlaufsdocumentation erstellen**.

#### KIM Status / Filterfunktion

In der Dokumentationsstatistik wird Ihnen in der letzten Tabellen-Spalte der aktuelle Versand-Status angezeigt.

Dokumentationsstatistik

Dokumentation

Alle Dokumentationen

alle Module

alle Behandler

☒ DM1
☒ DM2
☒ KHK
☒ COPD
☒ ED
☐ KHK
☐ NE
☐ DMP

Versandstatus (KIM)

Alle

Zeit Optionen

Erstellt am

Von 01.07.2025 Bis 30.06.2025

Juli 2025

August 2025

September 2025

Vorheriges Quartal

Vorheriger Monat

Nächster Monat

Nächstes Quartal

Dok ID	Name, Vorname	Module	Fallnummer	ED/VD	Status	Erstellt am	Gedruckt am	Versendet am	
835	DMP_DM1_COP...	DM1	10030	VD	✓	12.09.2025		12.09.2025	
860	NE_VD_DMP_D...	DM1	519	VD	✓	12.09.2025		12.09.2025	
838	DMP_NEGATIV...	COPD	113	VD	✓	12.09.2025			
834	DMP_COPD-KH...	KHK	1005	VD	✓	12.09.2025		12.09.2025	
831	DMP_5.7.1 Test	DM2	10064	VD	✓	12.09.2025		12.09.2025	
852	ED_DMP_DM2...	DM2	10026	VD	✓	12.09.2025		12.09.2025	
850	ED_DMP_DM2 T...	DM2	118	VD	✓	12.09.2025		12.09.2025	
836	DMP_DM2_AB T...	DM2	1009	VD	✓	12.09.2025		12.09.2025	
821	DMP_5.6.0 Test	KHK	10030	VD	✓	12.09.2025		12.09.2025	
827	DMP_5.6.7 Test	KHK	10054	VD	✓	12.09.2025		12.09.2025	
829	DMP_5.6.8 Test	KHK	10055	VD	✓	12.09.2025		12.09.2025	

Hilfe

Listendruck

Doku Drucken

Bearbeiten

Schließen

Hierzu stehen Ihnen folgende Filtermöglichkeiten zur Verfügung:

Filter	Status / Versandinformation
Alle	
OK	
Mit Fehlern	
Warten auf Antwort	
Ohne Status	Alle Dokumente, die nicht über KIM versendet wurden.



Bitte lesen Sie hierzu die ausführliche Information unter **KIM**



## Teilnahmestatistik

The screenshot shows the 'Teilnahmestatistik' application interface. The main window displays a table with columns for 'Modul', 'Dokumentationsart', 'Status', and four quarters (Q1/2016, Q2/2016, Q3/2016, Q4/2016). The data is organized by module (DM1, DM2, KHK, BK, CORD) and documentation type (ED, VD). The status for each entry is 'angelegt', 'vollständig', or 'versendet'. A 'Drucken' button is visible at the bottom right of the main window. A separate window titled 'Teilnahmestatistik' shows a print preview of the same data table, dated 'Ausdruck vom 31.10.2016'.


Modul	Dokumentationsart	Status	Q1/2016	Q2/2016	Q3/2016	Q4/2016
DM1	ED	angelegt	0	1	1	1
		vollständig	0	1	1	1
		versendet	0	0	0	0
	VD	angelegt	2	1	1	1
		vollständig	0	1	1	1
		versendet	0	0	0	0
DM2	ED	angelegt	1	1	1	1
		vollständig	1	1	1	1
		versendet	111	0	0	0
	VD	angelegt	111	112	2	1
		vollständig	111	112	2	1
		versendet	106	111	0	0
KHK	ED	angelegt	1	2	1	1
		vollständig	1	2	1	1
		versendet	1	1	0	0
	VD	angelegt	65	67	2	1
		vollständig	65	67	2	1
		versendet	59	66	0	0
BK	ED und PNP	angelegt	0	1	1	1
		vollständig	0	1	1	1
		versendet	0	0	0	0
	VD	angelegt	0	1	1	1
		vollständig	0	1	1	1
		versendet	0	0	0	0
CORD	ED	angelegt	0	1	2	1
		vollständig	0	1	2	1
		versendet	0	0	0	0
	VD	angelegt	10	20	1	1
		vollständig	10	20	1	1
		versendet	0	0	0	0

In dieser Statistik erhalten Sie einen modulbezogenen Überblick über Ihre erstellten Dokumentationen. Die Darstellung ist jahresbezogen in einzelne Quartale unterteilt. Die Anzeige einer Dokumentation bezieht sich auf das Erstellungsdatum. Ein detaillierter Überblick, in welchem Status (angelegt, vollständig oder versendet) sich die einzelnen Dokumentationsarten (Erstdokumentation **ED**/ Verlaufsdokumentation **VD**) befinden, wird hier abgebildet. Es besteht die Möglichkeit, über die Buttons  und  die Jahresansicht zu wechseln.

Ab dieser Version können Sie zusätzlich über **[Drucken]** die Teilnahmestatistik in Papierform oder als Datei ansehen und archivieren.

### Ausdruck optimieren

Um den Ausdruck zu optimieren, sind evtl. Änderungen an Ihrem Standard-Browser - im Folgenden am Internet Explorer erklärt - notwendig.

Im Internet Explorer gelangen Sie über Extras  | Drucken | Seite einrichten in das entsprechende Konfigurationsmenü.

- Um den Druck auf 1 Seite zu bekommen, sind die Ränder entsprechend anzupassen.
- Damit die Farben (blaue Menüzeile / hellgraue Hinterlegung "Gesamt") ausgedruckt werden, ist unter Paperoptionen | ☒ Hintergrundfarben und -bilder drucken auszuwählen.
- Damit keine unnötigen Kopf- und Fußzeilen mit ausgegeben werden, ist dies über das Auswahlménü mit **[-Leer-]** abzuschalten.

The screenshot shows the CompuGroup Medical SE web interface. The main window displays a world map with the title "Synchronizing Healthcare". Overlaid on this are two "Seite einrichten" (Page Setup) dialog boxes. The left dialog shows settings for paper size (A4), margins (Left: 15, Right: 15, Top: 15, Bottom: 15), and checkboxes for "Hintergrundfarben und -bilder drucken" (checked) and "An Größe anpassen" (checked). The right dialog shows similar settings but with margins set to 5. Below these, a "Teilnahmestatistik" (Participation Statistics) table is displayed, dated 23.11.2016. The table lists various medical codes (e.g., D411, D412, D413, D414, D415, D416, D417, D418, D419, D420, D421, D422, D423, D424, D425, D426, D427, D428, D429, D430, D431, D432, D433, D434, D435, D436, D437, D438, D439, D440, D441, D442, D443, D444, D445, D446, D447, D448, D449, D450, D451, D452, D453, D454, D455, D456, D457, D458, D459, D460, D461, D462, D463, D464, D465, D466, D467, D468, D469, D470, D471, D472, D473, D474, D475, D476, D477, D478, D479, D480, D481, D482, D483, D484, D485, D486, D487, D488, D489, D490, D491, D492, D493, D494, D495, D496, D497, D498, D499, D500) and their status (eingetragen, vollständig, verwerfend) across four columns (01/2016, 02/2016, 03/2016, 04/2016). The table is titled "Teilnahmestatistik" and "Ausdruck vom 23.11.2016".

Beispiel = "PDF"




## Teilnahmestatistik (Grafik)

Hier finden Sie eine grafische Abbildung der Dokumentationen, die in tabellarischer Form im Kapitel **Teilnahmeerklärung** beschrieben wurden.

In dem Register Verlaufsstatistik werden auf der horizontalen Achse die Jahre angezeigt. Auf der vertikalen Achse sehen Sie die Anzahl der versendeten Dokumentationen. In der Verlaufsanzeige hat jedes Modul eine andere Farbe. Die Modulfarbkennung befindet sich über der Grafik.




In dem Register **Jahresstatistik** wird Ihnen eine grafische Auswertung Ihrer Dokumentationen für ein Jahr quartalsweise dargestellt. Über die Buttons **[Vorheriges Jahr]** und **[Nächstes Jahr]** können Sie zu den Jahresdarstellungen navigieren.




Sie haben die Möglichkeit, über einen Klick auf die rechte Maustaste die Statistiken zu drucken.

## Recall Liste




Die Menüfunktion **[Recall Liste]** ermittelt generell alle Patientendokumentationen mit einem Wiedervorstellungstermin im gewählten Zeitraum. Der Suchlauf startet mit Klick auf **[Suche**

**aktualisieren]**. Sie erhalten eine entsprechende Auflistung der in diesem Zeitraum fällig werdenden Patienten.



Im Anschluss haben Sie die Möglichkeit, eine Patientenliste (Recall-Liste) für den gewählten Zeitraum über den Button **[Drucken]** auszudrucken. Selektieren Sie hierzu alle Fälle und bestätigen sie [Drucken]. Wählen Sie anschließend im nachfolgenden Dialog das Drucker-Symbol rechts oben.



Für alle selektierten Patienten besteht außerdem die Option, einen Brief über den Button **[Serienbrief]**, für eine Wiedervorstellung zu erstellen und zu drucken. Bitte beachten Sie, dass für die Serienbrieffunktion Microsoft Word installiert sein muss.

**Tipp:** Die Serienbriefvorlage hierzu können Sie über **Serienbrief** bearbeiten.

Die Anzeige der Module richtet sich nach Ihrer Lizenz und kann entsprechend gefiltert werden. Im Bereich **Recall-Liste** für haben Sie die Auswahl **Fällige Termine**, **überfällige Termine**, **ohne Datum** und **ablaufende Module** ermitteln zu können. Die einzelnen Selektionsarten werden nachfolgend genauer erläutert.

### Selektionsmöglichkeiten nach verschiedenen Terminarten

#### Überfällige Termine

Die Terminart „Überfällige Termine“ listet Ihnen all die Patienten auf, die vom aktuellen Tagesdatum ausgehend bis einschließlich gestern hätten dokumentiert werden müssen.

**Recall-Liste für**

überfällige Termine ▼

fällige Termine

überfällige Termine

Termine ohne Datum

ablaufende Module

Also erhalten Sie all die Patienten, die nun überfällig geworden sind, in dem sie das Datum der Wiedervorstellung um mindestens einen Tag überschritten haben.

#### Beispiel:

Ein Patient, dessen nächster fälliger Termin am 18.06.2012 gewesen wäre, ist ab dem 19.06.2012 überfällig. Dies ist er genau so lange, bis er wieder dokumentiert wurde. Würde man nun vom 01.07. bis 10.08. nach „fälligen Terminen“ selektieren, würde dieser Patient nicht mehr berücksichtigt. Durch die Einstellung „überfällige Termine“ kann dieser Patient nicht übersehen werden.

Die Selektion nach dieser Terminart hat also für Sie den Vorteil, dass Sie theoretisch keinen Patienten mehr „vergessen“ können, da alle Patienten die einen bestimmten Tag überschritten haben ermittelt werden.

Im Gegensatz zu einer Selektion nach „fälligen Terminen“ muss man auch keinen Zeitraum angeben.

Bitte beachten Sie daher, dass Sie bei dieser Auswahl keine Kalendereinstellungen mehr treffen können, da dies aus den genannten Gründen nicht mehr notwendig ist. Der Kalender wird damit inaktiviert dargestellt und die entsprechenden Patienten werden automatisch ermittelt.

**Wiedervorstellungstermin**

Von 01.01.2017 Bis 31.03.2017

Januar 2017							Februar 2017							März 2017						
Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
26	27	28	29	30	31	1	30	31	1	2	3	4	5	27	28	1	2	3	4	5
2	3	4	5	6	7	8	6	7	8	9	10	11	12	6	7	8	9	10	11	12
9	10	11	12	13	14	15	13	14	15	16	17	18	19	13	14	15	16	17	18	19
16	17	18	19	20	21	22	20	21	22	23	24	25	26	20	21	22	23	24	25	26
23	24	25	26	27	28	29	27	28	1	2	3	4	5	27	28	29	30	31	1	2
30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	3	4	5	6	7	8	9

Vorheriges Quartal Vorheriger Monat Nächster Monat Nächstes Quartal

#### Tipp:

Diese Selektionsart eignet sich hervorragend als Ergänzung zu Ihrer eigentlichen Recall-Liste. Sie bietet Ihnen eine gute Kontrollmöglichkeit.

### Termine ohne Datum

„Termine ohne Datum“ ist eine Selektionsmöglichkeit, um bspw. Alte (migrierte) CGM DMP-ASSIST Fälle mit aufzulisten, bei denen seinerzeit kein Recall- bzw. Wiedervorstellungsdatum gepflegt wurde. Da ein solches Datum für die Recall-Liste jedoch der Ausgangspunkt der Intervall- und Fälligkeitsberechnung ist, würde es bei diesen Dokumentationen niemals eine nächste Fälligkeit (oder Überfälligkeit) geben können. Diese Patienten könnten demnach leicht übersehen werden. Wenn Sie hingegen „Termine ohne Datum“ bei Ihrer Selektion einstellen, wird explizit nach allen Dokumentationen ohne Recalldatum gefiltert.

### Ablaufende Module

Da der CGM DMP-ASSIST seitens der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) verpflichtet ist, alle Patienten automatisch auszuschreiben, die länger als ein Jahr nicht mehr dokumentiert wurden, haben wir für Sie die neue Möglichkeit nach „ablaufenden Modulen“ zu filtern bereitgestellt.



Diese Funktion selektiert immer ausgehend vom aktuellen Quartal, und richtet sich nicht nach einer Zeitraum-Angabe. Daher wird mit Auswahl dieser Terminart auch hier der gesamte Kalender *inaktiv* dargestellt, da er in diesem Fall ebenfalls keine Rolle spielt.

Patienten, die vor einem Jahr zum letzten Mal eingeschrieben / dokumentiert wurden, würden nun nach 1 Jahr (der KBV-Anforderung entsprechend) zum folgenden Quartalswechsel am 01. Automatisch vom CGM DMP-ASSIST ausgeschrieben werden.

### **Beispiel:**

Patient Peter Müller war am 23.10.2011 (4. Quartal 2011) zum letzten Mal zur Dokumentationserstellung in Ihrer Praxis. Heute befinden wir uns an einem beliebigen Tag im 4. Quartal 2012. Patient Peter Müller wird ab dem 01.10.2012 das gesamte 4. Quartal mit der Selektion „ablaufende Module“ ausgegeben. Sie haben also das gesamte Quartal lang Zeit, ihn wieder einzubestellen. Denn am 01.01.2013 würde er ansonsten automatisch ausgeschrieben sein.

Hiernach wären Sie dann ab dem 01. Des neuen Quartals gezwungen, wieder mit einer Erstdokumentation und einer neuen Fallnummer zu beginnen.

Um diesen meist vermeidbaren Aufwand zu verhindern, können Sie nun an jedem beliebigen Tag im laufenden 4. Quartal 2012 diese neue Funktion in der Recall-Liste anwenden. Damit werden automatisch alle Patienten aus dem gesamten 4. Quartal 2011 berücksichtigt, die von diesem Vorgang betroffen wären. Mit unserer neuen Selektionsmöglichkeit können Sie also eine Ausschreibung

vermeiden und ihre Patienten frühzeitig daran erinnern, rechtzeitig wieder in Ihrer Praxis vorstellig zu werden.

Der Zeitraum kann über die Kalenderfunktion **Von Bis** eingegrenzt werden, oder Sie nutzen die Funktionsbuttons **[Vorheriges Quartal]**, **[Vorheriger Monat]**, **[Nächster Monat]** oder **[Nächstes Quartal]**. Des Weiteren besteht die Möglichkeit, eine Markierung in dem Kalender mit gedrückter Maustaste über mehrere Tage zu „ziehen“.

#### Alle Module

Bei **allen Modulen** werden automatisch alle Module markiert. Bei **multimorbiden Modulen** werden automatisch alle Module außer **BK** markiert. Wenn Sie eine eigene Auswahl treffen möchten, nutzen Sie bitte die Option **einzelne Module**. Wenn zu den gewählten Optionen und dem eingestellten Zeitraum Recall Termine anstehen, werden Ihnen diese angezeigt.

The image displays three screenshots of the 'Recall-Liste für' (Recall List for) dialog box, illustrating different filter configurations. Each screenshot has a red background and contains the following elements:

- Recall-Liste für:** A header label.
- fällige Termine:** A dropdown menu.
- Module Selection:** A dropdown menu with three options: 'alle Module', 'multimorbide Module', and 'einzelne Module'.
- alle Behandler:** A dropdown menu.
- Module Checkboxes:** A grid of checkboxes for DMI, DMII, KHK, BK, COPD, and AB. In the 'alle Module' view, all are checked. In the 'multimorbide Module' view, BK is unchecked. In the 'einzelne Module' view, all are unchecked.
- Ausblenden von:** A section with two checkboxes: 'bereits kontaktierten Patienten' and 'bereits erstellten Dokumentationen'.

Immer dann, wenn Sie eine Aufbereitung starten möchten oder eine prägnante Änderung an den Filterfunktionen vornehmen bzw. einen anderen Zeitraum einstellen, werden Sie erneut aufgefordert den **[Suche aktualisieren]** Button zu bestätigen. Sie erkennen dies am grauen Hintergrund mit der Aufschrift „Bitte Suchergebnisse aktualisieren“ und dem schwarzen Pfeil, der auf die entsprechende Schaltfläche zeigt.



Recall-Liste

Wiedervorstellungstermin: Von 01.01.2017 Bis 31.03.2017

Recall-Liste für: fällige Termine

einzelne Module

alle Behandler

☐ DMI ☐ DMT

☐ KHK ☐ BK

☐ COPD ☐ AB

Ausblenden von:

☐ bereits kontaktierten Patienten

☐ bereits erhaltenen Dokumentationen

Vorheriges Quartal Vorheriger Monat Nächster Monat Nächstes Quartal

Alle	Patienten Nr.	DokID	Module	Fallnr.	Name	Letzte Dok.	Recall	Telefon	Kontaktiert
<input checked="" type="checkbox"/>	2	15	DMT	42	Belle, Mira	26.10.2016	26.01.2017		
<input checked="" type="checkbox"/>	2	14	KHK	32	Belle, Mira	26.10.2016	26.01.2017		
<input checked="" type="checkbox"/>	2	17	COPD	82	Belle, Mira	26.10.2016	26.01.2017		

Bitte Suchergebnisse aktualisieren...

Gewählt: 0/3

Hilfe Suche aktualisieren Drucken Serienbrief Schließen

### Abhakfunktion für kontaktierte Patienten

Da viele Anwender ihre Recall-Listen in mehreren Abschnitten abarbeiten, ist es mitunter schwierig den Überblick zu behalten, welche Anwender bereits kontaktiert wurden und welche noch nicht. Daher gibt es die Abhakfunktion für bereits kontaktierte Patienten.

Setzen Sie in Ihrer aufbereiteten Liste einfach Häkchen in die Spalte „Kontaktiert“ und sehen Sie auf einen Blick, welche Fälle bereits erledigt sind.

Zudem können Sie die Liste um die bereits kontaktierten Patienten in der Ansicht reduzieren lassen, indem Sie den Haken bei „Kontaktierte Patienten ausblenden“ setzen.



Recall-Liste

Recall-Liste für:

Wiedervorstellungstermin: Von 01.01.2017 Bis 31.03.2017

Januar 2017 Februar 2017 März 2017

Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So

2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 6 7 8 9 10 11 12

9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 13 14 15 16 17 18 19

16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 20 21 22 23 24 25 26

23 24 25 26 27 28 29 27 28 27 28 29 30 31

30 31

Vorheriges Quartal Vorheriger Monat Nächster Monat Nächstes Quartal

Ausblenden von:

☐ bereits kontaktierter Patienten

☐ bereits erstellten Dokumentationen

☐ Alle Patienten Nr. Dok.ID Module Fallnr. Name Letzte Dok. Recall Telefon Kontaktiert

	Patienten Nr.	Dok.ID	Module	Fallnr.	Name	Letzte Dok.	Recall	Telefon	Kontaktiert
<input type="checkbox"/>	2	15	DM1	42	Belle, Mira	26.10.2016	26.01.2017		✓
<input type="checkbox"/>	2	14	KHK	32	Belle, Mira	26.10.2016	26.01.2017		✓
<input checked="" type="checkbox"/>	2	17	CCPD	62	Belle, Mira	26.10.2016	26.01.2017		✓

Gewählt: 03

Hilfe Suche aktualisieren Drucken Serienbrief Schließen

Ausblenden von bereits kontaktierten Patienten

Recall-Liste

Recall-Liste für:

Wiedervorstellungstermin: Von 01.01.2017 Bis 31.03.2017

Januar 2017 Februar 2017 März 2017

Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So

2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 6 7 8 9 10 11 12

9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 13 14 15 16 17 18 19

16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 20 21 22 23 24 25 26

23 24 25 26 27 28 29 27 28 27 28 29 30 31

30 31

Vorheriges Quartal Vorheriger Monat Nächster Monat Nächstes Quartal

Ausblenden von:

☒ bereits kontaktierter Patienten

☐ bereits erstellten Dokumentationen

☐ Alle Patienten Nr. Dok.ID Module Fallnr. Name Letzte Dok. Recall Telefon Kontaktiert

	Patienten Nr.	Dok.ID	Module	Fallnr.	Name	Letzte Dok.	Recall	Telefon	Kontaktiert
--	---------------	--------	--------	---------	------	-------------	--------	---------	-------------

Gewählt: 0/0

Hilfe Suche aktualisieren Drucken Serienbrief Schließen

Die Liste reduziert sich daraufhin um die bereits kontaktierten, mit einem Haken versehenen Fälle. Die Übersichtlichkeit wird hiermit nochmals erhöht.

Idealerweise kann man diese Filterung auch jederzeit wieder rückgängig machen, so dass man wieder alle Patienten sieht.

#### Ausblenden von bereits erstellten Dokumentationen

Mit diesem Filter können Sie auf bereits erstellte aber noch nicht versendete Dokumentationen in der Recall-Auswertung verzichten.

Das bedeutet, dass Sie in Ihrer Auswertung keine Patienten mehr sehen, die im gewählten Zeitraum bereits zur Dokumentation in der Praxis gewesen sind. Möchten Sie auf diese Funktion verzichten, so entfernen Sie einfach den entsprechenden Haken und Sie sehen wieder alle Dokumentationen.

Der Filter ist beim Aufruf der Recall-Liste automatisch aktiviert.

**Ausblenden von:**

☐ bereits kontaktierten Patienten

☒ bereits erstellten Dokumentationen

**Hinweis:** Die Funktionalität des Filters richtet sich nach der Fallnummer innerhalb der Dokumentation. Sobald eine Fallnummer weiter dokumentiert wurde, ist sie aus der aktuellen Selektion verschwunden. Erstellen Sie jedoch einen neuen oder einen weiteren Fall – selbst wenn es sich um das gleiche Modul handelt – wird diese Dokumentation auch wieder separat behandelt.

### Anbindung an den CGM PRAXISTIMER

Die Recall-Liste wurde im Anzeigebereich um die Spalte „Praxistimer“ erweitert. Hier wird im Falle eines bereits vergebenen Termins, welcher im gewählten Selektionszeitraum liegt, ein entsprechendes CGM PRAXISTIMER-Symbol angezeigt.

Bitte beachten Sie, dass selbstverständlich keine Termine in der Vergangenheit gesucht werden. Sie erhalten ausschließlich Termine ab dem heutigen Tag (Systemdatum) bis zum Ende der eingestellten Selektion.

The screenshot displays the 'Recall-Liste' window. On the left, there are filters for 'fällige Termine', 'alle Module', and 'alle Behandler'. The main area shows a calendar for April, May, and June 2017. Below the calendar is a table with the following data:

Pat. Nr.	Dok.ID	Module	Fallnr.	Name	Letzte Dok.	Recall	Telefon	Kontaktiert	Praxistimer
12	9	COPD	67	Kndt, Anna	03.03.2017	03.06.2017			
36	9	COPD	61	Frönkenst.	03.03.2017	03.06.2017			
37	10	AB	1008	Bogen, Eil.	03.03.2017	03.06.2017			
37	10	KHK	1008	Bogen, Eil.	03.03.2017	03.06.2017			
37	10	DM2	1008	Bogen, Eil.	03.03.2017	03.06.2017			

A tooltip is visible over the 'Praxistimer' column for patient 37, showing: 'Termin: 04.04.2017, Leistung: EKG, Behandler: Perfekt, Petra'.

Wenn Sie mit dem Mauszeiger über das CGM PRAXISTIMER-Symbol fahren, erhalten Sie per Tooltip eine Kurzübersicht des Termins. Dieser gibt Ihnen die Information, an welchem Datum die vorab zugewiesene Leistungsart bei welchem Behandler bereits eingeplant ist.

Hierdurch können Sie auf einen Blick erkennen, welche Patienten bereits einen DMP-spezifischen Termin vereinbart haben und müssen diese nicht mehr anschreiben bzw. anrufen, um sie an den wiederkehrenden Besuch in Ihrer Praxis zu erinnern.

Wünschen Sie weitere Informationen zu dem Termin oder möchten Sie einen bereits bestehenden Termin um die DMP-spezifischen Leistungen erweitern, um bspw. dem Patienten unnötige Wege zu ersparen, so muss dies im CGM PRAXISTIMER vorgenommen werden.

In einem zukünftigen Update wird es möglich sein, den CGM PRAXISTIMER auch direkt aus dem CGM DMP-ASSIST aufzurufen.

Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang auch die Voraussetzungen und die Erläuterung zu den Grundeinstellungen unter **KIM**

#### **Was ist KIM**

KIM, was für Kommunikation im Medizinwesen steht, ist ein sicherer E-Mail-Dienst, der innerhalb der Telematikinfrastruktur (TI) betrieben wird. Dieser Dienst wurde speziell für den Austausch medizinischer Dokumente und Nachrichten im Gesundheitswesen entwickelt. KIM gewährleistet den sicheren und vertraulichen Transfer von Daten wie Arztbriefen, Befunden, Abrechnungen sowie anderen sensiblen Informationen zwischen verschiedenen Dienstleistern, Institutionen und Kostenträgern.

#### **Voraussetzung zur Teilnahme an KIM**

Es werden folgende aktive Dienste in Ihrem AIS für den KIM-Versand benötigt:

- CGM-ASSIST
- CGM CONNECT
- Freischaltung KIM in Ihrem AIS

Bitte setzen Sie sich hierzu mit Ihrem zuständigen Vertriebs- und Servicepartner in Verbindung.

#### **KIM mit dem CGM DMP-ASSIST**

Neben den bisherigen Versandmöglichkeiten wie z.B. per "CD" oder "E-Mail", gibt es zusätzlich noch den Versandweg über KIM. Folgende Grundeinstellungen/Voraussetzungen müssen hierzu gegeben sein.

[illegible]

- Unter **KIM** ist die korrekte E-Mail-Adresse für den "Versandweg" einzutragen. Dies geschieht normalerweise automatisch anhand der durch die KBV gelieferten Update-Dateien. Sollte diese nicht enthalten sein, tragen Sie die E-Mail-Adresse bitte manuell ein.

- Unter "**Versandoptionen**" wird "**KIM**" automatisch angehakt ☒, wenn im AIS die KIM-Freischaltung erfolgt ist. **Nur dann ist der KIM Versand im DMP-ASSIST möglich.**

Siehe **Status CGM ASSIST**

## KIM Versand

Versandassistent - Schritt III von IV

Datenannahmestelle:  
DMP-Test

Versandmethode:  
☒ KIM  
☐ E-Mail verschlüsselt  
☐ CD-Brennen  
☐ andere Datenträger

testuser-1234@tm.kim telematik-test


ICGM/DMP-Assist/VersandDatentraeger

	Dok.ID	Status	Fallnr.	Name, Vorname	Module	EDVD	Datum der Erstellung
<input checked="" type="checkbox"/>	1	✓	31	DMP, Test	KHK	ED	12.08.2025

Hilfe < Zurück Weiter > Schließen

Sofern Sie in Ihrer Datenannahmestelle (siehe **Zuordnung KIM in der Datenannahmestelle**) KIM angehakt ist, wird dies auch im Versand "aktiv" angezeigt.

Wählen Sie nun unter Versandmethode "**☉ KIM**" sowie den **entsprechenden Arzt** aus und fahren Sie mit dem Versand - wie gewohnt - über **[Weiter]** fort.



Nun wird die KIM-Nachricht versendet, woraufhin auf eine Eingangsbestätigung gewartet wird. Falls der Versand zu lange dauert, besteht die Möglichkeit, den Versand abubrechen und ihn erneut durchzuführen.



## KIM Postausgang

DMP-Modul	Dateiname	Versandstatus
AB	179034500_20160819131426_1_AB	✓
COPD	179034500_20160819110631_1_COPD	✗ ⓘ
DM1	179034500_20160819133202_1_DM1	🔄

HilfeOK

Folgende Status sind möglich:

🔄	Versendet / Warten auf Antwort.
✓	Der Versand war erfolgreich.
✗	Der Versand war nicht erfolgreich.
ⓘ	Fahren Sie mit der Maus über das Informations-Symbol, damit Ihnen im entsprechenden Tooltip die Fehlermeldung angezeigt wird.

Mit **[OK]** schließen Sie den Versandvorgang ab.

## KIM-Protokoll

Anders als bei einem "normalen Versand, z.B. per CD", erhalten Sie nach Prüfung der versendeten Dokumente ein Protokoll zurück. Dieses Protokoll enthält Informationen, ob der Versand korrekt erfolgt ist.

Sofern der Versand nicht erfolgreich war, wird Ihnen dies im Startmenü des CGM DMP-ASSIST unter "**KIM**" angezeigt. Von hier aus über "mehr..." oder über den Menüpunkt "**Versand | KIM-Protokoll**" gelangen Sie in den KIM Protokoll-Dialog.

## FAQ

Sofern der Versand nicht erfolgreich war, prüfen Sie bitte, ob der CGM ASSIST aktiv ist. Beachten Sie hierzu die Informationen und FAQ's unter **Status CGM-ASSIST** und versuchen Sie hiernach den Versand erneut.

Sollte dies nicht zum Erfolg führen, setzen Sie sich bitte mit Ihrem zuständigen Service- oder Support-Mitarbeiter in Verbindung, da es sich in der Regel um ein technisches Problem handelt.

KIM Protokoll-Dialog hält folgende Informationen für Sie bereit:

Datum	Modul	Status	Quittungen	Gelesen
2025-09-12 16:08:33	KHK	Bitte auswählen		
2025-09-12 16:08:17	DM2	Bitte auswählen		
2025-09-12 16:08:02	DM1	Bitte auswählen		
2025-09-12 16:07:45	COPD	Bitte auswählen		
2025-09-12 16:07:29	BK	Bitte auswählen		
2025-09-12 16:07:14	AB	Bitte auswählen		
2025-09-12 15:35:09	KHK			✓
2025-09-12 15:34:53	DM2			✓
2025-09-12 15:34:37	COPD			✓
2025-09-12 15:34:21	DM1			✓
2025-09-12 15:34:05	BK			✓

Kurzfinfo

Protokollinhalt abrufen über

Hilfe

Schließen

## Quartal und Jahr


Im KIM-Protokoll wird stets das aktuelle Quartal angezeigt. Mit den Filtern „**Quartal**“ und „**Jahr**“ haben Sie zudem die Möglichkeit, auf ältere Einsendungen zuzugreifen.

Das Datum in **Dickschrift** bedeutet, dass das Protokoll noch nicht zur Anzeige geöffnet wurde. Bitte öffnen Sie das Protokoll über einen Doppelklick auf die entsprechende Zeile, damit Sie alle Informationen erhalten. Über die Anzeige der wissen Sie, dass ein Protokoll für Sie hinterlegt ist.



Das Datum in Normalschrift bedeutet, dass Sie das Protokoll bereits gelesen haben. Zu erkennen auch am ✓ in der Spalte Gelesen.

#### Status




	Versendet / Warten auf Antwort.
	Der Versand war erfolgreich.
	Der Versand war nicht erfolgreich.

#### Modul

Dieser Filter ermöglicht es, gezielt nach bestimmten Modulen zu filtern.


#### Protokollinhalt

##### **Büroklammer + Gelesen >> Vollständige Protokolldatei**

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Büroklammer zeigt Ihnen, dass ein Anhang - das vollständige Protokoll - vorliegt.</li> <li>- Dies ist nur bei den Status  und  der Fall.</li> <li>- Der vollständige Protokoll-Inhalt ist durch Doppelklick auf die Büroklammer zu öffnen.</li> <li>- Die Kurzinfo im unteren Dialog-Bereich enthält nur einen Ausschnitt aus dieser Datei.</li> </ul>
✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sofern Sie das Protokoll geöffnet und "gelesen" haben, wird dies in der Spalte "Gelesen" mit einem Häkchen bestätigt.</li> </ul>


#### Kurzinfo

Die Kurzinfo enthält...

- Informationen zu allen Versand-Status. Diese werden hier vom Datum her archiviert.
- Einen Ausschnitt aus der vollständigen Protokolldatei. Den vollständigen Inhalt der Protokolldatei können Sie nur über den Anhang  per Doppelklick auf die Zeile abrufen.

#### Einsendungen ohne Quittung im Protokoll

Sollten innerhalb von 72 Stunden nach dem Versand einer eDMP-Einsendung keine eDMP-Quittungen von der Datenannahmestelle zurückkommen, erhalten Sie den folgenden Hinweis beim DMP-Start:



Beim Klick auf „Zum Protokoll“ gelangen Sie in das KIM-Protokoll. Nach Rücksprache mit Ihrer Datenannahmestelle darf der Status der Einsendung manuell im Protokoll angepasst werden. Der Status kann umgestellt werden auf „Erfolgreich“ oder „fehlerhaft“. Nach dem Speichern kann der eingetragene Status nicht mehr geändert werden:

KIM-Protokoll

Quartal: 3. Quartal Jahr: 2025 Modul: Alle Versandstatus: Alle Lesezustat: Alle

Datum	Modul	Status	Quittungen	Gelesen
2025-09-12 16:08:33	KHK	Bitte auswählen		
2025-09-12 16:08:17	DM2	Bitte auswählen		
2025-09-12 16:08:02	DM1	Bitte auswählen		
2025-09-12 16:07:45	CCPD	Bitte auswählen		
2025-09-12 16:07:29	BK	Erfolgreich		
2025-09-12 16:07:14	AB	Bitte auswählen		
2025-09-12 15:35:09	KHK			✓
2025-09-12 15:34:53	DM2			✓
2025-09-12 15:34:37	CCPD			✓
2025-09-12 15:34:21	DM1			✓
2025-09-12 15:34:05	BK			✓

Kurzinfo

**Die Nachricht wurde fehlerfrei empfangen.**

Einlesedatum der KBV: Unbekannt  
 Die KIM MessageID lautet: [REDACTED]@[192.168.0.66]>  
 Die Quittung ist nicht verfügbar.

**Kontaktdaten der Datenannahmestelle:**  
 Name: [REDACTED]  
 E-Mail: [REDACTED]

**Hinweis:**  
 Die manuelle Anpassung des Versandstatus darf nur nach Bestätigung der zuständigen Datenstelle vorgenommen werden.

Protokollinhalt abrufbar über: [REDACTED]

Hilfe Schließen


[Hilfe](#) / [Mehr...](#) / [Schließen](#)

<b>[Hilfe]</b>	Gibt Ihnen Informationen zum Funktionsumfang.
<b>[Mehr...]</b>	Hierüber gelangen Sie in die Dokumentationsstatistik.

	<p>Die Anzeige in der Dokumentationsstatistik ist in diesem Fall vorbelegt auf "KIM Status &gt; Alle ". Diesen können Sie jederzeit manuell ändern.</p> <p>Versandstatus (KIM + KV-Connect)</p> <p>Alle</p>
[Schließen]	Hierüber verlassen Sie das KIM Protokoll.

### KIM: Versandwiederholung

In der Versandwiederholung wird Ihnen der Versand-Status wie unter **KIM Protokoll** beschrieben angezeigt.









### Status

Die Versandinformation wird pro Versandvorgang abgelegt. Eine Aktualisierung eines Vorgangs findet daher nicht statt.

### KIM -Status Filterfunktion

Zur besseren Übersicht stehen Ihnen folgende Filtermöglichkeiten zur Verfügung:

Filter	Status / Versandinformation
Alle	  
OK	

Mit Fehlern	
Warten auf Antwort	
Ohne Status	Alle Dokumente, die nicht über KIM versendet wurden.

KIM: Dokumentationsstatistik

In der **Dokumentationsstatistik** wird Ihnen in der letzten Tabellen-Spalte der aktuelle Versand-Status angezeigt.

Dokumentation

Alle Dokumentationen:

alle Module

alle Behandler

QD

QD

QD

QD

QD

QD

Versandstatus (KIM + KV-Connect)

Alle

Zeit Optionen

Erstellt am

Von 01.07.2025

Bis 20.08.2025

Mo.

Di.

Mi.

Do.

Fr.

Sa.

So.

1

2

3

4

5

6

Mo.

Di.

Mi.

Do.

Fr.

Sa.

So.

4

5

6

7

8

9

10

Mo.

Di.

Mi.

Do.

Fr.

Sa.

So.

1

2




3

Vorheriges Quartal

Vorheriger Monat

Nächster Monat

Nächstes Quartal

Dok.ID	Name, Vorname	Module	Fallnummer	EDVD	Status	Erstellt am	Gedruckt am	Versendet am	
2	DMP Test	DM1	1001	VD	✓	18.08.2025			
1	DMP Test	RA	1001	ED	✓	18.08.2025			
1	DMP Test	OST	1001	ED	✓	18.08.2025			
1	DMP Test	COPD	1001	ED	✓	18.08.2025			
1	DMP Test	KHK	1001	ED	✓	18.08.2025			
2	DMP Test	KHK	1001	VD	✓	18.08.2025			
2	DMP Test	OST	1001	VD	✓	18.08.2025		19.08.2025	
2	DMP Test	RA	1001	VD	✓	18.08.2025		19.08.2025	
1	DMP Test	DM1	1001	ED	✓	18.08.2025			
2	DMP Test	COPD	1001	VD	✓	18.08.2025		20.08.2025	

Hilfe

Listendruck



Doku Drucken

Bearbeiten

Schließen

Hierzu stehen Ihnen folgende Filtermöglichkeiten zur Verfügung:

Filter	Status / Versandinformation
Alle	  
OK	


<b>Mit Fehlern</b>	
<b>Warten auf Antwort</b>	
<b>Ohne Status</b>	Alle Dokumente, die nicht über KIM versendet wurden.

## KIM: Umgang mit Einsendungen ohne Quittung


Wenn Sie innerhalb von 72 Stunden nach dem Versand einer eDMP-Einsendung keine Quittung von der Datenannahmestelle erhalten, wird beim Öffnen von DMP ASSISTS die folgende Meldung angezeigt:

CGM PRAXISTIMER - Anbindung.


## Patientenliste



Patient inaktiv setzen	Begründung	Name, Vorname	Pat.Nr.	Anlagedatum
<input type="checkbox"/>		Sonnenschein, Susi	1	07.10.2011
<input type="checkbox"/>		Sonnenschein-Laune, Susi	2	07.10.2011
<input type="checkbox"/>		Menne, Marcus	3	07.10.2011
<input type="checkbox"/>		Bär, Betram	4	07.10.2011
<input type="checkbox"/>		Schleich, Michel	5	07.10.2011
<input type="checkbox"/>		Griesgram, Gerhard	6	07.10.2011



## Menü Extras



Über dieses Menü werden alle administrativen Funktionen des CGM DMP-ASSIST verwaltet. Die einzelnen Funktionen werden in den nachfolgenden Kapiteln beschrieben.

Der Menüpunkt **Zurück zum AIS** ist nur vorhanden, wenn Sie in Verbindung mit einem Arztinformationssystem (AIS) arbeiten.

## Zurück zum AIS


Über diesen Menüpunkt werden alle erstellten Dokumentationen in einer Exportdatei gesichert und an Ihr **AIS** übergeben. Das Programm CGM DMP-ASSIST beendet sich anschließend.

Das Beenden des CGM DMP-ASSIST kann mitunter etwas Zeit in Anspruch nehmen, sofern sehr viele Dokumentationen "in einem DMP-Aufruf zusammen" bearbeitet wurden.

Grund hierfür ist der Rückschrieb des aktuellen DMP-Dokumentations-Status in das AIS und die entsprechende Patientenakte. Hier wird für jeden Patienten einzeln eine entsprechende Zeile in die Patientenakte geschrieben. Beispiel:

- 0576220DMP-AB ID836123575 vollstg. Unterschr. 18.01.18 Versand 08.02.18

Insgesamt haben wir die Performance des Vorgangs - soweit es möglich ist <sup>\*1)</sup> - optimiert. Weiterhin wird Ihnen ab jetzt während des Rückschriebs ein Fortschrittsbalken angezeigt.



<sup>\*1)</sup> Die Performance ist ebenfalls vom Betriebssystem, HW, Netzwerkeinstellungen abhängig.



## Systemeinstellungen



**Der Menüpunkt "Systemeinstellungen" hat folgende Funktionen:**

Individuelle Einstellungen zum Arbeitsplatz (farbliche Darstellung, Schriftgröße und vieles mehr). Das Anlegen von Benutzern, Kopfdaten (diese Daten sind erforderlich für den Versand von Dokumentationen), Lizenzaktivierung sowie Serienbriefvorlage anpassen.

## Arbeitsplatz



Im Bereich Arbeitsplatz werden arbeitsplatzbezogene Einstellungen vorgenommen, die nach Neustart aktiv werden.

### Benutzerprofil

Das Drop-Down-Menü bei Benutzerprofil bietet Ihnen sechs vordefinierte Farbprofile. Durch Auswahl des Benutzerprofils, anschließendem Klick auf den Button **[Speichern]** und Neustart des Programms wird die Auswahl übernommen. Sie haben die Möglichkeit, Änderungen an den von uns vordefinierten Profilen vorzunehmen. Wählen Sie hierfür ein Profil aus und klicken Sie nun auf den Button **[Neu]**. Das Feld **Profilname**, die Bereiche **Konfiguration der Taskleiste**, **Schriftart und Icon** sowie das **Farbdesign** werden aktiviert und kann Ihren Ansprüchen angepasst werden. Bitte vergeben Sie einen Profilnamen, da dies ein Pflichtfeld ist.


### Konfiguration der Taskleiste


In dem Bereich **Konfiguration der Taskleiste** legen Sie fest, welche Informationen in der Benutzeroberfläche dargestellt werden.

Sofern die Option „**Patientenliste nach Wiedervorlagetermin anzeigen**“ eingestellt ist (diese kann nur bei einem „neuen/eigenen Benutzerprofil“ ausgewählt werden), werden im Startdialog alle Patienten angezeigt, deren Wiedervorstellungstermin (Recall-Termin) für das dort im Kalender eingestellte Datum in der Dokumentation hinterlegt ist.

Weitere Infos zur Benutzeroberfläche finden Sie im Kapitel **Die Benutzeroberfläche**.

## Schriftart und Icon


Die Schriftart und die Icon-Darstellung im System legen Sie in dem Bereich **Schriftart und Icon** fest. Um die Schriftart für Ihr Profil zu wählen, klicken Sie neben dem Feld **Schriftart** auf den Button . Es erscheint ein weiterer Dialog, in dem Sie Ihre favorisierte Schriftart und deren Größe (und evtl. gewünschte Effekte wie Kursiv oder Fett) wählen können.



Zur Übernahme der Auswahl wählen Sie bitte den Button **[Speichern]**.

## Farbdesign


In dem Bereich **Farbdesign** können Sie nun über die Listboxen auswählen, wie die einzelnen Komponenten (Hintergrund, Vordergrund, Schrift, Focus-Feld, Muss-Feld, Fehler und Tabellen) im Programm dargestellt werden. Wenn Sie Ihre gewünschten Konfigurationen vorgenommen haben, können Sie über den Button **[Testen]** eine Vorschau der gewählten Einstellungen sehen.



In der Listbox der Benutzerprofile erscheinen nun die vom System vorgegebenen Profile und zusätzlich das von Ihnen konfigurierte. Sie können das eingestellte Profil über diese Liste jederzeit wieder verändern.

### Vorbelegung von Einheiten

Für die Module "KHK", "DM1" und "DM2" können die Einheiten der Werte "LDL" und "HbA1c" im CGM DMP ASSIST vorbelegt und gespeichert werden. Beim Anlegen einer Dokumentation ist die Einheit dieser Werte bereits ausgewählt und es muss nur noch der Wert eingetragen werden.



## Dokumentation "DM1" und "DM2"

Indikationsübergreifende Daten		Begleiterkrankungen	
Körpergröße(m)	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Arterielle Hypertonie	<input type="checkbox"/> KHK
Körpergewicht(kg)	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Fettstoffwechselstörung	<input type="checkbox"/> COPD
Blutdruck(mmHg)	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Diabetes mellitus	<input type="checkbox"/> AVK
Raucher	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein	<input type="checkbox"/> Chronische Herzinsuffizienz	<input type="checkbox"/> Asthma Bronchiale
		<input type="checkbox"/> Keine der genannten Erkrankungen	
<b>Diabetes mellitus</b>			
HbA1c - Wert	<input type="text"/> %		
Pathologische Urin Albumin-Ausscheidung	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein <input type="radio"/> Nicht untersucht		
eGFR (ml/min/ 1,73m²KOF)	<input type="text"/> <input type="checkbox"/> Nicht bestimmt		


## Dokumentation "KHK"

Indikationsübergreifende Daten		Begleiterkrankungen	
Körpergröße(m)	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Arterielle Hypertonie	<input type="checkbox"/> KHK
Körpergewicht(kg)	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Fettstoffwechselstörung	<input type="checkbox"/> COPD
Blutdruck(mmHg)	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Diabetes mellitus	<input type="checkbox"/> AVK
Raucher	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein	<input type="checkbox"/> Chronische Herzinsuffizienz	<input type="checkbox"/> Asthma Bronchiale
		<input type="checkbox"/> Keine der genannten Erkrankungen	
<b>Koronare Herzkrankheit (KHK)</b>			
Angina pectoris	<input type="text"/>		
LDL-Cholesterin	<input type="text"/> mg/dl		

Bei der Labordatenübernahme aus Ihrem Arztinformationssystem werden die vorbelegten Einheiten in der Dokumentation überschrieben.

## AIS-Import

**Hinweis:** Dieser Menüpunkt ist nur im AIS-Modus vorhanden.




Bitte lesen Sie hierzu auch die Informationen unter **Einrichtung mit Ihrem Arztinformationssystem**.


Zur Datenübergabe aus **DATA VITAL** wird der Pfad der **BDT**-Schnittstellendatei benötigt. Den Pfad, an dem diese Datei in Ihrem System gespeichert ist, tragen Sie bitte in das Feld „BDT-Verzeichnis von Ihrem AIS auswählen“ ein.

## Benutzerverwaltung

In den Benutzerverwaltung wird der konkrete "Angemeldete Benutzer" angezeigt.  
In der Tabelle werden alle Benutzernamen aufgelistet.



## Brenner



In diesem Bereich besteht die Möglichkeit zwischen den folgenden zwei Funktionen zu wählen.

- **Externes Brennprogramm verwenden**
- oder
- **DMP-interne Brennfunktion verwenden**




Externes Brennprogramm verwenden

**Hinweis:** Damit ein ISO-Abbild / ISO-Image auf eine CD/DVD gebrannt werden kann, ist eine besondere Technik, das sogenannte „Packet-Writing“ notwendig. Diese Technik wird nicht von jeder Brennsoftware unterstützt. Bitte informieren Sie sich daher vorab, ob Ihre Brennsoftware diese Funktion unterstützt.


In den Windows-Systemeinstellungen ist der Dateityp \*.iso standardmäßig diesem externen Brennprogramm zuzuordnen.

Weitere Informationen zu „Packet-Writing“ und „ISO-Abbild / ISO-Image“ finden Sie z.B. in WIKIPEDIA unter <http://de.wikipedia.org/wiki/Packet-Writing> und <http://de.wikipedia.org/wiki/ISO-Abbild>.



Wenn Sie sich für die „Externe Brennfunktion“ entscheiden haben, können Sie über **Testen** prüfen, ob Ihr Brenner das ISO-Abbild / ISO-Image brennen kann.


Ist der Test negativ, erhalten Sie – je nach Windows-Version – z.B. folgende Meldungen...



Windows kann diesen Dateityp (.iso) nicht öffnen.  
[Eine geeignete App auf diesem PC suchen](#)


Sofern der Test positiv ist, öffnet sich Ihr externes Brennprogramm und Sie können das ISO-Abbild brennen – wie hier im Beispiel CDBurnerXP.

**Hinweis:** Die Funktionen Ihres Brennprogramms entnehmen Sie bitte der dort beigefügten Gebrauchsanleitung.



#### DMP-interne Brennfunktion verwenden


Haben Sie die Option „DMP-interne Brennfunktion“ gewählt, wird Ihnen unter „Auswahl des CD-Brenner:“ eine Liste der zur Verfügung stehenden Laufwerke angezeigt. Wählen Sie hier über das Drop-Down-Menü Ihr CD/DVD-Laufwerk (Brenner) aus.



Über **[Testen]** können Sie prüfen, ob Ihr Laufwerk korrekt angesprochen wird.

	<p><b>[Starten]</b> Sie den Vorgang</p>
	<p>Wenn Sie eine leere, beschreibbare CD in Ihr Brenner-Laufwerk gelegt haben, bestätigen Sie dies mit <b>[OK]</b>.</p> <p>Der Brennvorgang wird gestartet...</p>
	<p>Ist der Brennvorgang erfolgreich abgeschlossen, wird Ihnen das mit folgendem Dialog angezeigt.</p> <p>Bestätigen Sie den Hinweis mit <b>[OK]</b>.</p>
	<p>Weitere Informationen zum Brennvorgang können Sie über <b>[Details]</b> abrufen.</p> <p><b>[Schließen]</b> Sie am Ende den Testvorgang.</p>

## KBV-Stammdateien



In diesem Fenster erhalten Sie Informationen über die aktuell eingesetzte Kostenträgerstammdatei in dem Feld **Kostenträgerstammdaten** der KBV in Ihrem CGM DMP-ASSIST. Ebenso können Sie die Versionsnummer der **Datenannahmestellenstammdatei**, der **Postleitzahlenstammdatei** und die eingesetzten Versionen der verschiedenen DMP Module in dem Feld **Modul Versionen** einsehen. Diese Einträge werden mit jedem Update automatisch aktualisiert.

## Kopfdaten

Systemeinstellungen

CGM DMP-ASSIST

Arbeitsplatz  
Benutzerverwaltung  
Brenner  
KBV-Stammdaten  
**Kopfdaten**  
Lizenz  
Serienbrief  
Versandoptionen  
Teilnahmeerkklärungen  
Freischaltungen  
CGM PRAXISTIMER

Software

\*Software, \*Version CGM DMP-ASSIST 5.3.60000  
\*Hersteller CompuGroup Medical Deutschland AG  
\*PLZ, \*Ort 56070 Koblenz  
Straße, Hausnummer Maria Trost 21  
E-Mail dmp-assist@compugroup-services.de  
\*Telefon, Fax ((0261)80001188 ((0261)80003188)  
Titel, Vor-, Zusatz, Nachname

Regionaler Systembetreuer

Firma CompuGroup Medical Deutschland AG  
PLZ, Ort 56070 Koblenz  
Straße, Hausnummer Maria Trost 21  
E-Mail  
Telefon, Fax ((0261)80001188  
Titel, Vor-, Zusatz, Nachname

Hilfe Exportdatei Importdatei Speichern

In diesem Dialog ist es erforderlich, die durch einen Stern (\*) gekennzeichneten Pflichtfelder zu füllen. Die Kopfdaten sind Pflichtangaben, die vom KBV Prüfmodul für den Versand benötigt werden. Wenn Ihr CGM DMP-ASSIST an Ihr AIS angeschlossen ist und die Daten in Ihrem AIS hinterlegt wurden, werden diese Informationen automatisch übernommen. Nach erfolgter Eingabe der Daten, speichern Sie diese mit einem Klick auf den Button **[Speichern]**.

## Lizenz

Systemeinstellungen

CGM DMP-ASSIST

Arbeitsplatz  
Benutzerverwaltung  
Brenner  
KBV-Stammdaten  
Kopfdaten  
**Lizenz**  
Serienbrief  
Versandoptionen  
Teilnahmeerkklärungen  
Freischaltungen  
CGM PRAXISTIMER

Lizenz


Lizenznehmer Vertriebspartner Arzt  
Lizenznummer DM- CGS  
Lizenzschlüssel 4jFF %  
Lizenznehmer Kennung 1811111  
Lizenzstatus aktualisiert am 01.07.2017  
Gültig bis 31.05.2018

Module


☒ Diabetes mellitus Typ I  
☒ Diabetes mellitus Typ II  
☒ Koronare Herzkrankheit  
☒ Brustkrebs  
☒ Asthma bronchiale  
☒ Chronisch obstruktive Lungenerkrankung  
☒ Gesundheits-Plan Diabetes

Hilfe Neuen Lizenzschlüssel aktivieren

Die Eingabe des Lizenzcodes nehmen Sie im Menü unter **Extras | Systemeinstellungen | Lizenz**, in den Feldern Lizenznehmer, Lizenznummer und Lizenzschlüssel vor. Durch manuelle Eingabe eines gültigen


Lizenzcodes, der aus Ihrer Lizenzurkunde hervorgeht bzw. mittels Ziehen einer Lizenz-Textdatei (\*.txt) mittels Drag & Drop-Funktion in den DMP-Lizenzbereich hinein, oder über den Button  und anschließend Windows-Suchdialog und Auswahl der entsprechenden Lizenz-Datei können Sie auf unterschiedliche Weise eine Lizenz erfassen. Damit wechseln Sie den Status von einer Demonstrationsversion in eine abrechnungsfähige Software. Das bedeutet, sobald Sie die Lizenzdaten hinterlegt haben, ist die Versandfunktion aktiviert.


Um einen neu erfassten Lizenzschlüssel zu aktivieren, klicken Sie auf den Button **[Neuen Lizenzschlüssel aktivieren]**. Die Änderungen durch einen neu aktivierten Lizenzschlüssel werden anschließend sofort sichtbar.



## Serienbrief


Hier besteht die Möglichkeit, die Word-Serienbriefvorlage an Ihre Praxisbegebenheiten anzupassen.



Über den Button  gelangen Sie in die Wordvorlage. Diese wird Ihnen mit den funktionsfähigen Variablen dargestellt.

Die Variablen werden beim Druck des Serienbriefes automatisch mit den entsprechen Daten gefüllt (sofern im System erfasst). Hieran sollten möglichst keine Änderungen vorgenommen werden, da diese ansonsten nicht mehr korrekt funktionieren können. Sie haben jedoch die Möglichkeit, hier die Texte Ihren Vorstellungen entsprechend anzupassen und abzuspeichern.

### Versandoptionen



#### KIM Testmodus

Dieser Punkt ist nur für reine Entwicklungstests und daher nicht frei zugänglich.

#### Telemail

Der E-Mail-Versand via Telemail kann hier mit Klick auf  eingestellt werden.





Selektieren Sie hierzu die Checkbox „Emailversand über Telemail“ und legen Sie – falls notwendig - ein eigenes Timeout für Telemail fest und klicken Sie anschließend auf **[Speichern]**.


### Teilnahmeerklärungen

Die KBV gibt quartalsweise einen Formularvordruck für die Teilnahmeerklärung vor. Zuvor wurde für jede Krankheit ein entsprechendes Formular bereitgestellt. Zudem gab es ein Formular für multimorbid erstellte Dokumentationen (d.h. wenn mehr als eine Krankheit gemeinsam in einem Dokumentationsvorgang erfasst wurde) = indikationsübergreifend.

Zum **01.04.2021** wurde die modulübergreifende Teilnahmeerklärung aktualisiert.

Nähere Informationen zu den alten und neuen Teilnahmeerklärungen finden Sie in den Kapiteln


**Alte Teilnahmeerklärungen** und **Neue modulübergreifende Teilnahmeerklärung**.



Informationen zum Ausdruck der Teilnahmeerklärungen erhalten Sie in dem Kapitel **Teilnahmeerklärung drucken**.

## CGM PRAXISTIMER

Bevor Sie die CGM PRAXISTIMER-Anbindung nutzen können, ist einmalig die Zuordnung der CGM PRAXISTIMER-Leistungsarten zu den entsprechenden DMP-Indikationen vorzunehmen. Dies ist wichtig, um in der Recall-Liste die DMP-spezifischen Terminarten auf einen Blick erkennen zu können.



Nähre Informationen zur CGM PRAXISTIMER-Anbindung finden Sie in Kapitel **KIM**

### Was ist KIM

KIM, was für Kommunikation im Medizinwesen steht, ist ein sicherer E-Mail-Dienst, der innerhalb der Telematikinfrastruktur (TI) betrieben wird. Dieser Dienst wurde speziell für den Austausch medizinischer Dokumente und Nachrichten im Gesundheitswesen entwickelt. KIM gewährleistet den sicheren und vertraulichen Transfer von Daten wie Arztbriefen, Befunden, Abrechnungen sowie anderen sensiblen Informationen zwischen verschiedenen Dienstleistern, Institutionen und Kostenträgern.

### Voraussetzung zur Teilnahme an KIM

Es werden folgende aktive Dienste in Ihrem AIS für den KIM-Versand benötigt:


- CGM-ASSIST
- CGM CONNECT
- Freischaltung KIM in Ihrem AIS

Bitte setzen Sie sich hierzu mit Ihrem zuständigen Vertriebs- und Servicepartner in Verbindung.

## KIM mit dem CGM DMP-ASSIST

Neben den bisherigen Versandmöglichkeiten wie z.B. per "CD" oder "E-Mail", gibt es zusätzlich noch den Versandweg über KIM. Folgende Grundeinstellungen/Voraussetzungen müssen hierzu gegeben sein.

## Zuordnung KIM in der Datenannahmestelle



Damit die Dokumentationen per KIM an die entsprechende Datenannahmestelle gesendet werden können, sind folgende Grundeinstellungen im CGM DMP-ASSIST Menü **"Stammdaten | Datenannahmestellen"** notwendig:

- Unter **KIM** ist die korrekte E-Mail-Adresse für den "Versandweg" einzutragen. Dies geschieht normalerweise automatisch anhand der durch die KBV gelieferten Update-Dateien. Sollte diese nicht enthalten sein, tragen Sie die E-Mail-Adresse bitte manuell ein.

Es handelt sich hierbei NICHT um Ihre KIM-Zugangsdaten, sondern um die KIM E-Mail-Adresse Ihrer KV, über die die Dokumente an die Datenannahmestelle geschickt werden sollen.

- Unter "**Versandoptionen**" wird "**KIM**" automatisch angehakt ☒, wenn im AIS die KIM-Freischaltung erfolgt ist. **Nur dann ist der KIM Versand im DMP-ASSIST möglich.**

[Speichern] Sie zum Abschluss Ihre Eingabe.

### Statusanzeige des Dienstes CGM-ASSIST

Siehe **Status CGM ASSIST**

## KIM Versand

Versandassistent - Schritt III von IV

Datenannahmestelle:

Versandmethode:

- ☒ KIM
- ☐ E-Mail verschlüsselt
- ☐ CD-Brennen
- ☐ andere Datenträger

	Dok.ID	Status	Fallnr.	Name, Vorname	Module	EDVD	Datum der Erstellung
<input checked="" type="checkbox"/>	1	✓	31	DMP, Test	KHK	ED	12.08.2025

Hilfe < Zurück Weiter > Schließen

Sofern Sie in Ihrer Datenannahmestelle (siehe **Zuordnung KIM in der Datenannahmestelle**) KIM angehakt ist, wird dies auch im Versand "aktiv" angezeigt.

Wählen Sie nun unter Versandmethode "**☉ KIM**" sowie den **entsprechenden Arzt** aus und fahren Sie mit dem Versand - wie gewohnt - über **[Weiter]** fort.

Hinweis

Warten auf Antwort zum KIM-Versand.

Abbrechen

Nun wird die KIM-Nachricht versendet, woraufhin auf eine Eingangsbestätigung gewartet wird. Falls der Versand zu lange dauert, besteht die Möglichkeit, den Versand abubrechen und ihn erneut durchzuführen.

## KIM Postausgang

DMP-Modul	Dateiname	Versandstatus
AB	179034500_20160819131426_1_AB	✓
COPD	179034500_20160819110631_1_COPD	✗ ⓘ
DM1	179034500_20160819133202_1_DM1	🔄

HilfeOK

Folgende Status sind möglich:

🔄	Versendet / Warten auf Antwort.
✓	Der Versand war erfolgreich.
✗	Der Versand war nicht erfolgreich.
ⓘ	Fahren Sie mit der Maus über das Informations-Symbol, damit Ihnen im entsprechenden Tooltip die Fehlermeldung angezeigt wird.

Mit **[OK]** schließen Sie den Versandvorgang ab.

## KIM-Protokoll

Anders als bei einem "normalen Versand, z.B. per CD", erhalten Sie nach Prüfung der versendeten Dokumente ein Protokoll zurück. Dieses Protokoll enthält Informationen, ob der Versand korrekt erfolgt ist.

Sofern der Versand nicht erfolgreich war, wird Ihnen dies im Startmenü des CGM DMP-ASSIST unter "KIM" angezeigt. Von hier aus über "mehr..." oder über den Menüpunkt "Versand | KIM-Protokoll" gelangen Sie in den KIM Protokoll-Dialog.

## FAQ

Sofern der Versand nicht erfolgreich war, prüfen Sie bitte, ob der CGM ASSIST aktiv ist. Beachten Sie hierzu die Informationen und FAQ's unter **Status CGM-ASSIST** und versuchen Sie hiernach den Versand erneut.

Sollte dies nicht zum Erfolg führen, setzen Sie sich bitte mit Ihrem zuständigen Service- oder Support-Mitarbeiter in Verbindung, da es sich in der Regel um ein technisches Problem handelt.

KIM Protokoll-Dialog hält folgende Informationen für Sie bereit:

Datum	Modul	Status	Quittungen	Gelesen
2025-09-12 16:08:33	KHK	Bitte auswählen		
2025-09-12 16:08:17	DM2	Bitte auswählen		
2025-09-12 16:08:02	DM1	Bitte auswählen		
2025-09-12 16:07:45	COPD	Bitte auswählen		
2025-09-12 16:07:29	BK	Bitte auswählen		
2025-09-12 16:07:14	AB	Bitte auswählen		
2025-09-12 15:35:09	KHK			✓
2025-09-12 15:34:53	DM2			✓
2025-09-12 15:34:37	COPD			✓
2025-09-12 15:34:21	DM1			✓
2025-09-12 15:34:05	BK			✓




## Quartal und Jahr

Im KIM-Protokoll wird stets das aktuelle Quartal angezeigt. Mit den Filtern „Quartal“ und „Jahr“ haben Sie zudem die Möglichkeit, auf ältere Einsendungen zuzugreifen.

Das Datum in **Dickschrift** bedeutet, dass das Protokoll noch nicht zur Anzeige geöffnet wurde. Bitte öffnen Sie das Protokoll über einen Doppelklick auf die entsprechende Zeile, damit Sie alle Informationen erhalten. Über die Anzeige der wissen Sie, dass ein Protokoll für Sie hinterlegt ist.

Das Datum in Normalschrift bedeutet, dass Sie das Protokoll bereits gelesen haben. Zu erkennen auch am ✓ in der Spalte Gelesen.

#### Status




	Versendet / Warten auf Antwort.
	Der Versand war erfolgreich.
	Der Versand war nicht erfolgreich.

#### Modul

Dieser Filter ermöglicht es, gezielt nach bestimmten Modulen zu filtern.


#### Protokollinhalt

##### **Büroklammer + Gelesen >> Vollständige Protokolldatei**

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Büroklammer zeigt Ihnen, dass ein Anhang - das vollständige Protokoll - vorliegt.</li> <li>- Dies ist nur bei den Status  und  der Fall.</li> <li>- Der vollständige Protokoll-Inhalt ist durch Doppelklick auf die Büroklammer zu öffnen.</li> <li>- Die Kurzinfo im unteren Dialog-Bereich enthält nur einen Ausschnitt aus dieser Datei.</li> </ul>
✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sofern Sie das Protokoll geöffnet und "gelesen" haben, wird dies in der Spalte "Gelesen" mit einem Häkchen bestätigt.</li> </ul>

#### Kurzinfo


Die Kurzinfo enthält...

- Informationen zu allen Versand-Status. Diese werden hier vom Datum her archiviert.
- Einen Ausschnitt aus der vollständigen Protokolldatei. Den vollständigen Inhalt der Protokolldatei können Sie nur über den Anhang  per Doppelklick auf die Zeile abrufen.

#### Einsendungen ohne Quittung im Protokoll

Sollten innerhalb von 72 Stunden nach dem Versand einer eDMP-Einsendung keine eDMP-Quittungen von der Datenannahmestelle zurückkommen, erhalten Sie den folgenden Hinweis beim DMP-Start:





Beim Klick auf „Zum Protokoll“ gelangen Sie in das KIM-Protokoll. Nach Rücksprache mit Ihrer Datenannahmestelle darf der Status der Einsendung manuell im Protokoll angepasst werden. Der Status kann umgestellt werden auf „Erfolgreich“ oder „fehlerhaft“. Nach dem Speichern kann der eingetragene Status nicht mehr geändert werden:

KIM-Protokoll

Quartal: 3. Quartal Jahr: 2025 Modul: Alle Versandstatus: Alle Lesezustat: Alle

Datum	Modul	Status	Quittungen	Gelesen
2025-09-12 16:08:33	KHK	Bitte auswählen		
2025-09-12 16:08:17	DM2	Bitte auswählen		
2025-09-12 16:08:02	DM1	Bitte auswählen		
2025-09-12 16:07:45	CCPD	Bitte auswählen		
2025-09-12 16:07:29	BK	Erfolgreich		
2025-09-12 16:07:14	AB	Bitte auswählen		
2025-09-12 15:35:09	KHK			✓
2025-09-12 15:34:53	DM2			✓
2025-09-12 15:34:37	CCPD			✓
2025-09-12 15:34:21	DM1			✓
2025-09-12 15:34:05	BK			✓

Kurzinfo

**Die Nachricht wurde fehlerfrei empfangen.**

Einlesedatum der KBV: Unbekannt  
 Die KIM MessageID lautet: [REDACTED]@[192.168.0.66]>  
 Die Quittung ist nicht verfügbar.

**Kontaktdaten der Datenannahmestelle:**  
 Name: [REDACTED]  
 E-Mail: [REDACTED]

**Hinweis:**  
 Die manuelle Anpassung des Versandstatus darf nur nach Bestätigung der zuständigen Datenstelle vorgenommen werden.

Protokollinhalt abrufbar über: [REDACTED]

Hilfe Schließen


[Hilfe](#) / [Mehr...](#) / [Schließen](#)

<b>[Hilfe]</b>	Gibt Ihnen Informationen zum Funktionsumfang.
<b>[Mehr...]</b>	Hierüber gelangen Sie in die Dokumentationsstatistik.

	<p>Die Anzeige in der Dokumentationsstatistik ist in diesem Fall vorbelegt auf "KIM Status &gt; Alle ". Diesen können Sie jederzeit manuell ändern.</p> <p>Versandstatus (KIM + KV-Connect)</p> <p>Alle</p>
[Schließen]	Hierüber verlassen Sie das KIM Protokoll.

### KIM: Versandwiederholung

In der Versandwiederholung wird Ihnen der Versand-Status wie unter **KIM Protokoll** beschrieben angezeigt.









### Status

Die Versandinformation wird pro Versandvorgang abgelegt. Eine Aktualisierung eines Vorgangs findet daher nicht statt.

### KIM -Status Filterfunktion

Zur besseren Übersicht stehen Ihnen folgende Filtermöglichkeiten zur Verfügung:

Filter	Status / Versandinformation
Alle	  
OK	

Mit Fehlern	
Warten auf Antwort	
Ohne Status	Alle Dokumente, die nicht über KIM versendet wurden.

KIM: Dokumentationsstatistik

In der **Dokumentationsstatistik** wird Ihnen in der letzten Tabellen-Spalte der aktuelle Versand-Status angezeigt.

Dokumentation

Alle Dokumentationen:

alle Module

alle Behandler

QD

QD

QD

QD

QD

QD

Versandstatus (KIM + KV-Connect)

Alle

Zeit Optionen

Erstellt am

Von 01.07.2025

Bis 20.08.2025

Mo.

Di.

Mi.

Do.

Fr.

Sa.

So.

1

2

3

4

5

6

Mo.

Di.

Mi.

Do.

Fr.

Sa.

So.

4

5

6

7

8

9

10

Mo.

Di.

Mi.

Do.

Fr.

Sa.

So.

1

2




3

Vorheriges Quartal

Vorheriger Monat

Nächster Monat

Nächstes Quartal

Dok. ID	Name, Vorname	Module	Fallnummer	EDVD	Status	Erstellt am	Gedruckt am	Versendet am	
2	DMP Test	DM1	1001	VD	✓	18.08.2025			
1	DMP Test	RA	1001	ED	✓	18.08.2025			
1	DMP Test	OST	1001	ED	✓	18.08.2025			
1	DMP Test	COPD	1001	ED	✓	18.08.2025			
1	DMP Test	KHK	1001	ED	✓	18.08.2025			
2	DMP Test	KHK	1001	VD	✓	18.08.2025			
2	DMP Test	OST	1001	VD	✓	18.08.2025		19.08.2025	
2	DMP Test	RA	1001	VD	✓	18.08.2025		19.08.2025	
1	DMP Test	DM1	1001	ED	✓	18.08.2025			
2	DMP Test	COPD	1001	VD	✓	18.08.2025		20.08.2025	

Hilfe

Listendruck



Doku Drucken

Bearbeiten

Schließen

Hierzu stehen Ihnen folgende Filtermöglichkeiten zur Verfügung:

Filter	Status / Versandinformation
Alle	  
OK	

<b>Mit Fehlern</b>	
<b>Warten auf Antwort</b>	
<b>Ohne Status</b>	Alle Dokumente, die nicht über KIM versendet wurden.

## KIM: Umgang mit Einsendungen ohne Quittung

Wenn Sie innerhalb von 72 Stunden nach dem Versand einer eDMP-Einsendung keine Quittung von der Datenannahmestelle erhalten, wird beim Öffnen von DMP ASSISTS die folgende Meldung angezeigt:


CGM PRAXISTIMER - Anbindung

### DS-GVO

Neben dem reinen Export haben Sie das Recht Auskunft zu erhalten, welche Daten über Sie gespeichert werden. Dies erfolgt im CGM DMP ASSIST über ein Word-Dokument, welches die von uns vorgesehenen Daten nach Kategorien beschreibt, die gespeichert und verarbeitet werden. Das Dokument finden Sie in den **Systemeinstellungen | DS-GVO**. Dieses Dokument kann von Ihnen gemäß den Anforderungen bearbeitet werden. Lediglich die von uns definierten Felder können von Ihnen nicht editiert werden. Genauere Informationen zur DS-GVO finden Sie in Kapitel **Änderungen zu DS-GVO**.

Trace Erlaubnis-Abfrage nach Installation/Update



Beim ersten Start nach der Neuinstallation/Updateinstallation wird die folgende Meldung angezeigt:



Wenn Sie damit einverstanden sind, dass wichtige Informationen lokal auf Ihrem System gespeichert werden, bestätigen Sie die Meldung bitte mit "Ja". Anschließend gelangen Sie in den CGM DMP ASSIST. Die Trace-Datei mit allen wichtigen Informationen zu dem CGM DMP ASSIST wird ab dem Start geschrieben. Sie finden diese Trace-Datei in dem CGM DMP ASSIST Installationsverzeichnis unter C:\CGM\DMP-Assist\trace:


ZwischenablageOrganisieren

Computer > SYSTEM (C:) > CGM > DMP-Assist > trace

Name	Änderungsdatum	Typ	Größe
 trace_anonym.html	01.03.2021 16:41	Chrome HTML Do...	1.316 KB
 trace_anonym.xml	01.03.2021 16:41	XML-Datei	1.306 KB

Die Trace-Dateien sind hilfreich für das Support-Team bei Problemanalysen.

Wenn Sie nicht damit einverstanden sind, bestätigen Sie die Meldung bitte mit "Nein". Sie gelangen ebenfalls in den CGM DMP ASSIST. Es werden jedoch keine Trace-Dateien erzeugt. Möchten Sie nachträglich die Einstellungen für die Trace-Dateien anpassen, dann können Sie dies in den CGM DMP ASSIST Systemeinstellungen tun. Unter dem Punkt **DS-GVO | Trace Erlaubnis** können Sie die Einstellungen auf "Ja" umstellen. Daraufhin werden die Trace-Dateien unter dem oben genannten Pfad wieder erzeugt.



## Handbuch

Im Menüpunkt **Extras | Handbuch** finden Sie die komplette Gebrauchsanweisung. Des Weiteren kann die Gebrauchsanweisung im PDF-Format über das Windows-Startmenü **Start | Programme | CGM | DMP-Assist | Handbuch** aufgerufen werden.

## Dokumente (PDF) und Fragebögen

Über diesen Unterpunkt lassen sich die Installationsanleitungen, das Handbuch zum CGM DMP-ASSIST sowie das aktuelle Updateansprechen mit allen Neuerungen im PDF-Format aufrufen. Diese können Sie an beliebiger Stelle ihres Praxisrechners abspeichern oder auch ausdrucken. Die Darstellung von PDF-Dokumenten setzt den vorhandenen „Adobe Reader“ auf Ihrem Praxisrechner voraus.



Unter „Fragebögen“ befindet sich der leere Fragebogen **Rheuma DAS-28** als PDF Datei.





## Programmdetails

Info über CGM DMP-ASSIST

Software

# CGM DMP-ASSIST

Dokumentations- und Übermittlungssoftware

**CompuGroup Medical Deutschland AG**  
Maria Trost 21  
D-56070 Koblenz

www.cgm.com/de

Version 5.7.3000

Prüfnummern

Diabetes mellitus Typ II:	X/100/2401/36/393
Brustkrebs:	X/101/2401/36/393
Koronare Herzkrankheit:	X/102/2401/36/393
Asthma Bronchiale:	X/103/2407/36/393
Diabetes mellitus Typ I:	X/104/2401/36/393
COPD:	X/105/2401/36/393
RA:	X/110/2505/38/393
Osteoporose:	X/109/2501/36/393

Dieses Produkt ist unter den Bedingungen des Endbenutzerlizenzvertrages lizenziert für:

DMP DMP

Copyright © 2025 CompuGroup Medical Deutschland AG

System Informationen

Drucken

Schließen

In diesem Fenster erhalten Sie Informationen zur Software, den zertifizierten Prüfnummern durch die KBV sowie der Info, für wen der CGM DMP-ASSIST lizenziert ist.

Diese Informationen können Sie über den Button **[Drucken]** auf Ihrem Standarddrucker ausdrucken.

Durch Klick auf den Button **[System Information]** erhalten Sie weitere Informationen zum Installationsverzeichnis, Installationsart sowie zum Betriebssystem.

DMP-Assist System Informationen

OS: Windows 7  
OS Architektur: x86  
OS Version: 6.1  
User: user01  
Java Version: 1.7.0\_75  
Java Temp Verzeichnis:  
C:\Users\user01\AppData\Local\Temp  
DMP Verzeichnis: C:\CGM\DMP-Assist\  
Mac-Adresse: 00-0C-29-59-B8-3A  
IP-Adresse: 10.0.48.167  
Datenbank Verzeichnis: C:\CGM\DMP-Assist\addon\  
System Typ: STANDALONE  
InstallationTypePartner: DMP  
BDT Import Path:

E-Mail

Drucken

Schließen



Diese Angaben können Sie über den Button **[Drucken]** ausdrucken oder über den Button **[E-Mail]** mit Ihrem Standardpostfach an unseren CGM DMP-ASSIST-Support versenden. Die E-Mail enthält als Anhang eine trace.zip (trace.html) mit ausführlichen Informationen zum CGM DMP-ASSIST-System und kann uns z.B. Aufschluss bei Problemen geben.

## Datensicherung


### Datensicherungs-Tool "Backup Tool"

Das **BackupTool** ist über **Start | Programme | CGM | DMP-ASSIST** aufrufbar ist.


Mit diesem kann "manuell" eine Sicherung auf ein x-beliebiges Netzlaufwerk (\\SERVER\CGM\DMP-Assist\Tools\BackupArchiv) durchgeführt werden.


Vor der Datensicherung beenden Sie bitte das Programm CGM DMP-ASSIST an allen Arbeitsplätzen. Starten Sie die Datensicherung ausschließlich auf dem Server.

Die Datensicherung ist über das Windows-Startmenü **Start | Programme | CGM | DMP-Assist BackupTool** aufzurufen.



In dem Textfeld "Zielpfad" erfassen Sie das Zielverzeichnis in das Ihre Daten gespeichert werden sollen. Alternativ besteht die Möglichkeit über den Button **[Ändern]** einen Pfad auszuwählen. Durch Klick auf den Button **[Datensicherung starten]** wird das Sichern gestartet. Sobald die Datensicherung erfolgreich abgeschlossen ist, erhalten Sie den folgenden Hinweis:



Nachdem Sie diesen Hinweis mit dem Button **[OK]** quittiert haben, befindet sich in dem von Ihnen zuvor ausgewählten Zielverzeichnis eine ZIP-Datei  **dmpBackup\_23.12.2010\_11-19-53.zip** die mit dem aktuellen Tagesdatum und der Uhrzeit gekennzeichnet ist.

## Datensicherungs-Tool "DMP-Backup Dienst"

Den **"DMP-Backup Dienst"**, der "automatisch" nach jedem Update sowie 2x wöchentlich eine Sicherung erstellt (\\SERVER\CGM\DMP-Assist\BackupArchiv). Dieser Dienst sollte also immer angeschaltet sein. Zu erkennen im Task-Manager "DmpBackupDaemon".

Ausführbar über \\SERVER\CGM\DMP-Assist\Tools\dmpBackupService\install.

In beiden Fällen, sowohl beim **"DMP-Backup Dienst"** als auch beim **"BackupTool"** wird die DMP-Datenbank "\addon" gesichert.

Gerne kann ein eigenes Sicherungsmedium so eingestellt werden, dass täglich die DMP-Datenbank (\\SERVER\CGM\DMP-Assist\addon) mitgesichert wird. Die tägliche \addon-Sicherung sollte für 2-3 Wochen rückwirkend archiviert werden und nicht täglich überschrieben. Sollte eine Datenbank defekt sein, wäre diese bei einem täglichen Austausch und zu später Meldung im Support nicht mehr reparabel.

## Datenwiederherstellung

Die Datenwiederherstellung ist über das Windows-Startmenü **Start | Programme | CGM | DMP-Assist "BackupTool"** erreichbar. Diese Funktion sollten Sie nicht ohne Anweisung und Anleitung durchführen. Aus diesem Grund ist dieser Programmpunkt mit einem Passwort gesichert. Durch Klick auf den Button **[Daten wiederherstellen]** werden Sie dazu aufgefordert das Passwort, welches Sie von Ihrer/ Ihrem zuständigen CGM DMP-ASSIST Support-Betreuer(in) erhalten, einzugeben.



## Die CGM DMP-ASSIST Datenbank

### Allgemeines

Der CGM DMP-ASSIST speichert alle seine Daten in einer Datenbank. Diese befindet sich auf dem Server im Installationsverzeichnis des CGM DMP-ASSIST im Ordner „addon“. Das heißt alle

Dokumentationen, Patienten und Praxisdaten werden in diesem Ordner zentral abgelegt. Somit stellt die Datenbank den wichtigsten Teil des CGM DMP-ASSIST dar.

Um den CGM DMP-ASSIST nutzen zu können müssen diese Daten bereitgestellt werden. Diese Aufgabe übernimmt der „DerbyService“, manchmal auch als „Derby Listener“ bezeichnet. Der DerbyService ist ein Programm welches die Datenbank startet und sowohl den lokalen, als auch den Zugriff über das Netzwerk ermöglicht.

## Start der Datenbank

Nach der Installation des CGM DMP-ASSIST wird ein Eintrag im Autostart des Servers gemacht. Von diesem Moment an wird die DMP-Datenbank bei jedem Systemstart, nach der Benutzeranmeldung automatisch gestartet.

Die DMP Datenbank lässt sich über zwei Wege auch manuell starten.

### Datenbank starten über das Windows Startmenü


Um generell das (Neu-)Starten der CGM DMP-ASSIST Datenbank für Sie als Anwender zu vereinfachen, haben wir diese Funktion kürzlich auch ins Windows-Startmenü aufgenommen. Klicken Sie hierzu auf:

**Start – (Alle) Programme – CGM – DMP-Assist – DMP Datenbank starten.**







### Starten über DerbyService.exe

Die Datenbank kann auch direkt über die DerbyService.exe gestartet werden. Diese befindet sich im CGM DMP-ASSIST-Installationsverzeichnis im Ordner „Tools“.

	Sie erkennen den erfolgreichen Datenbank-(Neu)Start unten rechts in der Windows-Taskleiste am grünen CGM DMP-ASSIST Datenbank Symbol. (Neben der Uhrzeitanzeige)
-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Zustände der Datenbank

Die CGM DMP-ASSIST Datenbank unterscheidet farblich über das Mini-Icon in der Windows-Taskleiste 4 verschiedene Zustände.

	Die CGM DMP-ASSIST Datenbank ist gestoppt und könnte mittels Rechtsklick auf das Symbol und „Datenbank starten“ gestartet werden.
	Die CGM DMP-ASSIST Datenbank befindet sich gerade im Startvorgang / Wartemodus und sollte im Normalfall kurz darauf zum Status „grün“ wechseln.
	Die CGM DMP-ASSIST Datenbank weist einen Fehler auf und konnte somit nicht gestartet werden. Mittels Rechtsklick auf das Symbol und „Einstellungen“ können Sie die Verbindungsdaten prüfen und ändern.
	Die CGM DMP-ASSIST Datenbank ist gestartet und betriebsbereit. Sie können das CGM DMP-ASSIST Programm nun wie gewohnt starten und arbeiten.


## Einstellungsmöglichkeiten


Um die CGM DMP-ASSIST Datenbank erfolgreich starten zu können müssen drei Parameter korrekt eingestellt werden.

- Pfad zur Datenbank:  
Das Verzeichnis in dem die Datenbank zu finden ist. Also der addon-Ordner im CGM DMP-ASSIST Installationsverzeichnis.  
z.B.: C:\CGM\DMP-Assist\addon
- Servername:  
Der Rechnername des Servers.  
z.B.: Praxis-Mustermann-Server
- Port:  
Hier muss irgendein freier TCP Port vergeben werden. Üblicherweise wird hier 1527 als Standard verwendet. Es kann aber auch jeder andere Wert verwendet werden.  
z.B.: 1529


Diese Einstellungen werden in der Regel bei der CGM DMP-ASSIST-Installation automatisch von dem Setup übernommen. Vereinzelt kann es jedoch vorkommen, dass dieser Mechanismus nicht richtig greift. In diesem Fall müssen diese Parameter manuell eingestellt werden.

## Datenbank Einstellungen manuell editieren


Die Einstellungen können direkt über das CGM DMP-ASSIST Datenbank-Symbol editiert werden. Mittels Rechtsklick auf das Datenbank-Symbol  gelangen Sie in das Kontextmenü. Wählen Sie hier den Punkt **[Einstellungen]**.



Sie erhalten den Dialog mit den Datenbank Einstellungen.




Sofern noch keine Einstellungen bestehen, werden hier die Daten automatisch ermittelt und für Sie zur Übernahme voreingestellt. Diese Daten könnten von Ihnen auch manuell editiert werden, was aber in der Regel nicht notwendig sein sollte.



Um Ihre Angaben auf Richtigkeit zu prüfen können Sie den Knopf **[Verbindungsdaten testen]** nutzen. Alle Daten werden dann auf ihre Funktionsfähigkeit hin überprüft. Sind diese korrekt, wird überall der grüne Haken angezeigt und Sie können den Dialog mit **[Speichern]** verlassen.

Abschließend erhalten Sie eine entsprechende Bestätigungsmeldung und die Datenbank wird automatisch neu gestartet um die Einstellungen zu übernehmen.



Sobald dieser Vorgang abgeschlossen ist, und das Icon in der Taskleiste wieder grün erscheint 🟢 kann der CGM DMP-ASSIST wieder wie gewohnt gestartet werden.


## Datenbank skriptgesteuert beenden

Damit die Datenbank für die tägliche Datensicherung auch skriptgesteuert sauber beendet werden kann, wurde die **DBShutdown.exe** im Unterverzeichnis "Tools" zur Verfügung gestellt.

Bisher gab es in Skripten als einzige Möglichkeit, um den DerbyService zu beenden, die Verwendung des Befehls "taskkill". Diese Variante sollte nicht mehr benutzt werden. Stattdessen reicht nun ein Aufruf von DBShutdown.exe in den Skripten.

Voraussetzung für die Nutzung der DBShutdown.exe ist, **dass der CGM DMP-ASSIST an allen Arbeitsplätzen geschlossen ist**. Falls noch ein CGM DMP-ASSIST offen ist, so wird dieser nach dem Ausführen der DBShutdown.exe nicht mehr laufen / muss neu gestartet werden.

Damit diese \*.exe mit dem Datenbank-Überwachungsprogramm in der Taskleiste funktioniert, ist ein zusätzlicher Port notwendig, einstellbar über "Einstellungen" in der Taskleiste...




oder über die property.xml.

Als Standard wird Port 1528 genommen (Standard für die DB ist 1527). Ein Beispiel für den Gebrauch zeigt die Datei "Tools\DerbyRestart.bat".

## Fehlerbehandlung

### Fehlermeldungen

Falls während dem Start der Datenbank ein Problem auftritt, werden Sie über eine entsprechende Fehlermeldung über dieses Problem informiert. Eine Handlungsanweisung soll bei der Problemlösung unterstützen. Wie in Kapitel **Zustände der Datenbank** näher beschrieben, wird durch das rote Icon erneut auf das Problem hingewiesen.



Auf Seiten des Clients, bzw. beim Starten des CGM DMP-ASSISTs wird ebenfalls eine Fehlermeldung angezeigt, falls keine Verbindung zu der Datenbank aufgebaut werden konnte. Mit Klick auf **[Details]** erhalten Sie hilfreiche Informationen über die Daten die zum Verbindungsaufbau verwendet wurden. Hier können sie ggf. bereits erste Fehler mit einem Blick lokalisieren.






### Fehlerhafte Einstellungen

Die meisten Fehler die bei einem Start der Datenbank auftreten sind fehlerhafte Einstellungen. Wie bereits in Kapitel **Einstellungsmöglichkeiten** erwähnt, wurde ein Mechanismus implementiert, welcher die Angaben auf Funktionalität überprüft. Sind die Eingaben korrekt, werden in den entsprechenden Zeilen grüne Haken angezeigt.

Ist bei einer Einstellung ein Fehler aufgetreten wird ein rotes Kreuz eingeblendet. Es kann somit an drei Stellen zu einem Fehler kommen. Um diese Probleme zu beheben, müssen an diesen Stellen andere Einstellungen vorgenommen werden. In Kapitel **Einstellungsmöglichkeiten** wird erläutert welche Felder welche Daten enthalten müssen.



### Bekannte Fehlerquellen

#### Property-Datei nicht vorhanden


Intern werden alle Datenbankeinstellungen in einer Datei gespeichert. Diese Datei wird bei der Installation automatisch erzeugt und befindet sich üblicherweise in dem CGM DMP-ASSIST-Installationsordner. Sie trägt den Namen „Property.xml“.

Sollte diese Datei fehlen, kommt es beim Start des CGM DMP-ASSIST zu folgender Fehlermeldung:



Über einen Klick auf **[Details]** erhalten Sie Informationen zu der Ursache.

Nachfolgend sehen Sie diesen Dialog:



Hier ist zu sehen, dass die property.xml in dem angegebenen Verzeichnis nicht gefunden werden konnte. Um dieses Problem zu beheben muss die Datenbank (erneut) richtig konfiguriert werden. Klicken Sie auf **[Schließen]** und danach erscheint wieder der vorangegangene Dialog, wo man dann **[DMP Schließen]** betätigt.

Nun ist es erforderlich, sofern Sie sich nicht bereits dort befinden, dass Sie zum Server wechseln. Dort können Sie, wie in den vorangegangenen Kapiteln beschrieben, die Datenbank Konfiguration vornehmen.

#### VitaX

Leider mussten wir feststellen, dass es im Zusammenhang mit einem auf dem Server installierten „VitaX“ Probleme auftreten können. Diese resultieren daraus, dass sowohl VitaX als auch der CGM DMP-ASSIST den gleichen „Port“ 1527 als Standard verwenden.

Um dieses Problem zu umgehen, muss in der CGM DMP-ASSIST Datenbank ein anderer Port ausgewählt werden. Z.B. 1529.

# KIM

## Was ist KIM

KIM, was für Kommunikation im Medizinwesen steht, ist ein sicherer E-Mail-Dienst, der innerhalb der Telematikinfrastruktur (TI) betrieben wird. Dieser Dienst wurde speziell für den Austausch medizinischer Dokumente und Nachrichten im Gesundheitswesen entwickelt. KIM gewährleistet den sicheren und vertraulichen Transfer von Daten wie Arztbriefen, Befunden, Abrechnungen sowie anderen sensiblen Informationen zwischen verschiedenen Dienstleistern, Institutionen und Kostenträgern.

## Voraussetzung zur Teilnahme an KIM

Es werden folgende aktive Dienste in Ihrem AIS für den KIM-Versand benötigt:


- CGM-ASSIST
- CGM CONNECT
- Freischaltung KIM in Ihrem AIS

Bitte setzen Sie sich hierzu mit Ihrem zuständigen Vertriebs- und Servicepartner in Verbindung.

## KIM mit dem CGM DMP-ASSIST

Neben den bisherigen Versandmöglichkeiten wie z.B. per "CD" oder "E-Mail", gibt es zusätzlich noch den Versandweg über KIM. Folgende Grundeinstellungen/Voraussetzungen müssen hierzu gegeben sein.

## Zuordnung KIM in der Datenannahmestelle



Damit die Dokumentationen per KIM an die entsprechende Datenannahmestelle gesendet werden können, sind folgende Grundeinstellungen im CGM DMP-ASSIST Menü "**Stammdaten | Datenannahmestellen**" notwendig:

- Unter **KIM** ist die korrekte E-Mail-Adresse für den "Versandweg" einzutragen. Dies geschieht normalerweise automatisch anhand der durch die KBV gelieferten Update-Dateien. Sollte diese nicht enthalten sein, tragen Sie die E-Mail-Adresse bitte manuell ein.

Es handelt sich hierbei NICHT um Ihre KIM-Zugangsdaten, sondern um die KIM E-Mail-Adresse Ihrer KV, über die die Dokumente an die Datenannahmestelle geschickt werden sollen.

- Unter "**Versandoptionen**" wird "**KIM**" automatisch angehakt ☒, wenn im AIS die KIM-Freischaltung erfolgt ist. **Nur dann ist der KIM Versand im DMP-ASSIST möglich.**

**[Speichern]** Sie zum Abschluss Ihre Eingabe.

## Statusanzeige des Dienstes CGM-ASSIST

Siehe **Status CGM ASSIST**

## KIM Versand

Versandassistent - Schritt III von IV

Datenannahmestelle:

Versandmethode:


- ☒ KIM
- ☐ E-Mail verschlüsselt
- ☐ CD-Brennen
- ☐ andere Datenträger:

	Dok.ID	Status	Fallnr.	Name, Vorname	Module	EDVD	Datum der Erstellung
<input checked="" type="checkbox"/>	1		31	DMP, Test	KHK	ED	12.08.2025

Hilfe < Zurück Weiter > Schließen

Sofern Sie in Ihrer Datenannahmestelle (siehe **Zuordnung KIM in der Datenannahmestelle**) KIM angehakt ist, wird dies auch im Versand "aktiv" angezeigt.

Wählen Sie nun unter Versandmethode "**☉ KIM**" sowie den **entsprechenden Arzt** aus und fahren Sie mit dem Versand - wie gewohnt - über **[Weiter]** fort.



Nun wird die KIM-Nachricht versendet, woraufhin auf eine Eingangsbestätigung gewartet wird. Falls der Versand zu lange dauert, besteht die Möglichkeit, den Versand abubrechen und ihn erneut durchzuführen.

## KIM Postausgang

DMP-Modul	Dateiname	Versandstatus
AB	179034500_20160819131426_1_AB	✓
COPD	179034500_20160819110631_1_COPD	✗ ⓘ
DM1	179034500_20160819133202_1_DM1	🔄

HilfeOK

Folgende Status sind möglich:

🔄	Versendet / Warten auf Antwort.
✓	Der Versand war erfolgreich.
✗	Der Versand war nicht erfolgreich.
ⓘ	Fahren Sie mit der Maus über das Informations-Symbol, damit Ihnen im entsprechenden Tooltip die Fehlermeldung angezeigt wird.

Mit **[OK]** schließen Sie den Versandvorgang ab.

## KIM-Protokoll

Anders als bei einem "normalen Versand, z.B. per CD", erhalten Sie nach Prüfung der versendeten Dokumente ein Protokoll zurück. Dieses Protokoll enthält Informationen, ob der Versand korrekt erfolgt ist.


Sofern der Versand nicht erfolgreich war, wird Ihnen dies im Startmenü des CGM DMP-ASSIST unter "KIM" angezeigt. Von hier aus über "mehr..." oder über den Menüpunkt "Versand | KIM-Protokoll" gelangen Sie in den KIM Protokoll-Dialog.

## FAQ

Sofern der Versand nicht erfolgreich war, prüfen Sie bitte, ob der CGM ASSIST aktiv ist. Beachten Sie hierzu die Informationen und FAQ's unter **Status CGM-ASSIST** und versuchen Sie hiernach den Versand erneut.

Sollte dies nicht zum Erfolg führen, setzen Sie sich bitte mit Ihrem zuständigen Service- oder Support-Mitarbeiter in Verbindung, da es sich in der Regel um ein technisches Problem handelt.

KIM Protokoll-Dialog hält folgende Informationen für Sie bereit:



Datum	Modul	Status	Quittungen	Gelesen
2025-09-12 16:08:33	KHK	Bitte auswählen		
2025-09-12 16:08:17	DM2	Bitte auswählen		
2025-09-12 16:08:02	DM1	Bitte auswählen		
2025-09-12 16:07:45	COPD	Bitte auswählen		
2025-09-12 16:07:29	BK	Bitte auswählen		
2025-09-12 16:07:14	AB	Bitte auswählen		
2025-09-12 15:35:09	KHK			✓
2025-09-12 15:34:53	DM2			✓
2025-09-12 15:34:37	COPD			✓
2025-09-12 15:34:21	DM1			✓
2025-09-12 15:34:05	BK			✓

Kurzinfo

Protokollinhalt abrufen über

Hilfe Schließen

## Quartal und Jahr



Im KIM-Protokoll wird stets das aktuelle Quartal angezeigt. Mit den Filtern „Quartal“ und „Jahr“ haben Sie zudem die Möglichkeit, auf ältere Einsendungen zuzugreifen.

Das Datum in **Dickschrift** bedeutet, dass das Protokoll noch nicht zur Anzeige geöffnet wurde. Bitte öffnen Sie das Protokoll über einen Doppelklick auf die entsprechende Zeile, damit Sie alle Informationen erhalten. Über die Anzeige der wissen Sie, dass ein Protokoll für Sie hinterlegt ist.



Das Datum in Normalschrift bedeutet, dass Sie das Protokoll bereits gelesen haben. Zu erkennen auch am ✓ in der Spalte Gelesen.

#### Status




	Versendet / Warten auf Antwort.
	Der Versand war erfolgreich.
	Der Versand war nicht erfolgreich.

#### Modul

Dieser Filter ermöglicht es, gezielt nach bestimmten Modulen zu filtern.


#### Protokollinhalt

##### **Büroklammer + Gelesen >> Vollständige Protokolldatei**

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Büroklammer zeigt Ihnen, dass ein Anhang - das vollständige Protokoll - vorliegt.</li> <li>- Dies ist nur bei den Status  und  der Fall.</li> <li>- Der vollständige Protokoll-Inhalt ist durch Doppelklick auf die Büroklammer zu öffnen.</li> <li>- Die Kurzinfo im unteren Dialog-Bereich enthält nur einen Ausschnitt aus dieser Datei.</li> </ul>
✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sofern Sie das Protokoll geöffnet und "gelesen" haben, wird dies in der Spalte "Gelesen" mit einem Häkchen bestätigt.</li> </ul>


#### Kurzinfo

Die Kurzinfo enthält...

- Informationen zu allen Versand-Status. Diese werden hier vom Datum her archiviert.
- Einen Ausschnitt aus der vollständigen Protokolldatei. Den vollständigen Inhalt der Protokolldatei können Sie nur über den Anhang  per Doppelklick auf die Zeile abrufen.

#### Einsendungen ohne Quittung im Protokoll

Sollten innerhalb von 72 Stunden nach dem Versand einer eDMP-Einsendung keine eDMP-Quittungen von der Datenannahmestelle zurückkommen, erhalten Sie den folgenden Hinweis beim DMP-Start:



Beim Klick auf „Zum Protokoll“ gelangen Sie in das KIM-Protokoll. Nach Rücksprache mit Ihrer Datenannahmestelle darf der Status der Einsendung manuell im Protokoll angepasst werden. Der Status kann umgestellt werden auf „Erfolgreich“ oder „fehlerhaft“. Nach dem Speichern kann der eingetragene Status nicht mehr geändert werden:

Quartal: 3. Quartal

Jahr: 2025

Modul: Alle

Versandstatus: Alle

Lesestatus: Alle

Datum	Modul	Status	Quittungen	Gelesen
2025-09-12 16:08:33	KHK	Bitte auswählen		
2025-09-12 16:08:17	DM2	Bitte auswählen		
2025-09-12 16:08:02	DM1	Bitte auswählen		
2025-09-12 16:07:45	CCPD	Bitte auswählen		
2025-09-12 16:07:29	BK	Erfolgreich		
2025-09-12 16:07:14	AB	Bitte auswählen		
2025-09-12 15:35:09	KHK			✓
2025-09-12 15:34:53	DM2			✓
2025-09-12 15:34:37	CCPD			✓
2025-09-12 15:34:21	DM1			✓
2025-09-12 15:34:05	BK			✓

Kurzinfo

**Die Nachricht wurde fehlerfrei empfangen.**

Einlesedatum der KBV: Unbekannt  
Die KIM MessageID lautet: [REDACTED]@[192.168.0.66]>  
Die Quittung ist nicht verfügbar.

Kontaktdaten der Datenannahmestelle:

Name: [REDACTED] L  
F-Mail: [REDACTED]

*Hinweis:*  
Die manuelle Anpassung des Versandstatus darf nur nach Bestätigung der zuständigen Datenstelle vorgenommen werden.

Hilfe

Schließen


[Hilfe](#) / [Mehr...](#) / [Schließen](#)

<b>[Hilfe]</b>	Gibt Ihnen Informationen zum Funktionsumfang.
<b>[Mehr...]</b>	Hierüber gelangen Sie in die Dokumentationsstatistik.

	<p>Die Anzeige in der Dokumentationsstatistik ist in diesem Fall vorbelegt auf "KIM Status &gt; Alle ". Diesen können Sie jederzeit manuell ändern.</p> <p>Versandstatus (KIM + KV-Connect)</p> <p>Alle</p>
[Schließen]	Hierüber verlassen Sie das KIM Protokoll.

### KIM: Versandwiederholung

In der Versandwiederholung wird Ihnen der Versand-Status wie unter [KIM Protokoll](#) beschrieben angezeigt.









### Status

Die Versandinformation wird pro Versandvorgang abgelegt. Eine Aktualisierung eines Vorgangs findet daher nicht statt.

### KIM -Status Filterfunktion

Zur besseren Übersicht stehen Ihnen folgende Filtermöglichkeiten zur Verfügung:

Filter	Status / Versandinformation
Alle	  
OK	

Mit Fehlern	
Warten auf Antwort	
Ohne Status	Alle Dokumente, die nicht über KIM versendet wurden.

KIM: Dokumentationsstatistik

In der **Dokumentationsstatistik** wird Ihnen in der letzten Tabellen-Spalte der aktuelle Versand-Status angezeigt.

Dokumentation

Alle Dokumentationen:

alle Module

alle Behandler

QMD

QMD

QMD

QMD

QMD

QMD

Versandstatus (KIM + KV-Connect)

Alle

Zeit Optionen

Erstellt am

Von 01.07.2025

Bis 20.08.2025

Mo.

Di.

Mi.

Do.

Fr.

Sa.

So.

1

2

3

4

5

6

Mo.

Di.

Mi.

Do.

Fr.

Sa.

So.

4

5

6

7

8

9

10

Mo.

Di.

Mi.

Do.

Fr.

Sa.

So.

1

2




3

Vorheriges Quartal

Vorheriger Monat

Nächster Monat

Nächstes Quartal

Dok.ID	Name, Vorname	Module	Fallnummer	EDVD	Status	Erstellt am	Gedruckt am	Versendet am	
2	DMP Test	DM1	1001	VD	✓	18.08.2025			
1	DMP Test	RA	1001	ED	✓	18.08.2025			
1	DMP Test	OST	1001	ED	✓	18.08.2025			
1	DMP Test	COPD	1001	ED	✓	18.08.2025			
1	DMP Test	KHK	1001	ED	✓	18.08.2025			
2	DMP Test	KHK	1001	VD	✓	18.08.2025			
2	DMP Test	OST	1001	VD	✓	18.08.2025		19.08.2025	
2	DMP Test	RA	1001	VD	✓	18.08.2025		19.08.2025	
1	DMP Test	DM1	1001	ED	✓	18.08.2025			
2	DMP Test	COPD	1001	VD	✓	18.08.2025		20.08.2025	

Hilfe

Listendruck



Doku Drucken

Bearbeiten

Schließen

Hierzu stehen Ihnen folgende Filtermöglichkeiten zur Verfügung:

Filter	Status / Versandinformation
Alle	  
OK	

<b>Mit Fehlern</b>	
<b>Warten auf Antwort</b>	
<b>Ohne Status</b>	Alle Dokumente, die nicht über KIM versendet wurden.

## KIM: Umgang mit Einsendungen ohne Quittung

Wenn Sie innerhalb von 72 Stunden nach dem Versand einer eDMP-Einsendung keine Quittung von der Datenannahmestelle erhalten, wird beim Öffnen von DMP ASSISTS die folgende Meldung angezeigt:

## CGM PRAXISTIMER - Anbindung

Ab der CGM DMP-ASSIST Version 5.3.6 besteht in der Recall-Liste eine Anbindung an den CGM PRAXISTIMER.


### Voraussetzung für die CGM PRAXISTIMER Anbindung

- Eine vorhandene **CGM PRAXISTIMER Installation ab Version 4.13** und
- der **CGM DMP-ASSIST ab Version 5.3.6**.

In der ersten Ausbaustufe werden Ihnen vorhandene CGM PRAXISTIMER-Termine in der CGM DMP-ASSIST Recall-Liste angezeigt. Weitere Funktionen folgen mit den kommenden CGM DMP-ASSIST Versionen.

### Extras | Systemeinstellungen | CGM PRAXISTIMER | Leistungszuweisung

Bevor Sie die Anbindung nutzen können, ist einmalig die Zuordnung der CGM PRAXISTIMER-Leistungsarten zu den entsprechenden DMP-Indikationen vorzunehmen. Dies ist wichtig, um in der Recall-Liste die DMP-spezifischen Terminarten auf einen Blick erkennen zu können.



Markieren Sie hierzu - per Mausklick - unter "Leistung im Praxistimer" die gewünschte Leistung. Bestätigen Sie anschließend unter "Zuweisung zu DMP-Modul" rechts das -Symbol unter der gewünschten DMP-Indikation. Die Leistung wird nun hinzugefügt und ist links unter "Leistung im Praxistimer" nicht mehr vorhanden. Mit dem - Symbol können Sie die Leistung wieder entfernen, sofern dies gewünscht ist.

Es besteht die Möglichkeit, zu den Indikationen mehrere Leistungen hinzuzufügen, jedoch kann jede Leistung nur einmal zugeordnet werden. Sollten Sie Leistungsarten für mehrere oder alle DMP-Indikationen verwenden wollen, so müssen Sie diese zuvor im CGM PRAXISTIMER im Bereich „Leistungsarten“ duplizieren.


Sobald Sie Ihre Zuordnungen der Leistungen abgeschlossen haben, **[Speichern]** Sie bitte Ihre Einstellung einmal ab.

## Statistik | Recall-Liste

Die Recall-Liste wurde im Anzeigebereich um die Spalte „Praxistimer“ erweitert. Hier wird im Falle eines bereits vergebenen Termins, welcher im gewählten Selektionszeitraum liegt, ein entsprechendes CGM PRAXISTIMER-Symbol angezeigt.

Bitte beachten Sie, dass selbstverständlich keine Termine in der Vergangenheit gesucht werden. Sie erhalten ausschließlich Termine ab dem heutigen Tag (Systemdatum) bis zum Ende der eingestellten Selektion.





Wenn Sie mit dem Mauszeiger über das CGM PRAXISTIMER-Symbol fahren, erhalten Sie per Tooltip eine Kurzübersicht des Termins. Dieser gibt Ihnen die Information, bei welchem Behandler und an welchem Datum die vorab zugewiesene Leistungsart bereits eingeplant ist. Hierdurch können Sie auf einen Blick erkennen, welche Patienten bereits einen DMP-spezifischen Termin vereinbart haben. Somit müssen diese nicht mehr anschreiben bzw. anrufen, um sie an den wiederkehrenden Besuch in Ihrer Praxis zu erinnern.

Wünschen Sie weitere Informationen zu dem Termin oder möchten Sie einen bereits bestehenden Termin um die DMP-spezifischen Leistungen erweitern, um bspw. dem Patienten unnötige Wege zu ersparen, so muss dies im CGM PRAXISTIMER vorgenommen werden.

Sie können den CGM PRAXISTIMER auch direkt aus dem CGM DMP-ASSIST aufrufen.

## Änderungen zur DS-GVO

(EU-Datenschutz-Grundverordnung): Neue Regelungen im Umgang mit personenbezogenen Daten. Die neue EU-Datenschutz-Grundverordnung hat große Auswirkungen auf den Umgang mit Kundendaten. Ab dem 25. Mai müssen Sie die Einwilligung der Personen zur Nutzung ihrer Daten nachweisen können. Eine zweckbezogene Nutzung, die Datensicherheit sowie eine endgültige Löschung der Daten auf Wunsch der Personen, müssen zusätzlich gewährleistet sein. Darüber hinaus müssen Sie auch belegen können, dass Sie selbst und Ihre Dienstleister datenschutzkonform arbeiten. Als zusätzlichen Anreiz die teilweise schon seit Jahren geltenden Regelungen im Datenschutzrecht ernster zu nehmen, werden nun die zu erwartenden Bußgelder deutlich erhöht: bis 20.000.000€ oder bis zu 4% des Jahresumsatzes können bei einem groben Verstoß gegen den Datenschutz künftig erhoben werden. Hier finden Sie einen Überblick der neuen Regelungen im CGM DMP-ASSIST.



## Einwilligungserklärung

Eine Mustereinwilligungserklärung zur Speicherung von optionalen Daten im CGM DMP-ASSIST liegt für Sie auf der CD in dem Ordner "*Dokumente*" zur Verfügung.



**Beachten Sie bitte, dass Sie selbst für das Einholen sowie das Archivieren der Einwilligungserklärungen verantwortlich sind. Eine automatisierte Archivierung ist kein Bestandteil des CGM DMP-ASSIST**

## Widerruf der Einwilligung

Hat eine im CGM DMP-ASSIST angelegte Person ihre Einwilligung widerrufen, so muss diese Person entfernt werden. Das wird über Ihr Arztinformationssystem gesteuert. Genauere Informationen dazu entnehmen Sie bitte dem Datenschutzkapitel Ihres Arztinformationssystems.

## Datenauszug auf Nachfrage

Kunden haben prinzipiell das Recht alle personenbezogenen Daten einzusehen. Zudem müssen diese auf Anfrage auch in einem Ausdruck oder in maschinenlesbarer (XML) Form zur Verfügung gestellt werden. Auch das wird im CGM DMP-ASSIST über Ihr angebundenes Arztinformationssystem gesteuert.


## Recht auf Löschung

Mit dem neuen EU-Datenschutzgesetz wird auch das Recht auf Daten-Löschung gestärkt. Im Alltag kann beispielsweise eine Mitarbeiterin/ ein Mitarbeiter oder auch ein Kunde verlangen, endgültig gelöscht zu werden.

Diese Funktion wird ebenfalls von Ihrem Arztinformationssystem übernommen, welches die entsprechenden Befehle an den CGM DMP-ASSIST übergibt.

## Informationsrechte und -pflichten

Neben dem reinen Export - der ebenfalls über Ihr Arztinformationssystem gesteuert wird - haben Sie das Recht Auskunft darüber zu erhalten, welche Daten über Sie gespeichert werden. Dies erfolgt im CGM DMP-ASSIST über ein Word-Dokument. Dieses Dokument beschreibt die von uns vorgesehenen Daten nach Kategorien, die gespeichert und verarbeitet werden. Sie finden das Dokument zum einen über **Extras | Systemeinstellungen | DS-GVO**



zum anderen ist es ebenfalls auf der CD im Ordner "Dokumente" abgelegt.

### Datenschutz Grundregeln

CompuGroup Medical Deutschland AG – Geschäftsbereich Arztinformationssysteme,  
für das Produkt CGM DMP-ASSIST

CompuGroup  
Medical

#### 1. Datenschutz Grundregeln - Informationsrechte und -pflichten

Neben dem reinen Export hat der Betroffene das Recht Auskunft darüber zu erhalten, welche Daten über ihn gespeichert werden. Dieses Dokument beschreibt, die von der CGM vorgesehenen Daten nach Kategorien, welche gespeichert und verarbeitet werden. In diesem Dokument haben Sie die Möglichkeit, Veränderungen und Anpassungen nachzuhalten, wenn systemdefinierte Datenfelder durch benutzerdefinierte Felder erweitert oder ergänzt werden, sofern dies von der Software ermöglicht wird.

#### 2. Systemdefinierte Datenfelder

Datenfeld	Datenbezeichnung	Kategorie	Speicherort / Art	Datenfeldart	Benutzerdefinierte Anpassung des Datenfelds möglich?
Familienname	Familienname des Personenbezug	Personenbezogene Daten	Datenbank	Systemdefiniert	Nein
Vorname	Vorname des Personenbezug	Personenbezogene Daten	Datenbank	Systemdefiniert	Nein
Zusatzname	Zusatzname des Personenbezug	Personenbezogene Daten	Datenbank	Systemdefiniert	Nein
Geburtsdatum	Geburtsdatum des Personenbezug	Personenbezogene Daten	Datenbank	Systemdefiniert	Nein
Straße	Straße im Personenbezug	Personenbezogene Daten	Datenbank	Systemdefiniert	Nein
Hausnummer	Hausnummer im Personenbezug	Personenbezogene Daten	Datenbank	Systemdefiniert	Nein
Anschriftenzusatz	Anschriftenzusatz im Personenbezug	Personenbezogene Daten	Datenbank	Systemdefiniert	Nein
Telefonnummer	Telefonnummer im Personenbezug	Personenbezogene Daten	Datenbank	Systemdefiniert	Nein
E-Mail	E-Mail im Personenbezug	Personenbezogene Daten	Datenbank	Systemdefiniert	Nein

## Sicheres, nachhaltiges Löschen

Datenobjekte, die Personenbezug aufweisen, gelten als gelöscht, wenn sie nicht mehr vorhanden oder unkenntlich sind und nicht mehr verwendet werden können.

Detaillierte Informationen zu dem Löschkonzept entnehmen Sie bitte dem Datenschutzkapitel Ihres Arztinformationssystems.

## Glossar

<b>AIS</b>	<p>Unter Arztpraxissoftware wird allgemein Software verstanden, welche die Verwaltung, die Organisation und den Betrieb von Arztpraxen bzw. die ärztliche Tätigkeit unterstützen.</p> <p>Gebräuchliche alternative Bezeichnungen sind auch Arztinformationssystem (AIS), Arztsoftware, Praxissoftware, Praxisverwaltungssoftware, Praxisverwaltungssystem (PVS), Praxismanagementsoftware oder Ordinationsmanagementsoftware.</p> <p>Auszug aus <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Arztpraxissoftware">http://de.wikipedia.org/wiki/Arztpraxissoftware</a></p>
<b>BDT</b>	<p><b>BDT (BEHANDLUNGSDATEN-TRANSFER)</b></p> <p>Auszug aus <a href="http://www.gms-standards.de/standards/bdt-schnittstelle/">http://www.gms-standards.de/standards/bdt-schnittstelle/</a></p> <p>Der BDT beschreibt und kategorisiert das gesamte in einer Arztpraxis gesammelte Datenmaterial durch Feldbeschreibungen, durch Zuordnung der Felder zu definierten Sätzen und durch Regeln zur Verwendung und Reihenfolge von Feldern und Sätzen einschließlich von deren Abhängigkeiten.</p> <p>Der BDT wurde Anfang der 90er Jahre von der KBV und später vom ZI (dem Zentralinstitut für die Kassenärztliche Versorgung) entwickelt, um den Austausch der vollständigen Behandlungsdokumentation aller Patienten zwischen verschiedenen Praxis-Software-Systemen zu ermöglichen, um so den Ärzten den Wechsel eines Softwareanbieters zu erleichtern.</p>
<b>eGK</b>	Elektronische Gesundheitskarte
<b>KVK</b>	Krankenversichertenkarte
<b>Multimorbid</b>	<p>Unter Multimorbidität (lat. Mehrfacherkrankung) versteht man das gleichzeitige Bestehen mehrerer Krankheiten bei einer einzelnen Person.</p> <p>Auszug aus <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Multimorbidität">http://de.wikipedia.org/wiki/Multimorbidität</a></p>
<b>ED</b>	Erstdokumentation
<b>VD</b>	Verlaufsdokumentation
<b>BK</b>	Brustkrebs
<b>DM1</b>	Diabetes Mellitus 1

<b>DM2</b>	Diabetes Mellitus 2
<b>KHK</b>	Koronare Herzkrankheit
<b>AB</b>	Asthma Bronchiale
<b>COPD</b>	Chronische obstruktive Lungenerkrankung
<b>OST</b>	Osteoporose

**CompuGroup Medical Deutschland AG**  
Maria Trost 21  
D-56070 Koblenz

support.dmp-assist@cgm.com  
[cgm.com/de](http://cgm.com/de)

