

Updateanschriften

Version 5.4.1

Die in diesem Update-Anschreiben dargestellten Beispiele und Zahlenmaterialien sind frei gewählt.

Das Werk, einschließlich all seiner Inhalte, ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, auch die der Übersetzung, des Nachdruckes und der Vervielfältigung des Buches, oder Teilen daraus, vorbehalten. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Eigentümers unzulässig und strafbar. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Eigentümers reproduziert oder unter Verwendung elektronische Systeme gespeichert, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Änderungen vorbehalten.



Impressum

© 2010 - 2017

CompuGroup Medical Deutschland AG

Maria Trost 21

56070 Koblenz

www.cgm.com/de

Wichtige Update-Information

DMP-Update
5.4.1

Sehr geehrte Anwenderin, sehr geehrter Anwender,

mit dieser Version stellen wir Ihnen das Update für das Quartal Q4/2017 zur Verfügung.

Mit dieser Version erhalten Sie die aktuellen KBV-Stammdateien (KBV-Prüfmodule / Kostenträgerstammdaten / Datenannahmestellenstammdatei), die ab dem 01.10.2017 gültig sind und an die Datenannahmestellen übermittelt werden.



1. Bitte **installieren** Sie das **Update unbedingt** und **schnellstmöglich** anhand der Update-Installationsanleitung!
2. Führen Sie **vor der Installation** eine **Datensicherung** durch.
3. Den **ersten Start** - für das im Anschluss folgende Datenbank-Update - führen Sie bitte **nur am Server** aus!

Wichtige Update-Information	3
Update-Neuerungen	4
Dokumentation Anpassungen für eDMP COPD zum 1. Januar 2018	4
Das bedeutet für Sie als Praxis:	4
Anpassung der Plausibilitäten innerhalb des Moduls COPD	5
Überarbeitung der Dokumentationshistorie	8
Aufteilung / Optik.....	8
Filter	9
KBV- Stammdateien – SDPLZ	10

Mit freundlichen Grüßen aus Koblenz

Ihr CGM DMP-ASSIST Team

Update-Neuerungen

Dokumentation | Anpassungen für eDMP COPD zum 1. Januar 2018

Auszug aus dem KBV_ITA_SIEX_Liesmich_Update.pdf vom 15.08.2017

Zum 1. Januar 2018 treten die Änderungen bei dem eDMP COPD in Kraft. Diese Änderungen waren notwendig, da zum 1. Januar 2017 Änderungen der Anforderungen des Disease-Management-Programmes (DMP) COPD durch den G-BA in Kraft gesetzt wurden.

Die geänderten Plausibilitäten, Ausfüllanleitungen und Schnittstellenpakete müssen zum 1. Januar 2018 in den Arztpraxen zum Einsatz kommen.

Das bedeutet für Sie als Praxis:

1. Mit dieser Q4/2017-Version des CGM DMP-ASSIST haben wir das Modul COPD für den 01.01.2018 schon entsprechend angepasst. Lediglich das Versenden dieser neuen Dokumentationen ist derzeit noch nicht möglich, da die entsprechenden Dokumentationsinhalte und Prüfmodule erst ab Q1/2018 zum Einsatz kommen dürfen.
2. **Um Ihnen den Übergang zu erleichtern, sollten Sie in Q4/2017 alle COPD- Altdokumentationen bis zum 31.12.2017 abschließen und diese zeitnah versenden.**
3. **Spielen Sie das Q1- Update möglichst ein, bevor Sie eine Dokumentation für Q1/2018 erstellen.**
4. **Selbstverständlich können Sie nach dem Einspielen des neuen Updates Dokumente aus dem Vorquartal ändern und versenden. Hierbei ist auf Folgendes zu achten:**
 - a. **Sowohl das Erstellungsdatum dieser Dokumentation, als auch das Unterschriftsdatum muss mit einem Datum aus Q4/2017 eingestellt sein.**
 - b. **Eine Datenübernahme aus dem vorangegangenen Dokument ist nur bedingt möglich.**

Welche Dokumenten-Version angezeigt wird ist abhängig vom Tagesdatum des Rechners und dem "Kopfdatum (Erstellung)" innerhalb der Dokumentation.

- Es gilt grundsätzlich:
 - Mit Tagesdatum und "Kopfdatum (Erstellung)" bis 31.12.2017 wird immer das alte Formular zur Verfügung gestellt.
 - Mit Tagesdatum und "Kopfdatum (Erstellung)" ab / nach dem 01.01.2018 wird immer das aktuelle Formular zur Verfügung gestellt.

Ausnahme:

Sofern das Tagesdatum des Rechners der 01.01.2018 (oder aktueller) ist, in der Dokumentation aber das "Kopfdatum (Erstellung)" manuell auf ein Datum bis zum 31.12.2017 eingestellt wurde, wird Ihnen in der entsprechenden Übergangsregelung / Frist das alte Formular angezeigt.

Durch diese manuelle Änderung ist die Datenübernahme aus der vorangegangenen Dokumentation nur bedingt möglich! Ursache hierfür ist die Notwendigkeit, nach einer Änderung des Kopfdatums und damit einhergehend einer Änderung der jeweils gültigen DMP-Vorschrift, die Inhalte aus den deaktivierten Feldern zu löschen.

5. Um Ihnen die Übergangsregelung etwas zu vereinfachen, sind alle Änderungen wie folgt ersichtlich:
 - a. Alte Dokumente, die bis zum 31.12.2017 gelten, enthalten schon alle Neuerungen. Diese sind inaktiv dargestellt und können somit nicht aus Versehen angewählt werden.
 - b. Gleiches gilt für Dokumente, die ab dem 01.01.2018 gelten. Hier werden die nicht mehr gültigen Punkte ebenfalls inaktiv dargestellt.

Anpassung der Plausibilitäten innerhalb des Moduls COPD

COPD - Anamnese- und Befunddaten

The screenshot shows the 'COPD (VD) - Q1/2018' data entry form. The left sidebar contains a tree view with 'Anamnese- und Befunddaten' selected. The main content area is divided into several sections:

- Administrative Daten:** Shows patient name 'Pia Golle, 02.02.1960' and document ID 'COPD (VD) - Q1/2018'.
- Medikamente, Schulung, Behandlungsplanung, Abschluss:** Navigation tabs at the top.
- Administrative Daten:** A sub-tab for administrative information.
- Anamnese- und Befunddaten:** The main data entry area, containing:
 - Indikationsübergreifende Daten:**
 - Körpergröße(m): 1,80
 - Körpergewicht(kg): 94
 - Blutdruck(mmHg): []
 - Raucher: Ja Nein
 - Begleiterkrankungen:**
 - Arterielle Hypertonie
 - Fettstoffwechselstörung
 - Diabetes mellitus
 - Chronische Herzinsuffizienz
 - Keine der genannten Erkrankungen
 - KHK
 - COPD
 - AVK
 - AB
 - Chronisch obstruktive Lungenerkrankung (COPD):**
 - Aktueller FEV1-Wert (alle 6 bis 12 Monate / Prozent des Soll-Wertes): []
 - Nicht durchgeführt
 - Klinische Einschätzung des Osteoporoserisikos durchgeführt: Ja Nein
- Footer:** Buttons for 'Hilfe', 'Labordatenaktualisierung', '< Zurück', 'Weiter >', 'Speichern', and 'Schließen'.

Änderungen bei folgenden Feldern ab 01.01.2018:

- Aktueller FEV1-Wert
 - Alle 6 bis 12 Monate / **Prozent des Soll-Wertes**

Die Angabe muss numerisch mit 3 Stellen vor und einer Stelle hinter dem Komma erfolgen.
Wertebereich 001,0 – 299,9

Neue Felder ab 01.01.2018:

- Klinische Einschätzung des Osteoporoserisikos durchgeführt
 - Ja
 - Nein

COPD - Schulung (nur Erstdokumentation)

Pia Golle, 02.02.1960 -> COPD (ED) - Q1/2018

Administrative Daten	Anamnese- und Befunddaten	Relevante Ereignisse
Medikamente	Schulung	Behandlungsplanung
		Abschluss

Chronisch obstruktive Lungenerkrankung (COPD)
Schulung empfohlen (bei aktueller Dokumentation)
COPD-Schulung empfohlen
 Ja Nein

Schulung schon vor der Einschreibung in ein DMP bereits wahrgenommen
[Dropdown menu]

Empfohlene Schulung wahrgenommen
[Dropdown menu]

Ausfüllanleitung

Hilfe Fehler

Bedingtes Pflichtfeld;
Genau eine Angabe ist erforderlich,
wenn die Anlage 12 im Rahmen einer
Erstdokumentation auszufüllen ist.
Genau eine Angabe ist zulässig

Eine Angabe im Rahmen einer
Folgedokumentation ist nicht zulässig.

Hilfe Labordatenaktualisierung < Zurück Weiter > Speichern Schließen

Neu ab 01.01.2018:

- Schulung schon vor der Einschreibung in ein DMP bereits wahrgenommen
 - Ja
 - Nein

COPD – Behandlungsplanung

Neu ab 01.01.2018:

- Empfehlung zum Tabakverzicht ausgesprochen
 - Ja
 - Nein
- Empfehlung zur Teilnahme an Tabakentwöhnungsprogramm ausgesprochen
 - Ja
 - Nein
- An einem Tabakentwöhnungsprogramm seit der letzten Empfehlung teilgenommen
(nur **Verlaufsdokumentation**)
 - Ja
 - Nein
 - War aktuell nicht möglich
- Empfehlung zum körperlichen Training ausgesprochen
 - Ja
 - Nein

Hinweis:

Die Angaben zur Tabakentwöhnung werden nur dann zu Pflichtfeldern, sofern der Status „Raucher“ in den Anamnese- und Befunddaten auf „Ja“ gesetzt wurde.

Überarbeitung der Dokumentationshistorie

Über **Dokumentation** | **Dokumentationshistorie** oder Alt+H gelangen Sie in die Übersicht der Dokumentationshistorie. Dieser Bereich wurde sowohl optisch als auch funktional angepasst.


Aufteilung / Optik

Da es sich um den wichtigsten Bereich innerhalb der Dokumentationshistorie handelt, ist die Dokumentationsstatik nun als Startreiter festgelegt. Sie sehen sofort alle zum Patienten erstellten Dokumentationen und deren Status in der Übersicht.

Dok.ID	Module	ED/VD	Status	Erstellt am	Gedruckt am	Versendet am
12	COPD	VD	▶	01.01.2018		
4	COPD	VD	▶	21.08.2017		21.08.2017
8	COPD	ED	▶	21.08.2017		21.08.2017


- Des Weiteren sind alle Hintergrundfarben in den Reitern „Module“ und „Indikationsübergreifend“ nun in Weiß gehalten.
- Der Reiter „Grafische Befunde“ wird nicht weiter gepflegt und wurde daher komplett entfernt.
- Auf der linken Seite sind die Angaben zu den „*Patientenstammdaten*“ und „*Versicherungsinformationen*“ entfallen, da Sie diese in ausführlicher Gesamtübersicht mit



Klick auf  einsehen können. Zudem sehen Sie in der Titelzeile des Fensters den Namen des aufgerufenen Patienten jederzeit.

- Weiterhin entfallen sind die Angaben zur „*Programmteilnahme*“, welche Sie ebenfalls über



 einsehen können, - bzw. auch in der Übersicht der Dokumentationshistorie sehen - und zu den „*Dauermedikamenten*“, da diese in Ihrem Arztsinformationssystem verwaltet werden.

- Die „*Recall Termine*“ werden weiterhin in gewohnter Form angezeigt.

Filter

In den Reitern „Indikationsübergreifend“ und „Module“ erhalten Sie nun auf der linken Seite praktische Filter, die Ihnen erleichtern die gewünschten Informationen auf einen Blick zu sehen.

Register	Q1 2018	Q3 2017	Q3 2017
Dokumentationsstatus			
Kopfdatum (Ersterstellung)	01.01.2018	21.08.2017	21.08.2017
Datum der Erstellung	01.01.2018	21.08.2017	21.08.2017
versendet am		21.08.2017	21.08.2017
Dokumentationsintervall	Quartalsweise	Quartalsweise	Quartalsweise
Nächste Dokumentationserstellung	01.04.2018	21.11.2017	21.11.2017
Anamnese- und Befunddaten			
Aktueller FEV1-Wert	076,4	4,34	0,80
Klinische Einschätzung des Osteoporoserisikos durchgeführt	Ja	-	-
Relevante Ereignisse			
Häufigkeit von Exazerbationen seit der letzten Dokumentation	2	2	-
Stationäre Notfallmäßige Behandlung seit der letzten Dokumentation	1	2	-
Medikamente			
Kurz wirksame Beta-2-Sympathomimetika und/oder Anticholinergika	Keine, Kontraindikation	Keine, Kontraindikation	Keine, Kontraindikation
Inhalative lang wirksame Beta 2-Sympathomimetika	Bei Bedarf	Bei Bedarf	Bei Bedarf
Lang wirksame Anticholinergika	Keine	Keine	Keine
Inhalationstechnik überprüft	Nein	Nein	Nein
Sonstige diagnosespezifische Medikation	Theophyllin	Theophyllin	Theophyllin
Schulung			
COPD-Schulung empfohlen	Nein	Nein	Ja
Schulung schon vor der Einschreibung in ein DMP bereits wahrgenommen	-	-	-
Empfohlene Schulung wahrgenommen	Bei letzter Dokumentation keine Schul...	Bei letzter Dokumentation keine Schul...	-
Behandlungsplan			
COPD-bezogene I.Iber., bzw. Einweisung veranlasst	Ja	Nein	Ja

Die Filter sind nach den Dokumentationsbereichen – sprich den einzelnen Reitern innerhalb der Dokumentation – benannt. Nach diesen Bereichen können Sie nun durch entsprechende Selektion alle Ergebnisse eingrenzen lassen, bspw. falls Sie nur die Medikamente einsehen müssen.

Register	Q1 2018	Q3 2017	Q3 2017
Medikamente			
Kurz wirksame Beta-2-Sympathomimetika und/oder Anticholinergika	Keine, Kontraindikation	Keine, Kontraindikation	Keine, Kontraindikation
Inhalative lang wirksame Beta 2-Sympathomimetika	Bei Bedarf	Bei Bedarf	Bei Bedarf
Lang wirksame Anticholinergika	Keine	Keine	Keine
Inhalationstechnik überprüft	Nein	Nein	Nein
Sonstige diagnosespezifische Medikation	Theophyllin	Theophyllin	Theophyllin

KBV- Stammdateien – SDPLZ

Unter **Menü | Extras | Systemeinstellungen | KBV-Stammdateien** finden Sie nun auch die Angaben zur SDPLZ – zur Stammdatei der Postleitzahlen der KBV.

Systemeinstellungen

CGM DMP-ASSIST

- Arbeitsplatz
- Benutzerverwaltung
- Brenner
- KBV-Stammdateien**
- Kopfdaten
- Lizenz
- Serienbrief
- Versandoptionen
- Teilnahmeerklärungen
- Freischaltungen
- CGM PRAXISTIMER

Kostenträgerstammdaten
Version: 1.02 vom 02.08.2017 (kts_1.02_kbv_tf+2017q4_1.xml)

Datenannahmestellenstammdatei
Version: 1.13 vom 09.08.2017 (sdda_01.13_kbv.xml)

Postleitzahlenstammdatei
Version: PLZ1016.01 vom 12.06.2017 (plz74_1.417.txt)

Modul Versionen

Modul	XPM Paket	XML Schema	CGM DMP-ASSIST
Diabetes mellitus Typ 1	5.02	5.00	5.4.1000
Diabetes mellitus Typ 2	6.03	6.00	5.4.1000
Koronare Herzkrankheit	4.13	4.11	5.4.1000
Brustkrebs	4.20	4.20	5.4.1000
COPD	4.11	3.41	5.4.1000
Asthma brochniale	5.11	4.41	5.4.1000

Hilfe Drucken

Diese und weitere Stammdateien werden jedes Quartal durch die KBV aktualisiert und mit unseren Updates automatisch eingepflegt.

Updateanschreiben

CGM DMP-ASSIST

Dokumentations- und Übermittlungssoftware

CompuGroup Medical Deutschland AG

Maria Trost 21

D-56070 Koblenz

support.dmp-assist@cgm.com

cgm.com/de

Synchronizing Healthcare



**CompuGroup
Medical**