


**CGM DMP-ASSIST**

Medizinisches Informationssystem

# Disease-Management


Das Praxistool für eDMP



Synchronizing Healthcare



**CompuGroup  
Medical**



# Inhaltsverzeichnis

03 Einleitung Update CGM DMP-ASSIST 5

---

04 Einspielen des Programmupdates

---

07 Kennen Sie bereits die weiteren Produkte der CompuGroup Medical?

---

# CGM DMP-ASSIST 5

**Sehr geehrte Anwenderin, sehr geehrter Anwender,**

mit dieser Sendung erhalten Sie Ihr aktuelles Quartals-Update des DMP-ASSIST 5.

Neben den gesetzlichen Änderungen haben wir den Schwerpunkt dieses Updates auf allgemeine Erweiterungen und Optimierungen gelegt. Aufgrund der aktuellen KBV-Daten empfehlen wir Ihnen, das Update möglichst zeitnah einzulesen.

Detaillierte Informationen zu den Neuerungen sowie zur Installation entnehmen Sie bitte den beigefügten Dokumentationen, welche Sie über das DVD-Startmenü aufrufen können. Durch Anwahl des Symbols „Dokumentation anzeigen“ öffnet sich das Dokumentationsverzeichnis auf der DMP-ASSIST DVD, in welchem Sie die gewünschte PDF-Datei öffnen können.

**Bitte führen Sie vorab unbedingt eine Datensicherung durch.**

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit der neuen Version des DMP-ASSIST 5!

Mit freundlichen Grüßen

**Ihr CGM DMP-ASSIST Team**

# Einspielen des Programmupdates

Die Aktualisierung muss unbedingt und ausschließlich am Server durchgeführt werden!



Beenden Sie den DMP-ASSIST an allen Arbeitsstationen. Sollte ein Arztinformationssystem auf Ihrem Rechner installiert sein, beenden Sie dieses bitte auch an allen Stationen!

**Führen Sie bitte unbedingt eine Datensicherung durch!**


Bitte achten Sie darauf, die Installation mit Administratorrechten durchzuführen!

Nach Einlegen der Update-DVD in das DVD-Laufwerk Ihres DMP-ASSIST Servers startet der Setup-Assistent automatisch.

Für den Fall, dass die „automatische Benachrichtigung“ abgeschaltet ist und der Setup-Assistent nicht automatisch geladen wird, starten Sie das Programm bitte manuell. Wählen Sie dazu [Start] | [Ausführen...] und geben Sie im Feld „Öffnen“ den Pfad des Setup-Programms ein:

**X:\autorun.exe**

**X** ersetzen Sie bitte durch den Laufwerksbuchstaben Ihres DVD-ROM-Laufwerks.




Zunächst erscheint das DVD-Startmenü.

Über den Menüpunkt [Dokumentation anzeigen] öffnet sich der Ordner „Dokumente“ auf der DVD, in dem Sie detaillierte Programmbeschreibungen sowie die DMP-ASSIST Updateinstallationsanleitung finden. Lesen Sie sich diese bitte aufmerksam durch, bevor Sie mit der Installation beginnen.

Starten Sie bitte die Update-Installation ausschließlich am DMP-ASSIST Server über den Punkt [Server & Einzelplatz Installation] und folgen anschließend den Anweisungen des Setupassistenten. Detaillierte Informationen zum Einspielen des Updates lesen Sie in der Updateinstallationsanleitung.

Eine separate Client-Aktualisierung ist bei einer Update-Installation nicht notwendig.



# GESUNDHEITS-PASS DIABETES

Amputationen, Erblindung und schwere Erkrankungen an inneren Organen – diese **Folgeerkrankungen** bei Diabetikern können Sie **verhindern** mit dem Gesundheits-Pass Diabetes.

**Dokumentieren Sie Ihre Untersuchungen** und verbessern Sie die Kommunikation mit Ihren Patienten und anderen behandelnden Ärzten.

**Gesundheits-Pass Diabetes, KI43974**, à 2,60 €, zzgl. Versandkosten  
(attraktive Staffelpreise: ab 50 Expl. à 2,15 €; ab 100 Expl. à 1,70 €).

## Gleich hier bestellen:



per Telefon  
07 11/66 72-14 83



per Internet  
[www.kirchheim-shop.de](http://www.kirchheim-shop.de)



per Post SVK-GmbH, VA Kirchheim-  
Verlag, Postf. 10 60 16, 70049 Stuttgart



per Mail  
[svk@svk.de](mailto:svk@svk.de)

22.0027

# Kennen Sie bereits die weiteren Produkte der CompuGroup Medical?

## **CGM ORGANIZER – Praxis- und Qualitätsmanagement einfach, schnell und professionell**

- **CGM TASK ORGANIZER** strukturiert Ihr rechtskonformes Praxismanagement. Rund 120 vordefinierte Aufgaben und Unterweisungsvorlagen geben Ihnen einen Überblick über gesetzliche Bestimmungen. Ein Hygieneplan, eine Geräteverwaltung nach §8 MPBetreibV und ein Gefahrstoffverzeichnis nach der aktuellen Gefahrstoffverordnung unterstützen Sie bei der Umsetzung dieser Gesetzesgaben.
- **CGM QM ORGANIZER** unterstützt Sie bei der QM-Dokumentenverwaltung nach verschiedenen QM-Systemen. Grafikwerkzeuge helfen Ihnen bei der Visualisierung.
- Mit **CGM QM ORGANIZER PLUS** genießen Sie alle Vorteile und Funktionen von **CGM TASK ORGANIZER** und **CGM QM ORGANIZER**.



[www.cgmorganizer.com](http://www.cgmorganizer.com) · [info.cgmorganizer@cgm.com](mailto:info.cgmorganizer@cgm.com)

## **CGM PRAXISARCHIV – Revisionssichere digitale Archivierung komfortabel, sicher, schnell**

- Dokumenten-Management mit höchster Sicherheit
- TÜV-Zertifikat: „Revisionssichere Archivierung“
- REFA-Siegel: „Effizientes Dokumentenmanagement“
- Optimale Anbindung an die Arzt-/Zahnarzt-informationssysteme der CompuGroup Medical
- Innovatives Datensicherungskonzept
- Universelle Einsatzmöglichkeiten
- Individuell ausbaufähig



[www.praxisarchiv.com](http://www.praxisarchiv.com) · [info.praxisarchiv@cgm.com](mailto:info.praxisarchiv@cgm.com)

Diese DVD beinhaltet die **Update-Installation** des CGM DMP-ASSIST.

## CGM DMP-ASSIST

Medizinisches Informationssystem

CompuGroup Medical Deutschland AG  
Geschäftsbereich Medizinische Informationssysteme  
Maria Trost 21 · 56070 Koblenz 

T +49 (0) 261 8000-2800

F +49 (0) 261 8000-3188

[www.cgm.com/de](http://www.cgm.com/de)

[info.dmp-assist@cgm.com](mailto:info.dmp-assist@cgm.com)

