

**MEDICA  
2013!**  
20.-23.11.2013  
in Düsseldorf  
Halle 15  
Stand B33

# Update

für das Quartal 4/2013

**CGM verbindet.**



# Liebe CGM DMP-ASSIST-Anwenderin, lieber CGM DMP-ASSIST-Anwender,

**mit dieser Sendung erhalten Sie Ihr aktuelles Quartals-Update des CGM DMP-ASSIST 5.** Das CGM DMP-ASSIST-Update 5.2.7 installiert die aktuell geforderten KBV-Module auf Ihrem System. Um Ihnen den Praxisalltag zu erleichtern, wurden unter anderem folgende Funktionen optimiert:

- ✓ **Die Datenübernahme aus vorangegangenen Dokumentationen in die aktuelle Verlaufsdokumentation wurde vereinfacht und erweitert**
- ✓ **Die Dokumentationsstatistik wurde um eine Listendruck-Funktion ergänzt.**
- ✓ **Der Dokumentationsausdruck wurde grundlegend überarbeitet.**

Wir empfehlen Ihnen, sich weitere Informationen zu den Neuerungen in der Update-Dokumentation ([Updateanschreiben.pdf](#)) durchzulesen, welche Sie über das DVD-Startmenü öffnen können. Durch Anwahl des Symbols „Dokumentation anzeigen“ öffnet sich der Ordner „Dokumente“, in welchem Sie die gewünschte PDF-Datei aufrufen können.

**Wir wünschen Ihnen viel Freude mit der neuen Version des CGM DMP-ASSIST!**

Mit freundlichen Grüßen

Ihr CGM DMP-ASSIST Team

## Einspielen des Programmupdates.

- ✓ Bitte beachten Sie, dass die CGM DMP-ASSIST Update-Installation nur mit Administrator-Berechtigungen möglich ist.
- ✓ Beenden Sie alle weiteren Anwendungen (z.B. Arztinformationssysteme) während der Installation. **Führen Sie unbedingt vor jeder Update-Installation eine aktuelle Datensicherung durch und deaktivieren Sie ggf. den Virenschoner für den Zeitraum der Installation!**
- ✓ **Nach erfolgreicher Update-Installation ist ein einmaliger Start des CGM DMP-ASSIST am Server notwendig. Starten Sie hierzu das Programm bitte direkt über das Icon auf Ihrem Windows-Desktop.**
- ✓ Es ist nicht notwendig, an den Nebenstellen die Update-DVD einzulegen! Diese aktualisieren sich nach dem Server Update automatisch.

Nach Einlegen der Update-DVD in das DVD-Laufwerk des CGM DMP-ASSIST-Servers startet der Setup-Assistent automatisch. Für den Fall, dass die „automatische Benachrichtigung“ abgeschaltet ist und der Setup-Assistent nicht automatisch geladen wird, starten Sie das Programm bitte manuell. Wählen Sie dazu **Start | Ausführen...** und geben Sie im Feld **Öffnen** den Pfad des Setup-Programms ein:

**X:\autorun.exe** \*

\* **X** ersetzen Sie bitte durch den Laufwerksbuchstaben Ihres DVD-Laufwerks.

## Einspielen des Programmupdates



## Einspielen des Programmupdates

Über den Menüpunkt **Dokumentation anzeigen** öffnet sich der Ordner „Dokumente“ auf der DVD, in dem Sie detaillierte Programmbeschreibungen sowie die CGM DMP-ASSIST Update-Installationsanleitung finden. Lesen Sie sich diese bitte aufmerksam durch, bevor Sie mit der Installation beginnen.

Starten Sie bitte die Update-Installation unbedingt und ausschließlich am Server über den Punkt **Server & Einzelplatz Installation** und folgen anschließend den Anweisungen des Setup-Assistenten. Detaillierte Informationen zum Einspielen des Updates lesen Sie in der Update-Installationsanleitung. Eine separate Client-Aktualisierung ist bei einer Update-Installation nicht notwendig.



Bei Fragen  
zum Einspielen des  
Updates oder weiteren  
Programmfragen wenden  
Sie sich bitte an Ihren  
zuständigen Vertriebs- und  
Servicepartner bzw. an  
die Ihnen bekannten  
Ansprechpartner und  
Rufnummern.



## CompuGroup Medical Deutschland AG

Geschäftsbereich

Medizinische Informationssysteme

Maria Trost 21, 56070 Koblenz

support.dmp-assist@cgm.com

[cgm.com/de](http://cgm.com/de)



Management  
System  
ISO 9001:2008

[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID 0000022362

