



# **Installationsanleitung**

## **DMP-Assist Version 3.7.2.0**

### Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Systemvoraussetzungen .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Datensicherung vor dem Update .....</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Die Installation des Updates.....</b>	<b>5</b>
3.1.	Wichtige Hinweise zum Update.....	5
3.2.	Update Installation am Server .....	5
3.3.	Update Installation am Client.....	10
<b>4</b>	<b>Inhalte des Updates.....</b>	<b>11</b>
4.1.	Neues KBV- und Krypto-Prüfmodul.....	11


## 1 Systemvoraussetzungen

Das DMP-Assist Update in der Version 3.7.2.0 benötigt für die Installation folgende Voraussetzungen:


- Installierte DMP-Assist Version 3.4.1.0
- 200 MB freier Festplattenspeicher auf dem DMP-Assist Server.
- 50 MB freier Festplattenspeicher auf dem DMP-Assist Client.

## 2 Datensicherung vor dem Update

Erstellen Sie vor der Installation des Updates eine Sicherung Ihrer aktuellen DMP-Assist Daten. Beenden Sie hierfür bitte auf allen anderen Arbeitsplätzen alle noch laufenden DMP-Assist Anwendungen. Anschließend starten Sie bitte am Server den DMP-Assist entweder vom Desktop aus oder aus der Programmgruppe Start Programme DMP-Assist30 DMP-Assist 3.0 heraus. Wechseln Sie danach bitte in das Menü Extras Datensicherung Sicherung. Es erscheint folgende Hinweismeldung:



Bestätigen Sie diese mit dem Druckknopf OK. Der DMP-Assist wird geschlossen und folgende Hinweismeldung wird Ihnen angezeigt:



Markieren Sie bitte zuerst die Praxis, welche Sie sichern möchten. Im Anschluss wählen Sie über den Druckknopf **Zieldatei wählen** ein Verzeichnis für Ihre Sicherung aus. Geben Sie im Feld **Beschreibung** einen Kurztext ein, warum diese Sicherung erstellt wird. Bitte Betätigen Sie den Druckknopf **Start**, die Sicherung wird nun erstellt. Nach erfolgreicher Erstellung Ihrer Datensicherung erhalten Sie folgende Hinweismeldung:



Quittieren Sie die Meldung mit dem Druckknopf **OK** und verlassen Sie die DMP-Datensicherung über den Druckknopf **Schließen**.


### 3 Die Installation des Updates

#### 3.1. Wichtige Hinweise zum Update

Bitte Informieren Sie Ihre Mitarbeiter rechtzeitig über die Änderungen, die in diesem Update enthalten sind.

Die Installation des DMP-Assist online Updates wird ausschließlich am DMP-Assist Server vorgenommen. Die Aktualisierung der DMP-Assist Nebenstellen erfolgt nach dem Server-Update beim ersten Programmstart des DMP-Assist Client automatisch.


Vor der Installation der neuen Programmdateien prüft das Update automatisch, ob noch DMP-Assist Anwendungen auf den Nebenstellen gestartet und dass alle Zugriffe auf die Datenbank geschlossen sind. Ist das nicht der Fall, erscheint folgende Hinweismeldung:




Kontrollieren Sie bitte in dem Fall alle Rechner darauf, dass kein DMP-Assist Programm mehr gestartet ist und wiederholen Sie die Installation des Updates.

#### 3.2. Update Installation am Server


Schließen Sie bitte alle noch offenen Fenster in Ihrem ALBIS on WINDOWS und gehen Sie anschließend über den Menüpunkt `Extern teledem online Update`. Das ALBIS on WINDOWS wird automatisch geschlossen und Sie werden zum ALBIS Online Update Portal weitergeleitet.




Markieren Sie bitte den Eintrag **DMP-Assist Version 3.7.2.0** und klicken anschließend auf den Druckknopf **Download**.




Klicken Sie danach auf den Druckknopf **Speichern**. Es öffnet sich folgender Dialog:




Im Anschluss klicken Sie bitte erneut auf den Druckknopf **Speichern**, um das Update herunter zu laden.



Nachdem der Download abgeschlossen ist, klicken Sie auf den Druckknopf **Schließen** und beenden anschließend den Internet-Explorer.




Markieren Sie bitte die Datei **dmpassistupdate.exe** und klicken auf den Druckknopf **Ausführen**. Nachdem die Daten des Updates entpackt sind, startet die Update-Installation des DMP-Assists automatisch.



Klicken Sie bitte auf den Druckknopf **Weiter**, um zum nächsten Schritt in der Update-Installation zu gelangen.





Bevor mit der Installation der neuen Programmdateien begonnen werden kann, füllen Sie bitte die Update-Checkliste, wie oben gezeigt, aus.

Datensicherung wurde durchgeführt

- Bestätigt die Durchführung einer aktuellen Datensicherung Ihrer DMP-Assist Daten.

Update Dokumentation wurde gelesen

- Bestätigt, dass die Update-Dokumentation aufmerksam gelesen wurde.


Praxis1 Version: 371

- Bestätigt Ihnen, dass Ihre DMP-Assist Datenbank gefunden wurde und in der korrekten Version 3.7.1.0 vorliegt. Die in der oben gezeigten Abbildung dargestellte Versions-Angabe kann je nach Praxis-Installation variieren und muss mindestens die **341** sein.

Arztpraxis / Krankenhauspraxis

- Wählen Sie hier die für Sie geltende Praxisform.

Nachdem Sie alle Punkte abgehakt haben, starten Sie bitte den Kopiervorgang mit dem Druckknopf **OK**. Ist die Update-Installation erfolgreich abgeschlossen, so erscheint folgende Hinweis-meldung:




Beenden Sie bitte das Update-Programm mit dem Druckknopf **OK** und verlassen Sie die DMP-Assist Installation über den Druckknopf **Beenden**.


### 3.3. Update Installation am Client

Um den DMP-Assist auf den Nebenstellen zu aktualisieren, starten Sie bitte das Programm entweder vom Desktop aus oder aus der Programmgruppe `Start Programme DMP-Assist30 DMP-Assist 3.0` heraus.


Die DMP-Clientanwendung erkennt automatisch, dass auf dem DMP-Assist Server eine neue Programmversion eingespielt wurde und zeigt Ihnen folgende Hinweismeldung:



Bestätigen Sie die Meldung bitte mit dem Druckknopf **OK**. Anschließend wird Ihnen folgende Hinweismeldung angezeigt:



Um die Installation für das Client-Update zu starten, klicken Sie bitte auf den Druckknopf `Weiter`. Nachdem alle neuen Programmdateien erfolgreich auf die Nebenstelle kopiert sind, erscheint folgende Hinweismeldung:



## 4 Inhalte des Updates

### 4.1. Neues KBV- und Krypto-Prüfmodul

Mit diesem DMP-Assist Update erhalten Sie das neue KBV- und Krypto-Prüfmodul für das Quartal 2/2008.